

To jest Theraspace!
A jakie są **Twoje Supermoce?**



theraspace

Linia stołów do masażu **Theraspace**

Linia stołów do masażu Theraspace została zaprojektowana z myślą o terapeutach i ich pacjentach. Theraspace, to najnowsze osiągnięcie naszych doświadczonych inżynierów, łączące wyrafinowaną funkcjonalność oraz komfort, oferując terapeutom wysokiej klasy narzędzie pracy oraz umożliwiając pacjentom przyjęcie wygodnej i odpowiedniej pozycji do zabiegu masażu. Stoły te stanowią nieodłączny element codziennej praktyki terapeutycznej.

**Oddajemy w Twoje ręce wyjątkowe produkty, które
zaprojektowaliśmy z myślą o Twojej codziennej pracy z pacjentem.**

Gwarancja – 3 lata

Ten katalog zawiera informacje dotyczące m.in. wyrobu medycznego, który powinien być obsługiwany przez wykwalifikowany personel medyczny i używany zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Dla Twojego **komfortu i wygody** podczas pracy

Stół jest kluczowym elementem w pracy terapeuty. Dobór odpowiedniego stołu oraz duża swoboda w ustawieniu jego leża już podczas zabiegu, daje możliwość utrzymania prawidłowej postawy ciała pacjenta i terapeuty oraz minimalizuje ryzyko urazów układu mięśniowo-szkieletowego. Szerokie możliwości ustawień pozycji leża, dopasowanych do wymagań terapeuty w trakcie terapii oraz komfortowa tapicerka leża, sprzyja lepszej efektywności zabiegów.



Cztery skrzętne koła zapewniają wysoką mobilność, umożliwiając swobodne przemieszczanie stołu



Łatwa i płynna regulacja sekcji stołu



Możliwość łatwego opuszczania podłokietników jedną ręką



Siłowniki LINAK®
z technologią IRS™




funkcjonalność i komfort w Twoim gabinecie



Bezprzewodowy pilot



Dwuwarstwowa tapicerka gwarantująca wysoki komfort użytkowania



Tapicerka Theraspace

- optymalne połączenie trwałości, komfortu i estetyki

Nasz zespół inżynierów opracował tę wysoce komfortową tapicerkę, przez połączenie dwóch warstw ściśle wyselekcjonowanej pianki o różnej gęstości i sprężystości, nadających jej cech szczególnej trwałości i komfortu. Dzięki zastosowaniu poliuretanowej wierzchniej warstwy tapicerki, jest ona także odporna na zarysowania, działanie wody oraz łatwa w utrzymaniu. Tapicerka Theraspace dostępna jest w dwóch opcjach wykonania:

- Naciągana – seria S
- Szyta – seria Z i X

Stoły z tapicerką naciaganą rekomendowane są do zastosowań związanych z koniecznością częstego jej mycia – łatwiejsze utrzymanie czystości tapicerki. Stoły z tapicerką szytą, wyróżniają się ciekawszą strukturą leża i bardziej wysublimowanym wyglądem.

Obie wersje tapicerek oparte są na naszej autorskiej kompozycji 2 warstw pianki o różnej gęstości i sprężystości. Tapicerka szyta odznacza się bardziej progresywną charakterystyką twardości.



Stoły Theraspace opcjonalnie wyposażane są w podgrzewane leże, które dodatkowo podnosi komfort pacjenta podczas zabiegu. Sterowanie umożliwia wybranie jednego z dwóch poziomów podgrzewania oraz posiada automatyczny wyłącznik po 90 minutach od włączenia.




Smart4Arms – łatwiejsza regulacja wysokości podłokietników z automatyczną blokadą.

Theraspace, to również nasz najnowszy mechanizm regulacji wysokości podłokietników, który można obsługiwać jedną ręką. Po ustawieniu podłokietnika na wymaganej wysokości, następuje automatyczne zablokowanie mechanizmu.

Sprężyna gazowa – łatwa i precyzyjna regulacja zagłówek oraz sekcji nożnej.

Mechanizm wspomagania ze sprężyną gazową, umożliwia łatwą i precyzyjną regulację kąta nachylenia zagłówek i sekcji nożnej. Wystarczy wcisnąć i przytrzymać dźwignię blokady sprężyny, dostosować pochylenie sekcji, a następnie zwolnić dźwignię. System gwarantuje bezpieczną i wygodną obsługę, zapewniając niezawodność przy każdym użyciu.





AutoLock – automatyczna blokada systemu sterowania.


Stoły Theraspace opcjonalnie wyposażone są w automatyczną blokadę wszystkich elektrycznie sterowanych mechanizmów. Aktywuje się ona po 10 sekundach bezczynności pilota lub przycisków sterujących, co jest sygnalizowane dźwiękiem. To dodatkowe bezpieczeństwo i kontrola podczas użytkowania.

Zdalne sterowanie – pilot bezprzewodowy z funkcją pamięci trzech pozycji stołu.

Theraspace opcjonalnie posiada bezprzewodowe sterowanie z pilota, a dzięki funkcji pamięci, możliwe jest szybkie przywołanie jednej z trzech pozycji stołu dopasowanych do Twojego stylu pracy. Teraz regulacja stołu jest jeszcze szybsza, powtarzalność pozycji stołu jest doskonała, a czas obsługi stołu podczas sesji skraca się do minimum.




LINAK® IRS™ - większe bezpieczeństwo dla pacjentów i terapeutów



Konstrukcja Theraspace oparta jest o siłowniki LINAK® z zaimplementowaną techniką IRS™ (LINAK® IRS™). System zabezpiecza pacjenta i terapeutę przed urazem, np. ręki lub nogi, podczas opuszczania leża lub jego sekcji. Elektrycznie sterowany mechanizm, napotykając na opór podczas opuszczania leża lub jego sekcji, zatrzymuje się oraz niezwłocznie nieco unosi, umożliwiając bezpieczne uwolnienie kończyny. System w ten sam sposób chroni również sam stół i otaczające wyposażenie przed uszkodzeniami kolizyjnymi.

W trosce o Twoich pacjentów


Pacjenci przykładają wagę nie tylko do rezultatów terapii. Cenią sobie również komfort w trakcie zabiegów, poczucie bezpieczeństwa i wygodę. Z linią stołów Theraspace jest to możliwe.



Miękka, przyjemna w dotyku tapicerka, wykonana z poliuretanu w wielu opcjach kolorystycznych.



Stabilna pozycja stołu podczas terapii.





Składane boczki zapewniają lepszy dostęp do pacjenta.



Otwór na twarz z zatyczką z miękkiej pianki w kształcie rogała, zapewniający długotrwały komfort pacjenta podczas zabiegu.


Poznaj naszą kolekcję stołów Theraspace

Dzięki szerokiej gamie stołów z linii Theraspace masz swobodny wybór. To Ty decydujesz, jaki stół pojawi się w Twoim gabinecie. Wybierz zatem taki, który najlepiej spełni Twoje oczekiwania.



E-S2

2-sekcyjny stół do masażu z przedłużonym zagłówkiem




Cechy charakterystyczne:

- Tapicerka poliuretanowa naciągana
- Dwuwarstwowa pianka tapicerki
- Podgrzewane leże (opcja)
- Okrągły otwór na twarz z 2 typami zatyczek (okrągła, rogał)
- Siłownik z LINAK® IRS™
- AutoLock - automatyczna blokada systemu sterowania (opcja)
- Wspomagająca sprężyna gazowa przy regulacji kąta nachylenia zagłówka
- 4 wysuwane i skrętne koła
- Bezpieczne obciążenie (SWL) podczas podnoszenia i opuszczania stołu - 200 kg
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) - 275 kg



S2

2-sekcyjny stół do masażu




Cechy charakterystyczne:

- Tapicerka poliuretanowa naciągana
- Dwuwarstwowa pianka tapicerki
- Podgrzewane leże (opcja)
- Okrągły otwór na twarz z 2 typami zatyczek (okrągła, rógal)
- Siłownik z LINAK® IRS™
- AutoLock - automatyczna blokada systemu sterowania (opcja)
- Wspomagająca sprężyna gazowa przy regulacji kąta nachylenia zagłówka
- 4 wysuwane i skrętne koła
- 2 relingi do mocowania pasów do stabilizujących
- 2 otwory do mocowania bananików
- Bezpieczne obciążenie (SWL) podczas podnoszenia i opuszczania stołu - 200 kg
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) - 275 kg



S4

4-sekcyjny stół do masażu



Cechy charakterystyczne:

- Tapicerka poliuretanowa naciągana
- Dwuwarstwowa pianka tapicerki
- Podgrzewane leże (opcja)
- Okrągły otwór na twarz z 2 typami zatyczek (okrągła, rógal)
- Siłownik z LINAK® IRS™
- Podłokietniki Smart4Arms
- AutoLock - automatyczna blokada systemu sterowania (opcja)
- Wspomagająca sprężyna gazowa przy regulacji kąta nachylenia zagłówka
- 4 wysuwane i skrętne koła
- 2 relingi do mocowania pasów stabilizujących
- 2 otwory do mocowania bananików
- Bezpieczne obciążenie (SWL) podczas podnoszenia i opuszczania stołu - 200 kg
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) - 275 kg







Z3

3-sekcyjny stół do masażu



Cechy charakterystyczne:

- Tapicerka poliuretanowa szyta
- Dwuwarstwowa progresywna pianka tapicerki
- Podgrzewane leże (opcja)
- Okrągły otwór na twarz z 2 typami zatyczek (okrągła, rogal)
- Pilot bezprzewodowy z funkcją pamięci trzech pozycji stołu (opcja)
- Siłowniki z LINAK® IRS™
- AutoLock - automatyczna blokada systemu sterowania (opcja)
- Elektryczna regulacja kąta pochylenia sekcji oparcia i sekcji nożnej, poprzez panele sterujące umieszczone z obu stron stołu pod leżem
- Wspomagająca sprężyna gazowa przy regulacji kąta nachylenia zagłówka
- 4 wysuwane i skrętne koła
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) podczas podnoszenia i opuszczania stołu - 200 kg
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) - 275 kg







Z5

5-sekcyjny stół do masażu



Cechy charakterystyczne:

- Tapicerka poliuretanowa szyta
- Dwuwarstwowa progresywna pianka tapicerki
- Podgrzewane leże (opcja)
- Okrągły otwór na twarz z 2 typami zatyczek (okrągła, rogal)
- Pilot bezprzewodowy z funkcją pamięci trzech pozycji stołu (opcja)
- Siłowniki z LINAK® IRS™
- Podłokietniki Smart4Arms
- AutoLock - automatyczna blokada systemu sterowania (opcja)
- Elektryczna regulacja kąta pochylenia sekcji oparcia i sekcji nożnej, poprzez panele sterujące umieszczone z obu stron stołu pod leżem
- Wspomagająca sprężyna gazowa przy regulacji kąta nachylenia zagłówka
- 4 wysuwane i skrętne koła
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) podczas podnoszenia i opuszczania stołu - 200 kg
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) - 275 kg








Z7

7-sekcyjny stół do masażu



Cechy charakterystyczne:

- Opuszczane boczki sekcji oparcia
- Tapicerka poliuretanowa szyta
- Dwuwarstwowa progresywna pianka tapicerki
- Podgrzewane leże (opcja)
- Okrągły otwór na twarz z 2 typami zatyczek (okrągła, rogal)
- Pilot bezprzewodowy z funkcją pamięci trzech pozycji stołu (opcja)
- Siłowniki z LINAK® IRS™
- Podłokietniki Smart4Arms
- AutoLock - automatyczna blokada systemu sterowania (opcja)
- Elektryczna regulacja kąta pochylenia sekcji oparcia i sekcji nożnej, poprzez panele sterujące umieszczone z obu stron stołu pod leżem
- Wspomagająca sprężyna gazowa przy regulacji kąta nachylenia zagłówka
- 4 wysuwane i skrętne koła
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) podczas podnoszenia i opuszczania stołu - 200 kg
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) - 275 kg





X4

4-sekcyjny stół do masażu



Cechy charakterystyczne:

- Tapicerka poliuretanowa szyta
- Dwuwarstwowa progresywna pianka tapicerki
- Podgrzewane leże (opcja)
- Okrągły otwór na twarz z 2 typami zatyczek (okrągła, rogal)
- Pilot bezprzewodowy z funkcją pamięci trzech pozycji stołu (opcja)
- Siłowniki z LINAK® IRS™
- AutoLock - automatyczna blokada systemu sterowania (opcja)
- Elektryczna regulacja kąta pochylenia sekcji oparcia i sekcji ud, poprzez panele sterujące umieszczone z obu stron stołu pod leżem
- Wspomagająca sprężyna gazowa przy regulacji kąta nachylenia zagłówka i sekcji nożnej
- 4 wysuwane i skrętne koła
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) podczas podnoszenia i opuszczania stołu - 200 kg
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) - 275 kg







X6

6-sekcyjny stół do masażu



Cechy charakterystyczne:

- Tapicerka poliuretanowa szyta
- Dwuwarstwowa progresywna pianka tapicerki
- Podgrzewane leże (opcja)
- Okrągły otwór na twarz z 2 typami zatyczek (okrągła, rogal)
- Pilot bezprzewodowy z funkcją pamięci trzech pozycji stołu (opcja)
- Siłowniki z LINAK® IRS™
- Podłokietniki Smart4Arms
- AutoLock - automatyczna blokada systemu sterowania (opcja)
- Elektryczna regulacja kąta pochylenia sekcji oparcia i sekcji ud, poprzez panele sterujące umieszczone z obu stron stołu pod leżem
- Wspomagająca sprężyna gazowa przy regulacji kąta nachylenia zagłówka i sekcji nożnej
- 4 wysuwane i skrętne koła
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) podczas podnoszenia i opuszczania stołu - 200 kg
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) - 275 kg








X8

8-sekcyjny stół do masażu




Cechy charakterystyczne:

- Opuszczane boczki sekcji oparcia
- Tapicerka poliuretanowa szyta
- Dwuwarstwowa progresywna pianka tapicerki
- Podgrzewane leże (opcja)
- Okrągły otwór na twarz z 2 typami zatyczek (okrągła, rogal)
- Pilot bezprzewodowy z funkcją pamięci trzech pozycji stołu (opcja)
- Siłowniki z LINAK® IRS™
- Podłokietniki Smart4Arms
- AutoLock - automatyczna blokada systemu sterowania (opcja)
- Elektryczna regulacja kąta pochylenia sekcji oparcia i sekcji ud, poprzez panele sterujące umieszczone z obu stron stołu pod leżem
- Wspomagająca sprężyna gazowa przy regulacji kąta nachylenia zagłówka i sekcji nożnej
- 4 wysuwane i skrętne koła
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) podczas podnoszenia i opuszczania stołu - 200 kg
- Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) - 275 kg



Specyfikacja techniczna:


○ Niedostępne ● Dostępne



Wymiary leża (dł x szer.) [cm]:	202 x 69	203 x 69	203 x 69	205 x 67	205 x 67	205 x 67	205 x 67	205 x 67	205 x 67
Masa stołu [kg]:	115	115	115	110	110	110	110	110	110
Regulacja kąta pochylenia sekcji zagłówka [°]:	-20 → +85	-70 → +40	-70 → +40	-65 → +30	-65 → +30	-65 → +30	-65 → +30	-65 → +30	-65 → +30
Regulacja kąta pochylenia sekcji oparcia [°]:	○	○	○	-20 → 0	-20 → 0	-20 → 0	○	○	○
Regulacja kąta pochylenia zagłówka i sekcji oparcia [°]:	○	○	○	0 → +80	0 → +80	0 → +80	0 → +80	0 → +80	0 → +80
Regulacja kąta pochylenia sekcji ud [°]:	○	○	○	○	○	○	0 → +20	0 → +20	0 → +20
Regulacja kąta pochylenia sekcji nożnej [°]:	○	○	○	0 → +8	0 → +8	0 → +8	-10 → +45	-10 → +45	-10 → +45
Regulacja wysokości stołu [cm]:	47-95	47-95	47-95	49-95	49-95	49-95	49-95	49-95	49-95
Bezpieczne obciążenie (SWL) podczas podnoszenia i opuszczania stołu [kg]:	200								
Bezpieczne obciążenie stołu (SWL) [kg]:	275								
Panel sterujący DPA:	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Sprężyna gazowa (zagłówek):	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sprężyna gazowa (sekcja nożna):	○	○	○	○	○	○	●	●	●
Przedłużony zagłówek:	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Smart4Arms:	○	○	●	○	●	●	○	●	●
Opuszczane boczki sekcji oparcia:	○	○	○	○	○	●	○	○	●
Pianka dwuwarstwowa:	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Pianka dwuwarstwowa progresywna:	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Tapicerka naciągana:	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Tapicerka szyta:	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Zasilanie elektryczne [V / Hz]:	100-240 / 50-60								

Akcesoria dodatkowe:

Pilot bezprzewodowy z funkcją pamięci:	○	○	○	●	●	●	●	●	●
Wieszak na ręcznik papierowy:	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Składane barierki poziome:	●	○	○	○	○	○	○	○	○
Banerek do stabilizacji:	○	●	●	○	○	○	○	○	○
Pas do stabilizacji:	○	●	●	○	○	○	○	○	○



Dodatkowe akcesoria

Dodatkowe możliwości

Liczne akcesoria dedykowane Theraspace, dadzą Ci jeszcze większą swobodę w pracy z pacjentem.

Informacje niezbędne do składania zamówienia:

Numer:	Opis:
01	Wieszak na ręcznik papierowy*
02	Bananek do stabilizacji
03	Pas do stabilizacji
04	Klin Kaltenborna (mały / duży)
05	Kliny
06	Wałki i półwałki
07	Ergonomiczne siedzisko (koziołek, taboret) dla terapeutów
08	Składane bariery poziome (dla E-S2)

*Konkretny typ wieszaka zależy od modelu stołu – aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub odwiedź sklep internetowy.

Zamawiając kliny, wałki, półwałki, bananki czy też siedziska, prosimy pamiętać o podaniu wybranego koloru tapicerki.




01



02



03



04



05



06



07



08

Bogata paleta kolorystyczna tapicerki LUX

Spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów:

OM006 WHITE	OM240 BEIGE	OM315 SKY
OM221 BLUE	OM314 CEMENT	OM076 OLIVE GREY
OM173 DARK BROWN	OM225 BLACK	OM469 LIMA
OM157 FOREST	OM053 RED	OM217 BORDEAUX
OM095 MOSTAZA	OM075 ORANGE	



Odporność na hydrolizę



Odporność na zarysowania



Wytrzymałość i wydajność
>500 000 cykli (intensywne użytkowanie)



Przyjazny środowisku
Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Czyszczenie:

Plamy lub zabrudzenia należy natychmiast usuwać ściereczką nasączoną neutralnym roztworem mydła i przecierać je delikatnymi, okrężnymi ruchami.

Dane techniczne:

Skład powierzchni: 100% Poliuretan
Skład podkładu: 100% Poliester



Przemysłany design, ergonomia i funkcjonalne wyposażenie, to cechy nowoczesnego gabinetu. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w sektorze medycznym, kompleksowo wyposażamy zarówno duże ośrodki rehabilitacyjne, jak i niewielkie gabinety. Z pasją i profesjonalizmem służymy pomocą w kreowaniu idealnego środowiska pracy dostosowanego do Twoich potrzeb.

meden.com.pl/katalogi-produktowe

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu Art. 66 K.C. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektów bez wpływu na zasadnicze funkcje wyrobu i wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Pomimo dołożenia wszelkich starań kolory zaprezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości.



Meden-Inmed sp. z o.o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
tel.: +48 94 347 10 50 / 53

fizjoterapia@meden.com.pl
www.meden.com.pl
www.sklep.meden.com.pl

