





OFERTA CENOWA

aktualna od 10.02.2024 r. do odwołania

UWAGI ogólne do cennika:

Cennik dotyczy sprzedaży tylko na terenie Polski, zakazana jest sprzedaż poza granice kraju. Sprzedaż poza granice kraju skutkuje natychmiastowym cofnięciem udzielonych rabatów.

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej e-mailem na adres: biuro-wrh@meden.com.pl

Cennik sporządzono w oparciu o aktualne ceny producentów i dostawców, w oparciu o kursy walut obowiązujących w I półroczu 2023 r. oraz w oparciu o aktualne przepisy o podatku VAT.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia korekty cen w trybie natychmiastowym, gdy wystąpi taka konieczność (istotne zmiany warunków ekonomicznych).

Czas realizacji zamówień (w zależności od rodzaju produktu) wynosi od 1 do 16 tygodni od wpłynięcia zamówienia, dla zamówień z przedpłatą - od momentu zaksięgowania wpływu na konto firmy podane w fakturze proforma. Dokładny termin realizacji dostawy prześlemy Państwu po spełnieniu wszystkich warunków zamówienia.

Termin płatności:

- Towar o wartości do 1 000,00 zł - przedpłata lub gotówka przy odbiorze
- Towar o wartości powyżej 1 000,00 zł - przelew 14 dni od daty wystawienia faktury
- Nowi kontrahenci - przedpłata

Gwarancja:

- Urządzenia do hydroterapii i fizykoterapii - 24 miesiące
- Urządzenia do kinezyterapii, sprzęt sportowy, fitness, meble, sprzęt nie będący wyrobem medycznym - 12 miesięcy

Dostawa:

- Jednorazowe zamówienie o wartości poniżej 1000,00 zł - koszt dostawy pokrywa kupujący.
- Jednorazowe zamówienie o wartości powyżej 1000,00 zł - koszt dostawy Meden-Inmed Sp. z o.o. (przy dostawie na terenie kraju)

Dodatkowe usługi serwisowe:

- | | |
|--|----------------|
| • Powtórny przyjazd do klienta celem montażu z uwagi na brak możliwości montażu przy dostawie: | 1500 zł brutto |
| • Montaż zestawów sufitowych REDCORD: | 1700 zł brutto |
| • Montaż zestawu REDCORD przyściennego: | 2000 zł brutto |

Szkolenia posprzedażowe:

- Zakres oraz cenę szkolenia należy ustalić indywidualnie z przedstawicielem handlowym

Ceny zawarte w cenniku mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako oferta wiążąca w rozumieniu art. 66 K.C.

Istnieje możliwość indywidualnego negocjowania warunków realizacji zamówień.

ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, tel. +48 94 347 10 50 - 53,

e-mail: meden@meden.com.pl

www.meden.com.pl

1. HYDROTHERAPIA

1.1. WIRÓWKI DO HYDROTHERAPII FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Wanny do masażu wirowego z elektronicznym panelem sterowania z możliwością regulacji czasu zabiegu, czujnikiem temperatury i poziomowi wody, elektronicznie sterowanym systemem odkamieniania, wbudowanym zabezpieczeniem przed pracą pompy na sucho oraz półautomatycznym systemem opróżniania wanny, wyposażone w wąż z przysnkiem, niecka w kolorach biały lub calypso			
WKG	Wirówka kończyn górnych o pojemności maksymalnej 48 l, akrylowa niecka wzmocniana matami z włókna szklanego, 44 dysze do hydromasażu, system napowietrzania strumienia wody z regulacją, krzesło w zestawie, opcja: automatyczne napełnianie	8%	14 960,00 zł
WKS	Wirówka do stóp i podudzi o pojemności maksymalnej 65 l, akrylowa niecka wzmocniana matami z włókna szklanego, 38 dysz do hydromasażu, system napowietrzania strumienia wody z regulacją, krzesło w zestawie, opcja: automatyczne napełnianie	8%	14 620,00 zł
WKD	Wirówka kończyn dolnych o pojemności maksymalnej 160 l, niecka wzmocniana matami z włókna szklanego, 6 dysz kierunkowych do hydromasażu, regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzenie dysz, automatyczne napełnianie, stopień w zestawie	8%	17 420,00 zł
WKR	Wirówka kończyn dolnych i kręgosłupa o pojemności maksymalnej 210 l, niecka wzmocniana matami z włókna szklanego, 12 dysz kierunkowych do hydromasażu podzielonych na dwie strefy (kończyny dolne, kończyny dolne + kręgosłup), regulacja intensywności masażu poprzez napowietrzenie dysz niezależnie od stref, automatyczne napełnianie, stopień w zestawie	8%	19 920,00 zł

AKCESORIA I ŚRODKI KONSERWACJI ROZDZIAŁ 1.5

OPCJE			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Automatyczne napełnianie	Dotyczy wirówki WKG i WKS	8%	1 490,00 zł
Krzesło do wirówki	Obrotowe krzesło z regulowaną wysokością, wykonane z odpornej na działanie kwasów i zasad pianki poliuretanowa w kolorze szarym.	23%	499,00 zł

1.2. WANNY DO HYDROTHERAPII FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
AQUANEA	Terapeutyczna wanna do automatycznego masażu strefowego o pojemności zabiegowej 160-240 l, z profilowaną niecką wzmocnioną matami z włókna szklanego, wyposażona w 188 dysz do hydromasażu z regulacją intensywności masażu poprzez napowietrzenie dysz, 62 dysze powietrzne do masażu perlkowego z regulacją intensywności, ozonator, automatyczne napełnianie i opróżnianie wanny, termostat, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, system dezynfekcji, odkamieniania i usuwania wody z instalacji z automatycznym przepłukiwaniem i osuszaniem kanałów, 2 czujniki pomiaru temperatury wody (napełnianie/zabieg), 2 czujniki poziomu wody, w zestawie poręcz na dłonie, przysznik, zagłówek i stopień, niecka w kolorach biały lub calypso	8%	52 974,00 zł

OPCJE			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ZONES 9	Podział dysz do hydromasażu na 9 niezależnych stref, sterowanych za pomocą 5 programów fabrycznych i 3 programy użytkownika	8%	9 936,00 zł
CHROMO 12	Dodatkowe 12 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	1 676,00 zł
CHROMO 24	Dodatkowe 24 pojedyncze źródła światła do chromoterapii	8%	2 881,00 zł
CHROMO 36	Dodatkowe 36 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	3 842,00 zł
AUDIO	Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio (złącze MiniJack, łącze Bluetooth)	8%	3 842,00 zł
AROMA	Zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku	8%	980,00 zł

AKCESORIA I ŚRODKI KONSERWACJI ROZDZIAŁ 1.5

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ORIONMED	Uniwersalna wanna do automatycznego hydromasażu strefowego o pojemności zabiegowej 160-320 l, z profilem niecką akrylową wzmocnioną matami z włókna szklanego, wyposażona w 26 dysz kierunkowych do hydromasażu podzielonych na 3 niezależne strefy (10 + 8 + 8) z regulacją intensywności masażu poprzez niezależne od stref napowietrzenie dysz, 126 dysz powietrznych do masażu perlkowego z regulacją intensywności, ozonator, automatyczne napełnianie wanny, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, system dezynfekcji, odkamieniania i usuwania wody z instalacji, 2 czujniki temperatury wody (napełnianie/zabieg), automatyczne utrzymywanie temperatury wody za pomocą grzałki, 2 czujniki poziomu wody, w zestawie poręcz na dłonie, przysznik, zagłówek i stopień, niecka w kolorach biały lub calypso	8%	42 637,00 zł

OPCJE			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
HOSE	Bicz wodny do masażu manualnego	8%	5 239,00 zł
CHROMO 12	Dodatkowe 12 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	1 676,00 zł
CHROMO 24	Dodatkowe 24 pojedyncze źródła światła do chromoterapii	8%	2 881,00 zł
CHROMO 36	Dodatkowe 36 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	3 842,00 zł
AUDIO	Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio (złącze MiniJack, łącze Bluetooth)	8%	3 842,00 zł
AROMA	Zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku	8%	980,00 zł
PODPÓRKA	Podpórka pod stopy dla osób o niższym wzroście	8%	470,00 zł

AKCESORIA I ŚRODKI KONSERWACJI ROZDZIAŁ 1.5

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
-------	------	-----	-------------

AQUAMEDEN	Wanna do manualnego masażu podwodnego za pomocą bicia o pojemności zabiegowej 250 l, z profilowaną niecką akrylową wzmocnianą matami z włókna szklanego, wyposażona w system zabezpieczający pompę przed pracą na sucho, automatyczny system dezynfekcji instalacji wodnej, 2 czujniki temperatury wody (napętnianie/zabieg), czujnik poziomu wody, wskaźnik ciśnienia wody w wężu bicia wodnego, instalacja wodna wykonana z miedzi oraz PVC, w zestawie poręcz na łonie i podpórki pod stopy, prysznic, stopień, niecka w kolorach biały lub calypso	8%	31 197,00 zł
-----------	--	----	--------------

NAZWA	OPCJE	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
JETS 11		Dodatkowe 11 dysz do hydromasażu automatycznego (2x4 boczne + 3 na plecy), z regulacją intensywności poprzez napowietrzenie dysz	8%	4 860,00 zł
AIR 56		56 szt. dysz powietrznych (7 x 8) do masażu perełkowego, niezależna pompa powietrza	8%	7 938,00 zł
CHROMO 12		Dodatkowe 12 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	1 676,00 zł
CHROMO 24		Dodatkowe 24 pojedyncze źródła światła do chromoterapii	8%	2 881,00 zł
CHROMO 36		Dodatkowe 36 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	3 842,00 zł
AUDIO		Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio (złącze MiniJack, łącze Bluetooth)	8%	3 321,00 zł
AROMA		Zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku	8%	980,00 zł
AKCESORIA I ŚRODKI KONSERWACJI ROZDZIAŁ 1.5				

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
AQUARAY	Wanna terapeutyczna wyposażona jest w automatyczny hydromasaż strefowy - dysze do hydromasażu mogą pracować w 5, 3 lub 1 strefie. Niecka wanny wzmocniana włóknem szklanym o pojemności zabiegowej 160-320 l. W czasie zabiegu temperatura wody w niecce wanny utrzymywana jest przez specjalnie wykonany układ wodny, dodatkowo czujnik poziomu wody, nowoczesny, sterowany dotykowo panel z kolorowym wyświetlaczem. Instalacja wodna wykonana z miedzi oraz PVC, w zestawie poręcz na łonie, prysznic, zagłówek i stopień, niecka w kolorach biały lub calypso.		
AQUARAY I STREFA DYSZ		8%	43 896,00 zł
AQUARAY III STREFY DYSZ		8%	55 840,00 zł
AQUARAY V STREF DYSZ		8%	59 944,00 zł

OPCJE	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	HOSE	Bicz wodny do masażu manualnego	8%	5 904,00 zł
	CHROMO 12	Dodatkowe 12 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	1 620,00 zł
	CHROMO 24	Dodatkowe 24 pojedyncze źródła światła do chromoterapii	8%	2 881,00 zł
	CHROMO 36	Dodatkowe 36 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	3 842,00 zł
	AUDIO	Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio (złącze MiniJack, łącze Bluetooth)	8%	3 842,00 zł
	AROMA	Zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku	8%	980,00 zł
AKCESORIA I ŚRODKI KONSERWACJI ROZDZIAŁ 1.5				

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
BATHAID	Nowoczesna wanna pielęgnacyjna o zaawansowanej konstrukcji, specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do kąpeli pielęgnacyjnych i mycia pacjentów w szpitalach oraz domach opieki, a także w placówkach opieki długoterminowej. Wbudowany mechanizm regulacji wysokości wanny Bathaid ułatwia personelowi wykonywanie czynności higienicznych związanych z codzienną pielęgnacją pacjenta.		

OPCJE	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	ECONOMY		8%	33 398,00 zł
	PREMIUM		8%	38 686,00 zł
	CHROMO 12	Dodatkowe 12 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	1 746,00 zł
	AUDIO	Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio (złącze MiniJack, łącze Bluetooth)	8%	4 141,00 zł
	PREMIUM PLUS	opcja AIR w standardzie	8%	44 876,00 zł
	CHROMO 12	Dodatkowe 12 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	1 746,00 zł
	AUDIO	Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio (złącze MiniJack, łącze Bluetooth)	8%	4 141,00 zł
	AROMA	Zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku	8%	980,00 zł

1.3. WANNY BALNEOLOGICZNE FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ORIONMED BALNEO	Uniwersalna wanna do automatycznego hydromasażu balneologicznego (w solance, wodach termalnych oraz z dodatkiem płynnej borowiny, w piwie) ze specjalną pompą oraz armaturą przystosowane do przeprowadzania kąpeli solankowych, o pojemności zabiegowej 160 - 320 l, z profilowaną niecką akrylową wzmocnianą matami z włókna szklanego, wyposażona w 26 dysz kierunkowych do hydromasażu, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, system dezynfekcji, odkamieniania i usuwania wody z instalacji, 2 czujniki temperatury wody (napętnianie/zabieg), w zestawie poręcz na łonie, zagłówek i stopień, niecka w kolorach biały lub calypso	8%	45 957,00 zł

OPCJE	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	CHROMO 12	Dodatkowe 12 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	1 676,00 zł
	CHROMO 24	Dodatkowe 24 pojedyncze źródła światła do chromoterapii	8%	2 881,00 zł
	CHROMO 36	Dodatkowe 36 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	3 842,00 zł
	AUDIO	Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio (złącze MiniJack, łącze Bluetooth)	8%	3 842,00 zł
	PODPÓRKA	Podpórka pod stopy dla osób o niższym wzroście	8%	470,00 zł
AKCESORIA I ŚRODKI KONSERWACJI ROZDZIAŁ 1.5				

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
BALMED	Wanna medyczna do balneoterapii z profilowaną niecką akrylową odporną na działanie temperatury i czynników chemicznych wzmacnianą matami z włókna szklanego, elementami armatury i wykończenia wykonanymi ze stali kwasoodpornej, dużym spustem umożliwiającym szybkie opróżnienie wanny, w zestawie prysznic i stopień, niecka w kolorach biały lub calypso. W standardzie zawiera 3 doprowadzenia: woda ciepła, woda zimna i prysznic		
BALMED STANDARD 270 L	minimalna pojemność do zabiegu 160 L, biała niecka Bathaid, 2 uchwyty z tworzywa, podpórka pod nogi w standardzie, nie dostępna opcja AIR i CHROMO	8%	17 739,00 zł
BALMED STANDARD AIR 270 L	dotatkowa funkcja napowietrzania (kąpiel perełkowa) - OBECNIE NIE DOSTĘPNA	8%	26 374,00 zł
BALMED 4	Wanna z 4 doprowadzeniami: woda ciepła, woda zimna, prysznic oraz 1 medium dodatkowe	8%	1 264,00 zł
BALMED 5	Wanna z 5 doprowadzeniami: woda ciepła, woda zimna, prysznic oraz 2 media dodatkowe	8%	2 479,00 zł
BALMED 6	Wanna z 6 doprowadzeniami: woda ciepła, woda zimna, prysznic oraz 3 media dodatkowe	8%	3 483,00 zł
BALMED STANDARD 300 L	minimalna pojemność do zabiegu 150 L, 2 stalowe uchwyty	8%	17 957,00 zł
BALMED STANDARD AIR 300 L	dotatkowa funkcja napowietrzania (kąpiel perełkowa)	8%	28 026,00 zł
BALMED 4	Wanna z 4 doprowadzeniami: woda ciepła, woda zimna, prysznic oraz 1 medium dodatkowe	8%	1 264,00 zł
BALMED 5	Wanna z 5 doprowadzeniami: woda ciepła, woda zimna, prysznic oraz 2 media dodatkowe	8%	2 479,00 zł
BALMED 6	Wanna z 6 doprowadzeniami: woda ciepła, woda zimna, prysznic oraz 3 media dodatkowe	8%	3 483,00 zł
BALMED ECO 240 L	minimalna pojemność do zabiegu 140 L, 2 stalowe uchwyty	8%	17 975,00 zł
BALMED ECO AIR 240 L	dotatkowa funkcja napowietrzania (kąpiel perełkowa)	8%	28 107,00 zł
BALMED 4	Wanna z 4 doprowadzeniami: woda ciepła, woda zimna, prysznic oraz 1 medium dodatkowe	8%	1 264,00 zł
BALMED 5	Wanna z 5 doprowadzeniami: woda ciepła, woda zimna, prysznic oraz 2 media dodatkowe	8%	2 479,00 zł
BALMED 6	Wanna z 6 doprowadzeniami: woda ciepła, woda zimna, prysznic oraz 3 media dodatkowe	8%	3 483,00 zł
MEDIA DODATKOWE DO WYBORU	- woda nasycona CO ₂ - solanka ciepła - solanka zimna - woda siarczkowa ciepła - woda siarczkowa zimna		

OPCJE			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
AIR 64	64 dysze powietrzne do masażu perełkowego, niezależna indukcyjna pompa powietrza	8%	7 492,00 zł
CHROMO 12	Dodatkowe 12 pojedynczych źródeł światła do chromoterapii	8%	2 544,00 zł
CHROMO 24	Dodatkowe 24 pojedyncze źródła światła do chromoterapii	8%	3 645,00 zł
PODPÓRKA	Podpórka pod stopy dla osób o niższym wzroście	8%	470,00 zł

1.4. SATURATOR CO₂ FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SATURATOR	Saturator kolumnowy absorpcyjny pracujący w trybie ciągłym, możliwość prowadzenia 5 kąpeli kwasowęglowych jednocześnie, zbiornik o pojemności 160 l, z atestem UDT, wydajność 50 l/min, wysycenie ok. 2 g/l, manometry wskazujące ciśnienie w układach doprowadzania wody i CO ₂ , elektrozawór regulujący doprowadzanie wody	23%	29 446,00 zł

1.5 AKCESORIA I ŚRODKI KONSERWACJI

	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Poduszka pod głowę JUNIOR		23%	290,00 zł
Stopnie prostokątne do wirówek i wanien bez poręczy		23%	1 471,00 zł
Stopnie owalne do wanny AQUANEA, bez poręczy		23%	1 425,00 zł
Stopnie prostokątne do wirówek i wanien z poręczą		23%	2 299,00 zł
FORTE PRIME	Środek do dezynfekcji wanien, opakowanie 1l	23%	130,00 zł
KRYSTALIT	Środek do czyszczenia wanien, opakowanie 1l	23%	38,00 zł
KAMIX	Środek do odkamieniania systemu instalacji wodnej wanien, opakowanie 25 kg	23%	1 099,00 zł

1.6. URZĄDZENIA DO SUCHEGO MASAŻU WODNEGO

1.6.1. ŁÓŻKO DO MASAŻU WODNEGO FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	Urządzenie do masażu membranowego z dyszami do suchego hydromasażu podzielonymi na 6 niezależnych stref z regulowaną kolejnością, siłą i częstotliwością masażu, regulowana temperatura membrany w zakresie 30°- 40°C, zintegrowany system grzania i chłodzenia, podświetlenie LED, pojemność 220 l		
AQUAI	Stałe podłączenie do sieci elektrycznej 230 V, 50-60 Hz	8%	49 500,00 zł
AQUAI	Stałe podłączenie do sieci elektrycznej, trójfazowe, 400 V, 50-60 Hz	8%	49 500,00 zł

OPCJE			
	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
AUDIO	Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła audio (złącze MiniJack, łącze Bluetooth)	8%	3 842,00 zł
CARD MANAGER	System przedpłatowy na karty prepaid, zawierający wbudowany w wannę czytnik kart, zewnętrzne urządzenie do programowania kart, 2 czyste karty, program instalacyjny na komputer PC	8%	1 300,00 zł
ZAGŁÓWEK AQUAI	Dodatkowa poduszka pod głowę podnosząca komfort użytkownika	23%	239,00 zł
AQUAI PORĘCZ PRAWA	Kierunek montażu poręczy na wannie AQUAI, określamy patrząc tak, jak użytkownik obsługujący panel wanny. Od wersji handlowej V2.0.	23%	738,00 zł
AQUAI PORĘCZ LEWA	Kierunek montażu poręczy na wannie AQUAI, określamy patrząc tak, jak użytkownik obsługujący panel wanny. Od wersji handlowej V2.0.	23%	738,00 zł

1.6.2. ŁÓŻKO DO MASAŻU WODNEGO FIRMY BOECKELT

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--------	-------	------	-----	-------------

VELUSJET	Urządzenie do strefowego masażu membranowego, 2 pompy, ciśnienie 2 x 7,4 bara, programowalna temperatura wody max. obciążenie 201 kg, czytnik kart i transponder RFID, wymiary zewnętrzne 2130 x 1073 x 530 mm, wymiary leżyska 1950 x 810 mm	8%	97 019,00 zł
VELUSJET ADVANCED	Urządzenie do strefowego masażu membranowego, 2 pompy, ciśnienie 2 x 7,4 bara, programowalna temperatura wody max. obciążenie 201 kg, czytnik kart i transponder RFID, wymiary zewnętrzne 2130 x 1073 x 530 mm, wymiary leżyska 1950 x 810 mm, z oprogramowaniem JET CENTER i zestawem 50 kart chipowych	8%	108 951,00 zł
VELUSJET PROFFESIONAL	Urządzenie do strefowego masażu membranowego w ekranem dotykowym 10", 2 pompy, ciśnienie 2 x 7,4 bara, programowalna temperatura wody max. obciążenie 201 kg, czytnik kart i transponder RFID, wymiary zewnętrzne 2130 x 1073 x 530 mm, wymiary leżyska 1950 x 810 mm, z oprogramowaniem JET CENTER i zestawem 50 kart chipowych	8%	124 219,00 zł

1.6.3. URZĄDZENIA DO MASAŻU WIBRACYJNEGO WODĄ

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
EKO Pompa	Mobilne urządzenie z zamkniętym systemem obiegu wody, zasilające aparat do masażu wibracyjnego AQUAVIBRON, pojemność 7 - 10 l	8%	4 280,00 zł
AQUAVIBRON	Aparat do masażu wibracyjnego	8%	715,00 zł

AKCESORIA

	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Membrana do urządzenia AQUAVIBRON		8%	20,00 zł
Kpl. 2 szt. węży do urządzenia AQUAVIBRON		8%	250,00 zł

1.7. POZOSTAŁY SPRZĘT DO HYDROTHERAPII

1.7.1. URZĄDZENIA DO MASAŻU PODWODNEGO FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
AQUAMOBIL	Mobilny agregat do przeprowadzania klasycznego zabiegu masażu podwodnego za pomocą bicz z 3 wymiennymi końcówkami, wyposażony w zawór ciśnienia z płynną regulacją, wskaźnik ciśnienia wody w wężu bicia wodnego, zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho, czujnik temperatury wody, automatyczny system dezynfekcji	8%	11 988,00 zł

1.7.2. NATRYSKI BICZOWE FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ORKAN NBC1	Wolnostojąca katedra bicz szkodkich wyposażona w 2 niezależne, obrotowe dysze-pistolety, każda z regulacją rozproszenia strumienia wody, 2 niezależne baterie termostatyczne do regulacji temperatury, 2 termometry, 2 manometry oraz 2 zawory regulujące intensywność masażu	8%	15 039,00 zł
ORKAN NBC2	Wolnostojąca katedra bicz szkodkich wyposażona w 3 dysze-wężę (polewanie/rozproszony strumień wody/skupiony strumień wody) z niezależnymi zaworami regulującymi intensywność masażu, możliwość pracy na 3 dyszach jednocześnie, wyposażona w manometr, 2 baterie termostatyczne, termometr, dzwignię szybkiej zmiany temperatury, zbiornik wyrównawczy	8%	15 876,00 zł
ORKAN NBC2E	Katedra NBC2 wyposażona w pompę stabilizującą ciśnienie	8%	18 673,00 zł

1.7.3. NATRYSKI PŁASZCZOWE FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
BRYZA NPL2	Wolnostojący sterownik natrysku płaszczonego wyposażony w dzwignię szybkiej zmiany temperatury wody, baterię termostatyczną, zawór regulujący intensywność masażu, zbiornik wyrównawczy, bez kabiny	8%	14 499,00 zł
BRYZA NPLE	Wolnostojący sterownik natrysku płaszczonego z elektronicznym panelem sterowania, oferujący 7 programów (3 predefiniowane, 4 użytkownika), wyposażony w 2 baterie termostatyczne, czujnik temperatury, 2 elektrozawory szybkiej zmiany temperatury wody, zbiornik wyrównawczy, bez kabiny, wymaga stałego podłączenia do sieci elektrycznej	8%	16 065,00 zł
SZKIELET DO NATRYSKÓW OPCJE	Szkielet do natrysku płaszczonego z 2 niezależnymi strefami (natrysk z góry/natrysk z boku)	8%	5 994,00 zł
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
POMPA	Pompa stabilizująca ciśnienie (tylko dla nowych urządzeń)	8%	2 106,00 zł

2. KOMORY I STANOWISKA MEDYCZNE

2.1. KĄPIELE CO₂

2.1.1. URZĄDZENIE DO SUCHYCH KĄPIELI FIRMY EIE OTWOCK

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CARBOBED	Urządzenie do suchych kąpeli kwasowęglowych, z automatycznym uszczelnianiem kapsuły, uzupełnianiem, nawilżaniem i ogrzewaniem gazu, regulacją temperatury w zakresie od 30° do 40°C oraz kontrolowanym odprowadzeniem gazu po zabiegu	8%	49 000,00 zł

2.1.2. KOMORA DO SUCHYCH KĄPIELI FIRMY MAXIMUS

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM TOWER MX-1	Urządzenie do suchych kąpeli kwasowęglowych lub ozonowych, wyposażona w mikroprocesorowy system sterowania i kontroli nad zabiegiem, regulacja temperatury w zakresie 30° - 41°C, kontrola nad dawką gazu oraz czasem zabiegu	8%	64 800,00 zł

2.2. KRIOKOMORY I KRIOSAUNY

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
KRIOKOMORY I KRIOSAUNY	W ofercie znajdują się liczne modele kriosauń i komór kriogenicznych. Systemy dopasowywane są do preferencji klienta i warunków lokalowych. Wszystkie oferowane modele cechuje wysokie bezpieczeństwo zabiegów, łatwość użytkowania, wysoka ekonomika poprzez rozwiązania zmniejszające ubytki czynnika chłodzącego i uciekanie zimnego powietrza. W ofercie dostępne są modele 2, 3, 4, 5 i 6 - osobowe	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

2.3. STANOWISKA DO INHALACJI FIRMY MAXIMUS

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
BLUE AIR MX-2	Jednostanowiskowa kabina do inhalacji z obudową, gniazdem sieciowym, oświetleniem i wyciągiem powietrza pozabiegowego, o rozmiarach (wys. x szer. x gł.) 166 x 60 x 60 cm	8%	7 344,00 zł

2.4. KOMORY HIPERBARYCZNE FIRMY AHA HYPERBARICS

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
KOMORA HIPERBARYCZNA AHA FLEX 18 V2 z 2 KONCENTRATOREM (1,8 bar) ZESTAW Z 2 KONCENTRATORAMI	Komora hiperbaryczna 1.8 kPa wyposażona jest w 2 koncentratory tlenu, sprężarkę (AHA Air 22), specjalny system wydechowy, analizator poziomu tlenu, system UPS, przewody tlenowe, 10 masek tlenowych (rozm 4 i 5), poręcz, poduszka z poszewką, prześcieradło, koc podwójny, 8 zestawów ubrań w rozmiarze L-M, (gramatura 120 g), stoper, element dystansowy, środek dezynfekujący, chusteczki dezynfekujące, pokrowiec na komorę, instalacja, szkolenie w wersji HCO ₂ dla 2 osób	8%	394 516,00 zł
KOMORA HIPERBARYCZNA AHA FLEX 20 V2 z 2 KONCENTRATORAMI (2.0 bar) ZESTAW Z 2 KONCENTRATORAMI	Komora hiperbaryczna 2.0 kPa wyposażona jest w 2 koncentratory tlenu, sprężarkę (AHA Air 22), specjalny system wydechowy, analizator poziomu tlenu, system UPS, przewody tlenowe, 10 masek tlenowych (rozm 4 i 5), poręcz, poduszka z poszewką, prześcieradło, koc podwójny, 8 zestawów ubrań w rozmiarze L - M, (gramatura 120 g), stoper, element dystansowy, środek dezynfekujący, chusteczki dezynfekujące, pokrowiec na komorę, instalacja, szkolenie w wersji HCO ₂ dla 2 osób.	8%	413 207,00 zł
KOMORA HIPERBARYCZNA AHA FIT 18 Z KONCENTRATOREM (1,8 bar) ZESTAW Z 2 KONCENTRATORAMI	Komora hiperbaryczna 1.8 kPa wyposażona jest w 2 koncentratory tlenu, sprężarkę (AHA Air 22),przewody tlenowe, 10 masek tlenowych BIBS, poręcz, poduszka z poszewką, prześcieradło, koc podwójny, 8 zestawów ubrań w rozmiarze L - M, (gramatura 120 g), stoper, element dystansowy, środek dezynfekujący, chusteczki dezynfekujące, pokrowiec na komorę, instalacja, szkolenie w wersji HCO ₂ dla 2 osób	23%	298 922,00 zł
KOMORA HIPERBARYCZNA AHA FIT 20 Z KONCENTRATOREM (2,0 bar) ZESTAW Z 2 KONCENTRATORAMI	Komora hiperbaryczna 2.0 kPa wyposażona jest w 2 koncentratory tlenu, sprężarkę (AHA Air 22),przewody tlenowe, 10 masek tlenowych BIBS, poręcz, poduszka z poszewką, prześcieradło, koc podwójny, 8 zestawów ubrań w rozmiarze L - M, (gramatura 120 g), stoper, element dystansowy, środek dezynfekujący, chusteczki dezynfekujące, pokrowiec na komorę, instalacja, szkolenie w wersji HCO ₂ dla 2 osób.	23%	327 406,00 zł

USŁUGI			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Szkolenie dla operatora komory hiperbarycznej obowiązkowe, zaleca się przeszkolenie co najmniej 2 osób personelu			
HCO1	Hyperbaric Chamber Operator - osobiste użycie komory	23%	2 075,00 zł
HCO2	Hyperbaric Chamber Operator - profesjonalne wykorzystanie komory wellnes	23%	4 717,00 zł
HCO3	Hyperbaric Chamber Operator - profesjonalne wykorzystanie komory medycznej	23%	6 163,00 zł
INSTALACJA	Obowiązkowa przy zakupie systemu hiperbarycznego	23%	10 625,00 zł

AKCESORIA				
NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ZESTAW AKCESORIÓW	Zestaw akcesoriów do zabiegów: - zestaw odzieży obejmujący spodnie, koszulę, kapcie i torbę w rozmiarach XXS (2 kpl.), XS - S (3 kpl.), M-L (5 kpl.), XL-XXL (1 kpl.) - 4 x tkanina 40 x 60 cm - 8 x tkanina 60 x 80 cm - 2 x koc pojedynczy - 2 x prześcieradło - 1 x prześcieradło bawełniane - 2 x poszewka na poduszkę - środek dezynfekujący 750 ml - element dystansowy do wietrzenia komory			
	901.101	Zestaw z odzieżą o gramaturze 120 g	23%	8 143,00 zł
	Zestaw odzieży bawełnianej			
	901.150	Rozmiar Junior, gramatura 120 g	23%	529,00 zł
	901.151	Rozmiar XXS, gramatura 120 g	23%	529,00 zł
	901.152	Rozmiar XS - S, gramatura 120 g	23%	529,00 zł
	901.153	Rozmiar M - L, gramatura 120 g	23%	529,00 zł
	901.154	Rozmiar XL - XXL, gramatura 120 g	23%	529,00 zł
	900.118	Tkanina uniwersalna, wykonana w 100 % z bawełny, rozmiar 40 x 60 cm, przeznaczona do czyszczenia urządzenia	23%	29,00 zł
	900.119	Tkanina uniwersalna, wykonana w 100 % z bawełny, rozmiar 60 x 80 cm, przeznaczona do przykrywania poduszki	23%	55,00 zł
900.120	Koc uniwersalny o podwójnej grubości, wykonany w 100% z bawełny, rozmiar 120 x 200 cm		23%	313,00 zł
900.121	Koc uniwersalny o pojedynczej grubości, wykonany w 100 % z bawełny, rozmiar 120 x 200 cm		23%	247,00 zł
900.122	Prześcieradło do materaca, wykonane w 100 % z bawełny		23%	301,00 zł
900.123	Poduszka, wykonana z i wypełniona w 100 % bawełną, rozmiar 50 x 70 cm		23%	361,00 zł

900.124	Poszewka na poduszkę o wymiarach 50 x 70 cm, wykonana w 100 % z bawełny	23%	119,00 zł
900.141	Pokrowiec na komorę hiperbaryczną	23%	623,00 zł
AKCESORIA DO PODAWANIA TLENU W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ			
900.127	Maska oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym, zbiornikiem i 2 m przewodem, do podawania tlenu w wysokim stężeniu	23%	25,00 zł
900.128	Maska oddechowa dla dzieci z zaworem zwrotnym, zbiornikiem i 2 m przewodem, do podawania tlenu w stężeniu	23%	25,00 zł
900.192	Wielorazowa silikonowa maska oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym, autoklawowalna (rozmiar 3, pediatryczna)	23%	173,00 zł
900.193	Wielorazowa silikonowa maska oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym, autoklawowalna (rozmiar 4, mała, dla dorosłych)	23%	173,00 zł
900.194	Wielorazowa silikonowa maska oddechowa dla dorosłych z zaworem zwrotnym, autoklawowalna (rozmiar 5, duża, dla dorosłych)	23%	173,00 zł
	Złączka T, 22OD/18ID	23%	13,00 zł
901.002	Rurka tlenowa PVC o długości 2 m, wewnątrz rurka w kształcie gwiazdy, zielona	23%	13,00 zł
901.003	Złączka typu kolanko 22OD/15ID	23%	13,00 zł
901.004	Zawór jednokierunkowy 70017	23%	13,00 zł
901.005	Zawór jednokierunkowy 70018	23%	13,00 zł
901.006	Adapter przewodu ciśnieniowego	23%	13,00 zł
901.007	Worek oddechowy nie zawierający lateksu, 3 l	23%	127,00 zł
901.008	Filtr bakteryjny	23%	19,00 zł
POZOSTAŁE AKCESORIA I ŚRODKI DO KONSERWACJI			
900.139	Element dystansowy do wietrzenia komory hiperbarycznej	23%	71,00 zł
900.140	Stoper do pomiaru czasu leczenia	23%	177,00 zł
700.204	Generator ozonu	23%	1 227,00 zł
700.203	Wodoodporny zestaw słuchawkowy Bluetooth dalekiego zasięgu, z interkomem i system stereo - 1para	23%	2 257,00 zł
900.195	Chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji AzoMax, bez alkoholu, w 100% biodegradowalne, opakowanie 100 szt.	23%	41,00 zł
900.196	Spray do czyszczenia i dezynfekcji systemu hiperbarycznego SURFA SAFE PREMIUM, opakowanie 500 ml	23%	49,00 zł

UWAGA: ODZIEŻ I MATERIAŁY TEKSTYLNE DOSTARCZANA PRZEZ FIRMĘ AHA HYPERBARICS POSIADAJĄ CERTYFIKATY DOPUSZCZAJĄCE DO UŻYTKU W ŚRODOWISKU O WYSOKIM STĘŻENIU TLENU (ZAGROŻENIE WYBUCHEM). NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA ZASTĘPNIKÓW NIEPOSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNICH CERTYFIKATÓW!

3. KINEZYTERAPIA

3.1. SYSTEMY REDCORD – METODA NEURAC®

Firma MEDEN-INMED Sp. z o.o. informuje, iż nie dokonuje montażu urządzeń firmy REDCORD

3.1.1. SZKOLENIA W METODZIE NEURAC

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
NEURAC 1	21 h szkolenia w 3 - dniowym bloku, obejmujące szczegóły obsługi wszystkich elementów zestawów do ćwiczeń w podwieszeniu Redcord, zasady ćwiczeń w zamkniętych łańcuchach kinematycznych, wprowadzenie w diagnostykę, leczenie i trening wykorzystywane w metodzie Neurac. Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy na stronie www.redcord.com.pl	23%	1 500,00 zł
	Koszt szkolenia NEURAC 1 dla jednej dodatkowej osoby w przypadku zakupu zestawu REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL z wliczonym kosztem przeszkolenia 1 osoby	23%	1 000,00 zł

3.1.2. SYSTEMY REDCORD MEDICAL MOCOWANE DO SUFITU

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
101039-1	REDCORD REHAB PRO zestaw rozbudowany zawierający: 1 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x podwieszka dzielona pod głowę, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 2 x linka 60 cm czerwona, 2 x poduszka sensomotoryczna, plakat.	8%	3 907,00 zł
101038-2	REDCORD REHAB PRO PLUS rozbudowany zestaw zawierający: 1 x aparat TRAINER, 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi, 3 x karabińczyk, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x podwieszka dzielona pod głowę, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 2 x linka 60 cm czerwona, 2 x poduszka sensomotoryczna, plakat.	8%	5 289,00 zł
100022	REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL Z 2 TRAWERSAMI rozbudowany zestaw z konstrukcją sufitową, zawierający: 2 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi, 1 x konstrukcja sufitowa z dwoma trawersami, 3 x karabińczyk, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x podwieszka dzielona pod głowę, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 2 x linka 60 cm czerwona, 2 x linka 30 cm czerwona, 1 x linka 5 m z klamrą, 2 x linka elastyczna 30 cm czarna, 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 1 x walek 15 x 50 cm, 2 x poduszka sensomotoryczna, 2 x wieszak na akcesoria, plakat. Bez szkolenia	8%	19 362,00 zł
100023-5	REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL Z 3 TRAWERSAMI rozbudowany zestaw z konstrukcją sufitową, zawierający: 3 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi, 1 x konstrukcja sufitowa z trzema trawersami, 3 x karabińczyk, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x podwieszka dzielona pod głowę, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 2 x linka 60 cm czerwona, 2 x linka 30 cm czerwona, 1 x linka 5 m z klamrą, 2 x linka elastyczna 30 cm czarna, 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 1 x walek 15 x 50 cm, 2 x poduszka sensomotoryczna, 2 x wieszak na akcesoria, plakat. Bez szkolenia	8%	24 203,00 zł
100023-5-S	Zestaw REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL Z 3 TRAWERSAMI i wliczonym kosztem rozszerzonego szkolenia z obsługi dla 1 osoby	8%	25 203,00 zł

3.1.3. SYSTEMY REDCORD MEDICAL MOCOWANE DO ŚCIANY

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
100222	REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL WALL STAND Z 2 TRAWERSAMI rozbudowany zestaw z konstrukcją przyścienną zawierający: 2 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 1 x konstrukcja przyścienna, 1 x system podwieszeń z 2 trawersami, 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi, 3 x karabińczyk, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x podwieszka dzielona pod głowę, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 2 x linka 30 cm czerwona, 2 x linka 60 cm czerwona 2 x linka elastyczna 30 cm czarna, , 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 1 x linka 5 m z klamrą 1 x wałek 15 x 50 cm, 2 x sensomotoryczna, 2 x wieszak na akcesoria, plakat. Bezszkolenia	8%	30 525,00 zł
100123-5	REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL WALL STAND Z 3 TRAWERSAMI rozbudowany zestaw z konstrukcją przyścienną zawierający: 3 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 1 x konstrukcja przyścienna, 1 x system podwieszeń z 3 trawersami, 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi, 3 x karabińczyk, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x podwieszka dzielona pod głowę, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 2 x linka 30 cm czerwona, 2 x linka 60 cm czerwona 2 x linka elastyczna 30 cm czarna, , 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 1 x linka 5 m z klamrą 1 x wałek 15 x 50 cm, 2 x sensomotoryczna, 2 x wieszak na akcesoria, plakat. Bezszkolenia	8%	38 157,00 zł
100123-5-5	Zestaw REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL WALL STAND Z 3 TRAWERSAMI i wliczonym kosztem rozszerzonego szkolenia z obsługi dla 1 osoby	8%	39 157,00 zł

3.1.4. SYSTEMY REDCORD MEDICAL PODŁOGOWE

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
100122	REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL FLOOR STAND Z 2 TRAWERSAMI rozbudowany zestaw z konstrukcją podłogową zawierający: 2 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 1 x konstrukcja podłogowa, 1 x system podwieszeń z 2 trawersami, 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi, 3 x karabińczyki, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x podwieszka dzielona pod głowę, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 2 x linka 60 cm czerwona, 2 x linka 30 cm czerwona, 1 x linka 5 m z klamrą, 2 x linka elastyczna 30 cm czarna, 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 1 x wałek 15 x 50 cm, 2 x sensomotoryczna, 2 x wieszak na akcesoria, plakat. Bezszkolenia	8%	36 703,00 zł
100223-5	REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL FLOOR STAND Z 3 TRAWERSAMI rozbudowany zestaw z konstrukcją podłogową zawierający: 3 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 1 x konstrukcja podłogowa, 1 x system podwieszeń z 3 trawersami, 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi, 3 x karabińczyki, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x podwieszka dzielona pod głowę, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 2 x linka 60 cm czerwona, 2 x linka 30 cm czerwona, 1 x linka 5 m z klamrą, 2 x linka elastyczna 30 cm czarna, 2 x linka elastyczna 30 cm czerwona, 2 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 1 x wałek 15 x 50 cm, 2 x sensomotoryczna, 2 x wieszak na akcesoria, plakat. Bezszkolenia	8%	45 879,00 zł
100223-5-5	Zestaw REDCORD WORKSTATION PROFESSIONAL FLOOR STAND Z 3 TRAWERSAMI i wliczonym kosztem rozszerzonego szkolenia z obsługi dla 1 osoby	8%	46 879,00 zł

3.1.5. SYSTEMY REDCORD ACTIVE DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
101068-1	REDCORD ACTIVE PRO zaawansowany zestaw stacjonarny zawierający: 1 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 2 x poduszka sensomotoryczna, 1 x para uchwytów POWER GRIP, plakat.	23%	3 645,00 zł
101067-2	REDCORD ACTIVE PRO PLUS zaawansowany zestaw stacjonarny zawierający: 1 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi, 3 x karabińczyki, 2 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, a, 2 x poduszka sensomotoryczna, 1 x para uchwytów POWER GRIP, plakat.	8%	4 615,00 zł
101106-2	REDCORD TANDEM STATION stacja treningowa pozwalająca na pełne podwieszenie, w zestawie:, 2 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 1 x aparat AXIS z uchwytami zwykłymi, 3 x karabińczyki, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, 2 x podwieszka wąska kkd i kkg, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 1 x linka elastyczna 60 cm czerwona, 1 x linka elastyczna 60 cm czarna, 2 x poduszka sensomotoryczna, 2 x plakat.	8%	6 759,00 zł

3.1.6. SYSTEMY REDCORD DO ZASTOSOWAŃ INDYWIDUALNYCH

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
102057-1	REDCORD MINI EXTRA rozbudowany zestaw przenośny zawierający: 1 x aparat MINI z uchwytami zwykłymi, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 1 x zestaw DOOR FIX, 1 x torba transportowa, plakat.	8%	805,00 zł
102046-1	REDCORD PORTABLE GYM przenośny zestaw fitness zawierający: 1 x aparat MINI z uchwytami zwykłymi, 1 x podwieszka szeroka pod miednicę, 1 x para uchwytów POWER GRIP, 1 x zestaw DOOR FIX (2 szt.), plakat, torba.	23%	1 295,00 zł
101085	REDCORD HOME GYM zestaw fitness do zastosowań domowych zawierający: 1 x aparat TRAINER z uchwytami zwykłymi, 2 x podwieszka szeroka pod miednicę, 1 x para uchwytów POWER GRIP, plakat.	8%	2 251,00 zł

3.1.7. URZĄDZENIA I APARATY REDCORD

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
110020-1	REDCORD MINI to przenośny aparat mocowany do sufitu lub drzwi, wyposażony w: 1 x kpl.uchwytów zwykłych, sufitowy zestaw montażowy, torba, plakat, max. obciążenie 200 kg	8%	553,00 zł
110010	REDCORD TRAINER aparat do ćwiczeń mocowany do sufitu, wyposażony w: 1 x kpl. uchwytów zwykłych, , sufitowy zestaw montażowy, plakat, max. obciążenie 200 kg	8%	2 061,00 zł
110050-1	REDCORD AXIS wielofunkcyjny aparat do przeprowadzania ćwiczeń z rotacją, max. obciążenie 200 kg	8%	1 593,00 zł
110100	REDCORD STIMULA + opatentowane urządzenie do kontrolowanej wibracji w zamkniętych łańcuchach kinematycznych. Sterownik generujący wibracje pozwala na regulację i kontrolę nad poziomem zastosowanej energii, wzorem wibracji i czasem jej zastosowania	8%	23 277,00 zł

3.1.8. SYSTEMY MONTAŻOWE

KONSTRUKCJE SUFITOWE I PRZYŚCIENNE

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--------	------	-----	-------------

120201	Trawers do konstrukcji sufitowej	8%	2 917,00 zł	
120202	Konstrukcja sufitowa z dwoma trawersami	8%	13 767,00 zł	
120203-1	Konstrukcja sufitowa z trzema trawersami SSS II	8%	16 683,00 zł	
120001	WALL STAND	Konstrukcja przysięenna dla pojedynczych aparatów, możliwość zawieszenia do 4 pojedynczych aparatów	8%	15 043,00 zł

NÓŻKI PRZEDŁUŻAJĄCE DO KONSTRUKCJI SUFITOWYCH

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
120220-15	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 15 cm	8%	1 139,00 zł
120220-30	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 30 cm	8%	1 139,00 zł
120220-40	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 40 cm	8%	1 139,00 zł
120220-50	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 50 cm	8%	1 633,00 zł
120220-60	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 60 cm	8%	1 633,00 zł
120220-70	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 70 cm	8%	1 633,00 zł
120220-80	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 80 cm	8%	2 039,00 zł
120220-90	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 90 cm	8%	2 039,00 zł
120220-100	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 100 cm	8%	2 039,00 zł
120220-110	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 110 cm	8%	2 039,00 zł
120220-120	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 115 cm	8%	1 991,00 zł
120220-120	Dodatkowe nóżki dystansowe do konstrukcji o dł. 120 cm	8%	2 039,00 zł

STELAŻE DO MONTAŻU POJEDYNCZYCH APARATÓW

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
120710	Zestaw klamer montażowych dla aparatu REDCORD TRAINER, max. obciążenie 200 kg	8%	229,00 zł
120730	Zestaw klamer montażowych dla aparatu REDCORD AXIS/MINI, max. obciążenie 200 kg	23%	195,00 zł
120540	Stelaż do aparatów TRAINER o regulacji wysokości w zakresie 26 - 87 cm, dla sufitów 266 - 327 cm	8%	3 209,00 zł
120541	Dodatkowe nóżki do stelaża 120540, łączna regulacja wysokości w zakresie 88 - 187 cm, dla sufitów 328- 427 cm	8%	1 739,00 zł

3.1.9. AKCESORIA

PODWIESZKI

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
111002	Podwieszka wąska zakończona metalowym kółkiem, pod kończyny górne i dolną (945 x 100 x 4,5 mm, max. obciążenie 100 kg)	8%	221,00 zł
111003	Podwieszka dzielona zakończona metalowym kółkiem, pod głowę. (730 x 100 x 3 mm, max. obciążenie 100 kg)	8%	213,00 zł
111001	Podwieszka szeroka zakończona metalowym kółkiem, strona wewnętrzna pokryta warstwą antypoślizgową, pod miednicę. (850 x 235 x 5 mm, max. obciążenie 100 kg)	8%	325,00 zł

LINKI

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
112100	Linka czerwona z zaczepem, dł. 5 m, max. obciążenie 150 kg, kolor czerwony	8%	513,00 zł
112020	Kpl. 2 szt. linek zwykłych z mocowaniem, dł. 60 cm, max. obciążenie 150 kg, kolor czerwony	8%	391,00 zł
112001	Kpl. 2 szt. linek zwykłych z mocowaniem, dł. 30 cm, max. obciążenie 150 kg, kolor czerwony	8%	317,00 zł
113002	Kpl. 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o małym oporze, dł. 30 cm, max. obciążenie 10 kg, kolor czarny	8%	317,00 zł
113001	Kpl. 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o dużym oporze, dł. 30 cm, max. obciążenie 20 kg, kolor czerwony	8%	317,00 zł
113101	Kpl. 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o małym oporze, dł. 60 cm, max. obciążenie 10 kg, kolor czarny	8%	333,00 zł
113100	Kpl. 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o dużym oporze, dł. 60 cm, max. obciążenie 20 kg, kolor czerwony	8%	333,00 zł

POZOSTAŁE

NR REF			OPIS	VAT	CENA BRUTTO
151005			Klips do linek/karabińczyk do AXIS	23%	131,00 zł
140030			Zwalniacz linki	8%	91,00 zł
111200	REDCORD STRAP	Kpl. 2 szt. uchwytów zwykłych z zaczepem, max. obciążenie 100 kg	8%	163,00 zł	
111450	REDCORD POWER GRIP	Kpl. 2 szt. uchwytów sztywnych, max. obciążenie 100 kg	8%	229,00 zł	
111603	DOORFIX	Zestaw do zawieszenia aparatów w wersji MINI na drzwiach	23%	177,00 zł	
130030	REDCORD BALANCE	Poduszka sensomotoryczna z wypustkami śr. 33 cm, wys. 65 mm	23%	241,00 zł	
130210	REDCORD ROLL	Twardy wałek o wymiarach 50 x 15 cm	23%	463,00 zł	
130120	REDCORD MAT	Mata o wym. 180 x 60 x 1,2 cm	23%	555,00 zł	
140060	HOOK RAIL	Wieszak na akcesoria	8%	383,00 zł	
140001	Zestaw do wymiany linek w aparatach REDCORD			8%	1 081,00 zł

3.2. STOŁY WAVE MOTION FIRMY CLAP TZU

WAVE MOTION S1	Nowoczesny, jednoosekowy stół do technik manualnych w przestrzeni trójwymiarowej, zapewniający pacjentom uczucie odciążenia i głębokiej relaksacji, z leżyskiem o wymiarach 202 x 75 cm	8%	23 720,00 zł
WAVE MOTION S2	Wersja dwusekcyjna z regulowanym zagłówkiem	8%	24 920,00 zł
WAVE MOTION S4	Wersja czterosekcyjna z regulowanym zagłówkiem i regulowanymi podłokietnikami	8%	25 920,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Tapicerka 3 - warstwowa grubości 80 mm		8%	1 500,00 zł

Tapicerka odporna na olejki (inna kolorystyka)	8%	380,00 zł
Podgrzewane leżysko	8%	1 890,00 zł

3.3. STOŁY DO MASAŻU I REHABILITACJI

3.3.1. STOŁY TERAPEUTA FIRMY MEDEN-INMED

DWUCZĘŚCIOWE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
TERAPEUTA M-S2.F0	Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka sprężyną gazową, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu, 2 otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	5 784,00 zł
TERAPEUTA M-S2.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	6 798,00 zł
TERAPEUTA E-S2.F0	Dwuczęściowy stół do masażu, rehabilitacji i badań diagnostycznych z długim zagłówkiem regulowanym za pomocą 2 sprężyn gazowych oraz elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, podstawa jezdna z D2702 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu, oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	6 265,00 zł
TERAPEUTA E-S2.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	7 259,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GRZANIE	Podgrzewane leżysko	8%	2 025,00 zł
LEŻYSKO 80	Leżysko o szerokości 80 cm	8%	195,00 zł
TAPICERKA 50	Tapicerka o grubości 50 mm	8%	195,00 zł
PREMIUM	Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurweddy	8%	421,00 zł
BARIERKI	Kpl. opuszczanych barierek do stołów ES - 2.F0 i F4	8%	1 058,00 zł
PORĘCZE	Kpl. Opuszczanych poręczy do stołów ES - 2.F0 i F4	8%	850,00 zł

AKCESORIA DO STOŁÓW MEDEN-INMED ROZDZIAŁ 3.3.3.

KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.

BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

TRZYZCZĘŚCIOWE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
TERAPEUTA M-S3.F0	Trzyczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka i podnóżka za pomocą sprężyn gazowych, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu, 3 otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	6 713,00 zł
TERAPEUTA M-S3.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	7 531,00 zł
TERAPEUTA M-P3.F0	Trzyczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektrycznie sterowanymi funkcją pivota i regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka i podnóżka za pomocą sprężyn gazowych, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu, 3 otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	8 295,00 zł
TERAPEUTA M-P3.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	9 285,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GRZANIE	Podgrzewane leżysko	8%	2 025,00 zł
LEŻYSKO 80	Leżysko o szerokości 80 cm	8%	195,00 zł
TAPICERKA 50	Tapicerka o grubości 50 mm	8%	195,00 zł
PREMIUM	Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurweddy	8%	421,00 zł

AKCESORIA DO STOŁÓW MEDEN-INMED ROZDZIAŁ 3.3.3.

KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.

BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

CZTEROCZĘŚCIOWE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
TERAPEUTA M-S4.F0	Czteroczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka za pomocą sprężyn gazowych, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu, 2 otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	6 685,00 zł
TERAPEUTA M-S4.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	7 695,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GRZANIE	Podgrzewane leżysko	8%	2 025,00 zł
LEŻYSKO 80	Leżysko o szerokości 80 cm	8%	195,00 zł
TAPICERKA 50	Tapicerka o grubości 50 mm	8%	195,00 zł
PREMIUM	Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurweddy	8%	421,00 zł

AKCESORIA DO STOŁÓW MEDEN-INMED ROZDZIAŁ 3.3.3.

KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.

BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

PIĘCIOCZĘŚCIOWE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
-------	------	-----	-------------

M	TERAPEUTA M-S5.F0	Pięcioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka i podnóżka za pomocą sprężyn gazowych, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu, 3 otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	7 099,00 zł
	TERAPEUTA M-S5.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	7 990,00 zł
M	TERAPEUTA M-P5.F0	Pięcioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektrycznie sterowanymi funkcją pivota i regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka i podnóżka za pomocą sprężyn gazowych, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w 2 magnetyczne klucze dostępu, 3 otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	8 849,00 zł
	TERAPEUTA M-P5.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	9 799,00 zł

OPCJE				
NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GRZANIE		Podgrzewane leżysko	8%	2 025,00 zł
LEŻYSKO 80		Leżysko o szerokości 80 cm	8%	195,00 zł
TAPICERKA 50		Tapicerka o grubości 50 mm	8%	195,00 zł
PREMIUM		Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurweddy	8%	421,00 zł

AKCESORIA DO STOŁÓW ME DEN-INMED ROZDZIAŁ 3.3.3.

KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.

BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

SIEDMIOCZĘŚCIOWE

NAZWA				
		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M	TERAPEUTA M-S7.F0	Siedmioczęściowy stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka i podnóżka sprężyną gazową, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w 3 otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	7 774,00 zł
	TERAPEUTA M-S7.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	8 695,00 zł
M	TERAPEUTA M-P7.F0	Siedmioczęściowy stół do masażu z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, dodatkowa funkcja pivota sterowanego elektrycznie, łatwa regulacja zagłówka i podnóżka sprężyną gazową, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w 3 otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	9 585,00 zł
	TERAPEUTA M-P7.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	10 475,00 zł

OPCJE				
NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GRZANIE		Podgrzewane leżysko	8%	2 025,00 zł
LEŻYSKO 80		Leżysko o szerokości 80 cm	8%	195,00 zł
TAPICERKA 50		Tapicerka o grubości 50 mm	8%	195,00 zł
PREMIUM		Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurweddy	8%	421,00 zł

AKCESORIA DO STOŁÓW ME DEN-INMED ROZDZIAŁ 3.3.3.

KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.

BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

3.3.2. STOŁY GALAXY FIRMY ME DEN-INMED

DWUCZĘŚCIOWE

NAZWA				
		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M	MERCURY S2 CLASSIC	Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją wysokości przy pomocy pilota, nie zawiera otworów na bananki, relingów na pasy oraz zatyczki maskującej otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	5 020,00 zł
	MERCURY S2.F0	Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	5 499,00 zł
M	MERCURY S2.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	6 073,00 zł
	MERCURY E-S2.F0	Dwuczęściowy stół do badań lekarskich o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją wysokości przy pomocy pilota, wyposażony w relingi na pasy, zatyczkę maskującą otwór na twarz, otwory na bananki, magnetyczny klucz dostępu, na gumowych stopkach. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	5 935,00 zł
M	MERCURY E-S2.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	6 488,00 zł

OPCJE				
NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LIMFA		Specjalne, niezależnie regulowane oparcia na kończyny górne ułatwiające przeprowadzenie manualnego lub automatycznego masażu limfatycznego u pacjentów po mastektomii dla stołów MERCURY S2 ora JUPITER S3	8%	1 600,00 zł
GRZANIE		Podgrzewane leżysko	8%	2 025,00 zł
HYDRAULIKA		Hydrauliczna regulacja wysokości stołów MERCURY	8%	150,00 zł
LEŻYSKO 80		Leżysko o szerokości 80 cm	8%	195,00 zł
TAPICERKA 50		Tapicerka o grubości 50 mm	8%	195,00 zł

PREMIUM	Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurwedy	8%	421,00 zł
AKCESORIA DO STOŁÓW MEĐEN-INMED ROZDZIAŁ 3.3.3.			
KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.			
BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.			

TRZYCZĘŚCIOWE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
JUPITER S3.F0	Trzyczęściowy stół do masażu i rehabilitacji o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówek i sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	5 938,00 zł
JUPITER S3.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdnią z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	6 535,00 zł
SATURN P3.F0	Trzyczęściowy stół do masażu i rehabilitacji o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, z elektrycznie sterowaną funkcją pivota, łatwa regulacja zagłówek i sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	7 345,00 zł
SATURN P3.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdnią z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	7 935,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LIMFA	Specjalne, niezależnie regulowane oparcia na kończyny górne ułatwiające przeprowadzenie manualnego lub automatycznego masażu limfatycznego u pacjentów po mastektomii dla stołów MERCURY S2 ora JUPITER S3	8%	1 600,00 zł
GRZANIE	Podgrzewane leżysko	8%	2 025,00 zł
HYDRAULIKA	Hydrauliczna regulacja wysokości stołów MERCURY	8%	150,00 zł
LEŻYSKO 80	Leżysko o szerokości 80 cm	8%	195,00 zł
TAPICERKA 50	Tapicerka o grubości 50 mm	8%	195,00 zł
PREMIUM	Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurwedy	8%	421,00 zł

AKCESORIA DO STOŁÓW MEĐEN-INMED ROZDZIAŁ 3.3.3.
KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.
BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

CZTEROCZĘŚCIOWE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MERCURY S4.F0	Czteroczęściowy stół z opuszczanymi boczkami zagłówek do masażu i rehabilitacji o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówek za pomocą sprężyny gazowej, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	5 776,00 zł
MERCURY S4.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdnią z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	6 365,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GRZANIE	Podgrzewane leżysko	8%	2 025,00 zł
HYDRAULIKA	Hydrauliczna regulacja wysokości stołów MERCURY	8%	150,00 zł
LEŻYSKO 80	Leżysko o szerokości 80 cm	8%	195,00 zł
TAPICERKA 50	Tapicerka o grubości 50 mm	8%	195,00 zł
PREMIUM	Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurwedy	8%	421,00 zł

AKCESORIA DO STOŁÓW MEĐEN-INMED ROZDZIAŁ 3.3.3.
KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.
BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

PIĘCIOCZĘŚCIOWE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
JUPITER S5.F0	Pięcioczęściowy stół z opuszczanymi boczkami zagłówek do masażu i rehabilitacji o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówek i sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	6 365,00 zł
JUPITER S5.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdnią z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	7 019,00 zł
SATURN P5.F0	Pięcioczęściowy stół z opuszczanymi boczkami zagłówek do masażu i rehabilitacji o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją za pomocą ramy wokół podstawy stołu, z elektrycznie sterowaną funkcją pivota, łatwa regulacja zagłówek i sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, wyposażony w otwory na bananki, relingi na pasy oraz zatyczkę maskującą otwór na twarz. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	7 774,00 zł
SATURN P5.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdnią z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	8 680,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LIMFA	Specjalne, niezależnie regulowane oparcia na kończyny górne ułatwiające przeprowadzenie manualnego lub automatycznego masażu limfatycznego u pacjentów po mastektomii dla stołów MERCURY S2 ora JUPITER S3	8%	1 600,00 zł
GRZANIE	Podgrzewane leżysko	8%	2 025,00 zł
HYDRAULIKA	Hydrauliczna regulacja wysokości stołów MERCURY	8%	150,00 zł
LEŻYSKO 80	Leżysko o szerokości 80 cm	8%	195,00 zł
TAPICERKA 50	Tapicerka o grubości 50 mm	8%	195,00 zł
PREMIUM	Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurwedy	8%	421,00 zł

3.3.3. STOŁY ELEMENTAL FIRMY MEDEN-INMED

DWUCZĘŚCIOWE

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM	ELEMENTAL ICE S2.F0	Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego, regulacja zagłówka sprężyną gazową, okrągła zatyczka maskująca otwór na twarz, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, obustronne zaczepy do pasów do stabilizacji lub pilota.	8%	3 980,00 zł
	ELEMENTAL ICE E2.F0	Dwuczęściowy stół do masażu, rehabilitacji i badań diagnostycznych z długim zagłówkiem regulowanym za pomocą 2 sprężyn gazowych oraz elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego, regulacja zagłówka sprężyną gazową, okrągła zatyczka maskująca otwór na twarz, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, obustronne zaczepy do pasów do stabilizacji lub pilota.	8%	4 196,00 zł

TRZYCZĘŚCIOWE

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM	ELEMENTAL FIRE S3.F0	Trzyczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego, łatwa regulacja zagłówka i podnóżka za pomocą sprężyn gazowych, okrągła zatyczka maskująca otwór na twarz, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, obustronne zaczepy do pasów do stabilizacji lub pilota.	8%	4 574,00 zł

CZTEROCZĘŚCIOWE

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM	ELEMENTAL ICE S4.F0	Czteroczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego, łatwa regulacja zagłówka za pomocą sprężyn gazowych, okrągła zatyczka maskująca otwór na twarz, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, obustronne zaczepy do pasów do stabilizacji lub pilota.	8%	4 466,00 zł

PIĘCIOCZĘŚCIOWE

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM	ELEMENTAL FIRE S5.F0	Pięcioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota ręcznego, łatwa regulacja zagłówka i podnóżka za pomocą sprężyn gazowych, okrągła zatyczka maskująca otwór na twarz, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, obustronne zaczepy do pasów do stabilizacji lub pilota.	8%	4 898,00 zł

AKCESORIA

System jezdny F2 (2 koła kierunkowa wraz z dźwignią blokady)			8%	430,00 zł
Wieszak na papier			8%	170,00 zł
Składane barierki do stołu Elemental E2			8%	890,00 zł
Opuszczane barierki do stołu Elemental E2			8%	850,00 zł

3.3.4. STOŁY THERASPACE FIRMY MEDEN-INMED

DWUCZĘŚCIOWE

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
THERASPACE M-S2.F4		Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka sprężyną gazową, podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami, wyposażony w 2 otwory na bananki oraz zatyczkę szczeliny twarzowo-nosowej (rogal). Szerokość leżyska 69 cm. Tapicerka OMEGA. Gwarancja 36 miesięcy	8%	9 720,00 zł
THERASPACE E-S2.F4		Dwuczęściowy stół do masażu, rehabilitacji i badań diagnostycznych z długim zagłówkiem regulowanym za pomocą 2 sprężyn gazowych oraz elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami, wyposażony w 2 otwory na bananki oraz zatyczkę szczeliny twarzowo-nosowej (rogal). Szerokość leżyska 69 cm. Tapicerka OMEGA. Gwarancja 36 miesięcy	8%	9 958,00 zł

TRZYCZĘŚCIOWE

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
THERASPACE Z3.F4		Trzyczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka sprężyną gazową, dodatkowa funkcja pivota sterowanego elektrycznie, podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami, wyposażony w zatyczkę szczeliny twarzowo-nosowej (rogal). Szerokość leżyska 67 cm. Tapicerka OMEGA. Gwarancja 36 miesięcy	8%	14 170,00 zł

CZTEROCZĘŚCIOWE

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
THERASPACE M-S4.F4		Czteroczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka sprężyną gazową, podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami, wyposażony w 2 otwory na bananki oraz zatyczkę szczeliny twarzowo-nosowej (rogal). Szerokość leżyska 69 cm. Tapicerka OMEGA. Gwarancja 36 miesięcy	8%	10 325,00 zł
THERASPACE X4.F4		Czteroczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka sprężyną gazową, podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami, wyposażony w zatyczkę szczeliny twarzowo-nosowej (rogal). Szerokość leżyska 67 cm. Tapicerka OMEGA. Gwarancja 36 miesięcy	8%	15 293,00 zł

PIĘCIOCZĘŚCIOWE

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
-------	--	------	-----	-------------

THERASPACE Z5.F4	Pięcioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka sprężyną gazową, dodatkowa funkcja pivota sterowanego elektrycznie, podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami, wyposażony w zatyczkę szczeliny twarzowo-nosowej (rogal). Szerokość leżyska 67 cm. Tapicerka OMEGA. Gwarancja 36 miesięcy	8%	14 774,00 zł
SZEŚCIOCZĘŚCIOWE			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
THERASPACE X6.F4	Sześcioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka sprężyną gazową, podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami, wyposażony w zatyczkę szczeliny twarzowo-nosowej (rogal). Szerokość leżyska 67 cm. Tapicerka OMEGA. Gwarancja 36 miesięcy	8%	15 876,00 zł
SIEDMIOCZĘŚCIOWE			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
THERASPACE Z7.F4	Siedmioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka sprężyną gazową, dodatkowa funkcja pivota sterowanego elektrycznie, podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami, wyposażony w zatyczkę szczeliny twarzowo-nosowej (rogal). Szerokość leżyska 67 cm. Tapicerka OMEGA. Gwarancja 36 miesięcy	8%	15 530,00 zł
OŚMIOCZĘŚCIOWE			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
THERASPACE X8.F4	Ośmioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka sprężyną gazową, podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami, wyposażony w zatyczkę szczeliny twarzowo-nosowej (rogal). Szerokość leżyska 67 cm. Tapicerka OMEGA. Gwarancja 36 miesięcy	8%	16 610,00 zł

3.3.5. AKCESORIA DO STOŁÓW FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
KOZIOŁEK FLEXI	Koziółek dla terapeutów i lekarzy z chromowaną podstawą i kolumną, wyposażony w podgumowane kółka oraz mechanizm regulacji kąta nachylenia siedziska w zakresie 15°, regulacja wysokość 500 - 700 mm; dostępny w kolorach tapicerek stołów z linii TERAPEUTA i GALAXY	23%	837,00 zł
KLIN	Mały klin KALTENBORNA o rozmiarze 15,5 x 10/7 x 2/5 cm	23%	114,00 zł
KLIN	Duży klin KALTENBORNA o rozmiarze 20 x 10 x 4,5/8 cm	23%	139,00 zł
PAS	Pas stabilizacyjny długości około 2,5 m	8%	89,00 zł
BANANEK	Banank do stołu terapeuta	8%	158,00 zł
BANANEK	Kpl 2 banaków do stołu terapeuta	8%	294,00 zł
BANANEK	Kpl 2 banaków do trakcji	8%	219,00 zł
BANANEK + JARZMO	kpl 2 bananków do stołu do TRAKCJI + jarzmo banana (uchwyt)	8%	397,00 zł
BANANEK	bananek do stołu THERASPACE S, tapicerka OMEGA	8%	
WIESZAK	Wieszak na ręczniki papierowe do stołów serii TERAPEUTA	23%	170,00 zł
WIESZAK	Wieszak na ręczniki papierowe do stołów serii GALAXY	23%	190,00 zł
WIESZAK	Wieszak typ 13 do stołu THERASPACE Z, X do ramy górnej	23%	195,00 zł
WIESZAK	Wieszak typ 9 do stołu NEXUS E-S2/S2/S4, do ramy górnej	23%	170,00 zł
WIESZAK	Wieszak typ 4 do stołu NEXUS S3/S5, do deski leżyska	23%	170,00 zł
PODPÓRKA	Podpórka pod nogi terapeuty stosowana przy metodzie CYRIAX	23%	259,00 zł
PILOT RĘCZNY	Dodatkowy pilot ręczny do sterowania stołem THERASPACE	23%	447,00 zł
KLUCZ MAGNETYCZNY	Mechanizm blokady dostępu dedykowany do stołów Meden-Inmed pozwala na zablokowanie możliwości regulacji wysokości leża przez osoby do tego nieupoważnione. Wyjęcie kluczyka z gniazda uniemożliwia sterowanie wysokością stołu. Przywrócenie możliwości zmiany położenia leża jest możliwe po ponownym umieszczeniu kluczyka w gnieździe.	23%	59,00 zł

KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.
BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

3.3.6. STOŁY Z KOLEKCJI CAPRE FIRMY LOJER

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CAPRE M2	Stacjonarny stół z dwuczęściowym leżyskiem o wymiarach 55 / 60 / 65 / 80 x 202 cm, wyposażony w jeden siłownik do regulacji wysokości w zakresie 45 - 92 cm za pomocą pedału nożnego, regulacja zagłówka -90° do +35°, max. obciążenie 210 kg	8%	9 087,00 zł
CAPRE M2H	Stacjonarny stół z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 49 - 90 cm	8%	8 581,00 zł
CAPRE M4	Stół z czteroczęściowym leżyskiem o wymiarach 55 / 60 / 65 / 80 x 202 cm, wyposażony w jeden siłownik do regulacji wysokości w zakresie 45 - 92 cm za pomocą pedału nożnego, regulacja zagłówka -90° do +35°, regulacja podłokietników 34 cm / 50°, max. obciążenie 210 kg	8%	10 453,00 zł
CAPRE M4H	Stacjonarny stół z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 49 - 90 cm, z tapicerką antybakteryjną	8%	9 947,00 zł
CAPRE M4 AM	Stacjonarny stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 49 - 90 cm, z tapicetką antybakteryjną	8%	10 959,00 zł
CAPRE F2	Stacjonarny stół z dwuczęściowym leżyskiem o wymiarach 65 / 70 / 80 x 196 cm, wyposażony w jeden siłownik do regulacji wysokości w zakresie 45 - 92 cm za pomocą pedału nożnego, przedłużony zagłówek z regulacją w zakresie 0° - 78°, max. obciążenie 210 kg	8%	10 941,00 zł
CAPRE F3	Stacjonarny stół z trzyczęściowym leżyskiem o wymiarach 55 / 65 / 75 x 202 cm, wyposażony w jeden siłownik do regulacji wysokości w zakresie 45 - 92 cm za pomocą pedału nożnego, regulacja zagłówka -90° do +35°, regulacja podnóżka -12° do +70°, max. obciążenie 210 kg	8%	14 485,00 zł
CAPRE F3H	Stacjonarny stół z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 49 - 90 cm	8%	14 485,00 zł

CAPRE F5	Stacjonarny stół z pięcioczęściowym leżyskiem o wymiarach 55/65/75 x 202 cm, wyposażony w jeden siłownik do regulacji wysokości w zakresie 45 - 92 cm za pomocą pedału nożnego, regulacja zagłówka -90° do +35°, regulacja podnóżka -12° do +70°, regulacja podłokietników 34 cm/50", max. obciążenie 210 kg	8%	15 039,00 zł
CAPREF5H	Stacjonarny stół z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 49 - 90 cm	8%	15 039,00 zł
CAPRE FX3	Stół z trzyczęściowym leżyskiem o wymiarach 55/65/75 x 202 cm, wyposażony w dwa siłowniki do regulacji wysokości w zakresie 48 - 88 cm za pomocą ramy wokół stołu, regulacja zagłówka -90° do +35°, regulacja podnóżka -12° do +70° , pozycja Pivota, system unoszonych kółek transportowych, max. obciążenie 250 kg	8%	21 879,00 zł
CAPRE FX5	Pięcioczęściowy stół jak wyżej z horyzontalną i wertykalną regulacją podłokietników	8%	23 541,00 zł
OPCJE			
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CA100	Zestaw kółek transportowych do stołów CAPRE w wersji M2, M4, F2, F3 i F5	8%	1 297,00 zł
CA101	Rama wokół stołu do regulacji wysokości do stołów CAPRE w wersji M2, M4, F2, F3 i F5	8%	2 333,00 zł
Para boczaków montowanych do środkowej części leżyska do stołów CAPRE w wersji M2, M4, F3 i F5		8%	1 601,00 zł
Obrotowe podparcia ramion do stołów CAPRE w wersji F5		8%	1 441,00 zł
AKCESORIA			
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CA110	Uchwyt na papier o szerokości 50 cm do stołów CAPRE w wersji M2, M4, F3, F5, FX3 i FX5	8%	34 459,00 zł
CA111	Uchwyt na papier o szerokości 60 cm do stołów CAPRE w wersji M2, M4, F2, F3, F5, FX3 i FX5	8%	549,00 zł
Zatyczka do otworu na twarz do stołów CAPRI		8%	433,00 zł

3.3.7. STOŁY SERII GYMNA.ONE FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GYMNA.ONE T7	Siedmioczęściowy stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50 - 100 cm za pomocą ramy I - CONTROL dostępnej z każdej strony, podgrzewane leżysko o podwójnej grubości z regulacją temperatury w zakresie 34 / 36 / 38°C, sekcja zagłówka z opuszczanymi boczkami (od -72° do 30°), część środkowa (od 0° do 20°) i podnózek (od 0° do 75°) regulowane za pomocą sprężyn gazowych, wycięcie na twarz z zatyczką ERGOMAX, system 4 unoszonych kółek transportowych EASYMOVE schowany pod osłoną ze sklejki bukowej pokrytej laminatem w jasnym kolorze z 4 antypoślizgowymi stopkami, możliwość przeprowadzenia trakcji szyjnej i lędźwiowej, możliwość zablokowania funkcji stołu. Gwarancja 36 miesięcy z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy			
160374	Wersja standardowa		8%	34 459,00 zł
160376	Wersja CARBON BLACK z tapicerką w kolorze grafitowym i osłoną mechanizmu pokrytą czarnym satynowanym laminatem		8%	37 309,00 zł
GYMNA.ONE Q8	Ośmioczęściowy stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50 - 100 cm za pomocą ramy I - CONTROL dostępnej z każdej strony, podgrzewane leżysko o podwójnej grubości z regulacją temperatury w zakresie 34 / 36 / 38°C, sekcja zagłówka z opuszczanymi boczkami (od -72° do 30°) regulowana za pomocą sprężyny gazowej, pozycja "siedzisko" i część środkowa (od 0° do 20°) regulowane elektrycznie, wycięcie na twarz z zatyczką ERGOMAX, system 4 unoszonych kółek transportowych EASYMOVE schowany pod osłoną ze sklejki bukowej pokrytej laminatem w jasnym kolorze z 4 antypoślizgowymi stopkami, możliwość przeprowadzenia trakcji szyjnej, możliwość zablokowania funkcji stołu. Gwarancja 36 miesięcy z wyłączeniem leżyska-12 miesięcy			
160484	Wersja standardowa		8%	41 501,00 zł
OPCJE				
NR REF		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
150304		Elektryczną regulacją części środkowej stołów GYMNA.ONE	8%	1 923,00 zł
150310		Ręcznie polerowana rama z aluminium do stołów GYMNA.ONE	8%	21 143,00 zł
AKCESORIA				
NR REF		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
150414		Podparcie twarzy dla pacjenta ERGOMAX-2, tylko do stołów z serii GYMNA.ONE i LUXE	8%	553,00 zł

AKCESORIA DO STOŁÓW GYMNA UNIPHY ROZDZIAŁ 3.3.7.
KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.
BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

3.3.8. STOŁY SERII GYMNA GO FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GYMNA.GO D1	Dwuczęściowy stół do badań i zabiegów z długą sekcją zagłówka, regulowaną za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0° 80° (możliwość uzyskania pozycji siedzącej), o wymiarach 205 x 67 cm, na 4 stopkach. Regulacja wysokości w zakresie 50 - 100 cm. Możliwość zamontowania uchwytu na ręcznik od strony podnóżka lub zagłówka, max. udźwig 200 kg. Możliwość podjechania do stołu podnośnikiem dla pacjenta (prześwit ramy 15 cm). Gwarancja 36 miesięcy z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy			
165112	Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego lub ręcznego (do wyboru)		8%	10 317,00 zł
GYMNA.GO D2	Dwuczęściowy stół do masażu z zagłówkiem regulowanym za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od -72° do +30°, o wymiarach 205 x 67 cm, na 4 stopkach. Regulacja wysokości w zakresie 50-100 cm. Możliwość zamontowania uchwytu na ręcznik od strony podnóżka. max. udźwig 200 kg. Możliwość podjechania do stołu podnośnikiem dla pacjenta (prześwit ramy 15 cm). Gwarancja 36 miesięcy z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy			
165212	Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego lub ręcznego (do wyboru)		8%	10 269,00 zł

GYMNA.GO T3X		Trzyczęściowy stół do masażu w pozycji leżącej i siedzącej, regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie od - 72° do +30°, regulacja podnóżka w zakresie 0°-80°, wymiary 205 x 67 cm, na 4 stopkach. Regulacja wysokości w zakresie 50 - 100 cm. Możliwość zamontowania uchwytu na ręcznik od strony podglówka, max. udźwig 200 kg. Możliwość podjechania do stołu podnośnikiem dla pacjenta (prześwit ramy 15 cm). Gwarancja 36 miesięcy z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy		
165312	Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego lub ręcznego (do wyboru)		8%	11 401,00 zł
OPCJE				
NR REF	OPIS		VAT	CENA BRUTTO
165xx4	Hydrauliczna regulacja wysokości		8%	1 053,00 zł
165xx0	Regulacja wysokości za pomocą ramy wokół stołu		8%	569,00 zł
168025	Wycięcie na twarz		8%	667,00 zł
168003	System kółek unoszonych		8%	1 263,00 zł
AKCESORIA				
NR REF	OPIS		VAT	CENA BRUTTO
150106	Uchwyt na ręcznik o szerokości 50 cm		23%	723,00 zł
150117	Uchwyt na ręcznik o szerokości 60 cm		23%	723,00 zł
KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.				

3.4. STOŁY DO ĆWICZEŃ METODĄ BOBATH I VOJTA

3.4.1. STOŁY TERAPEUTA FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SAFARI ELEPHANT		Stół terapeutyczny do ćwiczeń według metody Bobath z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska-12 miesięcy		
M B-S1.F0		Stół jednoczęściowy z podstawą jezdną z 2 kółkami i 2 stopkami	8%	6 267,00 zł
M B-S1.F4		Stół jednoczęściowy z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	7 266,00 zł
M B-S2.F0		Stół dwuczęściowy z podstawą jezdną z 2 kółkami i 2 stopkami	8%	7 293,00 zł
M B-S2.F4		Stół dwuczęściowy z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	8 292,00 zł
AKCESORIA DO STOŁÓW MEDEN-INMED ROZDZIAŁ 3.3.3.				
KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.				
BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.				

3.4.2. STOŁY FIRMY LOJER

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4010 XB	BOBATH XB MAT TABLE	Stół do ćwiczeń metodą Bobath o wymiarach 120 x 200 cm, elektryczna regulacja wysokości w zakresie 40 - 95 cm, indywidualnie blokowane kółka, jednosekcyjne leżysko, maksymalne obciążenie 400 kg	8%	19 877,00 zł
4020 XB	BOBATH XB MAT TABLE	Stół do ćwiczeń metodą Bobath o wymiarach 120 x 200 cm, elektryczna regulacja wysokości w zakresie 40 - 95 cm, indywidualnie blokowane kółka, dwusekcyjne leżysko, maksymalne obciążenie 400 kg	8%	22 203,00 zł
4010 XB AM	BOBATH XB AM MAT TABLE	Stół do ćwiczeń metodą Bobath o wymiarach 120 x 200 cm, elektryczna regulacja wysokości w zakresie 40 - 95 cm, indywidualnie blokowane kółka, jednosekcyjne leżysko, maksymalne obciążenie 400 kg, antybakteryjna tapicerka i pochwyt	8%	21 161,00 zł
4020 XB AM	BOBATH XB AM MAT TABLE	Stół do ćwiczeń metodą Bobath o wymiarach 120 x 200 cm, elektryczna regulacja wysokości w zakresie 40 - 95 cm, indywidualnie blokowane kółka, dwusekcyjne leżysko, maksymalne obciążenie 400 kg, antybakteryjna tapicerka i pochwyt	8%	23 273,00 zł

3.4.3. STOŁY FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
BOBATH ADVANCED	Stół terapeutyczny do ćwiczeń według metody Bobath z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pedatu nożnego, podstawa z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami. Gwarancja 36 miesięcy z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy			
165810	Stół jednoczęściowy		8%	13 991,00 zł
165820	Stół dwuczęściowy		8%	16 347,00 zł
OPCJE				
NR REF	OPIS		VAT	CENA BRUTTO
168025	Wycięcie na twarz z zatyczką do stołu BOBATH - 2		8%	667,00 zł
AKCESORIA DO STOŁÓW GYMNA UNIPHY ROZDZIAŁ 3.3.8.				
KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.				
BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.				

3.5. STOŁY DO OSTEOPATII

3.5.1. STOŁY DO MOBILIZACJI FIRMY LOJER

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
-------	------	-----	-------------

242 MANUTHERA 242	Zaawansowany stół do chiropraktyki, technik manualnych i osteopatii umożliwiający przeprowadzanie terapii w 3 płaszczyznach, wymiary 190 x 54 cm, elektryczna regulacja wysokości w zakresie 49 - 105 cm, 2 - częściowa sekcja piersiowa z ruchem rotacyjnym 3D oraz ruchem w poziomie, maksymalne obciążenie 150 kg, dostępny tylko w kolorze szarym.	8%	61 473,00 zł
-------------------	--	----	--------------

3.5.2. STOŁY DO MOBILIZACJI FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CHIROSPACE	Sześcioczęściowy stół do chiropraktyki, technik manualnych i osteopatii. Zagłówek z profilowanym otworem na twarz, podwójna możliwość regulacji zagłówka w zakresie -35° do +23° i 0° do +18° w przeciwnym kierunku, regulacja części nożnej w poziomie i na boki, elektryczna regulacja wysokości w zakresie 53 - 93 cm za pomocą pedała nożnego po obu stronach stołu, wymiary 168 - 188 x 51 cm, maksymalne obciążenie 180 kg.	8%	23 760,00 zł

3.6. STOŁY PIONIZACYJNE

3.6.1. STOŁY VERTIMO FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
VERTIMO CLASSIC	Jednoczęściowy stół do pionizacji ze stałą wysokością i elektryczną regulacją kąta wychylenia, wyposażony w relingi i pasy stabilizacyjne. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	7 076,00 zł
VERTIMO HI-LO	Jednoczęściowy stół do pionizacji z elektryczną regulacją kąta wychylenia i wysokości, wyposażony w relingi i pasy stabilizacyjne oraz 4 koła kierunkowe z hamulcem. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska-12 miesięcy	8%	8 754,00 zł
VERTIMO HI-LO DUO	Opcja do stołu w wersji HI-LO z dwuczęściowym leżyskiem z elektryczną regulacją kąta wychylenia i wysokości, z regulowanym zagłówkiem pozwalającym na wygodne wykonywanie zabiegów fizykoterapii, wyposażony w relingi i pasy stabilizacyjne oraz 4 koła kierunkowe z hamulcem. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	9 465,00 zł

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PREMIUM	Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurwedy	8%	454,00 zł
PODPORA	Uniwersalna podpora ręki (prawej lub lewej) montowana do relingów	8%	495,00 zł
STOLIK	Stolika pacjenta o regulowanej wysokości montowany do relingów	8%	1 495,00 zł
PASY STABILIZACYJNE	Komplet pasów mocujących umożliwiających utrzymanie wymaganej pozycji ciała pacjenta	23%	275,00 zł

KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.

BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

3.6.2. STÓŁ DO WCZESNEJ PIONIZACJI Z OPCJĄ KROCZENIA FIRMY HOCOMA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ERIGO BASIC	Specjalistyczny stół terapeutyczny do wertykalizacji pacjentów neurologicznych, umożliwiający cykliczne obciążenie i ruch nóg, przeciwdziałające negatywnym efektom długotrwałego leżenia, z mechanicznym obciążeniem nóg i regulacją wysokości, wyposażony w regulowaną uprząż	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
ERIGO PRO	Urządzenie ERIGO BASIC rozbudowane o stymulację FES, pozwalające na zgięcie w biodrze w zakresie 0° - 10° oraz wprowadzenie zróżnicowanych wzorców kroczenia, wyposażone dodatkowo w uprząż stabilizującą głowę oraz wskaźnik obciążenia nóg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

3.7. STOŁY SKŁADANE

3.7.1. STOŁY SKŁADANE FIRMY CLAP TZU

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ECONOMY COMFORT	Przenośny stół do masażu o drewnianej konstrukcji z zagłówkiem w wersji ERGO z otworem na twarz, podpórkami pod ramiona, składany do postaci walizki, z torbą transportową. Wymiary leżyska 186 x 70 cm, wysokość 57 - 84 cm, waga 18 kg, leżysko grubości 50 mm wykonane ze skóry syntetycznej w kolorze niebieskim lub beżowym	23%	1 965,00 zł
VOYAGE	Przenośny stół do masażu na aluminiowej konstrukcji z zagłówkiem w wersji ERGO z otworem na twarz, podpórkami pod ramiona, składany do postaci walizki z uchwytem do przenoszenia. Wymiary leżyska 184 x 70 cm, wysokość 60 - 81 cm, waga 11 kg, leżysko grubości 50 mm wykonane ze skóry syntetycznej w kolorze niebieskim lub beżowym	23%	3 395,00 zł

3.7.2. STOŁY SKŁADANE FIRMY HABYS

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Składany stół rehabilitacyjny o długości 180 x 60 cm, wysokość regulowana skokowo w zakresie 61,5 - 90,5 cm, bez wyposażenia			
PANDA 60	Szerokość 60 cm, stelaż wykonany z drewna	8%	1 489,00 zł
PANDA 70	Szerokość 70 cm, stelaż wykonany z drewna	8%	1 589,00 zł
PANDA AL 60	Szerokość 60 cm, stelaż wykonany z aluminium	8%	1 799,00 zł
PANDA AL 70	Szerokość 70 cm, stelaż wykonany z aluminium	8%	1 899,00 zł
PANDA PLUS	Szerokość 70 cm, stelaż wykonany z drewna, regulacja kąta uniesienia leżyska w części dolnej w zakresie 0° - 55°	8%	2 199,00 zł

AKCESORIA

OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Podglówek regulowany 1 D	8%	180,00 zł
Podglówek regulowany 2 D ERGO	8%	270,00 zł

Kpl. podłokietników	8%	160,00 zł
---------------------	----	-----------

3.8. LEŻANKI

3.8.1. LEŻANKI DREWNIANE FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ECONOMY	Drewniana leżanka zabiegowa z zagłówkiem regulowanym w zakresie 0° do 25°, wykonana z drewna bukowego.	8%	1 000,00 zł

OPCJE			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Ciemny kolor drewna		8%	200,00 zł

3.8.2. LEŻANKI METALOWE FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ECONOMY	Metalowa leżanka do badań i prostych zabiegów rehabilitacyjnych z zagłówkiem regulowanym w zakresie od - 60° do +50°	8%	950,00 zł

LZM-3	Metalowa leżanka do badań i prostych zabiegów rehabilitacyjnych z zagłówkiem regulowanym w zakresie od 0° do 50°.	8%	1 485,00 zł
-------	---	----	-------------

LZM-1	Metalowa leżanka do zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii i prostego masażu z zagłówkiem regulowanym w zakresie od 0° do 50°, uchwyt na ręcznik, do wyboru wysokość 54 / 64 / 74 cm.	8%	1 755,00 zł
-------	--	----	-------------

OPCJE			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Otwór na twarz do LZM-1 i LZM-3		8%	108,00 zł
Otwór na twarz + zatyczka do LZM-1 i LZM-3		8%	162,00 zł

AKCESORIA			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
WIESZAK TYP 1	Wieszak na ręcznik papierowy do leżanki LZM-1	8%	95,00 zł
WIESZAK TYP 2	Wieszak na ręcznik papierowy do leżanki LZM-3	8%	95,00 zł

3.9. TRAKCJA

3.9.1. TRAKCJA STACJONARNA FIRMY DJO

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4779	TRU-TRAC	Urządzenie do trakcji (ciągNIK) z ekranem dotykowym, czarno-biały wyświetlacz LCD, karty pacjenta	8%	16 659,00 zł
4749	TRITON Traction Unit	Urządzenie do trakcji (ciągNIK) z ekranem dotykowym, kolorowy wyświetlacz LCD, karty pacjenta, procedury terapeutyczne, graficzna biblioteka anatomiczna z patologiami	8%	19 745,00 zł
4798	TRITON DTS Traction Unit w/EMG	Urządzenie do trakcji (ciągNIK) z ekranem dotykowym, z modulem EMG, kolorowy wyświetlacz LCD, karty pacjenta, procedury terapeutyczne, graficzna biblioteka anatomiczna z patologiami	8%	22 779,00 zł
4767 + 6M	TRITON DTS PACKAGE 6M	Kompletny zestaw do trakcji, ze stołem TRITON 6M, ciągnikami [4798], przystawką do trakcji szyjnej wg. Saundersa, kompletem pasów QUICK WRAP DTS oraz wałkami pod kolana.	8%	54 231,00 zł
4767 + 6E	TRITON DTS PACKAGE 6E	Zestaw jak wyżej ze stołem TRITON 6E	8%	62 896,00 zł
TRA6M	TRITON DTS PACKAGE 6M	zestaw do trakcji, ze stołem TRITON 6M, ciągnikami [4749], przystawką do trakcji szyjnej wg. Saundersa oraz kompletem pasów QUICK WRAP DTS	8%	50 735,00 zł
TRA6E	TRITON DTS PACKAGE 6E	Zestaw jak wyżej ze stołem TRITON 6E	8%	59 400,00 zł

OPCJE			
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4766	Moduł EMG do urządzenia Triton	8%	2 463,00 zł

AKCESORIA				
NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
2825	QUICKWRAP DTS	Kpl. pasów do trakcji z mocowaniami na rzepy (pas piersiowy, pas biodrowy, poszerzacz)	8%	1 583,00 zł
7040	SAUNDERS CLINICAL CERVICAL TRC	Przystawka ze strzemieniem do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa wg. Saundersa	8%	2 665,00 zł
42901	KNEE BOLSTER SET - BLACK	Wałek pod kolana	8%	1 049,00 zł

3.9.2. TRAKCJA PRZENOŚNA

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
199594	SAUNDERS CERVICAL HOME TRACTION	Przenośne pneumatyczne urządzenie do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa	8%	3 147,00 zł

199603	SAUNDERS LUMBAR HOME TRACTION	Przenośne pneumatyczne urządzenie do trakcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa	8%	3 147,00 zł
--------	-------------------------------	---	----	-------------

3.9.3. STOŁY DO TRAKCJI FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GALAXY TRACTION T3.F0	3 - sekcyjny stół do trakcji i zabiegów rehabilitacyjnych o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami, otwór na twarz oraz zatyczka maskująca otwór, poduszka w kształcie rogala, specjalny uchwyt na pasy do trakcji QUICK WRAP. Rama z możliwością ustawienia kąta z półką pod aparat do trakcji. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	7 690,00 zł
GALAXY TRACTION T3.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	8 290,00 zł
GALAXY TRACTION T4.F0	4 -sekcyjny stół do trakcji i zabiegów rehabilitacyjnych o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej, podstawa jezdna	8%	8 490,00 zł
GALAXY TRACTION T4.F4	Stół jak wyżej z podstawą jezdną z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami	8%	9 090,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PRZYSTAWKA DO FLEKSJI NR 1	Stabilna podstawa do fleksji z regulacją wysokości	8%	697,00 zł
PRZYSTAWKA DO FLEKSJI NR 2	Stabilna, 2-sekcyjna podstawa do fleksji z niezależną regulacją wysokości dla każdej nogi	8%	797,00 zł

3.9.4. URZĄDZENIA I STOŁY DO TRAKCJI FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GYMNA.GO-TRACTION		Dwuczęściowy stół do trakcji szyjnej i lędźwiowej za pomocą wyciągu, regulacja poślizgu leżyska 15 cm, elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego w zakresie 47 - 100 cm, sekcja zagłówka z regulacją wychylenia za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0° - 85°, 4 stopki. Gwarancja 36 miesięcy z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy		
165132		Elektryczna regulacja wysokości za pomocą pilota nożnego lub ręcznego (do wyboru)	8%	13 991,00 zł
160985	ET-800	Urządzenie do trakcji	8%	19 159,00 zł

OPCJE

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
150001	Hydrauliczna regulacja wysokości	8%	1 053,00 zł
150007	Regulacja wysokości za pomocą ramy wokół stołu	8%	569,00 zł
150003	Wycięcie na twarz	8%	667,00 zł
150062	System kółek unoszonych	8%	1 263,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
100242	Pas stabilizacyjny 2,5 m	23%	181,00 zł
100457	Pętla Glissona	8%	485,00 zł
100458	Wieszak	8%	375,00 zł
100459	Podwieszka	8%	221,00 zł
100476	Biodrowy pas stabilizujący	8%	659,00 zł
100477	Piersiowy pas stabilizujący	8%	659,00 zł
110487	Stoleczek do trakcji	8%	1 767,00 zł
160996	Rama do mocowania AUTOTRACK 460 do stołów serii G2	8%	3 019,00 zł

3.10. SZYNY CPM FIRMY KINETEC

3.10.1. STAW BARKOWY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4621003102	KINETEC CENTURA 1 MOTOR	Szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego z zakresem ruchu odwiedzenie-przywiedzenie oraz zgięcie/wyprost barku, pilot z wejściem USB	8%	39 011,00 zł
4621033102	KINETEC CENTURA LITE 1 MOTOR	Kompaktowa i łatwiejsza w transporcie wersja szyny KINETEC CENTURA 1 MOTOR, idealnie nadająca się do wypożyczalni	8%	39 011,00 zł
4621003002	KINETEC CENTURA 2 MOTORS	Szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego z zakresem ruchu odwiedzenie - przywiedzenie, dwiedzenie/przywiedzenie z zsynchronizowaną rotacją, zewnętrzna/wewnętrzna rotacja barku, zgięcie/wyprost barku, pilot z wejściem USB	8%	46 371,00 zł
4621033002	KINETEC CENTURA LITE 2 MOTORS	Kompaktowa i łatwiejsza w transporcie wersja szyny KINETEC CENTURA 2 MOTORS, idealnie nadająca się do wypożyczalni	8%	46 371,00 zł
4621007002	C.E.M.	Dodatkowy moduł do szyny CENTURA z ruchem zgięcie/wyprost łokcia	8%	18 033,00 zł
4670020020	ABDUCTION	Dodatkowy moduł do szyny CENTURA z ruchem odwiedzenie horyzontalne (upgrade urządzenia CENTURA do wersji CENTURA 5)	8%	5 213,00 zł

Dostępne również modele pośrednie, z różnymi kombinacjami zakresu ruchów. W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem

OPROGRAMOWANIE

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--------	-------	------	-----	-------------

4670025666	ZESTAW DATA CAPTURE V2 CENTURA	Zestaw obejmujący pilota sterującego urządzeniem z wejściem USB, pendrive z oprogramowaniem DATA CAPTURE oraz 5 pustych kluczy USB do zapisywania indywidualnie ustalanych sesji. Oprogramowanie pozwala między innymi na generowanie graficznych raportów z postępów, feedback i analizę przebiegu terapii, programowanie urządzenia	23%	5 199,00 zł
4670025632	DATA CAPTURE 5	Oprogramowanie DATA CAPTURE do wgrania na urządzenie z kompatybilnym pilotem oraz 5 pustymi kluczami USB	23%	1 167,00 zł
4670025640	DATA CAPTURE 20	Oprogramowanie DATA CAPTURE do wgrania na urządzenie z kompatybilnym pilotem oraz 20 pustymi kluczami USB	23%	3 899,00 zł

AKCESORIA				
NR REF	OPIS		VAT	CENA BRUTTO
4650001397	Kpl. 7 pasów do szyny CENTURA (5 pasów na ramię, 2 pasy na przedramię)		23%	991,00 zł

3.10.2. STAW ŁOKCIOWY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4621003802	CEM ELBOW MODULE WITH CHAIR	Samodzielny moduł do ćwiczeń biernych stawu łokciowego z krzesłem z ruchem zgięcie/wyprost łokcia	8%	46 371,00 zł

3.10.3. DŁOŃ I NADGARSTEK

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4621005002	MAESTRA	Szyna do pasywnej mobilizacji ręki i nadgarstka, pozwalająca na terapię przedramienia, nadgarstka, kciuka i palców	8%	36 801,00 zł

AKCESORIA				
NR REF	OPIS		VAT	CENA BRUTTO
4650001793	Kpl. wymiennych wkładek frotte do szyny MAESTRA		23%	411,00 zł

3.10.4. STAW BIODROWY I KOLANOWY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4621008042	PRIMA ADVANCE COMFORT SUPPORTS	Analogowa szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego o parametrach: wyprost / zgięcie -5° / 115° wyprost zgięcie w biodrze: 10° / 75°, zgięcie grzbietowe / podeszwowe: 30° / 40°. Wyposażona w plastikowe podkładki pod nogi	8%	25 909,00 zł
4621006242	SPECTRA ESSENTIAL COMFORT SUPPORTS	Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego z uproszczoną obsługą. Możliwość regulacji: zakresu ruchu, prędkości, pauza. Blokada parametrów, przycisk START / STOP / REVERSE. Parametry: wyprost/zgięcie: -10° / 120°, wyprost zgięcie w biodrze: 10° / 75°, zgięcie grzbietowe/podeszwowe: 30° / 40°, odwiedzenie /przywiedzenie: 30°. Wyposażona w plastikowe podkładki pod nogi, pilot z wejściem USB	8%	25 025,00 zł
4621006042	SPECTRA COMFORT SUPPORTS	Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego z funkcjonalnością wersji ESSENTIAL oraz dodatkowo: program rozgrzewka i modulacja, regulacja zakresu ruchu w trakcie ćwiczeń, mechaniczna zmiana kierunku ruchu, nieograniczona liczba programów własnych. Wyposażona w plastikowe podkładki pod nogi, pilot z wejściem USB	8%	26 865,00 zł
4650001868	SPECTRA KOMPANION COMFORT SUPPORTS	Szyna SPECTRA COMFORT SUPPORTS sterowana tabletem i oprogramowaniem pozwalającym na śledzenie indywidualnych postępów terapii w czasie rzeczywistym i opcją wideokonferencji z lekarzem prowadzącym, możliwość konfiguracji wprowadzonych protokołów zabiegowych, interakcja z oprogramowaniem w trakcie zabiegu, ustalanie celów dziennych, graficzna prezentacja postępów, dostęp do bazy danych z edukacyjnymi filmami wideo i propozycjar ćwiczeń. Zestaw nie zawiera standardowego pilota	8%	30 913,00 zł
4621006842	SPECTRA XL COMFORT SUPPORTS	Wersja dla pacjentów bariatrycznych, szerokość podstawy na kończynę dolną 32 cm, maksymalny udźwąg 227 kg	8%	30 913,00 zł
4621001842	PERFORMA COMFORT SUPPORTS	Cyfrowo sterowana szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego sterowana pilotem. Parametry: wyprost / zgięcie: -3° / 130°, wyprost zgięcie w biodrze: 10° / 85°, zgięcie grzbietowe / podeszwowe: 30° / 40° odwiedzenie/przywiedzenie: 30°. Wyposażona w plastikowe podkładki pod nogi, pilot z wejściem USB	8%	33 857,00 zł

OPROGRAMOWANIE				
NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4670025616	ZESTAW DATA CAPTURE V2 SPECTRA	Zestaw do szyn SPECTRA obejmujący pilota sterującego urządzeniem z wejściem USB, pendrive z oprogramowaniem DATA CAPTURE oraz 5 pustych kluczy USB do zapisywania indywidualnie ustalanych sesji. Oprogramowanie pozwala między innymi nagenierowanie graficznych raportów z postępów, feedback i analizę przebiegu terapii, programowanie urządzenia	23%	5 559,00 zł
4670025632	DATA CAPTURE 5	Oprogramowanie DATA CAPTURE do wgrania na urządzenie z kompatybilnym pilotem oraz 5 pustymi kluczami USB	23%	1 167,00 zł
4670025640	DATA CAPTURE 20	Oprogramowanie DATA CAPTURE do wgrania na urządzenie z kompatybilnym pilotem oraz 20 pustymi kluczami USB	23%	3 899,00 zł

AKCESORIA				
NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4670023701		Kpl. wymiennych wkładek plastikowych do szyn PRIMA ADVANCE, SPECTRA ESSENTIAL, SPECTRA, PERFORMA, klipsy połączone z wkładkami	23%	1 803,00 zł
4670024345		Kpl. wymiennych podkładek plastikowych do szyn PRIMA ADVANCE, SPECTRA ESSENTIAL, SPECTRA, PERFORMA, klipsy na prowadnicach urządzenia	23%	1 217,00 zł
4670017655		Kpl. wymiennych podkładek plastikowych bez klipsów do szyny PERFORMA	23%	1 837,00 zł
4650001058		Kpl. wymiennych wkładek z froty do szyny PERFORMA	23%	1 125,00 zł
4650001868		Kpl. wymiennych wkładek z froty do szyn SPECTRA	23%	731,00 zł
4635010561		Zestaw pasków do szyny SPECTRA	23%	85,00 zł
4650001420		Wyściółka z froty pod stopę do szyny SPECTRA	23%	119,00 zł
4650001107		Kpl. 4 szt. pasków z froty do szyny PRIMA ADVANCE	23%	193,00 zł
4650001149		Kpl. 5 szt. pasków do szyny PERFORMA z podkładką pod stopę	23%	629,00 zł
4650001420		Podkładka pod kolano do szyn CPM	23%	119,00 zł
4655001053		Uniwersalny wózek z półką do transportu i przechowywania szyn wraz akcesoriami	23%	2 599,00 zł
4665003297		Wózek przyłóżkowy do szyn PEDALA, PRIMA ADVANCE, SPECTRA ESSENTIAL, SPECTRA	23%	5 559,00 zł
4665003750		Wózek przyłóżkowy o obniżonej podstawie do szyn PEDALA, PRIMA ADVANCE, SPECTRA ESSENTIAL, SPECTRA	23%	5 559,00 zł
4665003560		Adaptor do mocowania szyny PERFORMA do wózka przyłóżkowego 4665003297	23%	613,00 zł
4670024098		Adaptor do szyn PEDALA, SPECTRA i PRIMA ADVANCE pozwalający na przeprowadzenie ćwiczeń w pozycji siedzącej	23%	1 519,00 zł

3.10.5. STAW SKOKOWY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4621006502	BREVA	Szyna do ćwiczeń biernych stawu skokowego, oferująca ćwiczenia z zakresu zgięcia i odwrotu / ewersji (25° / 25°)	8%	26 497,00 zł

AKCESORIA				
NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4650001701		Kpl. wymiennych wkładek z froty do szyny BREVA	23%	1 115,00 zł
4650001636		Pedał dla dorosłych do szyny BREVA	23%	269,00 zł
4650001686		Pedał dla dzieci do szyny BREVA	23%	235,00 zł
4655001053		Wózek uniwersalny do wszystkich rodzajów szyn	23%	2 599,00 zł

3.11. ROTORY ELEKTRYCZNE

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
03-010102	OXYCYCLE II	Elektryczny rotor do ćwiczeń biernych nóg i rąk, do użytku domowego, regulacja prędkości w zakresie 20 - 65 rpm, wymiary (dł. x szer. x wys.) 50 x 46 x 38 cm, waga 8 kg, wyświetlacz LCD	23%	2 023,00 zł
03-010103	OXYCYCLE III	Elektryczny rotor do ćwiczeń czynnych i biernych nóg i rąk, do użytku domowego, regulacja prędkości w zakresie 20 - 65 rpm, wymiary (dł. x szer. x wys.) 50 x 46 x 38 cm, waga 8 kg, wyświetlacz LCD, z którego można odczytać skanowanie, czas, wynik pomiarowy, sumę i spalone kalorie	23%	3 147,00 zł

3.12. URZĄDZENIA Z OPOREM ELASTYCZNYM FIRMY TERMA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PICTOR	Urządzenie do ćwiczeń samo wspomaganych, czynnych oraz czynno-oporowych w zakresie zginania / prostowania (85°) i odwiedzenia / przywiedzenia (55°) stawu nadgarstkowego oraz pronacji / supinacji (180°) przedramienia	8%	4 707,00 zł
PICTOR ZE STOLIKIEM	Urządzenie PICTOR z mobilnym stolikiem o wymiarach 72 x 45 x 94,5 cm	8%	5 356,00 zł
DRACO	Urządzenie do ćwiczeń samo wspomaganych, czynnych oraz czynno - oporowych w zakresie zginania podszewowego (47°), grzbietowego (40°) oraz pronacji i supinacji (34°) stawu skokowego	8%	5 723,00 zł
AVIOR	Urządzenie do czynnej, biernej i oporowej rehabilitacji funkcjonalnej stawu skokowego i kolanowego, zapewniające anatomiczne odwzorowanie osi stawu skokowego wraz z możliwością wykonania ruchu pronacji/supinacji stawu skokowego oraz zgięcia / wyprostu stawu skokowego i kolanowego	8%	8 920,00 zł

3.13. POZOSTAŁY SPRZĘT DO KINEZYTERAPII

3.13.1. Kabiny UGUL i PUR

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
WSC	Kabina UGUL		8%	3 777,00 zł
M WSC-4/D	Kabina UGUL z drabinką		8%	4 065,00 zł
M WSC-4/C	Kabina UGUL z przewieszką		8%	4 560,00 zł
M WSC-4/D/C	Kabina UGUL z drabinką i przewieszką		8%	4 843,00 zł
M WSC-4/2	Kabina UGUL podwójna		8%	6 362,00 zł
M PUR	Kabina PUR		8%	2 005,00 zł

OSPRZĘT ZESTAWY

		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M	Osprzęt do kabiny UGUL - zestaw podstawowy		8%	1 993,00 zł
M	Osprzęt do kabiny UGUL - zestaw standard		8%	2 430,00 zł
M	Osprzęt do kabiny UGUL - zestaw pełny		8%	3 451,00 zł
M	Osprzęt do kabiny PUR		8%	1 604,00 zł

OSPRZĘT POSZCZEGÓLNE ELEMENTY

NAZWA		ROZMIAR/WAGA (dł. x szer. x wys.)	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M	KC/02	960 mm	Linka	8%	26,00 zł
M	KC/01	1600 mm	Linka	8%	28,00 zł
M	KC/03	2450 mm	Linka	8%	97,00 zł
M	KC/05	3750 mm	Linka	8%	92,00 zł
M	KO/01	5000 mm	Linka	8%	24,00 zł
M	KC/04	5720 mm	Linka	8%	169,00 zł
M	KC/06	100 x 420 mm	Podwieszka przedramion i podudzi	8%	40,00 zł
M	KC/07	145 x 540 mm	Podwieszka ud i ramion	8%	51,00 zł
M	KC/08	230 x 750 mm	Podwieszka pod miednicę	8%	68,00 zł
M	KC/08B	25x110 cm	Podwieszka pod miednicę, wzmocniona, wyposażona w 2 zaczepy trójkątne.	8%	69,00 zł
M	KC/09	230 x 700 / 100 mm	Podwieszka klatki piersiowej	8%	97,00 zł
M	KC/10	170 x 540 mm	Podwieszka pod głowę	8%	58,00 zł
M	KC/11	75 x 540 mm	Podwieszka stóp	8%	43,00 zł
M	KC/12		Podwieszka dwustawowa	8%	67,00 zł
M	KC/13		Uniwersalna podwieszka do wyciągu za miednicę	8%	110,00 zł
M	SE/03	210 x 430 mm, pas 44 x 950 mm	Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej	8%	110,00 zł
M	UP/02	100 x 120 mm, pas 44 x 1320 mm	Pas do stabilizacji podudzi	8%	70,00 zł
M	FC/01	140 x 250 mm, pas 44 x 250 mm	Pas do stabilizacji klatki piersiowej	8%	72,00 zł
M	FC/02	100 x 120 mm, pas 44 x 600 mm	Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia	8%	45,00 zł
M	FC/03	120 x 300 mm, pas 44 x 1340 mm	Pas do stabilizacji ud	8%	95,00 zł
M	US/02		Pętla Glissona z orczykiem	8%	139,00 zł
M	KC/14		Kamaszek uniwersalny ze skóry, zapięcie na rzepy i taśmę nośną	8%	154,00 zł
M	KC/14/M		Kamaszek płócienny	8%	81,00 zł
M	KC/17	0,5 kg	Obciążnik	8%	36,00 zł
M	KC/18	1,0 kg	Obciążnik	8%	41,00 zł
M	KC/19	1,5 kg	Obciążnik	8%	48,00 zł
M	KC/20	2,0 kg	Obciążnik	8%	56,00 zł
M	KC/21	2,5 kg	Obciążnik	8%	62,00 zł
M	KC/22	3,0 kg	Obciążnik	8%	74,00 zł
M	KC/23	4,0 kg	Obciążnik	8%	99,00 zł
M	KC/38		Błoczek do linek	8%	32,00 zł
M	KA		Kpl. 10 szt. karabińczyków	8%	57,00 zł
M	KC/24		Esik Kpl. 10 szt.	8%	20,00 zł

3.13.2. TORY, SCHODY, PORĘCZE

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M	P/U	Poręcz do nauki chodzenia, metalowa konstrukcja, regulacja rozstawu i wysokości pochwytywów	8%	2 166,00 zł
M	T/U	Tor do nauki chodzenia ze stalowymi poręczami, drewnianym torem z przeszkodami. Regulacja rozstawu i wysokości pochwytywów	8%	2 975,00 zł
M	S/U-POCHYLNIA	Schody do nauki chodzenia uniwersalne z pochylnią	8%	4 483,00 zł
M	S/U-DWUSTRONNE	Schody do nauki chodzenia uniwersalne wersja dwustronna	8%	4 724,00 zł

3.13.3. ROTORY MECHANICZNE

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	RD-1	Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych z pedałami	8%	447,00 zł
M	RD-1S	Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych z sandałami	8%	513,00 zł
	RG-1	Rotor do ćwiczeń kończyn górnych	8%	405,00 zł
M	RG-1RW	Rotor do ćwiczeń kończyn górnych z regulacją wysokości	8%	642,00 zł
M	RB-1	Rotor do ćwiczeń stawu barkowego	8%	633,00 zł
M	RDW	Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojący z pedałami	8%	389,00 zł
M	RDWS	Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojący z sandałami	8%	513,00 zł

RGD-1	Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych - zespolony	8%	1 574,00 zł
-------	--	----	-------------

3.13.4. FOTELE DO ĆWICZEŃ

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
FRT	Fotel do ćwiczenia stawu kolanowego z dwiema głowicami i pasami do stabilizacji	8%	4 678,00 zł
FRT-B	Fotel do ćwiczenia kończyn dolnych, górnych, stawu barkowego z dwiema głowicami i pasami dostabilizacji	8%	6 201,00 zł

3.13.5. TABLICE DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
TB/B	Tablica bez oporu	8%	999,00 zł
TB/O	Tablica z oporem	8%	1 312,00 zł

3.13.6. PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
UP-1	Urządzenie do trakcji kręgosłupa za podudzia do pozycji PARSCHL'A (półka wyciągowa, wciągarka, bloczki)	8%	1 189,00 zł
KO/K	Kolumna przyścienna z ławeczką do ćwiczeń oporowych	8%	1 530,00 zł

3.13.7. LUSTRA

NAZWA	ROZMIAR (szer. x wys.)	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
L-01	70 x 160 cm	Lustro korekcyjne pojedyncze	8%	1 441,00 zł
L-02	35 x 160 cm	Lustro korekcyjne ze skrzydłami bocznymi	8%	2 030,00 zł
L-03	70 x 160 cm	Lustro korekcyjne ze skrzydłami bocznymi	8%	2 355,00 zł

3.13.8. PANELE ŚCIENNE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
REHA CROSS	Wielofunkcyjny panel ścienny przeznaczony do treningu kończyn górnych i dolnych w ośrodkach rehabilitacyjnych, ośrodkach sportowych, obiektach fitness, treningach domowych.	23%	1 599,00 zł

4. FIZYKOTERAPIA

4.1. ELEKTROTHERAPIA

4.1.1. ELEKTROTHERAPIA FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MYO 200	Dwukanałowy przenośny aparat do elektrostymulacji, EMG, feedbacku ciśnieniowego i leczenia nietrzymania moczu, wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów do elektrotterapii oraz leczenia nietrzymania moczu		8%	
320290	Obudowa w kolorze białym (do wyczerpania zapasu)		8%	#ADR!
320390	Obudowa w kolorze czarnym (do wyczerpania zapasu)		8%	20 343,00 zł
DUO 200	Dwukanałowy przenośny aparat do elektrotterapii, wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów			
320220	Obudowa w kolorze białym		8%	16 773,00 zł
DUO 400	Nowoczesny dwukanałowy aparat z kolorowym wyświetlaczem dotykowym do elektrotterapii, wyposażony w komplet elektrod gumowych 6 x 8 cm z woreczkami wiskozowymi i przewodami		8%	
360420	Obudowa w kolorze białym		8%	19 215,00 zł
360620	Obudowa w kolorze czarnym		8%	19 215,00 zł
DUO 400M	Aparat DUO 400 ze stolikiem MOBILE 400		8%	
360422	Obudowa w kolorze białym		8%	28 275,00 zł
360622	Obudowa w kolorze czarnym		8%	28 275,00 zł
DUO 400V	Aparat DUO 400 połączony z dwukanałowym modułem podciśnienia VACO 400		8%	
360424	Obudowa w kolorze białym		8%	29 341,00 zł
360624	Obudowa w kolorze czarnym		8%	29 341,00 zł
DUO 400VIP	Aparat DUO 400 połączony z dwukanałowym modułem podciśnienia VACO 400 oraz ze stolikiem MOBILE 400		8%	
360428	Obudowa w kolorze białym		8%	37 363,00 zł
360628	Obudowa w kolorze czarnym		8%	37 363,00 zł

ELEKTRODY

NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
340446	4 x 6 cm	Kpl. 2 szt. elektrod gumowych do aparatów serii 400 oraz serii 200 z nowymi kablami lub adapterami	8%	157,00 zł
340468	6 x 8 cm	Kpl. 2 szt. elektrod gumowych do aparatów serii 400 oraz serii 200 z nowymi kablami lub adapterami	8%	167,00 zł
340481	8 x 12 cm	Kpl. 2 szt. elektrod gumowych do aparatów serii 400 oraz serii 200 z nowymi kablami lub adapterami	8%	195,00 zł
114142	15 mm	Elektroda punktowa z podkładką wiskozową, dodatkowo potrzebny jest adapter do elektrod samoprzylepnych do aparatów (z 2 mm do 4 mm)	8%	289,00 zł
109944		Kpl. 10 szt. podkładek wiskozowych do elektrody punktowej	8%	153,00 zł
100657		Kpl. 4 szt. torebek wiskozowych do elektrod 4 x 6 cm	8%	43,00 zł
100658		Kpl. 4 szt. torebek wiskozowych do elektrod 6 x 8 cm	8%	43,00 zł
100659		Kpl. 4 szt. torebek wiskozowych do elektrod 8 x 12 cm	8%	63,00 zł

SONDY DOPOCHWOWE I DOODBYTNICZE				
NR REF	NAZWA		VAT	CENA BRUTTO
329978	NOVATYS GOLD	Sonda dopochwowa	23%	243,00 zł
330572	OPTIMA 3	Sonda dopochwowa	23%	285,00 zł
330583	PERISIZE 4+	Sonda dopochwowa	23%	355,00 zł
330594	V2B+	Sonda dopochwowa	23%	313,00 zł
329989	ANALIA	Sonda doodbytnicza	23%	383,00 zł
330561	ANALYS+	Sonda doodbytnicza	23%	425,00 zł
112166	SIMULATIONPROBE RECTAL	Sonda doodbytnicza, dodatkowo potrzebny jest adapter do elektrod samoprzylepnych do aparatów (z 2 mm do 4 mm).	23%	899,00 zł

PRZEWODY				
NR REF	OPIS		VAT	CENA BRUTTO
340428	Adapter do elektrod samoprzylepnych (z 2 mm do 4 mm)		23%	167,00 zł
340670	2-żyłowy przewód do elektrod do aparatów serii 200 (2 mm)		8%	261,00 zł
340406	2-żyłowy przewód do elektrod do aparatów serii 400		8%	289,00 zł
329956	Przewód do zabiegów leczenia inkontynencji do urządzenia MYO 200		23%	355,00 zł

4.1.2. ELEKTOTERAPIA FIRMY CHATTANOOGA

NR REF	OPIS		VAT	CENA BRUTTO
15-1202	MOBILE 2 STIM	Aparat do elektroterapii z możliwością dalszej rozbudowy o wózek bądź moduł do terapii podciśnieniowej Vacuum. Urządzenie pozwala na dostosowanie generowanego przebiegu prądu, tym samym zapewniając terapeutę obszerny wybór możliwości leczenia. W skład zestawu wchodzi 79967 elektrody węglowe, 70010 przewody STIM, 6522055 Paski Chattanooga, żel do elektrod, kabel zasilający, klucz USB.	8%	10 827,00 zł
6001	INTELECT NEO BASE UNIT	Nowoczesny aparat do fizykoterapii z możliwością rozbudowy o moduły, kolory ekran dotykowy, procedury terapeutyczne, graficzna biblioteka (atlas anatomiczny), moduły instalowane na wózku	8%	16 289,00 zł

AKCESORIA DO URZĄDZEŃ SERII ADVANCED, NEO, MOBILE 2				
NR REF	NAZWA		VAT	CENA BRUTTO
15-1136	INTELECT MOBILE 2 CART	Wózek wielofunkcyjny do wersji MOBILE 2	8%	2 729,00 zł
15-1210	INTELECT MOBILE 2 CART + VACUM	Wózek wielofunkcyjny do wersji NOBILE 2 z modulem VACUM	8%	10 573,00 zł
70001	INTELECT NEO THERAPY CART SYSTEM	Wózek wielofunkcyjny do wersji NEO	8%	5 667,00 zł
14-1086	Bateria do urządzeń serii MOBILE. 2		23%	1 079,00 zł
70008	Zdalny pilot pacjenta, do serii NEO, umożliwiający awaryjne przerwanie zabiegu		23%	437,00 zł
15-1140	USB DRIVE DO SERII MOBILE 2		23%	41,00 zł
6522025	PASKI CHATTANOOGA DO SERII MOBILE 2		23%	195,00 zł

MODUŁY DO SERII NEO				
NR REF	NAZWA		VAT	NOWA CENA BRUTT
70000	Moduł do elektroterapii do serii NEO, 2 niezależne kanały (1 / 2), komplet elektrod samoprzylepnych i przewody w standardzie		8%	4 363,00 zł
70003	Moduł do elektroterapii do serii NEO, 2 niezależne kanały (3 / 4), komplet elektrod samoprzylepnych i przewody w standardzie		8%	4 363,00 zł
70006	Moduł do terapii podciśnieniowej do serii NEO z elektrodami i gąbkami 60 mm		8%	6 691,00 zł
70005	Moduł do laseroterapii bez sond do serii NEO, 2 szt. okularów, bez sond		8%	4 363,00 zł
70004	Moduł sEMG + STIM do serii NEO, 2 niezależne kanały, współpraca z biofeedbackiem, komplet elektrod samoprzylepnych i przewody w standardzie		8%	7 273,00 zł
70002	Moduł do terapii ultradźwiękowej do serii NEO, nie zawiera głowic		8%	2 619,00 zł

ELEKTRODY DO URZĄDZEŃ SERII ADVANCED, NEO i MOBILE 2				
NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ELEKTRODY DURA - STICK (samoprzylepne elektrody węglowe z domieszką srebra, standardowe przewodzenie)				
42188	5 x 5 cm	Kpl. 2 szt. elektrod samoprzylepnych	8%	13,00 zł
42190	5 x 5 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych	8%	27,00 zł
42189	5 x 9 cm	Kpl. 2 szt. elektrod samoprzylepnych	8%	19,00 zł
42191	5 x 9 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych	8%	39,00 zł
ELEKTRODY DURA - STICK PLUS (samoprzylepne elektrody węglowe ze średnią domieszką srebra, dobre przewodzenie)				
42219	śr. 3 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych	8%	39,00 zł
42197	śr. 5 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych	8%	39,00 zł
42198	5 x 5 cm	Kpl. 4 szt. elektrody samoprzylepnych	8%	39,00 zł
42201	5 x 5 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych z CEFAR CLIP do urządzenia CEFAR EASY	8%	39,00 zł
42199	5 x 9 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych	8%	55,00 zł
42200	5 x 10 cm	Kpl. 2 szt. elektrod samoprzylepnych, podwójny przewód	8%	39,00 zł
42203	5 x 10 cm	Kpl. 2 szt. elektrod samoprzylepnych z 2 zatrzaskami	8%	39,00 zł
42204	5 x 5 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych z zatrzaskiem	8%	41,00 zł
ELEKTRODY DURA - STICK PREMIUM (samoprzylepne elektrody węglowe z dużą domieszką srebra, najlepsze przewodzenie)				
42205	śr. 3 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych	8%	63,00 zł

IM 42206	śr. 5 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych	8%	73,00 zł
IM 42209	5 x 5 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych	8%	63,00 zł
IM 42211	5 x 5 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych żelowych	8%	113,00 zł
IM 42207	4 x 6 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych owalnych	8%	73,00 zł
IM 42212	4 x 9 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych żelowych	8%	147,00 zł
IM 42210	5 x 9 cm	Kpl. 4 szt. elektrod samoprzylepnych	8%	93,00 zł
IM 42208	8 x 13 cm	Kpl. 2 szt. elektrod samoprzylepnych owalnych	8%	79,00 zł
ELEKTRODY POZOSTAŁE				
IM 79966	4 x 6 cm	Elektroda silikonowa / gumowa / węglowa	8%	17,00 zł
IM 79967	6 x 8 cm	Elektroda silikonowa / gumowa / węglowa	8%	21,00 zł
IM 79968	8 x 12 cm	Elektroda silikonowa / gumowa / węglowa	8%	31,00 zł
IM 79969	4 x 6 cm	Woreczek wiskozowy / gąbka	8%	21,00 zł
IM 79970	6 x 8 cm	Woreczek wiskozowy / gąbka	8%	27,00 zł
IM 79971	8 x 12 cm	Woreczek wiskozowy / gąbka	8%	27,00 zł
IM 79977	śr. 15 i 8 mm	Elektroda punktowa z dwiema końcówkami i gąbkami	8%	869,00 zł
56852	śr. 60 mm	Kpl. 4 szt. elektrod podciśnieniowych (do wyczerpania zapasów)	8%	458,00 zł
56851	śr. 90 mm	Kpl. 4 szt. elektrod podciśnieniowych (do wyczerpania zapasów)	8%	580,00 zł
IM 70036	Śr. 30 mm	Kpl. 4 szt. elektrod podciśnieniowych	8%	631,00 zł
IM 70035	Śr. 60 mm	Kpl. 4 szt. elektrod podciśnieniowych	8%	655,00 zł
IM 70034	Śr. 90 mm	Kpl. 4 szt. elektrod podciśnieniowych	8%	839,00 zł
27658	Kpl. 4 szt. podkładów do elektrod podciśnieniowych 30 mm (do wyczerpania zapasów)		8%	35,00 zł
IM 70037	Kpl. 4 szt. podkładów do elektrod podciśnieniowych o średnicy 90 mm		8%	67,00 zł
IM 70038	Kpl. 4 szt. podkładów do elektrod podciśnieniowych o średnicy 60 mm		8%	55,00 zł
IM 70039	Kpl. 4 szt. podkładów do elektrod podciśnieniowych o średnicy 30 mm		8%	29,00 zł

PRZEWODY DO URZĄDZEŃ SERII ADVANCED,NEO, MOBILE 2

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM 27312	Przewód pacjenta kanał 1	8%	159,00 zł
IM 27313	Przewód pacjenta kanał 2	8%	159,00 zł
IM 27322	Przewód pacjenta do EMG kanał 2	8%	159,00 zł
IM 27321	Przewód pacjenta do EMG kanał 1	8%	159,00 zł
IM 70012	Przewód pacjenta kanał 1 / 2 XL do Intellect NEO	8%	205,00 zł
IM 70013	Przewód pacjenta kanał 3 / 4 XL do Intellect NEO	8%	205,00 zł

AKCESORIA DO LASEROTERAPII ROZDZIAŁ 4.12.1
OPASKI MOCUJĄCE NYLATEX ROZDZIAŁ 4.15.6.
AKCESORIA DO ULTRADŹWIĘKÓW ROZDZIAŁ 4.6.2.

4.1.3. ELEKTOTERAPIA FIRMY ASTAR

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PHYSIOGO 100A	Aparat z funkcją elektroterapii, dwa niezależne kanały, LCD 7"	8%	7 000,00 zł
PHYSIOGO.LITE ELECTRO	Aparat z funkcją elektroterapii	8%	5 590,00 zł

ELEKTRODY

OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Elektroda punktowa o średnicy 6 mm do adaptera	23%	40,00 zł
Elektroda punktowa o średnicy 10 mm do adaptera	23%	40,00 zł
Elektroda punktowa o średnicy 15 mm do adaptera	23%	45,00 zł
Elektroda punktowa o średnicy 20 mm do adaptera	23%	50,00 zł
Adapter do elektrod punktowych dla kabli pacjenta 4 mm	23%	60,00 zł
Elektroda silikonowa 6 x 6 cm, komplet 2 szt.	8%	26,00 zł
Elektroda silikonowa 6 x 12 cm, 1 szt.	23%	29,00 zł
Elektroda silikonowa 7 x 7 cm, 1 szt.	8%	19,00 zł
Elektroda silikonowa 7,5 x 9 cm, komplet 2 szt.	8%	40,00 zł
Elektroda Bergoniego-półmaska	23%	44,00 zł
Torebka wiskozowa do elektrod Bergoniego	23%	36,00 zł
Kpl. 2 szt. torebek wiskozowych 8 x 8 cm do elektrod 6 x 6 cm	8%	12,00 zł
Kpl. 2 szt. torebek wiskozowych 8 x 14 cm do elektrod 6 x 12 cm	8%	14,00 zł
Kpl. 2 szt. torebek wiskozowych 10 x 10 cm do elektrod 7 x 7 cm	8%	13,00 zł
Kpl. 2 szt. torebek wiskozowych 10 x 12 cm do elektrod 7 x 10 cm	8%	15,00 zł

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
VERSA	Dwupółkowy stolik z mocowaniami	23%	1 500,00 zł
VERSA X	Dwupółkowy stolik z mocowaniami, nakładką na półkę dla aparatu IMPACTIS M, szufladą i uchwytami na ręczniki papierowe i na butelki z żelem	23%	3 200,00 zł
Półka standardowa do stolika VERSA		23%	150,00 zł
Szuflada do stolika VERSA		23%	450,00 zł
Uchwyt na ręcznik papierowy do stolika VERSA		23%	140,00 zł
Uchwyt na żel do stolika VERSA		23%	50,00 zł
Pas rzepowy o wymiarach 100 x 9 cm		8%	28,00 zł
Pas rzepowy o wymiarach 80 x 9 cm		8%	25,00 zł
Pas rzepowy o wymiarach 60 x 9 cm		8%	23,00 zł
Pas rzepowy o wymiarach 40 x 9 cm		8%	22,00 zł

Woreczek z piaskiem o wymiarach 21 x 14 cm		23%	23,00 zł
Woreczek z piaskiem o wymiarach 21 x 28 cm		23%	36,00 zł
Złącze uniwersalne "krokodylek mały" gniazdo 2 mm		23%	12,00 zł
Złącze uniwersalne "krokodylek duży" gniazdo 4 mm		23%	26,00 zł
OPTI	Torba na aparat i osprzęt	23%	310,00 zł
PRO	Torba na aparat i osprzęt	23%	650,00 zł

4.1.4. ELEKTOTERAPIA FIRMY EIE OTWOCK

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MULTITRONIC	MT-3	Uniwersalny 2-kanalowy aparat do elektroterapii z regulacją natężenia prądów za pomocą przycisków i jednym wyświetlaczem, wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów	8%	6 000,00 zł
MULTITRONIC	MT-4	Nowoczesny aparat do dwukanałowej elektroterapii i laseroterapii; możliwość wykonywania 2 zabiegów jednocześnie; duży (4,3") kolorowy ekran dotykowy; programy gotowe (ponad 100); programy obsługi (50) z wygodnym panelem wpisów własnych; kilkadziesiąt rodzajów stymulacji; elektrogimnastyka; elektrodiagnostyka; tryby CC/CV, mikroprądy. Cena razem z zestawem akcesoriów do elektroterapii. Ceny sond laserowych jak w aparatach poniżej.	8%	7 300,00 zł
MULTITRONIC	MT-5	Nowoczesny aparat do dwukanałowej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej, szeroka gama prądów jedno i dwukanałowych, prądy typu CC, CV i mikroprądy. Terapia skojarzona z ultradźwiękami. Kilkadziesiąt rodzajów stymulacji, elektrogimnastyka, elektrodiagnostyka. Cena razem z zestawem akcesoriów do elektroterapii.	8%	8 400,00 zł
MULTITRONIC	MT-6	Nowoczesny aparat do terapii ultradźwiękowej, laserowej i dwukanałowej, szeroka gama prądów jedno i dwukanałowych, prądy typu CC, CV i mikroprądy. Terapia skojarzona z ultradźwiękami. Kilkadziesiąt rodzajów stymulacji, elektrogimnastyka, elektrodiagnostyka. Cena razem z zestawem akcesoriów do elektroterapii.	8%	9 700,00 zł
MULTITRONIC	MT-8	Nowoczesny aparat do terapii ultradźwiękowej, laserowej, magnetoterapii i dwukanałowej elektroterapii. Szeroka gama prądów jedno i dwukanałowych, prądy typu CC, CV i mikroprądy. Terapia skojarzona z ultradźwiękami. Kilkadziesiąt rodzajów stymulacji, elektrogimnastyka, elektrodiagnostyka. Cena razem z zestawem akcesoriów do elektroterapii.	8%	10 900,00 zł

ELEKTRODY

NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
E-A 5	21 x 21 mm	Elektroda płaska aluminiowa	8%	13,00 zł
E-A 10	35 x 35 mm	Elektroda płaska aluminiowa	8%	14,00 zł
E-A 15	21 x 70 mm	Elektroda płaska aluminiowa	8%	14,00 zł
E-A 50	70 x 70 mm	Elektroda płaska aluminiowa	8%	16,00 zł
E-A 75	70 x 105 mm	Elektroda płaska aluminiowa	8%	16,00 zł
E-A 100	70 x 140 mm	Elektroda płaska aluminiowa	8%	17,00 zł
E-A 125	90 x 140 mm	Elektroda płaska aluminiowa	8%	17,00 zł
E-S 50	70 x 70 mm	Elektroda płaska silikonowa	8%	20,00 zł
E-S 75	70 x 105 mm	Elektroda płaska silikonowa	8%	26,00 zł
E-4M	Elektroda czteropunktowa o rozstawie punktów 35 x 35mm, z podkładem wiskozowym		8%	140,00 zł
E-4D	Elektroda czteropunktowa o rozstawie punktów 40 x 80mm, z podkładem wiskozowym		8%	150,00 zł
E-8M	Elektroda ośmiopunktowa o rozstawie punktów 30 x 30 mm, z podkładem wiskozowym		8%	240,00 zł
E-8D	Elektroda ośmiopunktowa o rozstawie punktów 60 x 60mm, z podkładem wiskozowym		8%	240,00 zł
E-P	Elektroda punktowa z wymiennymi końcówkami z wyłącznikiem		8%	350,00 zł
P-5	21 x21 mm	Podkład wiskozowy do elektrody	8%	9,00 zł
P-10	35 x 35 mm	Podkład wiskozowy do elektrody	8%	10,00 zł
P-15	21 x 70 mm	Podkład wiskozowy przesyty do dwóch elektrod	8%	12,00 zł
P-50	70 x 70 mm	Podkład wiskozowy do elektrody	8%	13,00 zł
P-75	70 x 105 mm	Podkład wiskozowy do elektrody	8%	13,00 zł
P-100	70 x 140 mm	Podkład wiskozowy do elektrody	8%	14,00 zł
P-125	90 x 140 mm	Podkład wiskozowy do elektrody	8%	14,00 zł
P-8M	Podkład wiskozowy do elektrody E - 8M		8%	14,00 zł
P-8D	Podkład wiskozowy do elektrody E - 8M		8%	35,00 zł
P-18	18 mm	Podkład wiskozowy do elektrody	8%	7,00 zł
P-36	36 mm	Podkład wiskozowy do elektrody	8%	10,00 zł

PRZEWODY

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
K-4	Przewód do podłączenia 4 elektrod do aparatu	8%	205,00 zł
K-2	Przewód do podłączenia 2 elektrod do aparatu (jeden obwód)	8%	160,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
TORBA	Torba do transportu aparatów i akcesoriów	23%	275,00 zł
SM-1	Mobilny stolik jednopółkowy pod aparaty z rączką, kółkami i hamulcami	8%	1 400,00 zł
SM-2	Mobilny stolik dwupółkowy pod aparaty z rączką, kółkami i hamulcami	8%	1 750,00 zł
TA-140	Taśma aluminiowa, szerokość = 140 mm, grubość 0,5 mm (cena za mb)	23%	50,00 zł

4.1.5. TESTER ELEKTROD FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ELZA	Kieszonkowy tester elektrod do elektroterapii	23%	332,00 zł

4.2. ELEKTROTHERAPIA BEZPRZEWODOWA FIRMY DJO/CHATTANOOGA

	NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	2532682	WIRELESS PRO 2CH STANDARD	Pierwszy na świecie w pełni bezprzewodowy aparat do elektroterapii z akcesoriami i standardowym oprogramowaniem zawierającym 22 programy terapeutyczne. W zestawie: 2 moduły do elektroterapii, stacja dokująca, pilot do zdalnego kontrolowania, torba transportowa, smycz wraz z protektorem na pilota. System wyposażony w system MI - TECHNOLOGY (MUSCLE INTELLIGENCE TECHNOLOGY)	8%	5 379,00 zł
	2532974	WIRELESS PRO 4CH STANDARD	Pierwszy na świecie w pełni bezprzewodowy aparat do elektroterapii z akcesoriami i standardowym oprogramowaniem zawierającym 22 programy terapeutyczne. W zestawie: 4 moduły do elektroterapii, stacja dokująca, 2 piloty do zdalnego kontrolowania, torba transportowa, smycz wraz z protektorem na pilota. System wyposażony w system MI - TECHNOLOGY (MUSCLE INTELLIGENCE TECHNOLOGY)	8%	7 567,00 zł
	2532981	WIRELESS PRO 4CH FULL	Pierwszy na świecie w pełni bezprzewodowy aparat do elektroterapii z akcesoriami i pełnym oprogramowaniem zawierającym 71 programów terapeutycznych. W zestawie: 4 moduły do elektroterapii, stacja dokująca, 2 piloty do zdalnego kontrolowania, torba transportowa, smycz wraz z protektorem na pilota. System wyposażony w system MI - TECHNOLOGY (MUSCLE INTELLIGENCE TECHNOLOGY)	8%	8 653,00 zł

AKCESORIA WIRELESS PROFESSIONAL					
	NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO	
	001136	FULL WPRO CHATT REMOTE (pilot zdalnego sterowania)	8%	1 993,00 zł	
	001138	STANDARD WPRO CHATT REMOTE (PILOT ZDALNEGO STEROWANIA)	8%	1 993,00 zł	
	984350	Moduł stymulujący Wireless Professional	8%	1 079,00 zł	
	5529024	Gumowe etui kolor biały	8%	109,00 zł	
	5529220	Zestaw kolorowych klipsów do oznaczania modułów	8%	33,00 zł	

AKCESORIA DO ELEKTROTERAPII ROZDZIAŁ 4.1.2.
OPASKI MOCUJĄCE NYLATEŻ ROZDZIAŁ 4.15.6.

4.3. ELEKTROSTYMULACJA
4.3.1. ELEKTROSTYMULACJA FIRMY DJO

ELEKTROSTYMULATORY SERII CHATTANOOGA					
	NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	2533113	REHAB	Czterokanałowy elektrostymulator obsługujący technologię mi™, służący do leczenia zaburzeń czynności mięśni po zabiegach chirurgicznych i leczeniu zachowawczym oraz do leczenia bólu. Zasilany bateryjnie, w zestawie adaptery zatrzaskowe oraz elektrody samoprzylepne	8%	3 227,00 zł
	2534813	THETA	Czterokanałowy elektrostymulator obsługujący technologię mi™, służący do leczenia zaburzeń czynności mięśni po zabiegach chirurgicznych i leczeniu zachowawczym oraz do leczenia bólu. Zasilany bateryjnie, w zestawie adaptery zatrzaskowe oraz elektrody samoprzylepne, przewód Mi-sensor	8%	4 299,00 zł
	2535113	PHYSIO	Czterokanałowy elektrostymulator obsługujący technologię mi™, służący do leczenia zaburzeń czynności mięśni po zabiegach chirurgicznych i leczeniu zachowawczym oraz do leczenia bólu. Zasilany bateryjnie, w zestawie adaptery zatrzaskowe oraz elektrody samoprzylepne, przewód Mi-sensor. Zestaw elastycznych elektrod do stymulacji mięśni odnervionych oraz do jonoforezy	8%	5 379,00 zł

AKCESORIA					
	NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	601132L	Kpl. 4 szt. przewodów ze złączem pin		8%	319,00 zł
	601131L	Kpl. 4 szt. przewodów ze złączem zatrzaskowym		8%	303,00 zł
	601160L	Przewód do czujnika MI-Sensor		8%	429,00 zł
	941213	Akumulator		8%	309,00 zł
	690001	Torba transportowa		8%	185,00 zł
	980020	Pen do lokalizacji punktu motorycznego		8%	75,00 zł

ELEKTROSTYMULATORY SERII INTELECT					
	NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO

ELEKTROSTYMULATORY SERII CEFAR COMPLEX					
	NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	NOWA CENA BRUTT
	2942	CEFAR REHAB X2	Dwukanałowy elektrostymulator oferujący 27 programów, zasilany akumulatorami, w zestawie elektrody samoprzylepne	8%	2 193,00 zł

IM 1480-EXP	CEFAR PERISTIM PRO	Dwukanałowy elektrostymulator oferujący 9 programów, zasilany akumulatorkami	8%	1 839,00 zł
IM 2075	CEFAR TENS	Dwukanałowy elektrostymultor oferujący 5 programów, ładowarka w zestawie	8%	1 321,00 zł
IM 1490-EXP	CEFAR BASIC	Dwukanałowy elektrostymulator oferujący 3 programy, zasilany akumulatorkami, w zestawie elektrody samoprzylepne	8%	1 005,00 zł
IM 1515-4	CEFAR EASY	Jednokanałowy elektrostymulator oferujący 2 programy, zasilany akumulatorkami, w zestawie elektrody samoprzylepne	8%	779,00 zł
IM CC1830	CEFAR FEMINA	Dwukanałowy elektrostymulator oferujący 5 programów, zasilany akumulatorkami, w zestawie elektrody samoprzylepne	8%	1 351,00 zł

SONDY DOPOCHWOWE I DOODBYTNICZE

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	NOWA CENA BRUTTO
IM 114.502+	SAINT CLOUD CLASSIC 2 RING	Sonda dopochwowa z dwoma pierścieniami (3 piny DIN)	8%	115,00 zł
IM 114.610EXP	SAINT CLOUD PLUS	Sonda dopochwowa (piny 2 x 2 mm)	8%	115,00 zł
IM 114.240+	SAINT CLOUD ANAL PROBE	Sonda doodbytnicza (3 piny DIN)	8%	289,00 zł
IM 114.242+	SAINT CLOUD ANAL PROBE	Sonda doodbytnicza (piny 2 x 2 mm)	8%	173,00 zł

AKCESORIA

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	NOWA CENA BRUTTO
IM 601160L		Przewód do czujnika Mi-Sensor	8%	429,00 zł
IM 2001/2133/2145		Ładowarka Fast charge	8%	195,00 zł
111.960		Ładowarka z zestawem 4 baterii 1,5 V	8%	89,00 zł
IM 601132L		Kpl. 4 szt. przewodów ze złączem pin do REHAB X2,CERAF BASIC, CEFAR FEMINA, PRIMO PRO, PERSISTIM PRO	8%	319,00 zł
IM 601131L		Kpl. 4 szt. przewodów ze złączem zatrzaskowym do REHAB X2, CEFAR BASIC, FEMINA, PRIMO PRO, PERSISTIM PRO	8%	303,00 zł
IM 1240		Kpl. 2 szt. przewodów ze złączem pin PRIMO PRO, PERSISTIM PRO	8%	127,00 zł
IM 1260		Kpl. przewodów ze złączem clip do EASY	8%	63,00 zł
82-0275-x		Pas do elektrostymulatorów	8%	253,00 zł
IM 602048		Butelka z żelem 250 ml	8%	55,00 zł
1495		Smycz CEFAR	8%	51,00 zł
IM 980020		Pen do lokalizacji punktu motorycznego v2	8%	75,00 zł
1559		Czarna torba transportowa CEFAR (wym. 29 x 20 x 10 cm)	8%	43,00 zł

AKCESORIA DO ELEKTROTERAPII ROZDZIAŁ 4.1.2.

4.3.2. ELEKTROSTYMULACJA FIRMY SCHWA-MEDICO

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
104041	TENSTEM ECO BASIC	Dwukanałowy przenośny aparat do elektrostymulacji mięśni i nerwów oraz do terapii przeciwbólowej w warunkach domowych. Urządzenie oferuje prądy TENS Burst, prądy do stymulacji mięśni, stymulację dynamiczną, modulację częstotliwości oraz prądy HAN. Zasilany bateryjnie, na wyposażeniu kpl. elektrod 50 x 50 mm	8%	595,00 zł
104062	TENS ECO 2	Dwukanałowy przenośny aparat do elektrostymulacji mięśni i nerwów oraz do terapii przeciwbólowej dzięki 12 zaprogramowanym programom stymulacji takich jak seria, modulacja częstotliwości, stymulacja mięśni, stymulacja dynamiczna, stymulacja HAN, burst, niska/wysoka częstotliwość, modulacja częstotliwości. Zasilany akumulatorowo, na wyposażeniu kpl. elektrod 50 x 50 mm, ładowarka, etui.	8%	961,00 zł
101454	UROSTIM 2	Dwukanałowy przenośny elektrostymulator wspomagający leczenie nietrzymania moczu lub stolca, oferujący programy do ćwiczenia mięśni dna miednicy i mięśni zwieracza, a także programy przeciwbólowe i do stymulacji ginekologicznej. Nowością są programy do zewnętrznej stymulacji mięśnia piszczelowego tylnego. Urządzenie współpracuje z elektrodami samoprzylepnymi i sondami dopochwowymi / doodbytniczymi. Zasilany akumulatorowo, na wyposażeniu kpl. elektrod samoprzylepnych 50 x 50 mm i walizka transportowa, sondy należy dokupić osobno	8%	1 207,00 zł
IM 200510	AS SUPER 4 DIGITAL	Czterokanałowy przenośny elektrostymulator igłowy, generujący prąd stały do akupunktury lub zabiegów znieczulających. Zasilany bateryjne i sieciowe, wyposażony w zestaw kabli do podłączenia igieł, urządzenie nie posiada na wyposażeniu igieł do akupunktury	8%	1 463,00 zł

RĘKAWICZKI I SKARPETKI

NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM 107014	S	Para rękawiczek do elektrostymulacji	8%	111,00 zł
IM 107021	M	Para rękawiczek do elektrostymulacji	8%	93,00 zł
IM 107022	L	Para rękawiczek do elektrostymulacji	8%	83,00 zł

M	107023	M (37 - 40 cm)	Para skarpetek do elektrostymulacji	8%	75,00 zł
M	107024	L (41 - 45 cm)	Para skarpetek do elektrostymulacji	8%	111,00 zł
SONDY DOPOCHWOWE I DOODBYTNICZE					
	NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M	103025	VAGINAL PROBE V2B	Sonda dopochwowa długość 130 mm, obwód 25 mm	8%	157,00 zł
M	103044	ANAL PROBE TL1R	Sonda doodbytnicza z ogranicznikiem, długość 65 mm, średnica 12 - 18 mm	8%	203,00 zł
M	103045	ANAL PROBE 12C	Sonda doodbytnicza z ogranicznikiem, regulowana długość 64 - 108 mm, średnica 12 - 28 mm	8%	165,00 zł
IGŁY DO AKUPUNKTURY					
	NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M	306380	0,18 x 25 mm	Opakowanie 100 szt. jednorazowych, sterylnych igieł do akupunktury z miedzianymi uchwytami, bez silikonu	8%	31,00 zł
M	306402	0,20 x 25 mm	Opakowanie 100 szt. jednorazowych, sterylnych igieł do akupunktury z miedzianymi uchwytami, bez silikonu	8%	31,00 zł
M	306394	0,25 x 25 mm	Opakowanie 100 szt. jednorazowych, sterylnych igieł do akupunktury z miedzianymi uchwytami, bez silikonu	8%	31,00 zł
PRZEWODY					
	NR REF		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M	104741	Kpl. 2 szt. przewodów do aparatu TENSTEM ECO BASIC		8%	49,00 zł
M	106351	Kabel typ 5.15		8%	57,00 zł

4.4. TERAPIA PODCIŚNIENIOWA

4.4.1. TERAPIA PODCIŚNIENIOWA FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
INVACMED	Nowoczesny dwukanałowy aparat do terapii podciśnieniowej, wspomagający zabiegi elektroterapii dzięki zastosowaniu podciśnieniowych ssawek ze zintegrowanymi elektrodami. Częstotliwość pulsacji 15 - 90 imp / min, maksymalne podciśnienie 400 mbar, w zestawie 4 elektrody podciśnieniowe o średnicy 60 mm	8%	5 968,00 zł

ELEKTRODY					
	NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	VEC-031R	30 mm	Elektroda podciśnieniowa	8%	117,00 zł
	VEC-062	60 mm	Elektroda podciśnieniowa	8%	117,00 zł
	VEC-092	90 mm	Elektroda podciśnieniowa	8%	117,00 zł
	SPS-R-07030	Kpl. 4 szt. wkładów wiskozowych do elektrod o średnicy 30 mm		8%	39,00 zł
	SPS-R-11065	Kpl. 4 szt. wkładów wiskozowych do elektrod o średnicy 60 mm		8%	78,00 zł
	SPS-R-20090	Kpl. 4 szt. wkładów wiskozowych do elektrod o średnicy 90 mm		8%	117,00 zł

PRZEWODY					
			OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	VEL-5225	Przewód podciśnieniowy 2 m		8%	117,00 zł
		Kabel przyłączeniowy uniwersalny typu banan 2 mm		8%	362,00 zł
		Kabel przyłączeniowy uniwersalny typu banan 4 mm		8%	439,00 zł
		Przewód do podłączenia lemo (EIE OTWOCK), wtyk 2 mm lub wtyk 4 mm, nowe przewody do aparatów z 2020 roku.		8%	480,00 zł

4.4.2. TERAPIA PODCIŚNIENIOWA FIRMY GYMNA UNIPHY

VACO 400	Dwukanałowy moduł podciśnieniowy kontrolowany przez urządzenie COMBI 400 lub DUO 400, wyposażony w 2 elektrody podciśnieniowe 60 mm z wkładkami wiskozowymi i przewodami	8%	
360480	Obudowa w kolorze białym	8%	10 905,00 zł
360680	Obudowa w kolorze czarnym	8%	10 905,00 zł

ELEKTRODY					
	NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	340626	60 mm	Kpl. 2 szt. elektrod podciśnieniowych	8%	343,00 zł
	340637	90 mm	Kpl. 2 szt. elektrod podciśnieniowych	8%	429,00 zł
	340648	Kpl. 4 szt. wkładów wiskozowych do elektrod o średnicy 60 mm		8%	81,00 zł
	114687	Kpl. 4 szt. wkładów wiskozowych do elektrod o średnicy 90 mm		8%	101,00 zł

PRZEWODY					
	NR REF		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	340604	Kpl. 2 szt. przewodów podciśnieniowych jasnoszarych		8%	363,00 zł
	340615	Kpl. 2 szt. przewodów podciśnieniowych ciemnoszarych		8%	363,00 zł

4.4.3. TERAPIA PODCIŚNIENIOWA FIRMY DJO

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
70006	Moduł do terapii podciśnieniowej serii NEO podłączany do urządzenia INTELECT NEO BASE UNIT, wymaga podłączenia do sterownika		8%	6 691,00 zł

AKCESORIA					
	NR REF		OPIS	VAT	NOWA CENA BRUTTO
	70030	Kpl. 2 szt. przewodów podciśnieniowych czarny		8%	323,00 zł
	70031	Kpl. 2 szt. przewodów podciśnieniowych szarych		8%	323,00 zł

56852	Śr. 60 mm	Kpl. 4 szt. elektrod podciśnieniowych (do wyczerpania zapasów)	8%	519,00 zł
56851	Śr. 90 mm	Kpl. 4 szt. elektrod podciśnieniowych (do wyczerpania zapasów)	8%	667,00 zł
70036	Śr. 30 mm	Kpl. 4 szt. elektrod podciśnieniowych	8%	631,00 zł
70035	Śr. 60 mm	Kpl. 4 szt. elektrod podciśnieniowych	8%	655,00 zł
70034	Śr. 90 mm	Kpl. 4 szt. elektrod podciśnieniowych	8%	839,00 zł
70037	Kpl. 4 szt. podkładów do elektrod podciśnieniowych o średnicy 90 mm		8%	97,00 zł
70038	Kpl. 4 szt. podkładów do elektrod podciśnieniowych o średnicy 60 mm		8%	79,00 zł
70039	Kpl. 4 szt. podkładów do elektrod podciśnieniowych o średnicy 30 mm		8%	43,00 zł

4.4.4. TERAPIA PODCIŚNIENIOWA FIRMY ASTAR

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
AVACO		2 - obwodowy aparat do elektroterapii podciśnieniowej, współdziałający z urządzeniami firmy ASTAR ABR	8%	5 990,00 zł
ELEKTRODY				
ROZMIAR		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
60 mm	Elektroda podciśnieniowa		23%	65,00 zł
90 mm	Elektroda podciśnieniowa		23%	71,00 zł
Kpl. 2 szt. wkładów celulozowych do elektrod o średnicy 60 mm			23%	20,00 zł
Kpl. 2 szt. wkładów wiskozowych do elektrod o średnicy 90 mm			23%	10,00 zł
PRZEWODY				
Przewód podciśnieniowy 2 m			23%	70,00 zł
Łącznik przewodów podciśnieniowych			23%	20,00 zł
Przewód łączący elektrostymulator z AVACO			23%	60,00 zł

4.5. TERAPIA SKOJARZONA

4.5.1. TERAPIA SKOJARZONA FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
COMBI 200	Dwukanałowy przenośny aparat do elektroterapii terapii ultradźwiękowej, wyposażony w dwuczęstościową głowicę 1 i 3 MHz o powierzchni 4 cm ² oraz stół do dwukanałowego zestawu elektroterapii			
320210	Obudowa w kolorze białym		8%	21 415,00 zł
320310	Obudowa w kolorze czarnym (do wyczerpania zapasu)		8%	21 415,00 zł
COMBI 400	Nowoczesny aparat z kolorowym wyświetlaczem dotykowym do terapii skojarzonej i symultanicznej (elektroterapia i ultradźwięki, laseroterapia), z dwuczęstościową głowicą 1 i 3 MHz o powierzchni 4 cm ² i z kompletem elektrod 6 x 8 cm z woreczkami i przewodami			
360410	Obudowa w kolorze białym		8%	25 195,00 zł
360610	Obudowa w kolorze czarnym		8%	25 195,00 zł
COMBI 400M	Aparat COMBI 400 ze stolikiem MOBILE 400			
360412	Obudowa w kolorze białym		8%	30 229,00 zł
360612	Obudowa w kolorze czarnym		8%	30 229,00 zł
COMBI 400V	Aparat COMBI 400 połączony z dwukanałowym modulem podciśnienia VACO 400			
360414	Obudowa w kolorze białym		8%	34 533,00 zł
360614	Obudowa w kolorze czarnym		8%	34 533,00 zł
COMBI 400VIP	Aparat COMBI 400 połączony z dwukanałowym modulem podciśnienia VACO 400 oraz ze stolikiem MOBILE 400			
360418	Obudowa w kolorze białym		8%	38 437,00 zł
360418	Obudowa w kolorze czarnym		8%	38 437,00 zł

SONDY LASEROWE

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
320101	MONO 200	Jednodiodowa sonda laserowa o średniej mocy 70,5 mW do aparatów serii 200	8%	10 233,00 zł
360101	MONO 400 BLACK	Jednodiodowa sonda laserowa o średniej mocy 70,5 mW do aparatów serii 400	8%	10 317,00 zł

AKCESORIA DO ELEKTROTERAPII ROZDZIAŁ 4.1.1.
AKCESORIA DO ULTRADŹWIEKÓW ROZDZIAŁ 4.6.1.

4.5.2. TERAPIA SKOJARZONA FIRMY DJO

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
15-1204 MOBILE 2 COMBO	Aparat do elektroterapii (w pełnym zakresie), ultradźwięków i terapii skojarzonej, z możliwością dalszej rozbudowy o wózek. Urządzenie posiada 5 generowanych przebiegów prądowych: interferencyjny, VMS, wysokonapięciowy, asymetryczny dwufazowy TENS, symetryczny dwufazowy TENS. Pracuje w zakresie 1 i 3 MHz oraz posiada dwa niezależne kanały do elektroterapii. W skład zestawu wchodzi: 79967 elektrody węglowe, 70010 przewody STIM, 6522055 Paski Chattanooga, 4248 żel do elektrod, przewód zasilający, 15 - 0142 Aplikator ultradźwięków 5 cm ² , żel do aplikatora.		8%	15 617,00 zł
15-1136 INTELECT MOBILE 2 CART	Wózek wielofunkcyjny do wersji MOBILE 2		8%	2 729,00 zł

AKCESORIA DO ELEKTROTERAPII ROZDZIAŁ 4.1.2.
AKCESORIA DO ULTRADŹWIEKÓW ROZDZIAŁ 4.6.2.
AKCESORIA DO LASEROTERAPII ROZDZIAŁ 4.12.1.

4.5.3. TERAPIA SKOJARZONA FIRMY ASTAR ABR

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
-------	------	-----	-------------

ETIUS LM	Aparat do pełnej dwukanałowej elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii.	8%	5 990,00 zł
ETIUS ULM	Aparat do pełnej dwukanałowej elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii i magnetoterapii.	8%	8 220,00 zł

APLIKATORY POLA MAGNETYCZNEGO

	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CPE 1	Aplikator płaski pola magnetycznego do aparatów ETIUS ULM / ETIUS LM / PHYSIOGO	8%	1 730,00 zł
CPE 2	Aplikator płaski pola magnetycznego do aparatów ETIUS ULM / ETIUS LM / PHYSIOGO	8%	1 270,00 zł
Pokrowiec na aplikator płaski CPE 1 lub CPE 2		23%	130,00 zł

AKCESORIA DO ULTRADŹWIĘKÓW ROZDZIAŁ 4.6.3.

AKCESORIA DO ELEKTROTHERAPII ROZDZIAŁ 4.1.3.

AKCESORIA DO LASEROTERAPII ROZDZIAŁ 4.12.3.

4.5.4. TERAPIA SKOJARZONA FIRMY ASTAR ABR

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PHYSIOGO 300A	Aparat z funkcją elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii kombinowanej, trzy niezależne kanały, LCD 7"	8%	8 210,00 zł
PHYSIOGO 500I	Aparat z funkcją elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii, dwa niezależne kanały, LCD 7"	8%	7 480,00 zł
PHYSIOGO600C	Aparat z funkcją terapii ultradźwiękowej i laseroterapii, dwa niezależne kanały, LCD 7"	8%	6 330,00 zł
PHYSIOGO601C	Aparat z funkcją terapii ultradźwiękowej i laseroterapii, dwa niezależne kanały, LCD 7", akumulator	8%	6 910,00 zł
PHYSIOGO 700C	Aparat z funkcją elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej i laseroterapii, trzy niezależne kanały, LCD 7"	8%	11 190,00 zł
PHYSIOGO 701C	Aparat z funkcją elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej i laseroterapii, trzy niezależne kanały, LCD 7", akumulator	8%	11 590,00 zł
PHYSIOGO 700I	Aparat z funkcją elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii i magnetoterapii, trzy niezależne kanały, LCD 7"	8%	11 490,00 zł
PHYSIOGO 701I	Aparat z funkcją elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii i magnetoterapii, trzy niezależne kanały, LCD 7", akumulator	8%	11 990,00 zł

AKCESORIA DO ELEKTROTHERAPII ROZDZIAŁ 4.1.3.

AKCESORIA DO ULTRADŹWIĘKÓW ROZDZIAŁ 4.6.3.

AKCESORIA DO LASEROTERAPII ROZDZIAŁ 4.12.4.

AKCESORIA DO MAGNETOTERAPII ROZDZIAŁ 4.10.1.

4.5.5. TEFRAPIA SKOJARZONA FIRMY EIE OTWOCK

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SOLATRONIC SLE	Aparat do elektroterapii, laseroterapii i ultradźwięków z możliwością wykonywania 2 zabiegów jednocześnie, kolorowy ekran dotykowy, wyposażony w zestaw akcesoriów do elektroterapii, bez sond laserowych i głowic ultradźwiękowych	8%	6 500,00 zł

AKCESORIA DO ELEKTROTHERAPII ROZDZIAŁ 4.1.4.

AKCESORIA DO ULTRADŹWIĘKÓW ROZDZIAŁ 4.6.4.

AKCESORIA DO LASEROTERAPII ROZDZIAŁ 4.12.4.

4.6. TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA

4.6.1. TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PULSON 200	Aparat do terapii ultradźwiękami z głowicą 1 MHz/3 MHz o powierzchni 4 cm ²			
320250	Obudowa w kolorze białym		8%	12 827,00 zł
PULSON 400	Aparat do terapii ultradźwiękami z głowicami 1 MHz/3 MHz o powierzchniach 1 cm ² i 4 cm ²			
360450	Obudowa w kolorze białym		8%	15 995,00 zł
360650	Obudowa w kolorze czarnym		8%	15 995,00 zł
PULSON 400M	Aparat PULSON 400 ze stolikiem MOBILE 400			
360452	Obudowa w kolorze białym		8%	25 057,00 zł
360652	Obudowa w kolorze czarnym		8%	25 057,00 zł

GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
360111	Głowica 1 MHz / 3 MHz o powierzchni 1 cm ² do aparatu PULSON 400 i COMBI 400	8%	2 795,00 zł
360114	Głowica 1 MHz/3 MHz o powierzchni 4 cm ² do aparatu PULSON 400 i COMBI 400	8%	2 885,00 zł
320114	DO NOWEJ SERII 200 Głowica 1 MHz/3 MHz o powierzchni 4 cm2 do aparatu PULSON 200, COMBI 200, COMBI 200L	8%	3 013,00 zł
320111	DO NOWEJ SERII 200 Głowica 1 MHz/3 MHz o powierzchni 1 cm2 do aparatu PULSON 200, COMBI 200, COMBI 200L SN > 100000	8%	2 773,00 zł
336578	Głowica 1 MHz o powierzchni 1 cm ² do aparatu PULSON 100 SN > 100000	8%	2 787,00 zł
336589	Głowica 1 MHz o powierzchni 4 cm ² do aparatu PULSON 100 SN > 100000	8%	2 867,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
360808	MOBILE 400 Wózek do serii 400	23%	9 759,00 zł
360830	Uchwyt do stolika MOBILE 400	23%	405,00 zł
320804	GYMNA MOBILE Wózek do serii 200	23%	4 291,00 zł
380439	Torba transportowa do urządzeń z ekranem dotykowym	23%	699,00 zł
341099	Żel CONTACT w kanistrze o pojemności 5 l (bez pompki)	23%	199,00 zł

4.6.2. TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA FIRMY ZIMMER

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--------	-------	------	-----	-------------

5360-X01	SONO ONE	Najmniejszy i najlżejszy aparat do ultradźwięków z dwuczęstotliwościową głowicą 1 i 3,3 MHz / 5 cm ² i dotykowym, kolorowym wyświetlaczem	8%	4 785,00 zł
----------	----------	--	----	-------------

4.6.3. TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA FIRMY DJO

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
15-1200 MOBILE 2 ULTRASOUND	Aparat do terapii ultradźwiękowej z możliwością dalszej rozbudowy o wózek. Aparat posiada podwójną częstotliwość emisji (1 / 3 MHz) oraz pulsacyjny lub ciągły tryb pracy (10 %, 20 %, 50 % i 100 %). W skład zestawu wchodzi: kabel zasilający, 15 - 0142 Aplikator ultradźwięków 5 cm ² , żel do aplikatora, klucz USB.		8%	6 779,00 zł
15-1136 INTELECT MOBILE 2 CART	Wózek wielofunkcyjny do wersji MOBILE 2		8%	2 729,00 zł

MODUŁY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
70002	Moduł do terapii ultradźwiękowej serii NEO, współpracujący z INTELECT NEO BASE UNIT, nie zawiera głowic, wymaga podłączenia do sterownika		8%	2 619,00 zł

GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
28900	Głowica ultradźwiękowa 1 / 3,3 MHz 1 cm ² do serii NEO	8%	2 315,00 zł
28901	Głowica ultradźwiękowa 1/3,3 MHz 2 cm ² do serii NEO	8%	2 315,00 zł
28902	Głowica ultradźwiękowa 1 / 3,3 MHz 5 cm ² do serii NEO	8%	2 315,00 zł
15-0140	Głowica ultradźwiękowa 1 cm ² do serii MOBILE 2	8%	1 979,00 zł
15-0141	Głowica ultradźwiękowa 2 cm ² do serii MOBILE 2	8%	1 979,00 zł
15-0142	Głowica ultradźwiękowa 5 cm ² do serii MOBILE 2	8%	1 979,00 zł

AKCESORIA ROZDZIAŁ 4.1.2.

4.6.4. TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA FIRMY ASTAR ABR

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PHYSIOGO 200A	Aparat z funkcją terapii ultradźwiękowej, LCD 7"	8%	6 000,00 zł
PHYSIOGO.LITE SONO	Aparat do terapii ultradźwiękowej	8%	4 450,00 zł

GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE

OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Głowica ultradźwiękowa 1 MHz / 1 i 3,5 MHz o powierzchni 1 cm ² (typ GS) do aparatu SONARIS S / PHYSIOGO (obie częstotliwości) / ETIUS U / ETIUS ULM (tylko 1 MHz)	8%	1 100,00 zł
Głowica ultradźwiękowa 1 MHz / 1 i 3,5 MHz o powierzchni 4 cm ² (typ GS) do aparatu SONARIS S / PHYSIOGO (obie częstotliwości) / ETIUS U / ETIUS ULM (tylko 1 MHz)	8%	1 100,00 zł
Głowica ultradźwiękowa 1 / 3 MHz MHz o powierzchni 1 cm ² (typ GU - 1) do aparatu PHYSIOGO.LITE SONO	8%	1 100,00 zł
Głowica ultradźwiękowa 1 / 3 MHz MHz o powierzchni 5 cm ² (typ GU - 5) do aparatu PHYSIOGO.LITE SONO	8%	1 100,00 zł
Bezobsługa głowica do terapii ultradźwiękowej typu SNG	8%	3 000,00 zł

4.6.5. TERAPIA ULTRADŹWIĘKOWA FIRMY EiE OTWOCK

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SONOTRONIC US-2	Aparat do terapii ultradźwiękowej z kolorowym ekranem dotykowym, listą programów gotowych i programów własnych, współpracujący z głowicami zabiegowymi 1 cm ² i 5 cm ² (bez głowic)	8%	5 800,00 zł
SOLATRONIC SL-3	Aparat do terapii ultradźwiękowej i laseroterapii z możliwością wykonywania obu zabiegów jednocześnie, oraz z opcją podłączenia do terapii skojarzonej. Kolorowy ekran dotykowy, lista programów gotowych i programów własnych (bez głowic i sond)	8%	6 500,00 zł
SOLATRONIC SLE	Aparat do elektroterapii, laseroterapii i ultradźwięków z możliwością wykonywania 2 zabiegów jednocześnie, kolorowy ekran dotykowy, wyposażony w zestaw akcesoriów do elektroterapii, bez sond laserowych i głowic ultradźwiękowych	8%	8 100,00 zł

GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SUP-6	Automatyczna głowica zabiegowa do aparatu SONOTRONIC US - 2 i SOLATRONIC SL - 3 i SLE, częstotliwość 1 lub 3,3 MHz, powierzchnia 18 cm ²	8%	5 100,00 zł
SU-1	Głowica zabiegowa do aparatu SONOTRONIC US - 2 i SOLATRONIC SL - 3 i SLE, częstotliwość 1 lub 3,3 MHz, powierzchnia 1 cm ²	8%	1 200,00 zł
SU-5	Głowica zabiegowa do aparatu SONOTRONIC US - 2 i SOLATRONIC SL - 3 i SLE, częstotliwość 1 lub 3,3 MHz, powierzchnia 5 cm ²	8%	1 200,00 zł

AKCESORIA DO ELEKTROTERAPII ROZDZIAŁ 4.1.4.
AKCESORIA DO LASEROTERAPII ROZDZIAŁ 4.12.4.

4.7. TERAPIA TECAR

4.7.1. TERAPIA TECAR FIRMY WINBACK

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
BACK 3TX	Multifrekwencyjne urządzenie elektroterapeutyczne wykorzystujące prądy z zakresu wysokiej, średniej i niskiej częstotliwości. Dostępne technologie: TECAR, Hi-EMS, Hi-TENS. Moc: 100W, częstotliwości: 300 kHz, 500 kHz, 1000 kHz/ 1500 Hz, 4000 Hz/ 2 Hz, 5 Hz, 25 Hz. Wyposażenie: 1 głowica TX, elektrody: 4x CET (różne rozmiary), 4 x RET (różne rozmiary), 1 x Hi-RET, 2 x multipolar, 2 x bransoletka, 1x rozdzielacz kabla Y, 2x FIX PAD, 2 płytki zwrotne (płaska + uchwyt), zestaw kabli, dedykowany wózek. Moduł WiFi do aktualizacji oprogramowania. Wymiary: 336.56x353.13x161.30mm Masa: 4kg	8%	85 525,00 zł

BACK 4	Multifrekwencyjne urządzenie elektroterapeutyczne wykorzystujące prądy z zakresu wysokiej, średniej i niskiej częstotliwości. Dostępne technologie: TECAR, Hi-EMS, Hi-TENS. Moc: 2x 100W, częstotliwości: 300 kHz, 500 kHz, 1000 kHz/ 1500 Hz, 4000 Hz/ 2 Hz, 5 Hz, 25 Hz. Wyposażenie: 2 głowice TX, elektrody: 4x CET (różne rozmiary), 4 x RET (różne rozmiary), 1 x Hi-RET, 2 x multipolar, 2 x bransoletka, 1x rozdzielacz kabla Y, 2x FIX PAD, 2 płytki zwrotne (płaska + uchwyt), zestaw kabli, dedykowany wózek. Moduł WiFi do aktualizacji oprogramowania. Wymiary: 403.6x379.0x190.5mm Masa: 6kg	8%	125 971,00 zł
Hi-TENS by Rshock (dawny RSHOCK.0)	Przenośne urządzenie do terapii prądami wysokiej częstotliwości (300 kHz) wyposażone w mobilną elektrodę rezystywną, elektrodę typu FIXPAD oraz głowicę frakcyjną. Możliwość pracy zarówno na baterii jak i na zasilaniu sieciowym.	8%	31 740,00 zł
fwin			
AKCESORIA DO URZĄDZEŃ Back 1S i Back 3SE			
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
WINBACK 1.0			
ACC.7	Przewód CET	8%	533,00 zł
ACC.8	Przewód RET	8%	533,00 zł
ACC.9	Przewód elektrody dyspersyjnej	8%	533,00 zł
ACC.35	Przewód MIX	8%	533,00 zł
ACC.10	Głowica ręczna CET na krótkim przewodzie	8%	1 049,00 zł
ACC.23	Elektroda pojemnościowa CET 40 mm	8%	397,00 zł
ACC.24	Elektroda pojemnościowa CET 60 mm	8%	397,00 zł
ACC.25	Elektroda pojemnościowa CET 70 mm	8%	397,00 zł
ACC.11	Głowica ręczna RET na krótkim przewodzie	8%	1 049,00 zł
ACC.27	Elektroda RET 40 mm	8%	397,00 zł
ACC.28	Elektroda RET 60 mm	8%	397,00 zł
ACC.29	Elektroda RET 70 mm	8%	397,00 zł
ACC.19	Kpl. 6 szt. krążków ochronnych (3 rozmiary po 2 sztuki każdy)	8%	204,00 zł
ACC.1	Elektroda dyspersyjna (neutralna)	8%	882,00 zł
ACC.34	Elektroda RET w postaci bransolety	8%	541,00 zł
ACC.16	Przewód do elektrod dyspersyjnych (neutralnych) samoprzylepnych	8%	592,00 zł
ACC.30	Elektroda pojemnościowa CET wypukła 60 mm	8%	397,00 zł
ACC.31	Elektroda CET tajska	8%	449,00 zł
ACC.15	Przewód RET do elektrod samoprzylepnych	8%	592,00 zł
WINBACK 3.0			
TECAR3.0	Elektroda rezystancyjna ręczna o średnicy 60 mm, mocowana w miejsce elektrody dyspersyjnej, współpraca z urządzeniem BACK 1S i 3SE	8%	1 225,00 zł
WINBACK 2.0			
ACC.12	Elektroda pojemnościowa z pasem mocującym FIX PAD CET	8%	782,00 zł
ACC.13	Elektroda rezystywna z pasem mocującym FIX PAD RET	8%	782,00 zł
ACC.14	Elektroda FIX PAD z pasem mocującym pracująca w kanale elektrody dyspersyjnej	8%	782,00 zł
WINBACK 5.0			
TECAR5.0	Zestaw zawierający rozdzielacz sygnału RET, 2 x elektrodę RET w postaci bransolety oraz 2 x przewód rezystancyjny do elektrod samoprzylepnych, współpraca z urządzeniem Back 1S i Back 3SE	8%	1 751,00 zł
AKCESORIA			
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PACK_FASCIA	Narzędzie do terapii powięziowej	8%	1 359,00 zł
CASE	Skrzynia transportowa do Back 1S/Back 3SE	23%	IND
WÓZEK WINBACK	Wózek z szufladami do wersji z półką i uchwytem na akcesoria i żel	8%	4 937,00 zł
CONS1.1	Żel przewodzący do terapii uroGINEKologicznej, pojemność 1000 ml	23%	181,00 zł
CONS1.2	Krem przewodzący, butelka o pojemności 1000 ml	8%	183,00 zł
CONS2.0	Podwójna elektroda samoprzylepna - opakowanie 5 szt.	8%	65,00 zł
CONS3.0	Chusteczki antyseptyczne (Opakowanie 30 szt.)	8%	25,00 zł
CONS9.0	Chusteczki suche 20x20 (100 sztuk)	8%	42,00 zł
AKCESORIA DO BACK 3TX I BACK 4			
WBK_B4_ACC.X	Głowica TECAR X (TX)	8%	3 242,00 zł
WBK_B4_ACC.1	Płytką zwrotna	8%	1 094,00 zł
WBK_B4_ACC.41	Płytką zwrotna w postaci uchwytu	8%	1 094,00 zł
WBK_B4_ACC.34	Elektroda RET w postaci bransoletki	8%	819,00 zł
WBK_B4_ACC.22	Elektroda RET Convex 40mm	8%	764,00 zł
WBK_B4_ACC.27	Elektroda RET 40mm	8%	764,00 zł
WBK_B4_ACC.28	Elektroda RET 60mm	8%	764,00 zł
WBK_B4_ACC.29	Elektroda RET 70mm	8%	764,00 zł
WBK_B4_ACC.21	Elektroda CET Convex 35mm	8%	764,00 zł
WBK_B4_ACC.23	Elektroda CET 40mm	8%	764,00 zł
WBK_B4_ACC.24	Elektroda CET 60mm	8%	764,00 zł
WBK_B4_ACC.30	Elektroda CET Convex 60mm	8%	764,00 zł
WBK_B4_ACC.25	Elektroda CET 70mm	8%	764,00 zł
WBK_B4_ACC.45	Elektroda Hi-RET	8%	1 645,00 zł
WBK_B4_ACC.36	Elektroda multipolarna roz. S	8%	1 645,00 zł
WBK_B4_ACC.37	Elektroda multipolarna roz. L	8%	1 645,00 zł
WBK_B4_ACC.13	Elektroda FIX PAD RET	8%	1 039,00 zł
WBK_B4_ACC.14	Elektroda FIX PAD Neutral	8%	1 039,00 zł
WBK_B4_ACC.12	Kabel do elektrody mobilnej	8%	984,00 zł
WBK_B4_ACC.15	Kabel RET do elektrod samoprzylepnych	8%	819,00 zł
WBK_B4_ACC.16	Kabel kanału neutralnego do elektrod samoprzylepnych	8%	819,00 zł
WBK_B4_ACC.7	Kabel do elektrod CET/RET	8%	819,00 zł
WBK_B4_ACC.9	Kabel kanału neutralnego/ płytki zwrotnej	8%	819,00 zł

WBK_B4_ACC.2	Przycisk bezpieczeństwa	8%	709,00 zł
IM PELVIC PACK	akcesoria dodatkowe do zabiegów z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej. Cena obejmuje również podręcznik i szkolenie z zakresu wykorzystania akcesoriów Winback w fizjoterapii uroginekologicznej	8%	5 600,00 zł
B4_ACC.33	Przedłużka do elektrod LONG EXTENDER CET	8%	
B4_ACC.21	Elektroda CONVEX CET 35 mm	8%	
B4_ACC.32	Przedłużka do elektrod LONG EXTENDER RET	8%	
B4_ACC.26	Elektroda CONVEX RET 25 mm	8%	
	Ośłonki ginekologiczne WINEBACK (PROTEGE)	23%	
CON51.1	Żel przewodzący do terapii uroginekologicznej, pojemność 1000 ml	23%	181,00 zł

4.7.2. TERAPIA TECAR FIRMY ZIMMER

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM ZIMMER THERMO TK	Urządzenie do terapii TECAR wyposażone w zestaw elektrod pojemnościowych i rezystywnych, elektrodę neutralną, dwie głowice oraz elektrody samoprzylepne. Możliwość pracy ciągłej i impulsowej. Częstotliwość: 460 kHz / 540 kHz. Moc: 150 W (tryb rezystywny) i 250 VA (tryb pojemnościowy).	8%	40 527,00 zł
AKCESORIA			
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM 50600112	Krem przewodzący	8%	275,00 zł

4.7.3. TERAPIA TECAR FIRMY GYMNA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GYMNA CARE 300	Urządzenie do terapii TECAR wyposażone z bezpieczne obwody niskonapięciowe, akcesoria pracujące w trybie monopolarnym, bipolarnym, statycznym/automatycznym oraz Neutro Dinamico (w zależności od wybranej opcji). Sterowanie przy pomocy iPada. Częstotliwości: 300, 400, 450, 500 i 1000 KHz. Moc nominalna: 400 Watów	8%	75 633,00 zł
AKCESORIA			
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
349250	Krem przewodzący FISOWARM 1000 ml z pompką	23%	305,00 zł

4.7.4. TERAPIA TECAR FIRMY ASTAR

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
tg TECARIS	Urządzenie do terapii TECAR wyposażone w zestaw elektrod rezystancyjnych, pojemnościowych, biernych oraz aktywatora do elektrody czynnej. Częstotliwość sygnału wyjściowego 300, 500, 750 i 1000 kHz. Maksymalny pobór mocy 300 VA		

4.8. GŁĘBOKA STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA

4.8.1 GŁĘBOKA STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA FIRMY ZIMMER

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM 5030-X02	EMFIELD PRO	Urządzenie do wysokoenergetycznej terapii indukcyjnej, praca w trybie statycznym i dynamicznym, maksymalna indukcja magnetyczna 3 tesle, dwa kanały, częstotliwość 1 - 100 Hz, gotowe protokoły zabiegowe, 8" dotykowy wyświetlacz, waga ok. 60 kg	8%	122 222,00 zł

4.8.2 GŁĘBOKA STYMULACJA ELEKTROMAGNETYCZNA FIRMY REMED

winsho	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
5031	SALUS TALENT PRO	Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej wyposażone w dwa aplikatory : „duży” 16 cm oraz „mały” aplikator ręczny 11,5 cm. Indukcja magnetyczna rzędu 3 Tesli przy maksymalnej częstotliwości 100 Hz. Możliwość rozbudowy o fotel do zabiegów uroginekologicznych. Kolorowy ekran dotykowy 8”, 20 programów automatycznych, 20 programów manualnych i 20 programów użytkownika.	8%	102 900,00 zł
AKCESORIA				
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO	
FOTEL COMFICHAIR	Fotel produkcji firmy Meden-Inmed, przeznaczony do terapii nie trzymania moczu. Posiada specjalnie wyprofilowaną kieszeń na aplikator. Urządzenia do stymulacji magnetycznej. Współpracuje z aplikatorami urządzeń: -Emfield marki Zimmer -Salus Talent marki Remed -Salus Talent Pro marki Remed Kolor tapicerki Ecru, stabilna podstawa.	23%	6 888,00 zł	

4.9. DIATERMIE

4.9.1. IMPULSOWE POLE MAGNETYCZNE FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--------	-------	------	-----	-------------

348007	THERMO 500+	Dwukanałowy aparat umożliwiający terapię ciągłym i impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości za pomocą jednego urządzenia, generujący efekt termiczny i a-termiczny, częstotliwość 27,12 MHz, moc wyjściowa 400 W trybie ciągłym i 1000 W mocy szczytowej w trybie impulsowym, szerokość impulsu 20 - 400 µs, częstotliwość impulsu 5 - 800 na sekundę, automatyczne dostrajanie, 30 minutowy zegar zabiegowy, dotykowy wyświetlacz umożliwiający obsługę w rękawiczkach gumowych. Wyposażenie standardowe obejmuje dwa ramiona z elektrodami pojemnościowymi o średnicy 100 mm	8%	48 501,00 zł
--------	-------------	---	----	--------------

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
348073	Aplikator indukcyjny MONOPULSE do THERMO 500+	8%	14 281,00 zł
348084	Aplikator pojemnościowy FLEXIPULSE do THERMO 500+	8%	12 335,00 zł
348095	Kpl. elektrod pojemnościowych 100 mm do THERMO 500+	8%	4 683,00 zł
348106	Kpl. elektrod pojemnościowych 50 mm do THERMO 500+	8%	4 543,00 zł
348117	Kpl. elektrod gumowych 180 x 120 mm z przekładkami filcowymi do THERMO 500+	8%	7 757,00 zł
348128	Kpl. 4 szt. przekładek filcowych do elektrod gumowych 180 x 120 mm do THERMO 500+	8%	331,00 zł
348139	Kpl. elektrod gumowych 260 x 180 mm z przekładkami filcowymi do THERMO 500+	8%	8 517,00 zł
348150	Kpl. 4 szt. przekładek filcowych do elektrod gumowych 260 x 180 mm do THERMO 500+	8%	477,00 zł

4.10. MAGNETOTERAPIA

4.10.1. MAGNETOTERAPIA TYPU ELF FIRMY ASA LASER

Urządzenia firmy ASA LASER wykorzystują pole magnetyczne ELF (EXTREME LOW FREQUENCY) o ekstremalnie niskich częstotliwościach

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
C3421	EASY QS	Zestaw przenośny, obejmujący sterownik EASY QS 1 kanał z dwoma wyjściami, 2 aplikatory FLEXA oraz torbę transportową	8%	12 983,00 zł
C3524	PMT QS AUTOMATIC	Zestaw do magnetoterapii ze sterownikiem PMT QS na wózku mobilnym oraz aplikatorem o średnicy 80 cm na leżance sterowanej automatycznie, dwa aplikator płaskie FLEXA	8%	42 297,00 zł

APLIKATORY POLA MAGNETYCZNEGO

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
C6520	aplikator (typu cewka) 50 cm	8%	10 889,00 zł
C6510	Aplikator (typu cewka) 30 cm	8%	7 957,00 zł
C6410	Aplikator płaski FLEXA	8%	2 513,00 zł
C6620	Leżanka z aplikatorem o średnicy 80 cm sterowanym automatycznie	8%	24 709,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
C7H00	Wózek transportowy	23%	6 201,00 zł
C3520	Sterownik PMT Qs	8%	14 239,00 zł
C7100	Torba	23%	1 431,00 zł
C7400	Pokrowiec aplikatora płaskiego FLEXA	23%	955,00 zł

4.10.2. MAGNETOTERAPIA FIRMY ASTAR

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PHYSIOMG 815	Jednokanałowy aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości z dotykowym wyświetlaczem LCD 5" i encyklopedią 3D	8%	5 300,00 zł
PHYSIOMG 825	Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości z dwoma niezależnymi kanałami, dotykowym wyświetlaczem LCD 5" i encyklopedią 3D	8%	6 360,00 zł
PHYSIOMG 827	Aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości z dwoma niezależnymi kanałami, dotykowym wyświetlaczem LCD 7" i encyklopedią 3D	8%	7 250,00 zł

APLIKATORY POLA MAGNETYCZNEGO

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CS75	Aplikator szpulowy o średnicy wewnętrznej 75 cm z oświetlaczem, współpraca z PHYSIOMG 827	8%	3 340,00 zł
CS60	Aplikator szpulowy o średnicy wewnętrznej 60 cm z oświetlaczem, współpraca z PHYSIOMG 815, 825 i 827	8%	2 870,00 zł
CS35	Aplikator szpulowy o średnicy wewnętrznej 35 cm z oświetlaczem, współpraca z PHYSIOMG 815, 825 i 827	8%	2 230,00 zł
CPEP	Aplikator płaski do lokalnej aplikacji, 2 cewki, współpraca z PHYSIOMG 825 i 827	8%	1 720,00 zł
CP + STATYW	Aplikator płaski ze statywem i oświetlaczem, współpraca z PHYSIOMG 815, 825 i 827 oraz apartem Magneris	8%	5 780,00 zł

AKCESORIA

OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Nowoczesna leżanka do aplikatorów CS 60 i CS 75, wyposażona w funkcję auto podgrzewania i klimatyzacji	8%	2 970,00 zł

4.10.3. MAGNETOTERAPIA FIRMY EİE OTWOCK

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
-------	------	-----	-------------

MAGNETRONIC MF-2	Dwukanałowy przenośny aparat do terapii polem magnetycznym niskiej częstotliwości (bez akcesoriów)	8%	4 600,00 zł
APLIKATORY POLA MAGNETYCZNEGO DO MF-2			
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
AST-2	Aplikator statywowy do zabiegów w okolicy głowy, poszczególnych stawów, mniejszych powierzchni, do aparatu MAGNETRONIC MF - 8	8%	1 550,00 zł
APE-1	Aplikator płaski-elastyczny do zabiegów na poszczególnych stawach, odcinkach kręgosłupa, mniejszych powierzchniach, do aparatu MAGNETRONIC MF - 8	8%	770,00 zł
AP-1	Aplikator płaski o wymiarach ok. 40 x 30 x 3 cm	8%	770,00 zł
AP-2	Aplikator płaski o wymiarach ok. 40 x 65 x 3 cm	8%	1 400,00 zł
AS-204	Aplikator szpulowy o średnicy 200 mm	8%	2 400,00 zł

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MAGNETRONIC MF-12	Sterownik pozwalający na przeprowadzenie 2 zabiegów polem magnetycznym niskiej częstotliwości jednocześnie, z zachowaniem takich samych parametrów pola, ale niezależnym uruchamianiem aplikatorów i niezależnym odcliczaniem czasu zabiegu, wyposażony w ekran dotykowy 4,3"	8%	7 250,00 zł
Zestaw I: Aparat wyposażony w aplikator AS - 600 K, leżanka L-6		8%	14 350,00 zł
Zestaw II: Aparat wyposażony w aplikator AS - 600 K, aplikator AS - 315 K, leżanka L-6		8%	16 750,00 zł
Zestaw III: Aparat wyposażony w aplikator AS - 600 K, jeden aplikator AS - 315 K oraz jeden aplikator AS - 200 K, leżanka L-6		8%	19 150,00 zł
Zestaw IV: Aparat wyposażony w aplikator AS - 600 N, leżanka L-6		8%	14 850,00 zł
Zestaw V: Aparat wyposażony w aplikator AS - 600 N oraz jeden aplikator AS - 315 N, leżanka L-6		8%	17 600,00 zł
Zestaw VI: Aparat wyposażony w aplikator AS - 600 N, jeden aplikator AS - 315 N oraz jeden aplikator AS - 200 N, leżanka L-6		8%	20 350,00 zł

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MAGNETRONIC MF-24	Sterownik z 2 niezależnymi kanałami do magnetoterapii niskiej częstotliwości (możliwość przeprowadzenia 4 zabiegów) oraz 1 kanałem do laseroterapii, z ekranem dotykowym 5,7"	8%	9 550,00 zł
Zestaw I: Aparat wyposażony w aplikator AS - 600 K oraz aplikator AS - 315 K, leżanka L-6		8%	19 050,00 zł
Zestaw II: Aparat wyposażony w dwa aplikatory AS - 600 K oraz dwie leżanki L-6		8%	23 750,00 zł
Zestaw III: Aparat wyposażony w dwa aplikatory AS - 600 K, aplikator AS - 315 K, aplikator AS - 200 K, stolik pod aparat montowany do leżanki		8%	29 000,00 zł
Zestaw IV: Aparat wyposażony w dwa aplikatory AS - 600 N oraz sondę laserową S - 3 N, leżanka L-6		8%	28 150,00 zł

APLIKATORY POLA MAGNETYCZNEGO DO MF-12 I MF-24

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
S-1N (IR)	Sonda punktowa IR o mocy 50 mW / 905 nm, impulsowy tryb pracy, wysoka moc impulsu: 50 W, do aparatów LASERTRONIC, SOLATRONIC i MAGNETRONIC MF - 24	8%	3 300,00 zł
S-2N (R)	Sonda punktowa R o mocy 40 mW / 660 nm, ciągły i impulsowy tryb pracy, do aparatów LASERTRONIC, SOLATRONIC i MAGNETRONIC MF - 24	8%	2 500,00 zł
S-3N (IR)	Sonda laserowa o mocy 400 mW / 810 nm, praca ciągła i impulsowa, do aparatów LASERTRONIC, SOLATRONIC i MAGNETRONIC MF - 24	8%	3 100,00 zł
AS-600N	Aplikator szpulowy o średnicy 600 mm, współpracujący z aparatami MAGNETRONIC MF - 24 i MF - 12	8%	4 200,00 zł
AS-600K	Aplikator szpulowy o średnicy 600 mm i natężeniu max. 5 mT, możliwość montażu na leżance L - 6, współpracujący z aparatami MAGNETRONIC MF - 24 i MF - 12	8%	3 700,00 zł
AS-315N	Aplikator szpulowy o średnicy 315 mm, współpracujący z aparatami MAGNETRONIC MF - 24 i MF - 12	8%	2 750,00 zł
AS-315K	Aplikator szpulowy o średnicy 315 mm i natężeniu max. 10 mT, współpracujący z aparatami MAGNETRONIC MF - 24 i MF - 12	8%	2 400,00 zł
AS-200 N	Aplikator szpulowy o średnicy 200 mm, współpracujący z aparatami MAGNETRONIC MF - 24 i MF - 12	8%	2 750,00 zł
AS-200 K	Aplikator szpulowy o średnicy 200 mm i natężeniu max. 20 mT, współpracujący z aparatami MAGNETRONIC MF - 24 i MF - 12	8%	2 400,00 zł
APP-100	Aplikator płaski podwójny, średnica 20 cm, natężenie pola 10 mT do aparatów MAGNETRONIC MF- 24 i MF - 12	8%	1 400,00 zł
AP-100	Aplikator płaski pojedynczy, średnica 20 cm, natężenie pola 10 mT do aparatów MAGNETRONIC MF - 24 i MF - 12	8%	770,00 zł
AP-1D	Aplikator płaski 30 x 40 x 3 cm z jedną cewką prostokątną	8%	770,00 zł
AP-2D	Aplikator płaski 65 x 40 x 3 cm z dwiema cewkami prostokątnymi	8%	1 400,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
L-6	Leżanka do przesuwania aplikatora AS - 600 N	8%	3 400,00 zł
PODNOŚNIK	Podnośnik do aplikatora AS - 600 K umożliwiający ruch w pionie	23%	3 950,00 zł
SL-6	Stolik montowany do leżanki L - 6 na aparat	8%	450,00 zł
S-200N	Stolik pod aplikator AS - 200 N	8%	1 400,00 zł
S-315N	Stolik pod aplikator AS - 315 N	8%	1 400,00 zł

4.10.4. TESTER POLA MAGNETYCZNEGO FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SYGMA	Kieszonkowy tester pola magnetycznego	23%	199,00 zł

4.11. LASEROTERPIA WYSOKOENERGETYCZNA

4.11.1. LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA MLS FIRMY ASA LASER

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
C1B11	MPHI	Przenośny laser z wielodiodową sondą ręczną z wbudowanym 1 ciągłym i 1 impulsowym źródłem promieniowania laserowego MLS (połączone i zsynchronizowane generowanie fal 808 nm emisja ciągła/905 nm emisja impulsowa) o powierzchni 2 cm², moc 1100 mW, moc szczytowa 25 W, częstotliwość 1 - 2000 Hz. Urządzenie wyposażone w dotykowy wyświetlacz LCD, atlas anatomiczny, 2 pary okularów ochronnych. Zasilany akumulatorowo, bateria w zestawie	8%	31 493,00 zł

M	C1B12	MPHI TROLLEY	Urządzenie w wersji MPHI wyposażono dodatkowo w wózek jezdny	8%	35 691,00 zł
M	C1B71	MPHI 75	Urządzenie w wersji MPHI o mocy 1200 mW i mocy szczytowej 75 W, bez wózka jezdnego	8%	37 497,00 zł
M	C1B72	MPHI 75 TROLLEY	Urządzenie w wersji MPHI o mocy 1200 mW i mocy szczytowej 75 W wyposażono dodatkowo w wózek jezdny	8%	43 371,00 zł
M	C1851	M6	Laser na wózku jezdnym ze zrobotyzowaną głowicą automatyczną z wbudowanymi 3 ciągłymi i 3 impulsowymi źródłami promieniowania laserowego MLS (połączone i zsynchronizowane generowanie fal 808 nm emisja ciągła/905 nm emisja impulsowa) o powierzchni 5 cm², moc 3300 mW, częstotliwość 1-2000 HZ, oraz z sondą ręczną MLS z 1 źródłem promieniowania MLS o mocy 1100 mW i powierzchni 2 cm2. Urządzenie wyposażone w dotykowy wyświetlacz LCD, atlas anatomiczny, 2 pary okularów ochronnych.	8%	77 717,00 zł
M	C1D21	M8	Laser na wózku jezdnym ze zrobotyzowaną głowicą automatyczną z wbudowanymi 3 ciągłymi i 3 impulsowymi źródłami promieniowania laserowego MLS (połączone i zsynchronizowane generowanie fal 808 nm emisja ciągła/905 nm emisja impulsowa) o powierzchni 5 cm², moc średnia 3,6 W, moc w impulsie 3 x 75 W, częstotliwość 1-2000 Hz, sondą ręczną z 1 źródłem promieniowania MLS o mocy 1,2 W i powierzchni 2 cm². Urządzenie wyposażone w dotykowy wyświetlacz LCD, atlas anatomiczny, 2 pary okularów ochronnych.	8%	86 293,00 zł
M	C1C10	MIS	Laser z wielodiodową sondą ręczną z wbudowanym ciągłym i impulsowym źródłem promieniowania laserowego MLS (połączone i zsynchronizowane generowanie fal 808 nm emisja ciągła / 905 nm emisja impulsowa) o średnicy 2 i 5 cm², moc średnia 6 W, moc szczytowa 1000 W. Urządzenie wyposażone w wózek, 2 pary okularów ochronnych.	8%	120 759,00 zł
	C1E11	M-Hi	aparat z baterią	8%	70 477,00 zł
	C1E13	M-Hi	aoarat z bateria i wózkiem	8%	76 415,00 zł
	C1E10	M-Hi	aparat bez baterii	8%	65 329,00 zł
	C1E12	M-Hi	aparat bez baterii z wózkiem	8%	71 269,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS		VAT	CENA BRUTTO
C7600	Wózek transportowy		23%	6 201,00 zł
C5160	Okulary ochronne do promieniowania MLS i HILT (808 nm/ 905 nm /1064)		23%	1 431,00 zł
C7J00+C7K00	M-HI TROLLEY	wózek pod aparat M-HI z uchwytem na sondę	23%	7 155,00 zł
C7D00	M-HI BATTERY KIT	adapter z baterią	23%	6 201,00 zł
C7I00	M-HI ADDITIONAL BATTERY	bateria	23%	2 863,00 zł

4.11.2. LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA FIRMY ASA LASER

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--------	-------	------	-----	-------------

IM C1780	HIRO TT	Mobilny laser o parametrach HIRO 3.0 wyposażony dodatkowo w system chłodzenia skóry (18 - 28°C), 3 wymienne sondy z przyciskiem uruchamiającym emisję promieniowania w standardzie (DJD, 5 mm, 10 mm), jeden światłowód obsługujący wszystkie rodzaje sond, dotykowy ekran o przekątnej 10"	8%	256 839,00 zł
----------	---------	---	----	---------------

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
C5160	Okulary ochronne do promieniowania MLS i HILT (808 nm - 1064)	23%	1 431,00 zł

4.11.3. LASEROTERAPIA GŁĘBOKOTKANKOWA MARKI CHATTANOOGA

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM SYS-000829-000-00	LightForce FXi	Laser o mocy średniej 15W, pracujący na dwóch długościach fali 810 i 980nm, posiada wbudowany akumulator. W standardowym wyposażeniu: głowica, 4 aplikatory, 3 szt. okularów, torba transportowa.	8%	91 000,00 zł
IM KIT-000686-000-01	LightForce XPi	Laser o mocy średniej 25W, pracujący na dwóch długościach fali 810 i 980nm. W standardowym wyposażeniu: inteligentna głowica, 5 aplikatorów, 3 szt. okularów, torba transportowa.	8%	128 174,00 zł
IM SYS-000656-000-00	LightForce XLi	Laser o mocy średniej 40W, pracujący na dwóch długościach fali 810 i 980nm. W standardowym wyposażeniu: inteligentna głowica, 6 aplikatorów, 3 szt. okularów, torba transportowa.	8%	161 146,20 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM PRT000011-L	Okulary ochronne pełne	23%	997,00 zł
IM PRT000326	Okulary ochronne zwykłe	23%	997,00 zł
IM PRT000473	Małe okulary ochronne nieprzezroczyste dla pacjenta	23%	499,00 zł

4.11.4+C2054. LASEROTERAPIA WYSOKOENERGETYCZNA MARKI QMD

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Q-0101	qmd® eos basic	Laser wysokoenergetyczny o dł. fali 1064nm i mocy średniej 8W, bez wózka, wyposażona w standardowy zestaw akcesoriów.	8%	44 034,00 zł
Q-0102	qmd® eos	Laser wysokoenergetyczny o dł. fali 1064nm i mocy średniej 8W, wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów.	8%	49 038,00 zł
Q-0103	qmd® eos plus	Laser wysokoenergetyczny o długość fali 1064nm i mocy średniej 15W, zwiększona moc zapewnia szybsze przeprowadzenie zabiegu oraz zwiększenie skuteczności. Laser wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów.	8%	64 050,00 zł
Q-0104	qmd® ares	Dwie indywidualnie sterowane długości fal 808nm,1064nm oraz mocy średnia 18W pozwalają na maksymalizację rezultatów terapeutycznych. Laser wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów..	8%	74 058,00 zł

4.12. LASEROTERPIA KONWENCJONALNA

4.12.1. LASEROTERAPIA FIRMY DJO

MODUŁY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
70005	Moduł do laseroterapii bez sond do serii NEO, współpracujący z INTELECT NEO BASE UNIT, 2 szt. okularów, bez sond		8%	4 363,00 zł
14-1086	Bateria do urządzeń serii MOBILE 2		8%	1 079,00 zł

SONDY LASEROWE DO URZĄDZEŃ SERII ADVANCED I NEO

NR REF	OPIS	VAT	NOWA CENA BRUTT
27799	Sonda LED punktowa 670 nm, 10 mW	8%	4 135,00 zł
27803	Sonda laserowa punktowa 850 nm, 40 mW	8%	6 203,00 zł
27840	Sonda laserowa punktowa 850 nm, 100 mW	8%	6 515,00 zł
27804	Sonda laserowa punktowa 850 nm, 150 mW	8%	7 791,00 zł
27841	Sonda laserowa punktowa 850 nm, 200 mW	8%	8 061,00 zł
27805	Sonda laserowa punktowa 820 nm, 300 mW	8%	9 941,00 zł
27810	Sonda laserowa prysznicowa 9 - diodowa o mocy 290 mW: 5 x 850 nm / 50 mW, 4 x 670 nm / 10 mW LED	8%	11 805,00 zł
27811	Sonda laserowa prysznicowa 9 - diodowa o mocy 540 mW: 5 x 850 nm / 100 mW, 4 x 670 nm / 10 mW LED	8%	13 057,00 zł
27812	Sonda laserowa prysznicowa 9 - diodowa o mocy 1040 mW: 5 x 850 nm / 200 mW, 4 x 670 nm / 10 mW LED	8%	15 549,00 zł
27813	Sonda laserowa prysznicowa 13 - diodowa o mocy 265 mW: 3 x 850 nm / 50 mW, 7 x 670 nm / 10 mW LED, 3 x 950 nm / 15 mW LED	8%	9 319,00 zł
27814	Sonda laserowa prysznicowa 13 - diodowa o mocy 415 mW: 3 x 850 nm / 100 mW, 7 x 670 nm / 10 mW LED, 3 x 950 nm / 15 mW LED	8%	11 187,00 zł

27816	Sonda laserowa prysznicowa 13 - diodowa o mocy 715 mW: 3 x 850 nm / 200 mW, 7 x 670 nm / 10 mW LED, 3 x 950 nm / 15 mW LED	8%	13 681,00 zł
27815	Sonda laserowa prysznicowa 19 - diodowa o mocy 325 mW: 6 x 670 nm/10 mW LED, 7 x 880 nm / 25 mW LED, 6 x 950 nm / 15 mW LED	8%	5 573,00 zł
27809	Sonda laserowa prysznicowa 33 - diodowa o mocy 565 mW: 12 x 670 nm / 10 mW LED, 13 x 880 nm / 25 mW LED, 8 x 950 nm / 15 mW LED	8%	9 941,00 zł
27802	Sonda laserowa prysznicowa 33 - diodowa o mocy 690 mW: 5 x 850 nm / 50 mW, 12 x 670 nm / 10 mW LED, 8 x 880 nm / 25 mW LED, 8 x 950 nm / 15 mW LED	8%	14 303,00 zł
27807	Sonda laserowa prysznicowa 33 - diodowa o mocy 940 mW: 5 x 850 nm / 100 mW, 12 x 670 nm / 10 mW LED, 8 x 880 nm / 25 mW LED, 8 x 950 nm / 15 mW LED	8%	15 269,00 zł
27808	Sonda laserowa prysznicowa 33 - diodowa o mocy 1440 mW: 5 x 850 nm / 200mW, 12 x 670 nm / 10 mW LED, 8 x 880 nm / 25 mW LED, 8 x 950 nm / 15 mW LED	8%	17 419,00 zł
AKCESORIA			
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
27525	Okulary ochronne	23%	1 115,00 zł

AKCESORIA ROZDZIAŁ 4.1.2.

4.12.3. LASEROTERAPIA FIRMY ASTAR

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
POLARIS HP M	Aparat do wysokoenergetycznej laseroterapii z jednym modulem o długości fali 808 nm i mocy 8 W, współpracujący z punktowymi i prysznicowymi sondami laserowymi oraz aplikatorami skanującymi firmy ASTAR ABR, wyposażony w sondę HP z nakładkami 2 i 5 cm ² oraz DILA	8%	33 900,00 zł
POLARIS HP S	Aparat do wysokoenergetycznej laseroterapii z dwoma modułami, wykorzystujący dwie długości fali: 808 nm / 8 W oraz 980 nm / 10 W, współpracujący z punktowymi i prysznicowymi sondami laserowymi oraz aplikatorami skanującymi firmy ASTAR ABR, wyposażony w sondę HP z nakładkami 2 i 5 cm ² oraz DILA	8%	39 900,00 zł
PHYSIOGO 400C	Aparat z funkcją laseroterapii, trzy niezależne kanały, LCD7"	8%	5 730,00 zł
PHYSIOGO.LITE LASER	Aparat do laseroterapii	8%	4 000,00 zł

APLIKATORY SKANUJĄCE I SONDY LASEROWE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Nakładka skupiająca DILA do POLARISA HP S / M		8%	4 500,00 zł
Aplikator skanujący typ PM2-SK2 R + IR 100 / 450 mW do aparatów ETIUS ULM/ETIUS LM/POLARIS 2 / PHYSIOGO		8%	11 550,00 zł
Aplikator prysznicowy typu CL1800 660 nm / 5 x 40 mW, 808 nm / 4 x 400 mW do aparatów ETIUS ULM / ETIUS		8%	8 550,00 zł
Sonda R 80 mW / 660 nm do aparatów POLARIS 2 / ETIUS ULM / ETIUS LM / PHYSIOGO		8%	2 490,00 zł
Sonda R 400 mW / 808 nm do aparatów POLARIS 2 / ETIUS ULM / ETIUS LM / PHYSIOGO		8%	3 630,00 zł

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Okulary ochronne do laseroterapii biostymulacyjnej		23%	510,00 zł
Okulary ochronne do laseroterapii wysokoenergetycznej		23%	870,00 zł

4.12.4. LASEROTERAPIA FIRMY EIE OTWOCK

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LASERTRONIC LT-3	Aparat do laseroterapii z użyciem sond punktowych światła czerwonego i podczerwonego (bez sond laserowych), z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem 4,3", oferujący programy gotowe i własne, indywidualną regulację wszystkich parametrów zabiegowych, funkcję powtórzenia dawki oraz czujnik do pomiaru mocy lasera	8%	4 800,00 zł
SOLATRONIC SL-3	Aparat do terapii ultradźwiękowej i laseroterapii z możliwością wykonywania obu zabiegów jednocześnie, oraz z opcją podłączenia do terapii skojarzonej. Kolorowy ekran dotykowy, lista programów gotowych i programów własnych (bez głowic i sond)	8%	6 500,00 zł
SOLATRONIC SLE	Aparat do elektroterapii, laseroterapii i ultradźwięków z możliwością wykonywania 2 zabiegów jednocześnie, kolorowy ekran dotykowy, wyposażony w zestaw akcesoriów do elektroterapii, bez sond laserowych i głowic ultradźwiękowych	8%	8 100,00 zł

SONDY LASEROWE

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SK-1	Skanujący aplikator laserowy o mocy sumarycznej 480 mW (80 mW / 660 nm i 400 mW / 808 nm), automatyczny pomiar odległości, równomierny rozkład naświetlania, stabilizacja pola zabiegowego, własne kształty pola zabiegowego	8%	12 900,00 zł
S-1N (IR)	Sonda punktowa IR o mocy 50 mW / 905 nm, impulsowy tryb pracy, wysoka moc impulsu: 50 W, do aparatów LASERTRONIC, SOLATRONIC i MAGNETRONIC MF - 24	8%	3 600,00 zł
S-2N (R)	Sonda punktowa R o mocy 40 mW / 660 nm, ciągły i impulsowy tryb pracy, do aparatów LASERTRONIC, SOLATRONIC i MAGNETRONIC MF - 24	8%	2 750,00 zł
S-2B (R)	Sonda punktowa R o mocy 80 mW / 660 nm, ciągły i impulsowy tryb pracy.	8%	3 000,00 zł
S-3N (IR)	Sonda punktowa o mocy 400 mW / 810 nm, praca ciągła i impulsowa, do aparatów LASERTRONIC, SOLATRONIC i MAGNETRONIC MF - 24	8%	3 400,00 zł
SP-1B (R)	Sonda prysznicowa R, 9 diodowa, światło czerwone, 720 mW / 660 nm, w komplecie statyw z uchwytem	8%	5 100,00 zł
SP-2B (R/IR)	Sonda prysznicowa R / IR, 9 diodowa, światło czerwone i podczerwone, 1040 mW / 660 nm i 808 nm, w komplecie statyw z uchwytem	8%	5 700,00 zł
SP-3 (IR)	Sonda prysznicowa IR, 9 diodowa, światło podczerwone, 1440 mW / 808 nm, w komplecie statyw z uchwytem	8%	5 900,00 zł

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LT-1	Okulary ochronne do lasera	23%	550,00 zł
LT-2	Kpl. 2 szt. okularów ochronnych do lasera	23%	1 000,00 zł
STATYW MAŁY	Statyw z uchwytem typu "gęsia szyja" mocowany do stolika o zasięgu ok. 30 cm	23%	300,00 zł

STATYW DUŻY	Statyw z uchwytem typu "gęsia szyja", ramię o dł. ok. 51 cm	23%	550,00 zł
AKCESORIA DO ULTRADŹWIĘKÓW ROZDZIAŁ 4.6.4.			
AKCESORIA DO ELEKTROTERAPII ROZDZIAŁ 4.1.4.			

4.13. POZAUSTROJOWA TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI

4.13.1. TERAPIA RADIALNĄ FALĄ UDERZENIOWĄ FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
342300	SHOCKMASTER 300	Przenośny aparat do terapii RSWT z jedną głowicą zabiegową wyposażoną w dwie końcówki zabiegowe: 15 mm i D-ACTOR 20 mm, z wbudowanym kompresorem powietrznym	8%	59 872,00 zł
342500	SHOCKMASTER 500	Aparat do terapii RSWT z jedną głowicą zabiegową wyposażoną w trzy końcówki zabiegowe: 15 mm, D - ACTOR 20 mm i 15 mm DEEP IMPACT BLACK, wyposażony w kompresor olejowy i wózek transportowy	8%	76 177,00 zł

GŁOWICE I APLIKATORY				
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO	
342727	Aplikatory powięziowe, komplet 4 szt. z adapterem	8%	8 701,00 zł	
342738	Aplikatory do kręgosłupa, komplet 3 szt. z adapterem	8%	8 073,00 zł	
342716	Głowica RSWT krótka	8%	12 699,00 zł	
338239	Głowica V-ACTOR II BLACK z aplikatorami 25 i 40 mm	8%	10 075,00 zł	
338613	Aplikator o średnicy 15 mm BLACK	8%	1 687,00 zł	
338618	Aplikator kierunkowy 15 mm, głębokość penetracji do 40 mm	8%	1 687,00 zł	
338602	Aplikator akupunktury o średnicy 6 mm, głębokość penetracji do 40 mm wersja BLACK	8%	1 687,00 zł	
338646	Aplikator D-ACTOR I BLACK o śr. 20 mm, głębokość penetracji do 50 mm	8%	2 603,00 zł	
338657	Aplikator D-ACTOR II BLACK o śr. 35 mm, głębokość penetracji do 50 mm	8%	2 603,00 zł	
338668	Aplikator V-ACTOR BLACK o średnicy 25 mm	8%	3 835,00 zł	
338679	Aplikator V-ACTOR BLACK o średnicy 40 mm	8%	3 835,00 zł	
338630	Aplikator RSWT BLACK emitujący falę skupioną o średnicy 15 mm, głębokość penetracji do 20 mm	8%	1 445,00 zł	
338624	Aplikator DEEP IMPACT BLACK o średnicy 15 mm, głębokość penetracji do 60 mm	8%	2 603,00 zł	

AKCESORIA				
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO	
309771	Zestaw naprawczy RSWT Prokit do aparatów o nr referencyjnym 338XXX, do wymiany zużywających się elementów (2 x pocisk, 2 x prowadnica pocisku, zestaw oringów). Zestaw pasuje do następujących modeli aparatów do fali uderzeniowej: INTELECT RPW i INTELECT MOBILE RPW (CHATTANOOGA), SHOCKMASTER 300 i SHOCKMASTER 500 (GYMNA UNIPHY, nr referencyjne 338XXX), MASTERPULS MP50, MP100 i MP200 oraz głowic D-ACTOR 100 ELITE EDITION i D-ACTOR 200 ELITE EDITION (STORZ)	8%	3 149,00 zł	
342705	Zestaw naprawczy do głowic w urządzeniach o numerze referencyjnym 342XXX, w zestawie 2 x pocisk, 2 x prowadnica pocisku, zestaw oringów	8%	3 149,00 zł	
338316	Torba transportowa do urządzenia SHOCKMASTER 300 - zapewnia wygodny transport i komfort pracy, odpowiednie chłodzenie, dobrą widoczność monitora oraz możliwość podłączenia głowicy, co pozwala na pracę bez wyjmowania urządzenia. Torba posiada kieszeń na butelkę z żelem oraz specjalny przyborek na głowicę i inne akcesoria	23%	1 941,00 zł	
Książka "Fala uderzeniowa w leczeniu dysfunkcji układu narządów ruchu" autorstwa dr hab. n.med. Piotra Króla i prof. dr hab. Andrzeja Franka.		5%	47,00 zł	

4.13.2 TERAPIA RADIALNĄ FALĄ UDERZENIOWĄ FIRMY FIRMY ASTAR

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO	
IMPACTIS M+	Aparat do terapii radialną falą uderzeniową, parametry pracy: ciśnienie od 1 do 5 barów oraz częstotliwości od 1 do 25 Hz, wyposażony w głowicę i 4 aplikatory	8%	26 900,00 zł	

4.13.3. TERAPIA RADIALNĄ FALĄ UDERZENIOWĄ MARKI CHATTANOOGA

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
30680-230V	INTELECT RPW LITE	Aparat do terapii radialną falą uderzeniową. Aparat nie posiada wbudowanych programów, energia stopniowana w 6 poziomach.	8%	30 527,00 zł
2174	INTELECT RPW 2	Aparat do terapii RSWT z jedną głowicą zabiegową wyposażoną w dwie końcówki zabiegowe: 15 mm i D-ACTOR20 mm, z wózkiem i kompresorem powietrznym.	8%	59 800,00 zł

4.13.4. TERAPIA RADIALNĄ FALĄ UDERZENIOWĄ MARKI ZIMMER

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
5418-X01-01	ENPULS V 2.0	Przenośne urządzenie do terapii radialną falą uderzeniową z wykorzystaniem balistycznych impulsów wysokoenergetycznych.	8%	35 461,00 zł

4.13.5. TERAPIA SKUPIONĄ FALĄ UDERZENIOWĄ FIRMY RICHARD WOLF/ELVATION

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
100505	Piezowave z aparat do skupionej fali uderzeniowej		8%	84 515,00 zł
100505.E1	Piezowave z aparat do skupionej fali uderzeniowej "ESWT" z wózek		8%	99 134,00 zł
100501.2E	Piezowave 2 Basic 30 - aparat do skupionej fali uderzeniowej "ESWT" z wyposażeniem: głowica F7 G3, wózek pod aparat, sterownik nożny, zestaw kołpaków żelowych, żel.		8%	124 945,00 zł

100505.3E	Piezowave 2 Basic 40 - aparat do skupionej fali uderzeniowej "ESWT" z wyposażeniem: głowica F10 G4, wózek pod aparat, sterownik nożny, zestaw kołpaków żelowych, żel.	8%	129 514,00 zł
100505.5E	Piezowave 2 Multiuse 40 - aparat do skupionej fali uderzeniowej "ESWT" z wyposażeniem: głowica F10 G4, głowica liniowa FBL10 x 5G2, wózek pod aparat, sterownik nożny, zestaw kołpaków żelowych, żel.	8%	165 376,00 zł
100505.7E	Piezowave 2 Derm - aparat do skupionej fali uderzeniowej "ESWT" z wyposażeniem: głowica liniowa FBL10 x 5G2, wózek pod aparat, sterownik nożny, zestaw kołpaków żelowych, żel.	8%	134 996,00 zł
100505.8E	Piezowave 2 ED - aparat do skupionej fali uderzeniowej "ESWT" z wyposażeniem: głowica liniowa FBL10 x 5G2, wózek pod aparat, sterownik nożny, zestaw kołpaków żelowych, uchwyt pod pracę, żel.	8%	143 447,00 zł
100505.9E	Piezowave 2 Multiuse 30 Uro Set - aparat do skupionej fali uderzeniowej "ESWT" z wyposażeniem: głowica F7 G3, głowica liniowa FBL10 x 5G2, wózek pod aparat, sterownik nożny, uchwyt pod pracę, zestaw kołpaków żelowych, żel.	8%	163 091,00 zł
100501.3E	Piezowave 2 S - aparat do skupionej fali uderzeniowej "ESWT" z wyposażeniem: głowica F7 G3, wózek pod aparat, zestaw kołpaków żelowych, żel.	8%	103 931,00 zł
100501.4E	Piezowave 2 S - aparat do skupionej fali uderzeniowej "ESWT" z wyposażeniem: głowica F10 G4, wózek pod aparat, zestaw kołpaków żelowych, żel.	8%	108 499,00 zł

AKCESORIA				
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO	
100671	Głowica F7 G3 o gęstości energii 0,4 mJ / mm², głębokość penetracji do 3 cm.	8%	30 456,00 zł	
100681	Głowica F10 G4 o gęstości energii 0,82 mJ / mm², głębokość penetracji do 4 cm.	8%	34 110,00 zł	
100751	Głowica FB10 G6 o gęstości energii 0,7 mJ / mm², głębokość penetracji do 6 cm.	8%	41 420,00 zł	
100691	Głowica F10 G10, o gęstości energii 0,3 mJ / mm², głębokość penetracji do 10 cm.	8%	39 592,00 zł	
100731	Głowica liniowa FBL 10x5 G2, o gęstości energii 0,16 mJ / mm², głębokość penetracji do 2 cm.	8%	42 029,00 zł	
100905	Wózek pod aparat Piezowave 2	8%	16 446,00 zł	
64235223	Zestaw kołpaków żelowych do głowicy F10 G4	23%	7 284,00 zł	
64235248	Zestaw kołpaków żelowych do głowicy FB10 G6	23%	9 712,00 zł	
64235233	Zestaw kołpaków żelowych do głowicy FBL10 x 5G2	23%	6 590,00 zł	
64235234	Zestaw kołpaków żelowych do głowicy F7 G3	23%	4 509,00 zł	
ELV00008	Uchwyt do zabiegów ED	23%	3 468,00 zł	
ELV10000Acryl	Akrylowy uchwyt na głowicę	23%	3 191,00 zł	
2.604.905	Walizka transportowa na 1 głowicę typu F lub FB, kołpaki, sterownik nożny, żel	23%	5 853,00 zł	
2.604.908	Walizka transportowa na 2 głowicę typu F lub FB i FBL , kołpaki, sterownik nożny, żel	23%	5 853,00 zł	
2.604.909	Walizka transportowa na aparat Piezowave 2	23%	6 633,00 zł	
SUI1000999	Żel 1 l	23%	58,00 zł	
100038	Foot switch, 3 - pedal New Version 06 / 2015	23%	8 194,00 zł	

4.13.6. TERAPIA SKUPIONĄ FAŁĄ UDERZENIOWĄ FIRMY DORNIER MEDTECH

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ARIES	Aparat do terapii ESWT do terapii skupioną fałą uderzeniową SMART FOCUS, przeznaczony przede wszystkim dla ortopedów z aplikatorem o średnicy 72 mm, głębokości penetracji do 40 mm, średnim obszarze zogniskowania 10 x 40 mm, częstotliwości od 0,5 do 20 Hz, chłodzonym za pomocą zamkniętego obiegu wody. Jednostka sterująca o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 43 x 51 x 24 cm, waga 20 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

4.13.7. TERAPIA RADIALNĄ FAŁĄ UDERZENIOWĄ FIRMY LONGEST

PowerShocker LGT-2500 S plus	Dwukanałowy aparat do radialnej fali uderzeniowej ze źródłem balistycznym (ciśnieniowym). Generuje energię w zakresie od niskich do wysokich wartości. Ciśnienie 5 barów, max gęstość energii 1,08 mJ/mm² wbudowany zbiornik wyrównujący ciśnienie.	8%	27 800,00 zł
AKCESORIA			
NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
250045	głowica z zestawem akcesoriów: aplikator PowerShocker, zestaw wymienny, transmitter aplikatora PowerShocker - 15R,	8%	9 583,00 zł
250005	głowica do Physio, z transmitters 15R	8%	7 005,00 zł
250065	głowica wibracyjna z aplikatorem 25 V - 25mm	8%	4 568,00 zł

4.14.KRIOTERAPIA

4.14.1. KRIOTERAPIA NA ZIMNE POWIETRZE FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
343101	CRYOFLOW ICE-IR	Aparat do krioterapii nadmuchem zimnego powietrza o temperaturze -32°, tryb pracy statyczny (za pomocą ramienia) lub manualny, 35 programów fabrycznych, wyposażony w duże kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie, zestaw nie zawiera ramienia	23%	43 965,00 zł

DYSZE ZABIEGOWE

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
300221	Dysza zabiegowa o średnicy 5 mm do zabiegów na punktach spustowych lub ośrodkach bólu	23%	413,00 zł
300222	Dysza zabiegowa o średnicy 15 mm do zabiegów lokalnych dla małych obszarów	23%	413,00 zł
300223	Dysza zabiegowa o średnicy 25 mm do zabiegów lokalnych dla dużych obszarów	23%	413,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
343035	Regulowane ramię podtrzymujące do CRYOFLOW ICE-CT z czujnikiem temperatury na podczerwień	23%	4 983,00 zł

4.14.2. KRIOTERAPIA NA ZIMNE POWIETRZE FIRMY ZIMMER

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO	
IM	7300-X01	CRYO 6	Aparat do krioterapii nadmuchaem zimnego powietrza o temperaturze -30°, manualny tryb pracy (bez ramienia podtrzymującego dyszę zabiegową), 9 poziomów nadmuchu, maksymalny przepływ 9000 l/min, wyposażony w 3 dysze nadmuchowe (5, 10 i 15 mm)	8%	38 091,00 zł
	7350-XP1	CRYO 7		8%	43 777,00 zł
DYSZE ZABIEGOWE					
NR REF		OPIS	VAT	CENA BRUTTO	
65370225		Dysza gumowa o średnicy 5 mm	8%	41,00 zł	
65370224		Dysza gumowa o średnicy 10 mm	8%	41,00 zł	
65370223		Dysza gumowa o średnicy 15 mm	8%	41,00 zł	
AKCESORIA					
NR REF		OPIS	VAT	CENA BRUTTO	
93852620		Regulowane ramię podtrzymujące	23%	3 339,00 zł	
95850912		Wąż 2m	23%	911,00 zł	

4.14.3. KRIOTERAPIA NA CO₂ FIRMY METRUM-CRYOFLEX

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM	CRYO-T DUO	Aparat do krioterapii za pomocą CO ₂ , z wózkiem, wyposażony w 2 dysze nadmuchowe (nr 2 i nr 3). Zestaw nie zawiera butli	8%	22 699,99 zł
DYSZE ZABIEGOWE				
		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM	Dysza nr 1 (mała) do zabiegów w obrębie małych stawów, kriopunktury, krioterapii dzieci		8%	2 875,00 zł
	Dysza nr 2 (średnia) do zabiegów w obrębie dużych stawów		8%	2 875,00 zł
IM	Dysza nr 3 (duża) do zabiegów na dużych powierzchniach ciała		8%	2 875,00 zł

4.14.4. KRIOTERAPIA NA AZOT FIRMY METRUM-CRYOFLEX

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CRYO-T ELEPHANT MINI		Aparat do krioterapii za pomocą azotu w obudowie z mobilną podstawą		
IM	GM 35	Zbiornik 35 l wersja grzałkowa	8%	19 499,99 zł
	GM 50	Zbiornik 50 l wersja grzałkowa	8%	21 900,00 zł
ZBIORNIKI (DODATKOWE DO STARYCH APARATÓW SPRZED III 2020 NA ZAMÓWIENIE)				
		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Zbiornik o pojemności 35 l			23%	8 175,78 zł
Zbiornik o pojemności 50 l			23%	9 433,59 zł

4.14.5. KRIOTERAPIA NA AZOT FIRMY KRIOMEDPOL

NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
KRIOPOL R BRYZA II		Urządzenie z wyświetlaczem LED, wagowy pomiar ilości azotu, możliwość zaprogramowania czasu zabiegu, ze zbiornikiem o pojemności:		
YDS-15		Zbiornik o pojemności 15 l	8%	26 784,00 zł
YDS-30		Zbiornik o pojemności 30 l	8%	28 080,00 zł
YDS-50		Zbiornik o pojemności 50 l	8%	35 316,00 zł
KRIOPOL R ZEFIR II		Urządzenie z wyświetlaczem LED, ręczny pomiar ilości azotu za pomocą linijki, ze zbiornikiem o pojemności:		
YDS-15		Zbiornik o pojemności 15 l	8%	23 760,00 zł
YDS-30		Zbiornik o pojemności 30 l	8%	25 704,00 zł
YDS-50		Zbiornik o pojemności 50 l	8%	32 400,00 zł
KRIOPOL R MISTRAL		Urządzenie z wyświetlaczem LCD z opcją pulsacji, funkcja pomiaru ilości azotu, ze zbiornikiem o pojemności:		
YDS-30		Zbiornik o pojemności 30 l	8%	28 944,00 zł
YDS-50		Zbiornik o pojemności 50 l	8%	36 180,00 zł
ZBIORNIKI				
		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
YDS-15		Zbiornik o pojemności 15 l	23%	5 658,00 zł
YDS-30		Zbiornik o pojemności 30 l	23%	5 940,00 zł
YDS-50		Zbiornik o pojemności 50 l	23%	9 618,00 zł
WÓZKI JEZDNE DLA ZBIORNIKÓW				
		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Wózek dla zbiorników TR-21, TR-26, YDS-30			23%	1 414,00 zł
Wózek dla zbiorników TR-35, YDS-50, TR-60			23%	1 555,00 zł
Wózek dla zbiorników TR-100			23%	1 697,00 zł

4.14.6. CHŁODZĄCE OKŁADY FIRMY KINETEC

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
DA030101	DR AKTIVE CCT KNEE	Chłodzące okłady do terapii uciskowej kolana, wypełnione żelam, gwarancja 1 rok	8%	381,00 zł

DA030102	DR AKTIVE CCT ANKLE	Chłodzące okłady do terapii uciskowej stawu skokowego, wypełnione żeltem, gwarancja 1 rok	8%	381,00 zł
DA030103	DR AKTIVE CCT SHOULDER	Chłodzące okłady do terapii uciskowej barku, wypełnione żeltem, gwarancja 1 rok	8%	381,00 zł

4.14.7. URZĄDZENIA DO TERMOTERAPII FIRMY CRYO-PUSH

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
COLD RECOVERY	Zestaw do schładzania i kompresji, w którego skład wchodzi: sterownik z pojemnikiem na lód, zasilacz, wąż, zaworek do opróżniania mankietów, torba transportowa, 2 mankiety do wyboru spośród wymienionych poniżej	8%	3 500,00 zł

MANKIETY I AKCESORIA DO URZĄDZENIA S1 CONTROL UNIT

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
KRP/MYY-(H6-M)	Mankiet staw kolanowy	8%	520,00 zł
D-KRP/MYY-(H6-M)	Mankiet staw kolanowy pełny	23%	430,00 zł
KRP/MYY-(B6-M)	Mankiet bark	8%	550,00 zł
KRP/MYY-(A6-M)	Mankiet stopa/staw skokowy	8%	570,00 zł
KRP/MYY-(T6-M)	Mankiet uniwersalny	8%	390,00 zł
KRP/MYY-(E6-M)	Mankiet odcinek lędźwiowy	8%	430,00 zł
	Mankiet na rękę	8%	480,00 zł
KRP-MYY-(I6-M)	Mankiet na dłoń	23%	390,00 zł
KRP/MYY-(C6-M)	Mankiet cylindryczny kończyna dolna	8%	430,00 zł
DRAIN JOCK JOINT	zaworek do opróżniania mankietów	23%	29,00 zł

4.14.8. CHŁODZIARKI DO OKŁADÓW FIRMY DJO

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
3114	C-5	Wydajna chłodziarka medyczna z zestawem 6 standardowych (1500) i 6 połówek okładów COLPAC (1506)	8%	15 215,00 zł

4.14.9. OKŁADY CHŁODZĄCE

OKŁADY CHŁODZĄCE COLPACK

NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	NOWA CENA BRUTTO
1500	28 x 36 cm	Okład chłodzący COLPACK standardowy (niebieski, winylowy)	8%	109,00 zł
1506	19 x 28 cm	Okład chłodzący COLPACK połówka (niebieski, winylowy)	8%	63,00 zł
1508	Długość 58 cm	Okład chłodzący COLPACK szyjny (niebieski, winylowy)	8%	115,00 zł
1512	28 x 53 cm	Okład chłodzący COLPACK duży (niebieski, winylowy)	8%	199,00 zł
1502	8 x 28	Okład chłodzący COLPACK (niebieski, winylowy)	8%	55,00 zł
1504	14 x 19 cm	Okład chłodzący COLPACK ćwiartka (niebieski, winylowy)	8%	53,00 zł
1510	Oko	Okład chłodzący COLPACK w kształcie pasującym do oka (niebieski, winylowy)	8%	61,00 zł
1552	25 x 34 cm	Okład chłodzący COLPACK standardowy (czarny, poliuretanowy)	8%	113,00 zł
1562	17 x 28 cm	Okład chłodzący COLPACK połówka (czarny, poliuretanowy)	8%	67,00 zł
1554	Długość 53 cm	Okład chłodzący COLPACK szyjny (czarny, poliuretanowy)	8%	119,00 zł
1556	32 x 47 cm	Okład chłodzący COLPACK duży (czarny, poliuretanowy)	8%	199,00 zł

OKŁADY UNIWERSALNE CIEPŁO/ZIMNO FLEXI-PAC

NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	NOWA CENA BRUTTO
4026	13 x 15 cm	Kpl. 48 szt. okładów FLEXI-PAC	8%	367,00 zł
4020	13 x 25 cm	Kpl. 24 szt. okładów FLEXI-PAC	8%	285,00 zł
4029	20 x 35 cm	Kpl. 12 szt. okładów FLEXI-PAC	8%	319,00 zł

4.14.10. SYSTEM CHŁODZĄCY CRYO CUFF

SYSTEM CHŁODZĄCY CRYO CUFF

NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
2125	TERMOS	Napełniany wodą i lodem termos chłodzący, podłączany do mankietów CRYO CUFF, grawitacyjna wymiana płynu, średni czas terapii 6h	8%	560,00 zł
52A	TERMOS POMPA	Termos z wężem i pompą elektryczną "inter cooler"	8%	1 438,00 zł
2130	WĄŻ	Wąż przyłączeniowy do termosu	8%	91,00 zł

MANKIETY

NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
10A01	KOSTKA ZE STOPĄ	Rozmiar uniwersalny	8%	560,00 zł
10B01/C/O	ŚRÓDSTOPIE S/M/L	Obwód stopy 18-23 / 23-33 / 33-42 cm	8%	560,00 zł
11C01/A/B	KOLANO S/M/L	Obwód uda 15 cm nad rzepką 25-50 / 45-60 / 50-80 cm	8%	560,00 zł
12A01/AXL	BARK M/L	Obwód klatki piersiowej 81-122 / 107-137 cm	8%	666,00 zł
13A01	UDO M/L	Obwód uda 45-58 / 51-69 cm	8%	560,00 zł
13C01	PODUDZIE	Rozmiar uniwersalny, obwód podudzia 36-51 cm	8%	560,00 zł

14A01	KRĘGOSŁUP, BIODRO, ŻEBRA	Rozmiar uniwersalny, zawiera wyjmowaną płytkę usztywniającą	8%	560,00 zł
16A01	DŁOŃ I PRZEDRAMIĘ	Rozmiar uniwersalny	8%	560,00 zł

4.15. CIEPŁOLECZNICTWO

4.15.1. TERAPIA CIEPLNA FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
THERMO-MIX F-40	Urządzenie ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania masy fango, 40 l, przenośne urządzenie sterujące-na kablu, oszczędzające energię, mikroprocesorowe sterowanie procesem grzania, regulowana temperatura grzania 55° - 80°C, temperatura sterylizacji 130°C, system utrzymywania zadanej temperatury zapobiegający przypalaniu masy, opcja "start za..." umożliwiającą przygotowanie masy na określonej godzinę	8%	22 869,00 zł
THERMO-MIX F-40/P	Wersja F - 40 do podgrzewania i mieszania parafiny, regulowana temperatura 55° - 80°C, temperatura sterylizacji 110°C	8%	22 869,00 zł
THERMO-MIX F-40/B	Wersja F - 40 do podgrzewania i mieszania borowiny, ze specjalnie ukształtowanym mieszalnikiem rozdrabniającym masę, regulowana temperatura 30° - 60°C, nie zapewnia sterylizacji	8%	22 869,00 zł
THERMO-MIX B-85/L	Urządzenie ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania borowiny, ze specjalnie ukształtowanym mieszalnikiem rozdrabniającym masę, o pojemności 85 l, regulowana temperatura 30° - 60°C	8%	35 640,00 zł
THERMO-MIX B-130/L	Urządzenie ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania borowiny, ze specjalnie ukształtowanym mieszalnikiem rozdrabniającym masę, o pojemności 130 l, regulowana temperatura 30° - 60°C	8%	39 798,00 zł
THERMO-MIX B-200L	Wersja F - 40 do podgrzewania i mieszania borowiny, ze specjalnie ukształtowanym mieszalnikiem rozdrabniającym masę, o pojemności 200 l, regulowana temperatura 30° - 60°C	8%	49 680,00 zł
THERMO-MIX C-14	Cieplarka ze stali nierdzewnej z 14 tacami do przechowywania mas w ustalonej temperaturze, regulowana temperatura grzania 25° - 80°C, grzałka z wentylatorem termooobiegu pozwala na równomierne utrzymanie zadanej temperatury, może służyć jako podstawa do wszystkich wersji F - 40	8%	15 876,00 zł
THERMO-MIX F-40 BASE	Podstawa ze stali nierdzewnej do wszystkich wersji mieszalników F - 40	8%	1 944,00 zł

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
30419	Masa fangoparafinowa typu K gęsta (opakowanie 12 kg)	8%	267,00 zł
30400	Masa fangoparafinowa typu N płynna (opakowanie 12 kg)	8%	267,00 zł
30142	Folia do okładów fangoparafiną (rolka o dł. 1 000 m, szer. 65 cm, gr. 15 µm)	23%	395,00 zł
4034	Folia do APS (10 rolek o dł. 50 m, szer. 50 cm)	23%	963,00 zł
4037	Fizelina (2 rolki o dł. 200 m, szer. 50 cm)	23%	775,00 zł
4175	SCHUPPUR Środek do dezynfekcji urządzeń fango (5 l)	23%	285,00 zł
NIROBLANK	Środek do czyszczenia i dezynfekcji wanien z hydromasażem i urządzeń ze stali nierdzewnej (koncentrat 5 l)	23%	763,00 zł

OKŁADY BOROWINOWE I PARAFINOWE

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
BOR M	15 szt. plastrów borowinowych ze złoża Kołobrzeg-Mirocic, o rozmiarze 200 x 300 mm	23%	52,00 zł
BOR D	20 szt. plastrów borowinowych o ołobrzeg-Mirocic, rozmiarze 400 x 300 mm	23%	77,00 zł
Kpl. 10 szt. okładów rozgrzewających		23%	2 583,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
WIESZAK	Wieszak na folię	8%	490,00 zł
WIESZAK 2	Podwójny wieszak na folię i fizelinę	8%	899,00 zł
NÓŻ	Nóż do folii	23%	25,00 zł
STOJAK	Stojak na dodatkowe tace do cieplarki	8%	1 829,00 zł
TACA	Taca aluminiowa do cieplarki C - 14 o wymiarach 60 x 40 x 2 cm	23%	55,00 zł

4.15.2. FLUIDOTERAPIA

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CELLEX	Wkład do fluidoterapii – opakowanie 4,5 kg	23%	399,00 zł

4.15.3. KOMPRESY FIRMY RESMED

ROZMIAR	WAGA	VAT	CENA BRUTTO
Kompresy żelowe wielokrotnego użytku typu HOT/COLD, zakres temperatury od -25°C do +70°C			
8 x 12 cm	Kompres żelowy	70 g	8% 15,00 zł
12 x 18 cm	Kompres żelowy	200 g	8% 17,00 zł
20 x 18 cm	Kompres żelowy	380 g	8% 25,00 zł
28 x 18 cm	Kompres żelowy	560 g	8% 35,00 zł
20 x 28 cm	Kompres żelowy	900 g	8% 47,00 zł
48 x 18 cm	Kompres żelowy	1100 g	8% 51,00 zł
28 x 34 cm	Kompres żelowy	1300 g	8% 59,00 zł

4.15.4. PODGRZEWACZE DO OKŁADÓW FIRMY DJO

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
2307	HYDROCOLLATOR SS-2	Przenośny podgrzewacz z kótkami do okładów ciepłych ogrzewanych wodą z 8 standardowymi okładami HOTPAC	8%	7 827,00 zł
2407	HYDROCOLLATOR M-2	Przenośny podgrzewacz z kótkami do okładów ciepłych ogrzewanych wodą z 12 standardowymi okładami HOTPAC	8%	9 145,00 zł

2506	HYDROCOLLATOR M-4	Przenośny podgrzewacz z kófkami do okładów ciepłych ogrzewanych wodą z 24 standardowymi okładami HOTPAC	8%	16 689,00 zł
2107	HYDROCOLLATOR E-1	Stacjonarny podgrzewacz do okładów ciepłych ogrzewanych wodą z 4 standardowymi okładami HOTPAC	8%	2 153,00 zł
2806	HYDROCOLLATOR E-2	Stacjonarny podgrzewacz do okładów ciepłych ogrzewanych wodą z 3 standardowymi okładami HOTPAC, 2 dużymi okładami oraz 1 okładem szyjnym	8%	5 071,00 zł

AKCESORIA				
NR REF	OPIS		VAT	CENA BRUTTO
4228	Termometr do HYDROCOLLATORÓW		8%	163,00 zł
4016	Wieszak na ręcznik do HYDROCOLLATORÓW		8%	319,00 zł

4.15.5. OKŁADY CIEPŁO/ZIMNO

OKŁADY CIEPLNE HOTPAC				
NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	NOWA CENA BRUTTO
1008	25 x 46 cm	Okład ciepły HOTPAC	8%	145,00 zł
1010	25 x 61 cm	Okład ciepły HOTPAC	8%	181,00 zł
1004	38 x 61 cm	Okład ciepły HOTPAC duży	8%	211,00 zł
1002	Długość 61 cm	Okład ciepły HOTPAC szyjny	8%	103,00 zł
1014	13 x 30 cm	Okład ciepły HOTPAC połówka	8%	67,00 zł
1006	25 x 30 cm	Okład ciepły HOTPAC standardowy	8%	91,00 zł
1012	25 x 50 cm	Okład ciepły HOTPAC kolano/łokieć	8%	187,00 zł
1064	25 x 30 cm	Okład ciepły HOTPAC standardowy z pokrowcem z kieszenią	8%	205,00 zł
1062	Długość 61 cm	Okład ciepły HOTPAC szyjny z pokrowcem z kieszenią	8%	237,00 zł

POKROWCE NA OKŁADY HOTPAC				
NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
1118	48 x 69 cm	Pokrowiec na okład ciepły HOTPAC standardowy	8%	205,00 zł
1126	61 x 91 cm	Pokrowiec na okład ciepły HOTPAC	8%	265,00 zł
1104	64 x 46 cm	Pokrowiec na okład ciepły HOTPAC szyjny	8%	157,00 zł
1102	48 x 69 cm	Pokrowiec na okład ciepły HOTPAC standardowy z pianką poliuretanową	8%	147,00 zł
1124	61 x 91 cm	Pokrowiec na okład ciepły HOTPAC duży z pianką poliuretanową	8%	199,00 zł
1120	64 x 41 cm	Pokrowiec na okład ciepły HOTPAC szyjny z pianką poliuretanową	8%	141,00 zł
1108	43 x 69 cm	Pokrowiec na okład ciepły HOTPAC standardowy z kieszenią i z pianką poliuretanową	8%	127,00 zł
1110	61 x 91 cm	Pokrowiec na okład ciepły HOTPAC duży z kieszenią i z pianką poliuretanową	8%	217,00 zł

OKŁADY UNIWERSALNE CIEPŁO/ZIMNO FLEXI-PAC				
NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4026	13 x 15 cm	Kpl. 48 szt. okładów FLEXI-PAC	8%	367,00 zł
4020	13 x 25 cm	Kpl. 24 szt. okładów FLEXI-PAC	8%	285,00 zł
4029	20 x 35 cm	Kpl. 12 szt. okładów FLEXI-PAC	8%	319,00 zł

4.16. ŚWIATŁOLECZNICTWO

4.16.1. ŚWIATŁOLECZNICTWO FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SOLMED UNO	Lampa do naświetlań światłem podczerwonym o mocy 375 W z jednym promiennikiem, wyposażona w elektroniczny panel sterowania z regulacją mocy promiennika oraz długości trwania zabiegu, na mobilnym statywie z 4 kołami kierunkowymi z hamulcem, umożliwiającym łatwe przesuwanie i podjazd pod stół TERAPEUTA lub GALAXY. Łatwa regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej schowanej wewnątrz statywu. W zestawie okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty	8%	3 677,00 zł
SOLMED DUO	Lampa do naświetlań światłem podczerwonym o mocy 2 x 375 W, pozostałe parametry jak w lampie SOLMED UNO	8%	4 965,00 zł
SOLMED TRIO	Lampa do naświetlań światłem podczerwonym o mocy 3 x 375 W, pozostałe parametry jak w lampie SOLMED UNO	8%	5 548,00 zł

AKCESORIA			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
FILTR	Wymienny filtr o kolorze czerwonym, zielonym, pomarańczowym lub niebieskim	23%	299,00 zł
PROMIENNIK	Żarówka o mocy 375 W z gwintem o rozmiarze E27	23%	75,00 zł
PROMIENNIK	Żarówka o mocy 375 W z gwintem o rozmiarze E40	23%	75,00 zł
OKULARY	Okulary ochronne dla obsługi	23%	120,00 zł
UCHWYT FILTRÓW LDNU-0.0000.00	uchwyt do filtrów SOLMED	23%	221,00 zł

4.16.2. ŚWIATŁOLECZNICTWO FIRMY ZEPTER

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--------	-------	------	-----	-------------

PAG-960	BIOPTRON MEDALL	Przenośne urządzenie do terapii światłem o mocy 20 W, źródło światła o średnicy 5 cm, przeznaczone przede wszystkim do zastosowań domowych, ale sprawdzające się również w profesjonalnych placówkach medycznych lub centrach terapeutycznych. Możliwość dokupienia statywu podłogowego	8%	6 257,00 zł
PAG-960-SET	BIOPTRON MEDALL ZE STATYWEM	Urządzenie BIOPTRON MEDALL ze statywem podłogowym	8%	6 742,00 zł
PAG-990	BIOPTRON PRO 1	Urządzenie do terapii światłem na statywie stołowym o mocy 50 W, źródło światła o średnicy ok. 11 cm, głowica obrotowa 360°, przeznaczone do zastosowań domowych, w profesjonalnych placówkach medycznych lub centrach terapeutycznych. Możliwość dokupienia statywu podłogowego	8%	12 562,00 zł
PAG-880-SET	BIOPTRON 2 NA STATYWIE DOMOWYM	Urządzenie BIOPTRON 2 na statywie domowym	8%	55 775,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PAG-965-SET	Zestaw do koloroterapii do lampy BIOPTRON MEDALL (BEZ KOSMETYKÓW)	23%	2 780,00 zł
PAG-960-FFK	Filtr Fulerenowy MEDALL	23%	747,00 zł
PAG-992-1CTF	Filtr czerwony z oprawką Bpro1	23%	597,00 zł
PAG-992-2CTF	Filtr pomarańczowy z oprawką Bpro1	23%	597,00 zł
PAG-992-3CTF	Filtr żółty z prawką Bpro1	23%	597,00 zł
PAG-992-4CTF	Filtr zielony z oprawką Bpro1	23%	597,00 zł
PAG-992-5CTF	Filtr niebieski z oprawką Bpro1	23%	597,00 zł
PAG-992-6CTF	Filtr indigo z oprawką Bpro1	23%	597,00 zł
PAG-992-7CTF	Filtr fioletowy z oprawką Bpro1	23%	597,00 zł
PAG-964-FSM	Statyw do lampy BIOPTRON MEDALL	8%	607,00 zł
PAG-991-FS	Statyw podłogowy do lampy BIOPTRON PRO 1	8%	1 417,00 zł
PAG-882	Statyw ścienny do lampy BIOPTRON 2	23%	9 201,00 zł

4.17. TERAPIA UCISKOWA

4.17.1. TERAPIA UCISKOWA FIRMY MEGO AFEK

URZĄDZENIA DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LYMPHA PRESS PCD-51	Przenośne urządzenie do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego dedykowane do zastosowań domowych, 8 wyjść, obsługa do dwóch 4 - komorowych mankietów jednocześnie, zakres ciśnienia 20 do 80 mmHg, waga 1,5 kg, gwarancja 12 miesięcy	8%	2 721,00 zł
Na wyposażeniu 1 mankiet na KG (4 - komorowy)		8%	3 372,00 zł
Na wyposażeniu 1 mankiet na KG i 2 mankiety na KD (4 - komorowe)		8%	4 674,00 zł

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LYMPHA PRESS LEG SLEEVE	4 - komorowy uniwersalny mankiet na kończynę dolną do urządzenia PCD-51, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór, długość cholewki do wyboru 65 / 75 / 85 cm	8%	651,00 zł
LYMPHA PRESS ARM SLEEVE	4 - komorowy uniwersalny mankiet na kończynę górną do urządzenia PCD-51, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór, długość 88 cm	8%	651,00 zł

URZĄDZENIA DO ZASTOSOWAŃ KLINICZNYCH

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LYMPHA PRESS MINI PRESS	Urządzenie do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego przeznaczone do zastosowań klinicznych lub domowych, 24 wyjścia, obsługa do dwóch mankietów jednocześnie, zakres ciśnienia 20 do 80 mmHg, waga 2,9 kg. Dostępne do wyczerpania zapasów.	8%	6 519,00 zł
Na wyposażeniu 2 mankiety na KG (12 - komorowe)		8%	9 789,00 zł
Na wyposażeniu 2 mankiety na KD (12 - komorowe)		8%	9 241,00 zł
Na wyposażeniu 2 mankiety na KG i 2 mankiety na KD (12 - komorowe)		8%	12 511,00 zł
Na wyposażeniu 24 - komorowe spodnie i 2 mankiety na KG (12 - komorowe)		8%	14 684,00 zł
Na wyposażeniu 24 - komorowe kurtki i 2 mankiety na KD (12 - komorowe)		8%	14 136,00 zł
Na wyposażeniu 24 - komorowe spodnie		8%	11 414,00 zł
Na wyposażeniu 24 - komorowa kurtka		8%	11 414,00 zł
Na wyposażeniu 24 - komorowe spodnie i 24 -komorowa kurtka		8%	16 309,00 zł
LYMPHA PRESS OPTIMAL PLUS	Urządzenie do masażu ciśnieniowego do zastosowań klinicznych, 24 wyjścia, obsługa do dwóch mankietów jednocześnie, zakres ciśnienia 20 do 90 mmHg, 4 tryby pracy: sekwencja, fala, preterapia + sekwencja, preterapia + fala, współpraca z komputerem, możliwość regulacji ciśnienia w każdej komorze indywidualnie, waga 6,7 kg. Dostępne do wyczerpania zapasów.	8%	8 477,00 zł
Na wyposażeniu 2 mankiety na KG (12 - komorowe)		8%	11 747,00 zł
Na wyposażeniu 2 mankiety na KD (12 - komorowe)		8%	11 199,00 zł
Na wyposażeniu 2 mankiety na KG i 2 mankiety na KD (12 - komorowe)		8%	14 469,00 zł
Na wyposażeniu 24 - komorowe spodnie i 2 mankiety na KG (12 - komorowe)		8%	16 642,00 zł
Na wyposażeniu 24 - komorowa kurtka i 2 mankiety na KD (12 - komorowe)		8%	16 094,00 zł
Na wyposażeniu 24 - komorowe spodnie		8%	13 372,00 zł
Na wyposażeniu 24 - komorowa kurtka		8%	13 372,00 zł
Na wyposażeniu 24 - komorowe spodnie i 24 -komorowa kurtka		8%	18 267,00 zł

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ZIPPER ARM SLEEVE	12 - komorowy mankiet na kończynę górną do urządzeń MINI i OPTIMAL, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór	8%	1 635,00 zł

COMFYSLEEVE LEG	12 - komorowy mankiet na kończynę dolną do urządzeń MINI i OPTIMAL, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór, długość cholewki do wyboru 65/ 75 / 85 cm	8%	1 361,00 zł
COMFYSLEEVE 1-75	12 - komorowa półkurtka dla pacjentek po mastektomii do urządzeń MINI i OPTIMAL, obejmująca rękę, bark, klatkę piersiową z jamą brzuszną i dołem pachowym, uszyta w systemie nachodzących na siebie komór (Chamber Overlapping), dostępna w wersji lewej lub prawej, obwód klatki max. 125 cm	8%	2 123,00 zł
LYMPHA JACKET	24 - komorowa kurtka do połączonych zabiegów na rękach, klatce piersiowej, barkach, plecach i brzuchu, uszyta w systemie nachodzących na siebie komór do urządzeń MINI i OPTIMAL, obwód klatki piersiowej max. 123 cm	8%	4 895,00 zł
LYMPHA PANTS	24 - komorowe spodnie do połączonych zabiegów na biodrach, udach, pośladkach i nogach, uszyty w systemie nachodzących na siebie komór do urządzeń MINI i OPTIMAL, długość 152 cm, obwód w pasie 135 cm	8%	4 895,00 zł

4.17.2. TERAPIA UCISKOWA FIRMY METRUM-CRYOFLEX

	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
BOA MAX 2	Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego i drenażu limfatycznego, 24 wyjścia, współpraca z mankietami 12- i 24 - komorowymi	8%	16 805,01 zł
Na wyposażeniu 24 - komorowe spodnie i 24 - komorowa kurtka		8%	28 190,00 zł

MANKIETY	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Mankiet 12 - komorowy na KG		8%	2 530,01 zł
Mankiet 12 - komorowy na KD		8%	2 759,99 zł
24 - komorowa kurtka		8%	5 864,99 zł
24 - komorowe spodnie		8%	5 520,00 zł
Kpl. 3 szt. poszerzaczy do kurtki		8%	345,00 zł
Kpl. 2 szt. poszerzaczy do spodni		8%	345,00 zł

WKŁADY FOLIOWE I FIZELINOWE

	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M Opakowanie 50 szt. pojedynczych rękawów fizelinowych oddychających		8%	410,00 zł
M Opakowanie 50 szt. pojedynczych nogawek fizelinowych oddychających		8%	410,00 zł
M Opakowanie 50 szt. spodni fizelinowych oddychających		8%	546,00 zł
M Opakowanie 50 szt. kurtek fizelinowych oddychających		8%	546,00 zł
M Opakowanie 50 szt. pojedynczych rękawów fizelinowych nie oddychających		8%	546,00 zł
M Opakowanie 50 szt. pojedynczych nogawek fizelinowych nie oddychających		8%	546,00 zł
M Opakowanie 50 szt. spodni fizelinowych nie oddychających		8%	820,00 zł
M Opakowanie 50 szt. kurtek fizelinowych nie oddychających		8%	820,00 zł

4.17.3. PRESSOTERAPIA FIRMY WINBACK

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GMOVE-SUIT	Mobilny system do aktywnej kompresji	23%	13 900,00 zł

4.17.4 TERAPIA UCISKOWA FIRMY AEFITY

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M AER0101	AERIFY CHARGE RECOVERY SYSTEM BOOTS, S/M System Aerify Charge jest przenośnym urządzeniem do kompresji pneumatycznej stosowanym w celu wykonania mechanicznego masażu oraz drenażu limfatycznego kończyn dolnych. Zestaw zawiera sterownik, 1 parę mankietów dla kończyn dolnych w rozmiarze S / M oraz system przewodów.	23%	4 975,00 zł
M AER0102	AERIFY CHARGE RECOVERY SYSTEM BOOTS,L/XL System Aerify Charge jest przenośnym urządzeniem do kompresji pneumatycznej stosowanym w celu wykonania mechanicznego masażu oraz drenażu limfatycznego kończyn dolnych. Zestaw zawiera sterownik, 1 parę mankietów dla kończyn dolnych w rozmiarze L / XL oraz system przewodów.	23%	4 975,00 zł
M AER0103	AERIFY CHARGE RECOVERY SYSTEM BOOTS, S/M Z PLECAKIEM System Aerify Charge jest przenośnym urządzeniem do kompresji pneumatycznej stosowanym w celu wykonania mechanicznego masażu oraz drenażu limfatycznego kończyn dolnych. Zestaw zawiera sterownik, 1 parę mankietów dla kończyn dolnych w rozmiarze S/M, system przewodów oraz dedykowany plecak do transportu urządzenia.	23%	5 252,00 zł
M AER0104	AERIFY CHARGE RECOVERY SYSTEM BOOTS, L/XL Z PLECAKIEM System Aerify Charge jest przenośnym urządzeniem do kompresji pneumatycznej stosowanym w celu wykonania mechanicznego masażu oraz drenażu limfatycznego kończyn dolnych. Zestaw zawiera sterownik, 1 parę mankietów dla kończyn dolnych w rozmiarze L / XL, system przewodów oraz dedykowany plecak do transportu urządzenia.	23%	5 252,00 zł
M AER0105	AERIFY CHARGE RECOVERY SYSTEM BOOTS ZE SPODNIAMI System Aerify Charge jest przenośnym urządzeniem do kompresji pneumatycznej stosowanym w celu wykonania mechanicznego masażu oraz drenażu limfatycznego. Zestaw zawiera sterownik, mankiet spodnie obejmujący obie kończyny dolne i brzuch oraz system przewodów.	23%	5 252,00 zł
M AER0106	AERIFY CHARGE RECOVERY SYSTEM BOOTS ZE SPODNIAMI I PLECAKIEM Wersja stacjonarna, wyposażona dodatkowo w mobilny stojak z półką na akcesoria	23%	5 363,00 zł

AKCESORIA				
	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M	AER00011	AERIFY CHARGE RECOVERY BOOTS, S/M	Zestaw mankietów na kończyny dolne w rozmiarze S / M	23% 1 101,00 zł
M	AER00012	AERIFY CHARGE RECOVERY BOOTS, L/XL	Zestaw mankietów na kończyny dolne w rozmiarze L / XL	23% 1 101,00 zł
M	AER00021	AERIFY CHARGE RECOVERY PANTS	Mankiet spodnie (rozmiar uniwersalny)	23% 1 378,00 zł
M	AER00041	AERIFY CHARGE RECOVERY ARMS	Zastaw mankietów na kończyny górne (rozmiar uniwersalny)	23% 1 101,00 zł
M	AER00031	AERIFY CHARGE RECOVERY SHORT	Mankiet sorty (rozmiar uniwersalny)	23% 1 101,00 zł
M	AER0006	AERIFY BACPACK	Pleceak do systemu do dynamicznej kompleksi Aerify	23% 381,00 zł

4.18. MASAŻ WIBRACYJNY

4.18.1. MASAŻ WIBRACYJNY FIRMY SARL

	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	VBC-FR	VIBRACARE	Przenośne urządzenie to terapii wibracyjnej zasilane sieciowo, z wbudowanym systemem do przeprowadzania opukiwania, częstotliwość 0 - 60 Hz, waga 2 kg, wymiary (dł. x szer. x wys.) 30 x 7 x 10 cm. W zestawie RESPIRATORY THERAPY KIT lub SPORTS MEDICINE KIT (do wyboru), torba transportowa	23% 18 983,00 zł
	VBC-BH	VIBRACARE BATTERY	Wersja na baterie	23% 21 489,00 zł
	FLX24PT	FLEXIMATIC G5 PORTABLE	Przenośny aparat do mechanicznego masażu ciała za pomocą wibracji, wyposażony w aplikatory AP212, AP216, AP227 i AP230 oraz 5 osłonek AP236	23% 24 713,00 zł
	FLX24-SP	FLEXIMATIC G5	Wersja stacjonarna, wyposażona dodatkowo w mobilny stojak z półką na akcesoria	23% 28 293,00 zł

APLIKATORY				
	NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	AP209FR	Adaptor do przeprowadzania opukiwania (drenaż oskrzeli i limfatyczny)	23%	1 075,00 zł
	AP 212	Duży okrągły aplikator z gąbki do delikatnego masażu z 5 osłonkami AP235	23%	1 147,00 zł
	AP214	Kpl. 10 krążków do masażu i eksfoliacji z mocowaniem Velcro (miękkie i szorstkie)	23%	681,00 zł
	AP214CF	Kpl. 10 szorstkich krążków do eksfoliacji i peelingu z mocowaniem Velcro	23%	359,00 zł
	AP214SF	Kpl. 10 miękkich krążków do masażu i eksfoliacji z mocowaniem Velcro	23%	359,00 zł
	AP215S	Silikonowy aplikator z wypustkami do głębokiego masażu i redukcji cellulitu	23%	717,00 zł
	AP 216S	Silikonowy aplikator z 4 gumowymi kulami do głębokiego masażu mięśni	23%	717,00 zł
	AP217SD	Silikonowy aplikator półkula do masażu brzucha i refleksoterapii	23%	1 147,00 zł
	AP222	Aplikator stożkowy do masażu dłoni i stóp oraz do terapii punktów spustowych	23%	717,00 zł
	AP223	Aplikator z dwiema kulami do masażu głębokiego dużych partii mięśni	23%	717,00 zł
	AP224	Silikonowy aplikator okrągły, płaski do terapii ciepło / zimno, wypełniony żeltem	23%	1 291,00 zł
	AP225S	Silikonowy aplikator z małymi wypustkami do eksfoliacji, peelingu i poprawy krążenia	23%	717,00 zł
	AP226SD	Silikonowy aplikator z wypustkami ssącymi	23%	1 147,00 zł
	AP227	Aplikator stożek do pracy nad punktami spustowymi	23%	717,00 zł
	AP229SD	Silikonowy aplikator okrągły, płaski do terapii do drenażu oskrzeli i masażu sportowego	23%	1 075,00 zł
	AP230	Aplikator "łódka" do relaksacji i drenażu z 5 osłonkami AP236	23%	1 075,00 zł
	AP235E	Osłonka wielorazowego użytku	23%	467,00 zł
	AP236E	Osłonka wielorazowego użytku	23%	575,00 zł

4.18.2. URZĄDZENIA DO MASAŻU WIBRACYJNEGO WODĄ

	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	EKOPOMPA	Mobilne urządzenie z zamkniętym systemem obiegu wody, zasilające aparat do masażu wibracyjnego AQUAVIBRON, pojemność 7 - 10 l	8%	4 280,00 zł
	AQUAVIBRON	Aparat do masażu wibracyjnego	8%	715,00 zł

AKCESORIA				
		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	Membrana do urządzenia AQUAVIBRON		8%	20,00 zł
	Kpl. 2 szt. węży do urządzenia AQUAVIBRON		8%	250,00 zł

4.19. TERAPIA NIETRZYMANIA MOCZU

4.19.1. ELEKTROSTYMULACJA FIRMY SCHWA-MEDICO

	NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M	101454	UROSTIM 2	Dwukanałowy przenośny elektrostymulator wspomagający leczenie nietrzymania moczu lub stolca, oferujący programy do ćwiczenia mięśni dna miednicy i mięśni zwieracza, a także programy przeciwbólowe i do stymulacji ginekologicznej. Nowością są programy do zewnętrznej stymulacji mięśnia piszczelowego tylnego. Urządzenie współpracuje z elektrodami samoprzylepnymi i sondami dopochwowymi/ doodbytniczymi. Zasilany akumulatorowo, na wyposażeniu kpl. elektrod samoprzylepnych 50 x 50 mm i walizka transportowa, sondy należy dokupić osobno	8%	1 167,00 zł

AKCESORIA DO ELEKTROTHERAPII ROZDZIAŁ 4.3.2.

4.19.2. ELEKTROTHERAPIA SERII 200 FIRMY GYMNA UNIPHY

	NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--	--------	-------	------	-----	-------------

MYO 200	Dwukanałowy przenośny aparat do elektrostymulacji, EMG, feedbacku ciśnieniowego i leczenia nietrzymania moczu, wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów do elektroterapii oraz leczenia nietrzymania moczu	8%	
320290	Obudowa w kolorze białym (do wyczerpania zapasu)	8%	20 523,00 zł
320390	Obudowa w kolorze czarnym (do wyczerpania zapasu)	8%	20 523,00 zł

AKCESORIA DO ELEKTROTERAPII ROZDZIAŁ 4.1.1.

4.20. TERAPIA DYSFAGII APARATEM FIMY CHATTANOOGA

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM 5923-3	INTELECT VITALSTIM PLUS ELECTROTHERAPY SYSTEM	Przenośne urządzenie do terapii zaburzeń połykania (dysfagii) mające również zastosowanie w przypadku zaburzeń nerwowo-mięśniowych z obszaru twarzy i gardła. Posiada 4 kanały do elektrostymulacji nerwowo-mięśniowej (NMES) oraz 2 kanały do sEMG. Możliwość współpracy z komputerem PC poprzez bluetooth. Sprzęt dedykowany jest do użytku profesjonalnego. Zakup urządzenia jest ściśle związany z koniecznością odbycia odpłatnego, specjalistycznego szkolenia.	8%	18 269,00 zł
	Szkolenie VitalStim	Szkolenie z zastosowania elektrostymulacji i sEMG w zaburzeniach połykania oraz w wybranych problemach logopedycznych. Adresaci szkolenia: logopedzi, neurologopedzi, lekarze, fizjoterapeuci.	23%	2 500,00 zł

AKCESORIA				
NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM 59000	Elektrody VitalStim Large	Opakowanie obejmujące 12 zestawów jednorazowego użytku dla dorosłych	8%	985,00 zł
59005	Elektrody VitalStim Small	Opakowanie obejmujące 12 zestawów jednorazowego użytku dla dzieci	8%	985,00 zł
59043	Elektrody VitalStim Large	Opakowanie obejmujące 50 zestawów jednorazowego użytku dla dorosłych	8%	3 747,00 zł
59044	Elektrody VitalStim Large	Opakowanie obejmujące 100 zestawów jednorazowego użytku dla dorosłych	8%	7 137,00 zł
13-590500	Elektrody VitalStim ECO Large	Opakowanie obejmujące 10 zestawów jednorazowego użytku dla dorosłych	8%	409,00 zł
13-590600	Elektrody VitalStim ECO Small	Opakowanie obejmujące 10 zestawów jednorazowego użytku dla dorosłych	8%	409,00 zł
25-8080	Przewody do VITALSTIM PLUS		8%	305,00 zł
13-8083	Przewód elektrody referencyjnej do sEMG		8%	61,00 zł
13-8085	Przełącznik ręczny do VITALSTIM PLUS		8%	275,00 zł
13-8090	Ochronny rękaw gumowy do VITALSTIM PLUS		8%	123,00 zł
13-8089	Rysik do VITALSTIM PLUS		8%	49,00 zł
13-8088	Stojak do VITALSTIM PLUS		8%	123,00 zł
13-8082	Elektrody referencyjne do sEMG		8%	41,00 zł

4.21. TERAPIA HPC (HIGH PERFORMANCE COMBINATION)

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
QMD ARES CRYO-THERMAL	Kompletny system terapeutyczny składający się z lasera wysokoenergetycznego (laser 808 + 1064 nm 18 W) oraz modułu do krioterapii, termoterapii oraz terapii kontrastowej. System wyposażony jest w kolorowy, dotykowy wyświetlacz 10.1" oraz intuicyjne oprogramowanie ułatwiające zastosowanie właściwych procedur i dawek w określonych przypadkach.	8%	95 490,00 zł
QMD HELIOS CRYO-THERMAL	Kompletny system terapeutyczny składający się z lasera wysokoenergetycznego (laser 808 + 1064 + 1120 nm 24 W) oraz modułu do krioterapii, termoterapii oraz terapii kontrastowej. System wyposażony jest w kolorowy, dotykowy wyświetlacz 10.1" oraz intuicyjne oprogramowanie ułatwiające zastosowanie właściwych procedur i dawek w określonych przypadkach.	8%	119 700,00 zł

AKCESORIA				
NR REF	ROZMIAR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Q-7002 QMD ARM		Regulowane ramię do laseroterapii wyposażone w nakładkę dystansową w rozmiarze L	8%	3 900,00 zł

5. DIAGNOSTYKA NARZĄDU RUCHU

5.1. EMG i EEG

5.1.1. URZĄDZENIA DO EMG FIRMY MEGA ELECTRONICS

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
EMOTION EMG 4CH	4-kanałowy całkowicie bezprzewodowym systemem przeznaczony do szybkiej analizy EMG, oferujący precyzyjny pomiar ciała człowieka podczas ruchu dzięki zastosowaniu najnowszej technologii eMotion EMG oraz wyposażeniu każdej elektrody w miniaturowy moduł rejestracji i transmisji sygnału EMG. W skład zestawu wchodzi cztery moduły EMG, stacja dokująca dla modułów, oprogramowanie eMotion EMG, klucz komunikacji bluetooth, opakowanie 50 jednorazowych elektrod	8%	36 500,00 zł
EMOTION EMG 4CH + 3D	4-kanałowy całkowicie bezprzewodowym systemem przeznaczony do szybkiej analizy EMG, oferujący precyzyjny pomiar ciała człowieka w przestrzeni 3D podczas ruchu dzięki zastosowaniu najnowszej technologii eMotion EMG oraz wyposażeniu każdej elektrody w miniaturowy moduł rejestracji i transmisji sygnału EMG. W skład zestawu wchodzi cztery moduły EMG, każdy z akcelerometrem umożliwiającym pomiar ruchu w przestrzeni 3D, stacja dokująca dla modułów, oprogramowanie eMotion EMG, klucz komunikacji bluetooth, opakowanie 50 jednorazowych elektrod	8%	46 800,00 zł

BIOLINK	Biolink to najnowszy bezprzewodowy system do pomiaru i monitorowania biosygnalów takich jak EMG (elektromiografia), ECG (elektrokardiografia), HRV (zmiennosc pracy serca) i EEG (encefalografia). Urządzenie może rejestrować sygnał z 28 urządzeń jednocześnie (112 sygnałów) i jest idealnym rozwiązaniem do pomiarów w laboratorium i poza nim. Wykorzystując zaawansowane oprogramowanie MegaWin system pozwala na rejestrację i pełną, zaawansowaną analizę zarejestrowanych danych	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
---------	---	----	-----------------------------

5.1.2. URZĄDZENIA DO EMG FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MYO 200		Dwukanałowy przenośny aparat do elektrostymulacji, EMG, feedbacku ciśnieniowego i leczenia nietrzymania moczu, wyposażony w standardowy zestaw akcesoriów do elektroterapii oraz leczenia nietrzymania moczu	8%	
320290		Obudowa w kolorze białym (do wyczerpania zapasu)	8%	20 523,00 zł
320390		Obudowa w kolorze czarnym (do wyczerpania zapasu)	8%	20 523,00 zł

AKCESORIA DO ELEKTROTERAPII ROZDZIAŁ 4.1.1.

5.2. URZĄDZENIA DO ANALIZY RUCHU

5.2.1. URZĄDZENIA FIRMY SIMI

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM AKTISYS 2D	Łatwy w obsłudze system do klinicznej analizy ruchu (pomiar odległości, pomiar kątów w przestrzeni 2D), analiza 2D w czasie rzeczywistym, oprogramowanie z protokołami klinicznymi, 1 kamera 100 kl / sek (0.3 MP) na statywie, zestaw markerów, laptop	23%	79 335,00 zł
IM AKTISYS 3D	Łatwy w obsłudze system do klinicznej analizy ruchu (pomiar odległości, kątów w przestrzeni 3D), analiza 3D w czasie rzeczywistym, oprogramowanie z protokołami klinicznymi, 2 kamery 100 kl / sek (0.3 MP) na statywie, zestaw markerów, laptop	23%	123 000,00 zł
SIMI MOTION 3D CAPTURE LAB	System do badań laboratoryjnych z wykorzystaniem kompleksowej analizy ruchu (m.in. pomiar odległości, kątów w przestrzeni 3D dla zaawansowanych użytkowników), oprogramowanie, 8 kamer 105 kl / sek (2 MP) na statywach, zestaw markerów, stacja robocza do obsługi, możliwość rozbudowy systemu o platformę do pomiaru siły, system sEMG, platformę tensometryczną	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

5.2.2. SYSTEM DO ANALIZY ROZKŁADU CIŚNIEŃ FIRMY TEKSCAN

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM MV1	MATSCAN VERSATEK SYSTEM	System do analizy ciśnień w postaci maty podłogowej, zawierający czujniki pomiarowe oraz oprogramowanie	8%	97 200,00 zł
IM CCV1	CONFORMAT VERSATEK SYSTEM	System do analizy rozkładu ciśnień w pozycji siedzącej, zestaw zawiera czujniki pomiarowe, oprogramowanie i torbę do przenoszenia	8%	69 660,00 zł
IM FVW2	F-SCAN VERSATEK WIRELESS SYSTEM	System do analizy rozkładu ciśnień w postaci wkładek do obuwia, komunikujący się bezprzewodowo, zestaw zawiera czujniki pomiarowe, oprogramowanie i torbę do przenoszenia	8%	124 200,00 zł
IM SRSW 3	STANDARD	System Modułowy system do analizy tensometrycznej o standardowej rozdzielczości 0,97 czujnika / cm² i powierzchni pomiarowej 0.65 x 1.95 m.	8%	224 460,00 zł
IM HRSW 3	HIGH RESOLUTION STRIDEWAY SYSTEM	System Modułowy system do analizy tensometrycznej o wysokiej rozdzielczości 3,88 czujnika / cm² i powierzchni pomiarowej 0.65 x 1.95 m.	8%	324 000,00 zł

5.2.3. SYSTEM DIAGNOSTYCZNO - REHABILITACYJNY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM HUMAC NORM		Zaawansowany system diagnostyczno-pomiarowy. HUMAC® NORM to urządzenie do pomiarów i fizjoterapii przeznaczone dla szpitali, przychodni, klinik, gabinetów fizjoterapii i laboratoriów badawczych. Jedna maszyna HUMAC® NORM oferuje możliwość wykonania 22 wzorców izolowanego ruchu stawów, zastosowania czterech trybów pracy (izokinetycznego, izometrycznego, izotonicznego i trybu biernego) oraz otrzymania różnorodnych raportów, aby spełnić potrzeby współczesnych badaczy i klinicystów w zakresie pomiarów i ćwiczeń.	8%	351 000,00 zł

5.3. DROBNY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY I POMIAROWY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
12-1011		Goniometr metalowy palcowy 180° z długimi ramionami 6"/15 cm	8%	237,00 zł
12-1015		Goniometr metalowy palcowy 150° 3"/7 cm	8%	209,00 zł
12-1110		Faldomierz metalowy	8%	1 083,00 zł
12-0240		Dynamometr hydrauliczny ręczny	23%	2 115,00 zł
12-1201		Taśma antropometryczna GULICKA	8%	107,00 zł
12-1112		Faldomierz plastikowy	8%	107,00 zł
12-1056		Inklinometr bąbelkowy	8%	395,00 zł
12-1057		Inklinometr cyfrowy	8%	721,00 zł
12-1099		Plastikowy skoliometr	8%	263,00 zł
12-1230		Cyrkiel kabłąkowy Martina	8%	223,00 zł
12-1231		Cyrkiel kabłąkowy Collyera	8%	181,00 zł
12-1406		Tester unerwienia dłoni	23%	2 135,00 zł
12-1407		Tester unerwienia stopy	23%	2 135,00 zł
12-1043		Profesjonalny zestaw goniometrów metalowych	8%	1 233,00 zł
12-0601		Miernik nacisku (chwyt szczypcowy) 0 - 22,5 kg	23%	2 597,00 zł

12-1091	Skolimetr	8%	859,00 zł	
12-0381W	MicroFet 2 ręczny tester siły mięśni	23%	8 563,00 zł	
12-0293	Dynamometr gruszkowy, ściskowy dziecięcy	8%	395,00 zł	
12-0291	Dynamometr gruszkowy, ściskowy dla dorosłych	8%	395,00 zł	
12-0388	Dynamometr uniwersalny typu "pchaj- ciągnij"	8%	4 959,00 zł	
12-1002	Goniometr plastikowy 360° 6"/15 cm	8%	37,00 zł	
12-1001	Goniometr plastikowy 360° 8"/20 cm	8%	49,00 zł	
12-1000	Goniometr plastikowy 360° 12"/30 cm	8%	85,00 zł	
12-1040	Goniometr metalowy 180° 8"/20 cm	8%	205,00 zł	
12-1041	Goniometr metalowy 180° 14"/55 cm	8%	251,00 zł	
12-1020	Goniometr metalowy 180° 18"/45 cm	8%	305,00 zł	
12-1050	Goniometr metalowy 360° 14"/35 cm	8%	291,00 zł	
12-1500	Młotek TAYLORA	8%	25,00 zł	
12-1510	Młotek BUCKA	8%	37,00 zł	
12-1520	Młotek neurologiczny BABIŃSKIEGO	8%	61,00 zł	
12-1492	Przyrząd do badania czucia w kształcie dysku	8%	211,00 zł	
12-1450	Radio Wartenburga	8%	71,00 zł	
12-1441	Dolorimetr (algorimetr) urządzenie do testu czucia bólu	8%	859,00 zł	
12-1156	CROM DELUXE	Urządzenie do pomiaru zgięcia, wyprostu, zgięcia bocznego i rotacji szyjnego odcinka kręgosłupa oraz protrakcji głowy	23%	3 865,00 zł
12-0380	LAFAYETTE	Ręczny tester siły mięśni	23%	11 999,00 zł
12-3141	Tablica PEGBOARD z 9 otworami	8%	139,00 zł	

6. DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA

6.1.URZĄDZENIA DO DIAGNOSTYKI NEUROLOGICZNEJ

6.1.1. EMG I EEG FIRMY DEYMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM TRUTRACE EMG 2CH TRAVELER	Zestaw z 2 - kanałową głowicą, walizka transportowa, komputer typu laptop z zasilaczem medycznym i podstawą z wbudowaną klawiaturą i głowicą, oprogramowanie do badań NCS, EMG, stymulator elektryczny i akcesoria	8%	69 660,00 zł
IM TRUTRACE EMG 2CH	Zestaw z 2 - kanałową głowicą, wózek z wbudowanym komputerem PC z drukarką, zasilacz medyczny do wózka, monitor LCD, oprogramowanie do badań NCS, EMG, stymulator elektryczny i akcesoria	8%	73 980,00 zł
IM TRUSCAN EEG 24CH	Zestaw z 24 - kanałową głowicą, wózek z wbudowanym komputerem PC z drukarką, zasilacz medyczny do wózka, monitor LCD, ramię z fotostymulatorem, oprogramowaniem do akwizycji i analizy z mappingiem	8%	73 980,00 zł
IM TRUSCAN EEG 32CH	Zestaw z 32 - kanałową głowicą, wózek z wbudowanym komputerem PC z drukarką, zasilacz medyczny do wózka, monitor LCD, ramię z fotostymulatorem, oprogramowaniem do akwizycji i analizy z mappingiem	8%	76 680,00 zł

6.1.2 MAGNETYCZNA STYMULACJA PRZECZASZKOWA FIRMY DEYMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM DUOMAG TMS XT-35	Aparat rTMS z aplikatorem chłodzonym cieczą BF - 70 i częstotliwością próbkowania do 35 Hz, wózkiem z wbudowanym modułem MEP	8%	205 200,00 zł
IM DUOMAG TMS XT-100	Aparat rTMS z aplikatorem chłodzonym cieczą BF - 70 i częstotliwością próbkowania do 100 Hz, wózkiem z wbudowanym modułem MEP	8%	224 460,00 zł

6.1.3 SYSTEM POMIAROWY SYGNAŁÓW EEG FIRMY MEGA ELECTRONICS

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
NEURONE	System pomiarowy sygnałów EEG współpracujący z przeczaszkową stymulacją magnetyczną do oceny neurologicznej i psychologicznej	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

7. REHABILITACJA NEUROLOGICZNA I FUNKCJONALNA

7.1. REEDUKACJA CHODU

7.1.1. URZĄDZENIA DO REEDUKACJI CHODU FIRMY HOCOMA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LOKOMAT PRO	Zestaw ze wzmocnionym sprzężeniem zwrotnym - wysokospecjalistyczne urządzenie do treningu chodu. Napędzane elektrycznie stawy biodrowe i kolanowe, ortozy regulowane w zakresie długości uda 350 do 470 mm, oprogramowanie Lokocontrol. Narzędzia diagnostyczne: pomiar jakości chodu L-WALK, pomiar siły w stawie biodrowym i kolanowym L-FORCE, pomiar biernego zakresu ruchów w stawie biodrowym i kolanowym L-ROM, pomiar sztywności mechanicznej stawu biodrowego i kolanowego L- STIFF. Dynamiczny system odciążenia LEVI® o regulacji 0 - 85kg. Zestaw uprząży dla pacjenta rozmiary S, SM, M i L. Pochylnia dla wózka inwalidzkiego. Bieżnia z regulowanymi poręczami, prędkość 0 - 10 km/h. 15" monitor dotykowy do obsługi oprogramowania, 32" LCD monitor do wizualizacji wraz z oprogramowaniem oraz możliwością stosowania środowisk wirtualnych do motywowania pacjenta w czasie treningu, akustyczne stereo. max. waga pacjenta: 135 kg. Kolor: biały (RAL 9002). Wymiary: 350 x 155 x 239 cm (dł. x szer. x wys.). Wymagana przestrzeń: 500 x 400 x 250 cm (dł. x szer. x wys.). Zasilanie: 230 V / 50 Hz	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
LOKOMAT NANOS	Urządzenie do treningu lokomotorycznego z napędzanymi elektrycznie stawami biodrowym i kolanowym. Ortezy regulowane w zakresie długości uda od 350 do 470 mm. Oprogramowanie LOKOCONTROL -prędkość, synchronizacja ortozy z bieżnią, współczynnik długości kończyny, dopasowanie parametrów chodu (kolano, biodro). Sprzężenie zwrotne umożliwiające wizualizację aktywności pacjentów. Zestaw uprząży dla pacjenta rozmiary S, SM, M i L. Pochylnia dla wózka inwalidzkiego. Poprzeczki o regulowanej szerokości i wysokości. Ekran dotykowy, ekran pacjenta. System odciążenia Levi, bieżnia 115 x 50 cm, kolor: biały (RAL 9002)	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
FREE D	Moduł do systemu LOKOMAT PRO, z ortezami dla osób dorosłych, pozwalający na reedukację chodu z aktywacją ruchów miednicy	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
ORTEZY PEDIATRYCZNE	Moduł pediatryczny do wersji LOKOMAT PRO-wymienny zestaw ortez przewidziany dla pacjentów pediatrycznych o długości uda w zakresie 210 to 350 mm. Zestaw zawiera mankiety i uprząż dla dzieci	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

7.1.2. URZĄDZENIA DO REEDUKACJI CHODU FIRMY WOODWAY/LOKOHHELP

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LOKOSTATION 55	System do reedukacji chodu do podwieszeń symetrycznych i asymetrycznych, wyposażony w centralnie umieszczoną mechaniczną wyciągarkę na pojedynczym ramieniu do utrzymania pacjenta w pionie, udźwig 2 x 38 kg, zintegrowana waga mechaniczna, dwupunktowa uprząż, 2 regulowane siedziska dla terapeuty. Zestaw przystosowany do obsługi bieżni z pasem o szerokości 55 cm, bez bieżni	8%	110 843,00 zł
LOKOSTATION 55 Z WYCIĄGARKĄ ELEVETA	Zestaw jak wyżej, z elektryczną wyciągarką ELEVETA	8%	162 709,00 zł
LOKOSTATION 70	System do reedukacji chodu do podwieszeń symetrycznych i asymetrycznych, wyposażony w centralnie umieszczoną mechaniczną wyciągarkę na pojedynczym ramieniu do utrzymania pacjenta w pionie, udźwig 2 x 38 kg, zintegrowana waga mechaniczna, dwupunktowa uprząż, 2 regulowane siedziska dla terapeuty. Zestaw przystosowany do obsługi bieżni z pasem o szerokości 70 cm, bez bieżni	8%	121 029,00 zł
LOKOSTATION 55 Z WYCIĄGARKĄ ELEVETA	Zestaw jak wyżej, z elektryczną wyciągarką ELEVETA	8%	169 655,00 zł

UPRZĘŻE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
VENUS	Uprząż do ćwiczeń dla dorosłych, rozmiary S, M, L i XL	23%	5 855,00 zł
WILLI	Uprząż do ćwiczeń dla dzieci, mała waga	23%	4 723,00 zł
TIGER	Bardzo mała uprząż do ćwiczeń dla dzieci	23%	4 723,00 zł
WYŚCIOŁKA	Wewnętrzna wyściółka do upręży	23%	625,00 zł
OPASKA	Gumowa opaska stabilizująca biodra	23%	977,00 zł
MOCOWANIE	Mocowanie upręży	23%	765,00 zł

BIEŻNIE WOODWAY ROZDZIAŁ 12.12.4.

7.1.3. BIEŻNIE DO REEDUKACJI CHODU Z BIOFEEDBACKIEM FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
BIEŻNIA AXELERO GAIT&BALANCE	Profesjonalna bieżnia rehabilitacyjna przeznaczona do treningu zaburzeń wzorca chodu i równowagi. Kontrolowanie parametrów chodu w czasie rzeczywistym, pas bieżni o wymiarach 140x52, dokładność regulacji prędkości pasa 0,1 km, regulowane poręcze na całej długości bieżni, platforma stabilometryczna, tablet o przekątnej 32". Możliwość współpracy z systemem do dynamicznego odciążenia pacjenta Eleveo.	8%	108 000,00 zł

7.1.4. BIEŻNIE DO REEDUKACJI CHODU Z BIOFEEDBACKIEM FIRMY DIH

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
BIEŻNIA C-Mill VR	Bieżnia do prowadzenia treningu i diagnostyki chodu z wykorzystaniem biofeedbacku. Pas bieżni o wymiarach 300x70 cm. System wyposażony w ramę bezpieczeństwa z uprzążami. Ekran pacjenta 60", rzutnik do wyświetlania przeszkód i zadań na powierzchni pasa.	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
BIEŻNIA C-Mill VR+	Bieżnia do prowadzenia treningu i diagnostyki chodu z wykorzystaniem biofeedbacku. Pas bieżni o wymiarach 300x100 cm. System wyposażony w zintegrowany mechanizm do odciążenia pacjenta BWS z uprzążami. Ekran pacjenta 60", rzutnik do wyświetlania przeszkód i zadań na powierzchni pasa.	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

7.1.5. DYNAMICZNY SYSTEM ODCIĄŻENIA FIRMY MEDEN-INMED

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ELEVEO	Nowoczesny system odciążenia pacjenta służący do jednoczesnej kontroli odciążenia, postawy oraz balansu na bieżni i na stałym podłożu. Elektryczna regulacja wysokości, wbudowany akumulator, 4 koła jezdne, możliwość odciążenia pacjenta o wadze do 135 kg, wyświetlacz pokazujący wartość odciążenia stanowiący biofeedback dla pacjenta oraz informację dla terapeuty		8%	27 972,00

7.1.6. CHODZIK NEUROLOGICZNY FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
FREEWALKER	Chodzik neurologiczny z regulacją wysokości. Możliwość oparcia ciała o tapicerowane wsporniki w celu odciążenia kończyn dolnych. Solidna konstrukcja wyposażona w 4 koła kierunkowe	8%	2 268,00

7.1.7. STÓŁ DO WCZESNEJ PIONIZACJI Z OPCJĄ KROCZENIA FIRMY HOCOMA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ERIGO BASIC	Specjalistyczny stół terapeutyczny do wertykalizacji pacjentów neurologicznych, umożliwiający cykliczne obciążenie i ruch nóg, przeciwdziałające negatywnym efektom długotrwałego leżenia, z mechanicznym obciążeniem nóg i regulacją wysokości, wyposażony w regulowaną uprząż	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
ERIGO PRO	Urządzenie ERIGO BASIC rozbudowane o stymulację FES, pozwalające na zgięcie w biodrze w zakresie 0° - 10° oraz wprowadzenie zróżnicowanych wzorców kroczenia, wyposażone dodatkowo w uprząż stabilizującą głowę oraz wskaźnik obciążenia nóg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

7.1.8. STOŁY PIONIZACYJNE

7.1.8.1. STOŁY FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
-------	------	-----	-------------

VERTIMO CLASSIC	Jednoczęściowy stół do pionizacji ze stałą wysokością i elektryczną regulacją kąta pionizacji, wyposażony wrelingi i pasy stabilizacyjne. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	7 076,00 zł
VERTIMO HI-LO	Jednoczęściowy stół do pionizacji z elektryczną regulacją kąta pionizacji i wysokości, wyposażony w relingi i pasy stabilizacyjne oraz 4 koła kierunkowe z hamulcem. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	8 754,00 zł
VERTIMO HI-LO DUO	Opcja do stołu w wersji HI-LO z dwuczęściowym leżyskiem z elektryczną regulacją kąta wychylenia i wysokości, z regulowanym zagłówkiem pozwalającym na wygodne wykonywanie zabiegów fizykoterapii, wyposażony wrelingi i pasy stabilizacyjne oraz 4 koła kierunkowe z hamulcem. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	9 465,00 zł

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PREMIUM	Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurwedy	8%	495,00 zł
PODPORA	Uniwersalna podpora ręki (prawej lub lewej) montowana do relingów	8%	454,00 zł
STOLIK	Stolika pacjenta o regulowanej wysokości montowany do relingów	8%	1 495,00 zł
 PASY STABILIZACYJNE	Komplet pasów mocujących umożliwiających utrzymanie wymaganej pozycji ciała pacjenta	23%	275,00 zł

BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

7.1.9. SYMULATOR CHODU FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PIO - z pojedynczym podparciem tułowia	Symulator chodu dla pacjentów z niedowładem lub bezwładem kończyn dolnych, umożliwia wykonywanie kompleksowych ćwiczeń w pozycji pionowej - mechanika ruchu kończyn dolnych napędzana jest ruchem kończyn górnych, elektroniczny rejestrator czasu i ilości kroków, sygnał informujący o zakończeniu zaprogramowanego czasu ćwiczeń, blat pomocniczy umożliwiający położenie na nim np. książki	8%	12 879,00 zł
PIO - z podwójnym podparciem tułowia	Symulator chodu dla pacjentów z niedowładem lub bezwładem kończyn dolnych, umożliwia wykonywanie kompleksowych ćwiczeń w pozycji pionowej - mechanika ruchu kończyn dolnych napędzana jest ruchem kończyn górnych, elektroniczny rejestrator czasu i ilości kroków, sygnał informujący o zakończeniu zaprogramowanego czasu ćwiczeń, blat pomocniczy umożliwiający położenie na nim np. książki	8%	13 959,00 zł
PIO DLA DZIECI - z pojedynczym podparciem tułowia	Symulator chodu dla dzieci	8%	12 879,00 zł
PIO DLA DZIECI -z podwójnym podparciem tułowia	Symulator chodu dla dzieci	8%	13 959,00 zł

7.1.10. PARAPODIA STATYCZNO - DYNAMICZNE MEDICA MEDIZINTECHNIK

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
THERA TRAINER BALO STANDARD 536	Parapodium służące do pionizacji pacjenta, blokowane rolki transportowe, system mocujący przodostopia i zapietki, mechanizm blokujący umożliwiający trening stania, mechanizm odblokowujący umożliwiający trening dynamiczny z możliwością odchyłania pozycji pacjenta do 6° lub 11° w każdym kierunku, peloty kolanowe, peloty biodrowe, prowadniki/uchwyty do rąk, stol terapeutyczny z poduszka brzuszna, oprogramowanieTHERA Soft. Z zestawem komputerowym	8%	54 000,00 zł
THERA TRAINER BALO COMFORT DLA DZIECI	Parapodium służące do pionizacji pacjenta, mechanizm blokujący umożliwiający trening stania, mechanizm odblokowujący umożliwiający trening dynamiczny z możliwością odchyłania pozycji pacjenta do 6° lub 11° w każdym kierunku, blokowane rolki transportowe, zapietki, peloty kolanowe, peloty biodrowe, prowadniki/uchwyty do rąk, stol terapeutyczny z poduszka brzuszna, windę elektryczną służącą do pionizacji. Z zestawem komputerowym	8%	77 220,00 zł

7.1.11. SYSTEMY DO ZOGNISKOWANEJ WIBRACJI PROPRIOPCEPTYWNEJ

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
VIBRAMOOV PHYSIO	Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji sensomotorycznej. Terapia za pomocą 2 sensorów.		66 420,00 zł
VIBRAMOOV PROFESSIONAL	Urządzenie do kompleksowej rehabilitacji sensomotorycznej. Terapia za pomocą 12 sensorów. Zestaw akcesoriów do terapii z wózkiem z szufladami. W zestawie fotel oraz podnośnik do odciążenia kończyn.		IND

7.2. ROTORY NEUROLOGICZNE

7.2.1. ROTORY FIRMY KINETEC

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4621009102	KINEVIA	Elektryczny rotor do indywidualnej terapii kończyn dolnych, oferujący trening pasywny i aktywny oraz symetryczny, wyposażony w dotykowy panel sterujący pracą urządzenia, możliwość ćwiczenia siedząc na krześle lub wózku inwalidzkim	8%	22 007,00 zł
4621009002	KINEVIA DUO	Wersja do jednoczesnego ćwiczenia kończyn dolnych i górnych	8%	27 977,00 zł
AKCESORIA				
NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4665009956		Mocowanie dla ręki rozmiar 2 (mężczyźni) - 1 szt.	8%	331,00 zł
4665009964		Mocowanie dla ręki rozmiar 1 (kobiety) - 1 szt.	8%	331,00 zł
4665009972		Mocowanie dla reki rozmiar 0 (dzieci) - 1 szt.	8%	331,00 zł
4665010119		Komplet prowadnic dla ramion	8%	2 677,00 zł
4665009477		Komplet prowadnic dla nóg, podpierających tydki	8%	1 063,00 zł
4665010870		Komplet mocowań na stopy	8%	3 541,00 zł
4665040001		Komplet wkładek pediatrycznych do mocowań na stopy	8%	3 069,00 zł

7.2.2. ROTORY FIRMY MEDICA MEDIZINTECHNIK

7.2.2.1. ROTORY KD

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Thera - Trainer Tigo 528+	Rotor do terapii kończyn dolnych, podstawa z kółami transportowymi, pilotem sterujący, 2,7" z kolorowym ekranem i uchwytem mocującym, trzymacze podudzi, silnik 240 W i programem rozluźnienia spastyki.	8%	27 941,00 zł
Thera-Trainer Tigo 562	Rotor do terapii kończyn dolnych, pedały zaopatrzone w korby z dwustopniową regulacją promienia obrotu, trzymacze łydek, kółka transportowe, kierownica z uchwytem terapeutycznym, pilot sterujący 2,7" z kolorowym ekranem, silnik 240 W, rozluźnianie spastyki.	8%	30 602,00 zł

7.2.2.2. ROTORY KG i KD

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Thera-Trainer MObi	Rotor do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych. Płaska podstawa, pilot sterujący 2,7" z kolorowym ekranem. Łatwe beznarzędziowe przełożenie rotora z kończyn dolnych na górne. Silnik 100 W. Zalecany do użytku domowego lub placówek geriatrycznych.	8%	17 297,00 zł
Thera-Trainer Tigo 566	Rotor do rehabilitacji kończyn dolnej i górnej z pilotem sterującym. Silnik 240 W, rozluźnianie spastyki, trzymacze podudzi, kółka transportowe, uchwyty terapeutyczne, zamocowania przedramion, 2,7" z kolorowym wyświetlaczem.	8%	38 586,00 zł
Thera-Trainer Tigo 630 + Trzymacze Łydek	Profesjonalny rotor do terapii pasywnej i aktywnej kończyn dolnych i górnych wyposażony w kolorowy 7", korby z dwustopniową regulacją promienia obrotu i trzymaczy podudzi z biofeedback'iem i treningiem symetrii. Silnik 240 W	8%	37 255,00 zł
Thera-Trainer Tigo 632 + Trzymacze Łydek	Profesjonalny rotor do terapii pasywnej i aktywnej kończyn dolnych i górnych, wyposażony w kolorowy monitor dotykowy 7" (z rozbudowaną gamą programów terapeutycznych, grammi terapeutycznymi oraz łączem BLUETOOTH), korby z dwustopniowa regulacją promienia obrotu i trzymaczy podudzi z biofeedback'iem i treningiem symetrii. Silnik 240 W	8%	44 573,00 zł
Thera Trainer Bemo 618	Rotor przyłóżkowy do terapii kończyn górnych lub dolnych. Kółka transportowe, moduł KKG do terapii kończyn górnych, uchwyty terapeutyczne, moduł KKD do terapii kończyn dolnych - mocowanie stóp, trzymacze łydek, pilot sterujący 2,7 ", rozluźnianie spastyki	8%	91 808,00 zł

7.2.3. ROTORY FIRMY RECK MOTOMED

7.2.3.1. ROTORY KD

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
260.010	MOTOMED LOOP.L	Urządzenie do treningu nóg, wymiary 70 x 60 x 107-122 cm, ciężar 31 kg, max. waga użytkownika 135 kg	8%	18 507,00 zł
260.040	MOTOMED LOOP P.L PARKINSON	Urządzenie do treningu nóg (90 obr./min) wymiary 70 x 60 x 107 - 122 cm, ciężar 33 kg, max. waga użytkownika 135 kg	8%	19 565,00 zł
260.070	MOTOMED LOOP KIDZ.L	Urządzenie do treningu nóg z prowadnicami dla dzieci, wymiary 70 x 60 x 107 - 122 cm, ciężar 31 kg, max. waga użytkownika 135 kg	8%	18 507,00 zł
Opcjonalna konfiguracja produktu				
265.002		Sprężyna gazowa do regulacji wysokości	8%	1 164,00 zł
265.001		Specjalna podstawa o zredukowanej wysokości	8%	1 809,00 zł
Akcesoria				
303.000		Prowadnice na podudzia pokryte specjalnym materiałem do demontacji (para) dla LOOP.L, PARKINSON, LOOP	8%	1 164,00 zł
265.004		Szybkie wpięcie stóp (QuickFix) dla LOOP.L, PARKINSON, LOOP.KIDZ.L	8%	2 755,00 zł
507.020		Dokładne ustawienie promienia zamachu pedałów (trener nóg, para) dla LOOP.L, PARKINSON, LOOP KIDZ.L	8%	3 702,00 zł
100.000		Zabezpieczenie przeciw-wywrotowe do fotela inwalidzkiego dla PARKINSON	8%	1 058,00 zł

7.2.3.2. ROTORY KG

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
260.020	MOTOMED LOOP.A	Urządzenie do treningu ramion/-górnej części tułowia, wymiary 70 x 60 x 107 - 122 cm, ciężar 28 kg, max. waga użytkownika 135 kg	8%	17 450,00 zł
260.080	MOTOMED LOOP KIDZ.A	Urządzenie do treningu ramion/-górnej części tułowia dla dzieci, wymiary 70 x 60 x 107 - 122 cm, ciężar 28 kg, max. waga użytkownika 135 kg	8%	17 450,00 zł
Opcjonalna konfiguracja produktu				
265.002		Sprężyna gazowa do regulacji wysokości	8%	1 164,00 zł
265.001		Specjalna podstawa o zredukowanej wysokości	8%	1 809,00 zł
Akcesoria				
562.000		Mankiety do mocowania nadgarstków (dwie sztuki) dla LOOP.A	8%	635,00 zł
562.020		Mankiety do mocowania nadgarstków rozmiar "s"(para) dla LOOP KIDZ.A	8%	635,00 zł
555.000		Uchwyty na dłonie typu tetra (dwie sztuki) dla LOOP.A, LOOP KIDZ	8%	1 798,00 zł
557.000		Pionowe uchwyty na dłonie z podpórką pod dłoń (para) dla LOOP.A	8%	899,00 zł
556.004		Podpórki na przedramiona z mankietami na ramiona rozmiar "S"(para) dla LOOP KIDZ.A	8%	2 010,00 zł
100.020		Zabezpieczenie przeciw-wywrotowe do fotela inwalidzkiego dla dzieci dla LOOP KIDZ.A	8%	1 058,00 zł

7.2.3.3. ROTORY KG i KD

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
260.030	MOTOMED LOOP.LA	Urządzenie do treningu nóg lub ramion/górnej części tułowia, wymiary 70 x 60 x 107 - 122, ciężar 33 kg, max. waga użytkownika 135 kg	8%	22 738,00 zł
260.060	MOTOMED LOOP P.LA PARKINSON	Urządzenie do treningu nóg lub ramion/górnej części tułowia (90 obr./min.), wymiary 70 x 60 x 107 - 122, ciężar 33 kg, max. waga użytkownika 135 kg	8%	23 795,00 zł
260.090	MOTOMED LOOP KIDZ.LA	Urządzenie do treningu nóg lub ramion/górnej części tułowia z prowadnicami dla dzieci, wymiary 70 x 60 x 107 - 122, ciężar 33 kg, max. waga użytkownika 135 kg	8%	22 738,00 zł

Opcjonalna konfiguracja produktu			
265.002	Sprężyna gazowa do regulacji wysokości	8%	1 164,00 zł
265.001	Specjalna podstawa o zredukowanej wysokości	8%	1 809,00 zł
Akcesoria			
303.000	Prowadnice na podudzia pokryte specjalnym materiałem do dezynfekcji (para) dla LOOP.LA, PARKINSONA, LOOP.KIDZ	8%	1 164,00 zł
265.004	Szybkie wpięcie stóp (QuickFix) dla LOOP.LA, PARKINSONA, LOOP.KIDZ	8%	2 755,00 zł
507.020	Dokładne ustawienie promienia zamachu pedałów (trener nóg, para) dla LOOP.LA	8%	3 702,00 zł
562.020	Mankiety do mocowania nadgarstków rozmiar "s"(para) dla LOOP KIDZ	8%	635,00 zł
100.000	Zabezpieczenie przeciw-wywrotowe do fotela inwalidzkiego dla LOOP.LA	8%	1 058,00 zł
557.000	Pionowe uchwyty na dłonie z podpórką pod dłoni (para) dla PARKINSON	8%	899,00 zł

7.2.4. SYSTEMY DO REHABILITACJI RESTORATIVE THERAPIES iFES

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
M Rotor RT 300 SLSA	Rotor do terapii pacjentów neurologicznych wyposażony w 6-kanałowy stymulator FES oraz moduł biofeedback. Moduł terapii kończyn górnych, kończyn dolnych oraz tułowia	8%	164 700,00 zł
M Rotor RT 300 SL	Rotor do terapii pacjentów neurologicznych wyposażony w 6-kanałowy stymulator FES oraz moduł biofeedback. Moduł terapii kończyn dolnych oraz tułowia	8%	129 600,00 zł
M Dodatkowy 6-kanałowy moduł FES		8%	46 900,00 zł
M System rehabilitacji funkcjonalnej FES XCITE 2	System do terapii iFES z wykorzystaniem ćwiczeń funkcjonalnych (40 ćwiczeń) tj. nauka jedzenia, wstawania, mycia zębów. 12-kanałowy stymulator FES ze sterowaniem za pomocą ekranu dotykowego.	8%	164 700,00 zł

7.3. REHABILITACJA FUNKCJONALNA KOŃCZYNY GÓRNEJ

7.3.1. URZĄDZENIA FIRMY HOCOMA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ARMEO SPRING	Urządzenie z zaawansowanym mechanizmem sprężynowym odciążającym kończynę górną; orteza z mechanizmem sprężynowym (służy do regulacji kompensacji ciężaru kończyny w trakcie ruchu, w pełnym wymiarze pracy stawu w przestrzeni 3D); dodatkowe stopnie swobody (umożliwiają zginanie nadgarstka); opcja szybkiego i łatwego ustawienia ramienia (dla lewej i prawej kończyny pacjenta). Orteza dostosowana do osób z: długością przedramienia w przedziale od 290 do 390 mm oraz długością górnej części ramienia w przedziale od 220 do 310 mm); uchwyt wyposażony w czujniki nacisku (przeznaczony jest do oceny funkcji chwytu); jednostka ARMEO CONTROL PC; oprogramowanie ARMEO CONTROL (posiada funkcję biofeedbacku); oprogramowanie z zestawem 20 funkcjonalnych ćwiczeń o dużej intensywności (ćwiczenia w formie gier-mają na celu trening kończyny górnej, rozwijają jej mobilność i motywują pacjenta, różne poziomy trudności ćwiczeń mają za zadanie koordynować ruch nadgarstka i ramienia)	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
ARMEO SPRING PEDIATRIC	Urządzenie ARMEO SPRING z zaawansowanym mechanizmem sprężynowym odciążającym kończynę górną w wersji pediatrycznej	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
ARMEO SENSO	Urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych. W zestawie laptop, moduł odciążenia ramienia, czujniki kończyny górnej, czujnik tułowia i chwytu.	8%	69 660,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MANOVO SPRING	Moduł do urządzenia ARMEO SPRING umożliwiający rehabilitację dłoni za pomocą wizualnego feedbacku	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
ARMEO POWER	Zrobotyzowane ramię pozwalające na wykonywanie pełnego ruchu w przestrzeni 3D; system pozycjonowania umożliwiający wyznaczenie zakresu ruchu w zgodzie z naturalnym wzorcem i możliwościami pacjenta; rolki transportowe zapewniające mobilność urządzenia, elektryczna kolumna podnosząca (zapewnia regulację wysokości w zakresie 400 mm); orteza dostosowana do osób z długością przedramienia w przedziale od 310 do 400 mm oraz długości górnej części ramienia w przedziale od 250 do 340 m; mankiety do mocowania kończyny górnej do ortezy; uchwyt wyposażony w czujniki nacisku przeznaczony do oceny funkcji chwytu z możliwością jego usunięcia; pełne oprogramowanie ARMEO POWER	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

7.3.2. URZĄDZENIA FIRMY REATOUCH LITE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
REATOUCH LITE	System do terapii funkcjonalnej kończyn górnych (trening jednorącz i oburącz). Ekran dotykowy 32". Regulowana wysokość ekranu w zakresie 55 do 121 cm. Zestaw manipulatorów.		108 000,00 zł

7.3.3. URZĄDZENIE NEUROFORMA FIRMY TITANIS

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
NEUROFORMA	Stanowisko dla ośrodków z bezterminową licencją, w zestawie stelaż i komputer oNeuroforma dla ośrodków - bezterminowa licencja: ■21 000 zł netto + 8% VAT (1680 zł) = 22 680,00 zł brutto oNeuroforma dla ośrodków - akcesoria: ■5 600 zł netto + 23% VAT (1288 zł) = 6 888,00 zł brutto		29 568,00 zł
NEUROFORMA Z KONTROLĄ RÓWNOWAGI	Stanowisko dla ośrodków z bezterminową licencją, w zestawie stelaż i komputer, bezprzewodowa platforma posturograficzna z monitoringiem parametrów równowagi i składaną barierką asekuracyjną, bezterminowa licencja. o Neuroforma dla ośrodków + moduł kontroli równowagi - bezterminowa licencja: ■30 000 zł netto + 8% VAT (2400 zł) = 32 400 zł brutto oNeuroforma dla ośrodków + moduł kontroli równowagi -akcesoria ■8500 zł netto + 23% VAT (1955 zł) = 10 455 zł brutto		42 855,00 zł
OPCJE			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO

RAMIĘ ODCIĄŻAJACE	Mobilne urządzenie funkcjonalne odciażające kończyny górne, z regulowanym stopniem odciażenia, bezterminowa licencja		
	oNeuroforma dla ośrodków - moduł ramię odciażające - bezterminowa licencja:		25 920,00 zł
	■10 000 zł netto + 8% VAT (800 zł) = 10 800 zł brutto		
	oNeuroforma dla ośrodków - moduł ramię odciażające - akcesoria:		
	■14 000 zł netto + 8% VAT (1 120 zł) = 15 120 zł brutto		
UPGRADE NEUROFORMY O KONTROLĘ RÓWNOWAGI	Jeżeli posiadasz już bezterminową licencję Neuroformy dla ośrodków, możesz rozszerzyć ją przez zakup licencji z kontrolą równowagi		
	oLicencja		14 040,00 zł
	■9 000 zł netto + 8% VAT (720 zł) = 9 720 zł brutto		
	oAkcesoria		
	■3512 zł netto + 23% VAT (808 zł) = 4320 zł brutto		

7.3.4. URZĄDZENIA DO TERAPII Z WYKORZYSTANIEM WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
VR TIERONE	Nowoczesne urządzenie wykorzystujące wirtualną rzeczywistość. Zestaw składa się z mobilnego stojaka, monitora dotykowego 24", komputera, gogli VR, kontrolerów ruchu, wbudowanej pochodni. Pacjent jest prowadzony przez aplikację w formie opowieści psychoterapeutycznej składającej się z ośmiu sesji. Pacjent odbywa swoją podróż w całkowitej immersji w środowisku wirtualnej rzeczywistości.	8%	89 000,00 zł

7.3.5. URZĄDZENIA DO KOMUNIKACJI PACJENTA FIRMY ASSISTECH

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
C-Eye II PRO	Wersja C-Eye do zastosowań profesjonalnych (do pracy w ośrodkach rehabilitacyjnych, szpitalach, ZOL-ach, szkołach, OREW-ach, gabinetach itp.), licencja do pracy z wieloma pacjentami, w zestawie moduł eyefeel i pilot zdalnego sterowania.	8%	39 900,00 zł
C-Eye z wbudowanym modulem eyefeel	Wariant C-Eye do użytku indywidualnego z wbudowanym modulem eyefeel.	8%	25 500,00 zł

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MOBILE STAND BASIC 2.0	Specjalistyczny statyw na kółkach odpowiedni do pracy w ośrodku, gabinecie, w domu, jak również do prowadzenia wyjazdowych sesji terapeutycznych.	8%	2 500,00 zł
Walizka do przewozu urządzenia	Walizka zabezpieczająca urządzenie podczas transportu do urządzeń: C-Eye oraz C-Eye II Pro (rekomendowana w szczególności dla użytkowników często przewożących urządzenie).	23%	700,00 zł
Pokrowiec	Pokrowiec ochronny do urządzeń C-Eye, C-Eye II PRO i mediContact	23%	600,00 zł
Szybkozłączka	Akcesorium ułatwiające montaż i demontaż urządzenia ze statywu	23%	600,00 zł
Moduł wielojęzyczności w C-Eye II PRO	Moduł pozwalający na zmianę wersji językowej systemu C-Eye II PRO między następującymi językami: polski, angielski (brytyjski), niemiecki, hiszpański, rosyjski	8%	4 000,00 zł
Moduł wielojęzyczności w C-Eye - 1 język	Moduł pozwalający na zmianę wersji językowej systemu C-Eye między 2 wybranymi spośród poniższej listy językami: polski, angielski (brytyjski), niemiecki, hiszpański, rosyjski	8%	1 000,00 zł
eyefeel - SOFTWARE	Licencja na oprogramowanie eyefeel (podstawowa terapia i komunikacja) do zainstalowania na komputerze klasy PC.	23%	990,00 zł
eyeLearn (1 stanowisko) - SOFTWARE	Program do nauki i zabawy dla osób i instytucji pracujących z dziećmi (przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek).	23%	2 290,00 zł
eyeLearn (3 stanowiska) - SOFTWARE	Program do nauki i zabawy dla osób i instytucji pracujących z dziećmi (przedszkoli, szkół podstawowych i innych placówek).	23%	3 690,00 zł
Aktualizacja oprogramowania C-Eye	Aktualizacja oprogramowania C-eye wzbogacająca system o nowe funkcjonalności i / lub bazę treści (materiałów terapeutycznych).	23%	290,00 zł

7.3.6. URZĄDZENIA DO INTERAKTYWNEJ TERAPII KOŃCZYNY GÓRNEJ I DOLNEJ

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
BIMEO PRO	Urządzenie do interaktywnej terapii funkcjonalnej kończyny górnej. Elementy systemu: Bimeo Master - główny element systemu BIMEO, trzymany przez pacjenta i wykorzystywany w treningu; uchwyt BIMEO- dodatkowe mocowanie dla kończyny wspomagającej ruch; sensory BIMEO- jednostki rejestrujące ruch, mocowane na kończynie górnej, podstawa BIMEO (podwójny dysk) - podstawa podpierająca kończynę, wykorzystywana w terapii dwukończynowej; podstawa BIMEO (dysk pojedynczy) - podstawa podpierająca kończynę, wykorzystywana w terapii jednokończynowej; BIMEO WIRELESS- umożliwia komunikację elementów systemu z komputerem	8%	52 920,00 zł

7.3.7. URZĄDZENIA DO INTERAKTYWNEJ TERAPII RĘKI I NOGI REBLESS

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Zrobotyzowane urządzenie do terapii kończyn górnych i dolnych	H-ROBOTICS umożliwia ruch w stawach łokciowych, nadgarstkowych, skokowych i kolanowych w trybie pracy aktywnej, pasywnej oraz z oporem. Sterowany za pomocą aplikacji pobranej na smartfon.	8%	38 880,00 zł
PILOT STERUJĄCY DO URZĄDZENIA REBLESS		23%	

7.3.8. SYSTEMY DO REHABILITACJI BIOFEEDBACK MEDI TOUCH

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MediTouch Tutor Workstation (11 czujników)	System do rehabilitacji z wykorzystaniem biofeedbacku zawierający 5 par rękawic Hand Tutor (5 rozmiarów), czujnik Tutor 3D oraz stację roboczą z komputerem.	8%	155 200,00 zł
MediTouch Tutor Workstation (13 czujników)	System do rehabilitacji z wykorzystaniem biofeedbacku zawierający 5 par rękawic Hand Tutor (5 rozmiarów), parę czujników Arm Tutor lub Leg Tutor, czujnik Tutor 3D oraz stację roboczą z komputerem.	8%	172 800,00 zł

MediTouch Tutor Workstation (15 czujników)	System do rehabilitacji z wykorzystaniem biofeedbacku zawierający 5 par rękawic Hand Tutor (5 rozmiarów), parę czujników Arm Tutor, parę czujników Leg Tutor, czujnik Tutor 3D oraz stację roboczą z komputerem.	8%	190 080,00 zł
--	--	----	---------------

7.3.9. URZĄDZENIA DO TERAPII REKI FIRMY FENIKS

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
STOLIK MANUS	Przeznaczony dla pacjentów ze schorzeniami ręki (niedowłady, deformacje, choroby reumatyczne, neurologiczne, urazy ortopedyczne). Pozwala na odwzorowanie zadań ruchowych z życia codziennego, poprawia koordynację wzrokowo-ruchową. Wymiary dł.115 cm x szer. 78 cm x wys. 105 cm. Tablice dodatkowo płatne	8%	3 915,00 zł
TABLICA NR 1	Metalowa płyta z gwintowanymi otworami różnych rozmiarów do wkręcania śrub imbusowych i krzyżakowych. Zestaw zawiera: tablicę, drewnianą skrzynkę na narzędzia, 2 śrubokręty krzyżakowe, 3 klucze imbusowe, wkręty	8%	626,00 zł
TABLICA NR 2	Drewniana tablica z otworami różnych rozmiarów z 20 kołkami o różnej wielkości. Zestaw zawiera skrzynkę na kolorowe kołki	8%	422,00 zł
TABLICA NR 3	Metalowa płyta z otworami o różnej średnicy z zestawem 30 sztuk metalowych kulek o średnicy 12 i 15 mm, szczypce proste, skrzynka na elementy	8%	626,00 zł
TABLICA NR 4	Drewniana płyta z dwoma pasami rzepów oraz z 2 włakami z rzepem - z uchwytem prostym i kulistym	8%	391,00 zł
TABLICA NR 5	Tablica z metalowymi podkładkami (fi 8, 10, 16), dystansami (fi 9,11,17) i 3 prętami (fi 8,10,16) oraz szczypcami wygiętymi służącymi do nakładania elementów na pręty.	8%	626,00 zł
TABLICA NR 6	Drewniana tablica z 2 uchwytami - prostym i kulistym. Zadaniem jest pokonanie wybranym uchwytem wyznaczonej trasy.	8%	391,00 zł
TABLICA NR 7	Drewniana tablica z metalowymi półokrągłymi uchwytami o różnym rozstawie	8%	344,00 zł
TABLICA NR 8	Drewniana tablica z zestawem zamków i klamer - zamek walizkowy, zasuwka łazienkowa, haczyk okienny, kłódka, zasuwka uniwersalna	8%	391,00 zł
TABLICA NR 9	Zestaw 20 drewnianych kolorowych drążków o różnych rozmiarach i 2 linek zakończonych drewnianymi drążkami służących do przeplatania przez otwory w pionowych tablicach. Skrzynka na elementy w zestawie.	8%	626,00 zł
TABLICA NR 10	2 drewniane płyty z otworami o różnych średnicach z pakietem metalowych śrub, podkładek oraz nakrętek sześciokątnych i motylkowych do wkręcania. Zestaw zaiwera 2 drewniane organizery.	8%	626,00 zł
TABLICA NR 11	Metalowa tablica z 15 sztukami stożkowych sprężyn o różnym oporze do wkręcania i wykręcania	8%	704,00 zł
TABLICA NR 12	Drewniana tablica 3 różnymi powyginanymi prętami z drewnanymi elementami do przesuwania	8%	391,00 zł
TABLICA NR 13	2 drewniane tablice - z cholewkami obuwniczymi i mankietem zapinanym na guziki oraz z paskiem i klamrami. W zestawie derwniane pudełko	8%	469,00 zł
TABLICA NR 14	Drewniana tablica z regularnie rozmieszczonymi otworami. 3 drążki krótkie i 1 długi. Za pomocą uchwytu naciąga się sprężyny oporowe (3 sztuki). Drewniana skrzynka na elementy w zestawie	8%	422,00 zł

7.4. SPLINTY FIRMY ARDEN MEDICAL

7.4.1. SPLINTY DLA DOROSŁYCH

7.4.1.1. KOŃCZYNY GÓRNE

NR REF	ROZMIAR (dł. x śr.)	NAZWA	VAT	CENA BRUTTO
70-109-OSC	ok. 14 x 15 cm	Jednokomorowy splint na palce dla dorosłych	8%	157,00 zł
70-005-0	ok. 25 x 20 cm	Dwukomorowy splint dłoniowy 20 cm	8%	163,00 zł
70-009-0	ok. 30 x 23 cm	Dwukomorowy splint dłoni i nadgarstka	8%	223,00 zł
70-003-0	ok. 53 x 21 cm	Jednokomorowy splint połowa ramienia 53 cm	8%	307,00 zł
70-103-0	ok. 53 x 21 cm	Dwukomorowy splint połowa ramienia 53 cm	8%	585,00 zł
70-004-0	ok. 40 x 21 cm	Jednokomorowy splint łokciowy 40 cm	8%	303,00 zł
70-001-0	ok. 80 x 21 cm	Jednokomorowy długi splint ramienny 80 cm	8%	423,00 zł
70-002-0	ok. 70 x 21 cm	Jednokomorowy długi splint ramienny 70 cm	8%	365,00 zł
70-101-0	ok. 81 x 21 cm	Dwukomorowy długi splint ramienny 80 cm	8%	667,00 zł
70-102-0	ok. 72 x 21 cm	Dwukomorowy długi splint ramienny 70 cm	8%	527,00 zł

7.4.1.2. KOŃCZYNY DOLNE

NR REF	ROZMIAR (dł. x śr.)	NAZWA	VAT	CENA BRUTTO
70-008-0	ok. 32 x 20 cm	Jednokomorowy splint na stopę (dł. stopy 42 cm)	8%	325,00 zł
70-108-0	ok. 28 x 21 cm	Dwukomorowy splint na stopę (dł. stopy 21 cm, otwarte palce)	8%	585,00 zł
70-006-0	ok. 70 x 23/30 cm	Dwukomorowy splint kończyny dolnej 70 cm	8%	287,00 zł
70-007-0	ok. 60 x 20/28 cm	Dwukomorowy splint kończyny dolnej 60 cm	8%	385,00 zł
71-002-0	ok. 91 x 32 cm	Jednokomorowy splint terapeutyczny ¾ kończyny dolnej (dł. stopy 40 cm, otwarte palce)	8%	243,00 zł
70-012-0	ok. 93 x 32 cm	Jednokomorowy splint ¾ kończyny dolnej z podeszwą (dł. stopy 38 cm, otwarte palce)	8%	505,00 zł

7.4.2. SPLINTY DLA DZIECI

7.4.2.1. KOŃCZYNY GÓRNE

NR REF	ROZMIAR (dł. x śr.)	NAZWA	VAT	CENA BRUTTO
70-109-ODC	ok. 14 x 15 cm	Dwukomorowy splint dłoniowy dziecięcy	8%	157,00 zł
74-019-0	ok. 15 x 20 cm	Dwukomorowy splint dłoni 20 cm dziecięcy	8%	163,00 zł
74-020-0	ok. 20 x 14 cm	Jednokomorowy splint kończyny górnej 20 cm dziecięcy	8%	263,00 zł
74-030-0	ok. 30 x 14 cm	Jednokomorowy splint kończyny górnej 30 cm dziecięcy	8%	263,00 zł
74-040-0	ok. 40 x 14 cm	Jednokomorowy splint kończyny górnej 40 cm dziecięcy	8%	263,00 zł
74-050-0	ok. 50 x 14 cm	Jednokomorowy splint kończyny górnej 50 cm dziecięcy	8%	263,00 zł
74-120-0	ok. 20 x 20 cm	Jednokomorowy splint podkolanowy 20 cm dziecięcy	8%	325,00 zł
73-020-0	ok. 20 x 10 cm	Jednokomorowy splint terapeutyczny kończyny górnej 20 cm dziecięcy	8%	243,00 zł

73-030-0	ok. 30 x 10 cm	Jednokomorowy splint kończyny górnej 30 cm dziecięcy	8%	243,00 zł
73-040-0	ok. 40 x 10 cm	Jednokomorowy splint kończyny górnej 40 cm dziecięcy	8%	243,00 zł

7.4.2.2. KOŃCZYNY DOLNE

NR REF	ROZMIAR (dł. x śr.)	NAZWA	VAT	CENA BRUTTO
74-230-0	ok. 30 x 18 cm	Jednokomorowy splint kończyny dolnej gaiter 30 cm	8%	263,00 zł
74-240-0	ok. 40 x 18 cm	Jednokomorowy splint kończyny dolnej gaiter 40 cm	8%	263,00 zł
74-250-0	ok. 50 x 18 cm	Jednokomorowy splint kończyny dolnej gaiter 50 cm	8%	263,00 zł
73-125-0	ok. 25 x 16 cm	Jednokomorowy splint kończyny dolnej extension 25 cm dziecięcy (dł. stopy 19 cm, otwarte palce)	8%	325,00 zł
73-135-0	ok. 35 x 16 cm	Jednokomorowy splint kończyny dolnej extension 35 cm dziecięcy (dł. stopy 19 cm, otwarte palce)	8%	325,00 zł
73-145-0	75-011-0	Jednokomorowy splint kończyny dolnej extension 45 cm dziecięcy (dł. stopy 19 cm, otwarte palce)	8%	325,00 zł
74-140-0	ok. 40 x 16 cm	Jednokomorowy splint kończyny dolnej extension 40 cm dziecięcy (dł. stopy 19 cm, otwarte palce)	8%	325,00 zł
74-150-0	ok. 50 x 19 cm	Jednokomorowy splint kończyny dolnej extension 50 cm dziecięcy (dł. stopy 25 cm, otwarte palce)	8%	325,00 zł
74-160-0	ok. 60 x 19 cm	Jednokomorowy splint kończyny dolnej extension 60 cm dziecięcy (dł. stopy 26 cm, otwarte palce)	8%	325,00 zł

7.4.3. ZESTAWY

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
70-010-0	Zestaw przeznaczony do ćwiczeń z osobami po udarze, składający się ze splintów: 70-001-0, 70-002-0, 70-003-0, 70-004-0, 70-005-0, 70-006-0, 70-008-0, 70-009-0	8%	2 183,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
75-020-0	Mini zestaw składający się z 1 filtra i 20 ustników	8%	121,00 zł
75-000-0	Kpl. 100 szt. ustników	8%	203,00 zł
75-000-1	Kpl. 10 szt. ustników	8%	23,00 zł
75-011-0	Kpl. 5 szt. filtrów	8%	203,00 zł

7.5. INTEGRACJA SENSOMOTORYCZNA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ZESTAW I (STZ-1/U)	Zestaw do terapii metodą integracji sensomotorycznej z ramą na 3 haki, w zestawie: platforma wisząca, huśtawki, konik, hamak, helikopter, deska do ćwiczeń równoważnych, deska rotacyjna, trampolina, deskorolka, beczka, materace, klin, gruszka, piłki	8%	13 215,00 zł
ZESTAW II (STZ-2/T)	Zestaw jak wyżej na 6 haków	8%	14 951,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
STZ-1/U	Rama typ U na 3 haki	8%	3 853,00 zł
STZ-2/T	Rama typ T na 6 haków	8%	4 589,00 zł
HT-1	Huśtawka terapeutyczna	8%	650,00 zł
DK-1	Deskorolka	8%	299,00 zł
RW-1	Deska do ćwiczeń równoważnych (duża kołyska)	8%	420,00 zł
DR-1	Deska rotacyjna	8%	529,00 zł
HR-1	Helikopter	8%	345,00 zł
HTT-1	Huśtawka T	8%	725,00 zł
HTG-1	Huśtawka "grzybek"	8%	725,00 zł
KN-1	Konik	8%	725,00 zł
HTP-02	Huśtawka "parówka"	23%	765,00 zł
HTO-02	Huśtawka "opona"	23%	776,00 zł
BA-1	Beczka	8%	551,00 zł
PW-1	Platforma wisząca	8%	650,00 zł
PO-1	Platforma wisząca okrągła	8%	650,00 zł
HK-1	Hamak terapeutyczny	8%	305,00 zł
TP-1	Trampolina	23%	449,00 zł
GR-1	Gruszka	23%	345,00 zł
MRS-01	Materac składany miękki 200 x 90 x 10 cm	8%	482,00 zł
MRS-3	Materac składany trzyczęściowy 180x90x4	23%	368,00 zł
MR-04	Materac jednoczęściowy 200 x 100 x 10 cm	23%	500,00 zł
KR-30	Klin 15 x 50 x 30 cm	8%	109,00 zł
ZESTAW PIŁEK	Piłki aktywne 2 x 55 cm, piłki sensomotoryczne: 65 cm, 2 x 24 cm, 2 x 8 cm	23%	400,00 zł

8. OPIEKA NAD PACJENTEM

8.1. ŁÓŻKA REHABILITACYJNE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ŁÓŻKA	W ofercie znajdują się liczne modele łóżek rehabilitacyjnych. Systemy dopasowywane są do preferencji klienta i warunków lokalowych. Wszystkie oferowane modele cechuje wysokie bezpieczeństwo zabiegów, łatwość użytkowania oraz wysoka ergonomia	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

8.2. MOBILNE KRZESŁA DO HIGIENY

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MOHICAN II	Mobilne krzesło do higieny z elektryczną regulacją wysokości i ułożenia pacjenta posiadające unikatowe zabezpieczenie przeciwko wodzie i zabrudzeniom. Pozycje poszczególnych części krzesła są regulowane za pomocą poręcznego pilota ręcznego, gwarantując optymalne ułożenie pacjenta. MOHICAN umożliwia łatwy wjazd pod prysznic i pełni funkcję pomocniczą w transporcie oraz w przeprowadzaniu zabiegów higieniczno-toaletowych w opiece instytucjonalnej i domowej osób starszych, z niedowładem kończyn dolnych lub osób z innym rodzajem niesprawności. Maksymalne obciążenie 180kg, wymiary 870 x 670 (LxW) i wysokości 1020 - 1310 mm i regulacją pochylenia siedziska w zakresie -5 do +26°. W standardzie regulowany zagłówek.	8%	9 990,00 zł
MOHICAN II JUNIOR	Mobilne krzesło do higieny z elektryczną regulacją wysokości dla młodszych pacjentów, które posiada zabezpieczenie przeciwko wodzie i zabrudzeniom. Pozycje poszczególnych części krzesła są regulowane za pomocą poręcznego pilota ręcznego, gwarantując optymalne ułożenie pacjenta. MOHICAN umożliwia łatwy wjazd pod prysznic i pełni funkcję pomocniczą w transporcie oraz w przeprowadzaniu zabiegów higieniczno-toaletowych w opiece instytucjonalnej i domowej pacjentów pediatricznych z niedowładem kończyn dolnych lub osób z innym rodzajem niesprawności. Maksymalne obciążenie 120kg, wymiary 935 x 656 (LxW) i wysokości 1060 - 1280 mm i regulacją pochylenia siedziska w zakresie -5 do +26°. W standardzie regulowany zagłówek.	8%	9 900,00 zł
MOHICAN II PLUS	Mobilne krzesło do higieny z elektryczną regulacją wysokości dla pacjentów bariatrycznych, które posiada zabezpieczenie przeciwko wodzie i zabrudzeniom. Pozycje poszczególnych części krzesła są regulowane za pomocą poręcznego pilota ręcznego, gwarantując optymalne ułożenie pacjenta. MOHICAN umożliwia łatwy wjazd pod prysznic i pełni funkcję pomocniczą w transporcie oraz w przeprowadzaniu zabiegów higieniczno-toaletowych w opiece instytucjonalnej i domowej pacjentów pediatricznych z niedowładem kończyn dolnych lub osób z innym rodzajem niesprawności. Maksymalne obciążenie 250kg, wymiary 940 x 770 (LxW) i wysokości 1060 - 1280 mm i regulacją pochylenia siedziska w zakresie -5 do +26°. W standardzie regulowany zagłówek.	8%	9 900,00 zł

AKCESORIA			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
POJEMNIK HIGIENICZNY	Zestaw do transferu pacjenta dla H - 250 - 2 zawiasy do fotela, 5 pasów zabezpieczających, 2 słupki do łóżka, 1 nakładka na materac (antypoślizgowa), 1 drążek transportowy, 5 plastikowych klipsów do mocowania prześcieradła, 5 zatyczek, 2 zaciski	23%	38,00 zł
PAS DO STABILIZACJI TUŁOWIA	Zestaw do transferu pacjenta dla I - 400 - 2 zawiasy do łóżka, 1 drążek transportowy, 5 pasów zabezpieczających, 2 prześcieradła transportowe (opieka szpitalna)	23%	74,00 zł
PAS DO STABILIZACJI NÓG	Zestaw do transferu pacjenta dla I - 400 - 5 pasów zabezpieczających, 2 słupki do łóżka, 1 nakładka na materac (antypoślizgowa), 1 drążek transportowy, 5 plastikowych klipsów do mocowania prześcieradła, 5 zatyczek, 2 zaciski (opieka domowa)	23%	37,00 zł

8.3. WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SAFARI BUFFALO E2.C4-H	Dwusekcyjny stół transportowy z hydraulicznie regulowaną wysokością leża na bazie ramy nożycowej, posiada centralnie blokowane cztery duże koła o średnicy 12,5 cm	8%	9 882,00 zł

8.4. FOTELE DO PRZEWOZU PACJENTÓW FIRMY HUMAN CARE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
H-250	Fotel do transportu pacjenta pozwalający na nieograniczone repozycjonowanie. Maksymalne obciążenie 113 kg.	8%	13 787,00 zł
I-400	Fotel do transportu pacjenta pozwalający na nieograniczone repozycjonowanie. Maksymalne obciążenie 181 kg.	8%	27 345,00 zł
I-700	Fotel do transportu pacjenta pozwalający na nieograniczone repozycjonowanie. Maksymalne obciążenie 318 kg.	8%	39 849,00 zł

AKCESORIA			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
b2004e	Zestaw do transferu pacjenta dla H - 250 - 2 zawiasy do fotela, 5 pasów zabezpieczających, 2 słupki do łóżka, 1 nakładka na materac (antypoślizgowa), 1 drążek transportowy, 5 plastikowych klipsów do mocowania prześcieradła, 5 zatyczek, 2 zaciski	23%	7 049,00 zł
b2011a	Zestaw do transferu pacjenta dla I - 400 - 2 zawiasy do łóżka, 1 drążek transportowy, 5 pasów zabezpieczających, 2 prześcieradła transportowe (opieka szpitalna)	23%	8 143,00 zł
B2013A	Zestaw do transferu pacjenta dla I - 400 - 5 pasów zabezpieczających, 2 słupki do łóżka, 1 nakładka na materac (antypoślizgowa), 1 drążek transportowy, 5 plastikowych klipsów do mocowania prześcieradła, 5 zatyczek, 2 zaciski (opieka domowa)	23%	8 493,00 zł
b1410	Prześcieradło do transferu, standardowe, niebieskie	23%	611,00 zł

8.5. PODNOŚNIKI PACJENTA

8.5.1. PODNOŚNIKI JEZDNE FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LIFTEO ELA	Podnośnik pionizujący Lifteo ELA ułatwia podnoszenie, transport i pionizację pacjentów z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej mobilności. Podnośnik stabilizuje poszczególne odcinki ciała pacjenta o maksymalnej masie 160 kg, a zmiana wysokości ramienia podnoszącego w zakresie 720 - 1940 mm pomaga w stopniowym podnoszeniu chorego. Urządzenie wyposażone jest w pilot sterowania ręcznego do regulacji wysokości ramy nośnej podnośnika oraz rostawu podstawy jezdnej w zakresie 61 - 112 cm, waga podnośnika 52 kg. Kompatybilne zawiesia: 2P35, 2P45, 2P60, 4PSB, 4MSB (podwieszki mocowane na pętli), 4ESB-S (podwieszki mocowane na klipsy).	8%	6 380,00 zł
LIFTTEO MLA	Podnośnik pionizujący Lifteo MLA ułatwia podnoszenie, transport i pionizację pacjentów z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej mobilności. Podnośnik stabilizuje poszczególne odcinki ciała pacjenta o maksymalnej masie 160 kg, a zmiana wysokości ramienia podnoszącego w zakresie 720 - 1940 mm pomaga w stopniowym podnoszeniu chorego. Urządzenie wyposażone jest w pilot sterowania ręcznego do regulacji wysokości ramy nośnej podnośnika oraz rostawu podstawy jezdnej w zakresie 61 - 112 cm, waga podnośnika 45 kg. Kompatybilne zawiesia: 2P35, 2P45, 2P60, 4PSB, 4MSB (podwieszki mocowane na pętli).	8%	5 380,00 zł

LEVITOP STANDARD	Podnośnik Levitop Standard umożliwia podnoszenie pacjenta z łóżka , wanny lub brodzika, a nawet bezpośrednio z podłogi dzięki odpowiedniej podwieszce. Wyposażony w prosty w użyciu pilot do regulacji podnoszenia w zakresie 620- 1960 mm oraz regulacji szerokości rozstawu podstawy jezdnej za pomocą pilota w zakresie 680 - 1050 mm. Maksymalne obciążenie 230 kg, waga podnośnika 66 kg. Kompatybilne zawiesie: 2P35, 2P45, 2P60, 4PSB, 4MSB (podwieszki mocowane na pętle).	8%	8 390,00 zł
LEVITOP COMFORT	Podnośnik Levitop Comfort umożliwia podnoszenie pacjenta z łóżka , wanny lub brodzika, a nawet bezpośrednio z podłogi dzięki odpowiedniej podwieszce. Wyposażony w prosty w użyciu pilot do regulacji podnoszenia w zakresie 620- 1960 mm oraz regulacji szerokości rozstawu podstawy jezdnej za pomocą pilota w zakresie 680 - 1050 mm. Maksymalne obciążenie 230 kg, waga podnośnika 66 kg. Kompatybilne zawiesie: 4ESB-A (podwieszki mocowane na klipsy).	8%	11 400,00 zł
VERTIUP	Podnośnik VertiUp przystosowany jest do pomocy pacjentom z nadwagą lub otyłością (nawet do 250 kg). Cechą charakterystyczną jest duża moc i zakres podnoszenia pionowego w zakresie 34 - 172 cm, co ułatwia podnoszenie pacjentów z podłogi czy z wanny i przenoszenie ich nawet na wysokie łóżko. Urządzenie wyposażone jest w pilot sterowania ręcznego do regulacji wysokości ramy nośnej podnośnika oraz rostawu podstawy jezdnej w zakresie 53,5 - 125,9 cm, waga podnośnika 83 kg. Podnośnik jest rekomendowany do użytku w placówkach medycznych, sanatoriach, domach pomocy i innych ośrodkach opieki. Kompatybilne zawiesia: 4ESB-A, 4ESB-O (do współpracy z podwieszkami na klipsy).	8%	20 150,00 zł
VERTIUP PLUS	Podnośnik VertiUp Plus przystosowany jest do pomocy pacjentom z nadwagą lub otyłością (nawet do 310 kg). Cechą charakterystyczną jest duża moc i zakres podnoszenia pionowego w zakresie 340 - 1720 mm, co ułatwia podnoszenie pacjentów z podłogi czy z wanny i przenoszenie ich nawet na wysokie łóżko. Urządzenie wyposażone jest w pilot sterowanie ręcznego do regulacji wysokości ramy nośnej podnośnika oraz rostawu podstawy jezdnej w zakresie 680 -1400 mm, waga podnośnika 86 kg. Podnośnik jest rekomendowany do użytku w placówkach medycznych, sanatoriach, domach pomocy i innych ośrodkach opieki. Kompatybilne zawiesia: 4ESB-A, 4ESB-O (do współpracy z podwieszkami na klipsy).	8%	21 800,00 zł

OPCJE ZAWIESIA DO PODNOŚNIKÓW			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
2P35	Zawiesie stałe, 2 punktowe dł. 35 cm (mocowanie na pętle) - Lifteo MLA, Lifteo ELA	8%	390,00 zł
2P45	Zawiesie stałe, 2 punktowe dł. 45 cm (mocowanie na pętle) - Lifteo MLA, Lifteo ELA	8%	440,00 zł
2P60	Zawiesie stałe, 2 punktowe dł. 60 cm (mocowanie na pętle) - Lifteo MLA, Lifteo ELA	8%	440,00 zł
4PSB	Zawiesie stałe 4 punktowe przestrzenne (mocowanie na pętle) - Levitop standard, Lifteo ELA/ELA	8%	790,00 zł
4 MSB	Zawiesie manualnie sterowane, 4 punktowe (mocowanie na klipsy) - Levitop standard, Lifteo MLA, Lifteo ELA	8%	1 400,00 zł
4ESB-O	Zawiesie elektryczne sterowane 4 punktowe (mocowanie na klipsy) - VertiUp, VertUp Plus	8%	2 500,00 zł
4ESB-A	Zawiesie elektryczne sterowane 4 punktowe poszerzane (mocowanie na klipsy) - Levitop comfort, VertiUp, VertUp Plus	8%	2 500,00 zł

fango			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
25010	Podwieszka uniwersalna (poliester), z podparciem głowy, dostępne rozmiary M, L, XL. Mocowanie: pętle .	8%	969,00 zł
25010C	Podwieszka uniwersalna (poliester), z podparciem głowy, dostępne rozmiary M, L, XL. Mocowanie: klipsy .	8%	1 240,00 zł
25090	Podwieszka kąpielowo-toaletowa (siatka poliestrowa), z podparciem głowy, dostępne rozmiary M, L, XL. Udźwig: 250 kg. Mocowanie: pętle	8%	1 139,00 zł
25090-C	Podwieszka kąpielowo-toaletowa (siatka poliestrowa) bez podparcia głowy, dostępne rozmiary M, L, XL. Udźwig: 250 kg. Mocowanie: klipsy	8%	1 400,00 zł
NSB-401-ST	Podwieszka pozycjonująca (poliester) do transportu w pozycji leżącej. Mocowanie: pętle .	8%	799,00 zł
25130C	Podwieszka do podnośnika pionizującego (poliester), zapinana w pasie, dostępne rozmiary: S, M, L. Udźwig: 250 kg. Mocowanie: klipsy .	8%	1 295,00 zł

ZESTAWY			
NAZWA		VAT	CENA BRUTTO
VERTEO Z PODWIESZKĄ DO PIONIZACJI		8%	9 695,00 zł

8.5.2. PODNOŚNIKI PIONIZUJĄCE FIRMY WINNCARE/ERGOLET

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
STELLAR 170		Pionizujący podnośnik jezdny. Udźwig: do 170 kg. Przedział podnoszenia: 80 - 160 cm. Szerokość podstawy: 60 - 100 cm. Elektrycznie regulowana szerokość. Mechaniczne i elektryczne opuszczanie awaryjne. Elektryczny rozstaw nóg	8%	9 036,00 zł

8.5.3. PODNOŚNIKI SUFITOWE FIRMY WINNCARE/ERGOLET

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LUNA	Podnośnik sufitowy LUNA o udźwigu 200 lub 275 kg, z 2-, 3- lub 4- punktowym podwieszeniem dla podwieszki, montowany na szynie nośnej lub stelażu, zgodnie z zamówieniem klienta. Urządzenie zasilane akumulatorowo. Zestaw nie zawiera podwieszki	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

8.5.4. PODNOŚNIKI TRANSPORTOWO - KĄPIELOWE FIRMY WINNCARE/ERGOLET

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SOLAR 185	Podnośnik jezdny, wieszak standardowy 2-pkt (lub 3/4- pkt). Udźwig: do 185 kg. Przedział podnoszenia: 68-198 cm. Elektrycznie regulowana podstawa. Kompatybilny z wielopunktowymi wieszakami. Sterowanie Linaka.	8%	
OPCJE:		8%	
Solar + wieszak 2-pkt		8%	8731,44
Solar + wieszak 3-pkt		8%	9677,8

Wieszak 4-pkt		8%	1237,32
Waga		8%	4 956,12
AKCESORIA			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SLING ERGO UNIVERSAL	Podwieszka uniwersalna, max. udźwig 275 kg, rozmiary od XS do XXL	8%	735,00 zł
SLING ERGO COMFORT	Podwieszka o podwyższonym komforcie (np. dla osób po amputacjach), max. udźwig 275 kg, rozmiary od XS do XL	8%	781,00 zł
SLING ERGO LOW BACK	Podwieszka z obniżonym podparciem pleców, max. udźwig 275 kg, rozmiary od XS do XXL	8%	613,00 zł
SLING ERGO UNIVERSAL HEAD SUPPORT	Podwieszka uniwersalna z podparciem głowy, max. udźwig 275 kg, rozmiary od S do XL	8%	855,00 zł
SLING ERGO UNIVERSAL MESH	Podwieszka kąpielowa, max. udźwig 275 kg, rozmiary od XS do XXL	8%	659,00 zł
SLING ERGO UNIVERSAL MESH HEAD SUPPORT	Podwieszka kąpielowa z podparciem głowy, max. udźwig 275 kg, rozmiary od XS do XXL	8%	759,00 zł
SLING ERGO TOILET	Podwieszka toaletowa, max. udźwig 275 kg, rozmiary od XS do XXL	8%	795,00 zł
SLING ERGO WALKING HARNESS	Podwieszka wspomagająca chodzenie dla kobiet, max. udźwig 180 kg, rozmiary od XXS do XL	8%	741,00 zł

8.5.5. PODNOŚNIKI PIONIZUJĄCE FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
VERTEO	Podnośnik pionizujący przeznaczony do pomocy w podnoszeniu, w krótkotrwałym transporcie w pomieszczeniach oraz do pionizacji osób o zmniejszonej mobilności spowodowanej chorobą bądź dysfunkcją. Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 855 do 1720 mm, elektryczna regulacja rozstawu ramion jezdnych w zakresie 664 - 860 mm, waga podnośnika 68 kg, max. udźwig 200 kg, regulowana podpórka pod kolana, demontowalny podnózek, elektryczne opuszczanie awaryjne. Nie zawiera pasa do pionizacji.	8%	8 400,00 zł
	Mobilny podnośnik pacjenta przeznaczony jest dla pacjentów, którzy potrafią siedzieć oraz stać samodzielnie lub z podpórka, służy do przemieszczania pacjenta z jednej pozycji do drugiej.Podnośnik wyposażony jest w rozsuwane siedzisko, podparcie kolan, uchwyty oraz podnózek. Mechaniczna regulacja rozstawu ramion jezdnych, maksymalne obciążenie podnośnika 180 kg.	8%	3 950,00 zł
AKCESORIA			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	Pas do pionizacji pacjenta z klipsami, max. udźwig 200 kg, rozmiar od S do XL	8%	1 295,00 zł
IM PASY DO STABILIZACJI NÓG VERTEO /SEBASTIAN II		23%	226,00 zł

8.5.6. PODNOŚNIKI PIONIZUJĄCE FIRMY WINNCARE/ERGOLET

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
STELLAR 170	Pionizujący podnośnik jezdny. Udźwig: do 170 kg. Przedział podnoszenia: 80 - 160 cm. Szerokość podstawy: 60 - 100 cm. Elektrycznie regulowana szerokość. Mechaniczne i elektryczne opuszczanie awaryjne.	8%	9 036,00 zł
AKCESORIA			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SLING ERGO STANDARD 2-BELTS	Podwieszka zapinana w talii dla osób z otyłością brzuszną, max. udźwig 275 kg, rozmiary od XS do XL	8%	605,00 zł
SLING ERGO STANDING	Podwieszka zapinana w talii, max. udźwig 275 kg, rozmiary od S do XXL	8%	613,00 zł

8.6. URZĄDZENIA KĄPIELOWE

8.6.1 URZĄDZENIA KĄPIELOWE FIRMY MEDEN-INMED

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
HYDROGO-H		Hydrauliczny wózek kąpielowo-transportowy z system hydraulicznej regulacji wysokości, wyposażony materac prysznicowy z odpływem, z czterema kołmi jezdnymi z hamulcem, maksymalny udźwig 275 kg.	8%	11 500,00 zł
HYDROGO-E		Wózek kąpielowo-transportowy z system elektrycznej regulacji wysokości, wyposażony materac prysznicowy z odpływem, z czterema kołmi jezdnymi z hamulcem i pilotem, maksymalny udźwig 275 kg.	8%	11 500,00 zł

8.7. OZONOTERAPIA

8.7.1. PIEŁĘGNACJA SKÓRY I LECZENIE RAN

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GMB-DOR-072		Maść ozonowa Ozono D'OR IP 400 z oliwy z oliwek, Opkowanie 100 ml	23%	87,00 zł
GMB-DOR-073		Maść ozonowa Ozono D'OR IP 400 z oliwy z oliwek, Opkowanie 500 ml	23%	297,00 zł
GMB-DOR-070		Maść ozonowa Ozono D'OR IP 1200 z oleju słonecznikowego, antyseptyczna, Opkowanie 100 ml	23%	87,00 zł
GMB-DOR-071		Maść ozonowa Ozono D'OR IP 1200 z oleju słonecznikowego, antyseptyczna, Opkowanie 500 ml	23%	297,00 zł

9. MEDICAL SPA & WELLNESS

9.1. TERAPIA ANTY-CELLULITOWA FAŁĄ UDERZENIOWĄ

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ZESTAW DO MEDYCYN Y ESTETYCZNEJ	SHOCKMASTER 300	Przenośny aparat do terapii RSWT wyposażony w: głowicę zabiegową z dwiema końcówkami zabiegowymi (15 mm i D-ACTOR 20 mm), głowicę V-ACTOR II BLACK, aplikator D-ACTOR II BLACK o średnicy 35 mm oraz aplikator V-ACTOR BLACK o średnicy 40 mm, z wbudowanym kompresorem powietrznym	8%	76 385,00 zł

9.2. URZĄDZENIA DO KRIOLIPOLIZY

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM CRYOBACK 4	Urządzenie nowej generacji, łączące w sobie trzy różne technologie: lokalną redukcję tkanki tłuszczowej przy pomocy kriolipolizy, działanie ochronne wykorzystujące EMS (Elektryczną Stymulację Mięśniową) oraz prądy impulsowe, które aktywują procesy regeneracyjne komórek. Regulacja temperatury w zakresie -10° do 45°C, częstotliwość 250 - 4000 Hz. W zestawie 8 padów do przeprowadzania zabiegów	23%	120 822,00 zł

9.3. STOŁY I LEŻANKI DO SPA & WELLNESS

9.3.1. STOŁY I LEŻANKI FIRMY MEDEN-INMED PACIFIC

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
FIJI	Ekskluzywny 7 - częściowy stół do zabiegów i badań	8%	16 200,00 zł
	Ekskluzywny 5 - częściowy stół do zabiegów i badań	8%	15 120,00 zł
HAWAII	Ekskluzywny 4 - częściowy stół do zabiegów i badań	8%	11 880,00 zł
	Ekskluzywny 2 - częściowy stół do zabiegów badań	8%	10 800,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Podgrzewane leżysko do stołu FIJI lub HAWAI		8%	3 500,00 zł
System jezdny F2 (2 koła kierunkowa wraz z dźwignią blokady)		8%	509,00 zł

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
NEXUS E-S2	2-sekcyjny stół do Medical SPA & Wellness wykonany z najwyższej jakości materiałów, z regulowanym szerokim zagłówkiem oraz zastrzeżoną wzorem użytkowym funkcją regulacji wysokości przy pomocy ramki ręcznej, położonej bezpośrednio pod leżyskiem. Całkowita długość stołu 209 cm.	8%	5 741,00 zł
NEXUS S2	2-sekcyjny stół do Medical SPA & Wellness wykonany z najwyższej jakości materiałów, z regulowanym zagłówkiem oraz zastrzeżoną wzorem użytkowym funkcją regulacji wysokości przy pomocy ramki ręcznej, położonej bezpośrednio pod leżyskiem. Całkowita długość stołu 205 cm.	8%	5 390,00 zł
NEXUS S3	3-sekcyjny stół do Medical SPA & Wellness wykonany z najwyższej jakości materiałów, z regulowanym zagłówkiem oraz zastrzeżoną wzorem użytkowym funkcją regulacji wysokości przy pomocy ramki ręcznej położonej bezpośrednio pod leżyskiem. Całkowita długość stołu 205 cm. Unoszenie części nożnej 0- 90 stopni. Tapicerka OMEGA, gwarancja 24m-ce	8%	6 126,00 zł
NEXUS S4	4-sekcyjny stół do Medical SPA & Wellness wykonany z najwyższej jakości materiałów, z regulowanym zagłówkiem oraz zastrzeżoną wzorem użytkowym funkcją regulacji wysokości przy pomocy ramki ręcznej położonej bezpośrednio pod leżyskiem, regulowane podłokietniki z funkcją obracania. Całkowita długość stołu 205 cm.	8%	6 026,00 zł
NEXUS S5	5-sekcyjny stół do Medical SPA & Wellness wykonany z najwyższej jakości materiałów, z regulowanym zagłówkiem oraz zastrzeżoną wzorem użytkowym funkcją regulacji wysokości przy pomocy ramki ręcznej położonej bezpośrednio pod leżyskiem, regulowane podłokietniki z funkcją obracania. Całkowita długość stołu 205 cm. Unoszenie części nożnej 0- 90 stopni.Tapicerka OMEGA, gwarancja 24 m-ce	8%	6 746,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
COMFORT	Podgrzewanie leżyska do stołów serii NEXUS	8%	1 950,00 zł
HYDRAULIKA	Hydrauliczna regulacja wysokości stołów	8%	150,00 zł
PREMIUM	Wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurwedy, tapicerka do stołów serii NEXUS	8%	421,00 zł
BARIERKI (L+P)	BARIERKI (L+P)	23%	1 118,00 zł
RELINGI (2 szt)	RELINGI (2 szt)	23%	180,00 zł

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ECONOMY	Drewniana leżanka zabiegowa z zagłówkiem regulowanym w zakresie 0° - 25°.	8%	1 000,00 zł

OPCJE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Ciemny kolor drewna leżanek LZD-1 i LZD 2		8%	200,00 zł

9.3.2. STOŁY SERII GYMNA.ONE FIRMY GYMNA UNIPHY

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
GYMNA.ONE T7	Siedmioczęściowy stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50 - 100 cm za pomocą ramy I-CONTROL dostępnej z każdej strony, podgrzewane leżysko o podwójnej grubości z regulacją temperatury w zakresie 34 / 36 / 38°C, sekcja zagłówka z opuszczanymi boczками (-72° do 30°), część środkowa (0° do 20°) i podnózek (0° do 75°) regulowane za pomocą sprężyn gazowych, wycięcie na twarz z zatyczką ERGOMAX, system 4 unoszonych kółek transportowych EASYMOVE schowany pod osłoną ze sklejki bukowej pokrytej laminatem w jasnym kolorze z 4 antypoślizgowymi stopkami, możliwość przeprowadzenia trakcji szyjnej i lędźwiowej, możliwość zablokowania funkcji stołu. Gwarancja 36 miesięcy z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy			
	160374	Wersja standardowa	8%	34 459,00 zł
	160376	Wersja CARBON BLACK z tapicerką w kolorze grafitowym i osłoną mechanizmu pokrytą czarnym satynowanym laminatem	8%	37 309,00 zł
GYMNA.ONE Q8	Ośmioczęściowy stół z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 50 - 100 cm za pomocą ramy I-CONTROL dostępnej z każdej strony, podgrzewane leżysko o podwójnej grubości z regulacją temperatury w zakresie 34 / 36 / 38°C, sekcja zagłówka z opuszczanymi boczками (-72° do 30°) regulowana za pomocą sprężyny gazowej, pozycja "siedzisko" i część środkowa (0° do 20°) regulowane elektrycznie, wycięcie na twarz z zatyczką ERGOMAX, system 4 unoszonych kółek transportowych EASYMOVE schowany pod osłoną ze sklejki bukowej pokrytej laminatem w jasnym kolorze z 4 antypoślizgowymi stopkami, możliwość przeprowadzenia trakcji szyjnej, możliwość zablokowania funkcji stołu. Gwarancja 36 miesięcy z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy			
	160484	Wersja standardowa	8%	41 501,00 zł

AKCESORIA DO STOŁÓW GYMNA UNIPHY ROZDZIAŁ 3.3.8.

KSZTAŁTKI ROZDZIAŁ 10.6.1.

BALSAMY DO MASAŻU ROZDZIAŁ 3.3.9.

9.3.3. STOŁY FIRMY CLAP TZU

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
HAVANNA	Stół wykonany z najwyższej jakości drewna z elektryczną regulacją wysokości oraz tapicerką odporną na działanie olejków		
113005	Leżysko jednosekcyjne	23%	25 813,00 zł
113036	Leżysko jednosekcyjne typu Ayurveda	23%	26 165,00 zł
113035	Leżysko dwusekcyjne z zagłówkiem	23%	29 157,00 zł
113600	Leżysko dwusekcyjne z podporą pleców	23%	28 923,00 zł
113037	Leżysko dwusekcyjne typu Ayurveda	23%	29 451,00 zł
113621	Leżysko czterosekcyjne	23%	31 505,00 zł
AMBRA MOTION	Stół wykonany z bejcowanego drewna z regulacją wysokości za pomocą sterowanych elektrycznie siłowników		
113020	Leżysko jednosekcyjne	23%	31 387,00 zł
113023	Leżysko jednosekcyjne typu Ayurveda	23%	31 681,00 zł
113022	Leżysko dwusekcyjne z zagłówkiem	23%	34 589,00 zł
113024	Leżysko dwusekcyjne typu Ayurveda	23%	35 125,00 zł
113070	Leżysko czterosekcyjne z zagłówkiem i podłokietnikami	23%	37 431,00 zł
ABANO	Luksusowy stół z elektryczną regulacją wysokości na pojedynczej kolumnie wykończony drewnem		
113628	Leżysko jednosekcyjne	23%	26 223,00 zł
113630	Leżysko dwusekcyjne z zagłówkiem	23%	27 809,00 zł
113629	Leżysko czterosekcyjne z zagłówkiem i podłokietnikami	23%	28 923,00 zł

OPCJE			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
304106	Podgrzewanie leżyska do stołu HAVANNA	23%	2 343,00 zł
138270	Dodatkowy pedał regulacji wysokości do stołu HAVANNA	23%	465,00 zł
232001	Otwór na twarz z zatyczką do stołu HAVANNA	23%	699,00 zł
304155	Podgrzewanie leżyska do stołu AMBRA MOTION	23%	3 457,00 zł
138271	Dodatkowy pedał regulacji wysokości do stołu AMBRA MOTION	23%	581,00 zł

AKCESORIA			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
421001	SHIRO DARA AMBRA Zestaw do Ajurwedy: stojak, ociekacz, misa	23%	5 863,00 zł

9.4 URZĄDZENIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
AQUAPAD	Stół Aquapad wyposażony jest w materac wodny i matę podgrzewającą z kontrolerem. W skład wyposażenia wchodzi: wymienne pokrycie z wysokiej jakości materiału, pakiet środków konserwujących.	23%	19 926,00 zł

9.5. SAUNY

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SAUNY	W ofercie znajdują się liczne modele saun dopasowywanych do preferencji klienta i warunków lokalowych. Wszystkie oferowane modele cechuje wysokie bezpieczeństwo zabiegów, łatwość użytkowania oraz wysoka ergonomia	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

10. WYPOSAŻENIE SAL DO ĆWICZEŃ I GABINETÓW

10.1. MATY FIRMY AIREX

NAZWA	ROZMIAR	VAT	CENA BRUTTO
ATLAS	Mata o wymiarach ok. 1,5 x 125 x 200 cm, kolor czerwony lub morski. Kolor zielony dostępny do wyczerpania zapasów	8%	971,00 zł
CORONA 185	Mata o wymiarach ok. 1,5 x 100 x 185 cm, kolor niebieski, grafitowy i czerwony. Kolor zielony dostępny do wyczerpania zapasów.	8%	563,00 zł
CORONA 200	Mata o wymiarach ok. 1,5 x 100 x 200 cm, kolor niebieski, grafitowy i czerwony. Kolor ceglany dostępny do wyczerpania zapasów.	8%	601,00 zł
CORONELLA 120	Mata o wymiarach ok. 1,5 x 60 x 12 cm, kolor niebieski	8%	263,00 zł
CORONELLA 185	Mata o wymiarach ok. 1,5 x 60 x 185 cm, kolor niebieski, czerwony i grafitowy. Kolor zielony dostępny do wyczerpania zapasów.	8%	377,00 zł
CORONELLA 200	Mata o wymiarach ok. 1,5 x 60 x 200 cm, kolor grafit, czerwony, niebieski. Kolor srebrny i ceglany do dostępny do wyczerpania zapasów.	8%	413,00 zł
HERCULES	Mata o wymiarach ok. 2,5 x 100 x 200 cm, kolor niebieski i morski. Kolor zielony dostępny do wyczerpania zapasów.	8%	1 011,00 zł
TITANIA	Mata o wymiarach ok. 3,2 x 125 x 200 cm, kolor morski	8%	2 265,00 zł
FITLINE 180	Mata o wymiarach ok. 1,0 x 60 x 180 cm, kolor morski, grafitowy, różowy lub kiwi	8%	263,00 zł
FITLINE 200	Mata o wymiarach ok. 1,0 x 80 x 200 cm, kolor morski i grafitowy	8%	377,00 zł

YM	YOGA PILATES 190	Mata o wymiarach ok. 0,8 x 60 x 190 cm, kolor grafitowy	8%	301,00 zł
YM	YOGA CALYANA ADVANCED	Mata o wymiarach ok. 0,45 x 65 x 185 cm, kolor limonka/brąz	23%	415,00 zł
YM	XTREMA	Mata o wymiarach ok. 0,6 x 58 x 178 cm, kolor grafitowy	8%	301,00 zł

AKCESORIA				
	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
YM	RELING 65	Reling na maty szerokość 65 cm przeznaczony dla mat CORONELLA 185 i 200, FITNESS 120, FITLINE 140 i 180, YOGA PILATES 190	23%	577,00 zł
YM	RELING 105	Reling na maty szerokość 105 cm przeznaczony dla mat CORONA 185 i 200	23%	599,00 zł
YM	WIESZAK 40	Wieszak na maty z "oczkiem" szerokość 40 cm przeznaczony dla mat CORONELLA 185, FITNESS 120, FITLINE 140 i 180, YOGA PILATES 190	23%	557,00 zł
YM	STOJAK	Stojak przeznaczony dla mat CORONELLA 185, FITNESS 120, FITLINE 140 i 180, YOGA PILATES 190 oraz poduszek BALANCE PAD	23%	2 721,00 zł
YM	KŁOCEK KORKOWY YOGA	Kłoczek o wymiarach ok. 22,5 x 15 x 7,4 cm 9do wyczerpania zapasów)	23%	79,00 zł
YM				
YM	Płyta DVD w j. angielskim FUNCTIONAL MAT TRAINING		23%	99,00 zł
YM	Płyta DVD w j. angielskim PELVIC FLOOR PROGRAM		23%	99,00 zł
YM	Płyta DVD w j. angielskim BACK/PT PROGRAM		23%	99,00 zł
YM	Książka z ćwiczeniami w j. angielskim FUNCTIONAL MAT TRAINING		23%	107,00 zł
YM	Książka z ćwiczeniami w j. angielskim BEBALANCED!		23%	107,00 zł

10.2. PODUSZKI I PODKŁADKI SENSOMOTORYCZNE

10.2.1. PODUSZKI SENSOMOTORYCZNE FIRMY REDCORD

	NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	130030	Nowa wersja poduszki sensomotorycznej REDCORD BALANCE o śr. 33 cm i wysokości 65 mm	23%	241,00 zł

10.2.2. PODUSZKI SENSOMOTORYCZNE FIRMY AIREX

	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
YM	BALANCE PAD ELITE	Poduszka do ćwiczeń równoważnych o wymiarach ok. 48 x 40x 6 cm, kolor błękitny, szary, różowy, kiwi	8%	301,00 zł
YM	BALANCE PAD SOLID	Poduszka do ćwiczeń równoważnych o zwiększonej gęstości, wymiary ok. 46 x 41 x 5 cm, kolor ciemny błękit	8%	301,00 zł
YM	BALANCE PAD CLOUD	Poduszka do ćwiczeń równoważnych, wymiary 46 x 40 x 6 cm, kolor ciemnoczerwony, jasnoczerwony do wyczerpania zapasów	8%	301,00 zł
YM	BALANCE PAD XLARGE	Poduszka do ćwiczeń równoważnych o wymiarach ok. 98 x 41 x 6 cm, kolor błękitny, szary	8%	563,00 zł
YM	BALANCE BEAM	Tor do ćwiczeń równoważnych o wymiarach ok. 160 x 24 x 6 cm, kolor błękitny	8%	527,00 zł
YM	BALANCE BEAM MINI	Tor do ćwiczeń równoważnych o wymiarach ok. 41 x 24 x 6 cm, kolor błękitny	8%	169,00 zł

10.2.3. PODKŁADKI SENSOMOTORYCZNE FIRMY LEDRAPLASTIC

NR REF	OPIS		VAT	CENA BRUTTO
89.07	SIT'ON'AIR	Podkładka korekcyjna do siedzenia 37 x 37 x 6 cm, niebieska, max . obciążenie 150 kg	8%	123,00 zł
89.09	MOVIN'SIT' JUNIOR	Podkładka korekcyjna 26 x 26 x 7/0,5 cm, niebieska, max. obciążenie 45 kg	8%	100,00 zł
89.10	MOVIN'SIT	Podkładka korekcyjna 36 x 36 x 7/0,5 cm, niebieska, max. obciążenie 120 kg	8%	119,00 zł
89.11	DISC'O'SIT	Podkładka korekcyjna o średnicy 39 cm, niebieska, max. obciążenie 120 kg	8%	115,00 zł
89.12	DISC'O'SIT JUNIOR	Podkładka korekcyjna o średnicy 32 cm, czerwona, max. obciążenie 45 kg	8%	96,00 zł
89.13	COMFORT'A'BACK	Podkładka pod plecy 33 x 24 x 5 cm, niebieska (dotępne do wyczerpania zapasów).	8%	119,00 zł

10.3. PIŁKI, WAŁKI I ZABAWKI FIRMY LEDRAPLASTIC

10.3.1. PIŁKI I PUFY

NR REF		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
95.45	GYMNIC CLASSIC	Max. średnica 45 cm, żółta, max. obciążenie 120 kg	8%	71,00 zł
95.55	GYMNIC CLASSIC	Max. średnica 55 cm, czerwona, max. obciążenie 120 kg	8%	87,00 zł
95.65	GYMNIC CLASSIC	Max. średnica 65 cm, niebieska, max. obciążenie 120 kg	8%	103,00 zł
95.75	GYMNIC CLASSIC	Max. średnica 75 cm, żółta, max. obciążenie 120 kg	8%	120,00 zł
95.39	GYMNIC PLUS	Max. średnica 55 cm, zielona perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	87,00 zł
95.40	GYMNIC PLUS	Max. średnica 65 cm, zielona perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	103,00 zł
95.42	GYMNIC PLUS	Max. średnica 65 cm, żółta perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	103,00 zł
95.43	GYMNIC PLUS	Max. średnica 65 cm, czarna perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	103,00 zł
95.41	GYMNIC PLUS	Max. średnica 75 cm, zielona perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	120,00 zł
95.28	GYMNIC CLASSIC PLUS	Max. średnica 55 cm, czerwona perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	87,00 zł
95.29	GYMNIC CLASSIC PLUS	Max. średnica 65 cm, niebieska perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	103,00 zł
95.30	GYMNIC CLASSIC PLUS	Max. średnica 75 cm, żółta perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	120,00 zł
90.55	BODY BALL	Max. średnica 55 cm, czerwona, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	87,00 zł

90.65	BODY BALL	Max. średnica 65 cm, niebieska, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	103,00 zł
90.75	BODY BALL	Max. średnica 75 cm, żółta, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	97,00 zł
90.85	BODY BALL	Max. średnica 85 cm, czerwona, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	169,00 zł
90.95	BODY BALL	Max. średnica 95 cm, niebieska, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	202,00 zł
95.05	FIT BALL	Max. średnica 55 cm, biała perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	87,00 zł
95.06	FIT BALL	Max. średnica 65 cm, biała perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	103,00 zł
95.07	FIT BALL	Max. średnica 75 cm, biała perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	120,00 zł
95.35	GYMNIC ARTE	Max. średnica 55 cm, tęczowa perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	94,00 zł
95.36	GYMNIC ARTE	Max. średnica 65 cm, tęczowa perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	110,00 zł
95.37	GYMNIC ARTE	Max. średnica 75 cm, tęczowa perłowa, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	126,00 zł
95.85	PHYSIO GYMNIC	Max. średnica 85 cm, czerwona, max. obciążenie 120 kg	8%	169,00 zł
95.95	PHYSIO GYMNIC	Max. średnica 95 cm, niebieska, max. obciążenie 120 kg	8%	211,00 zł
95.98	PHYSIO GYMNIC	Max. średnica 120 cm, czerwona, max. obciążenie 120 kg	8%	365,00 zł
95.15	MEGA BALL	Max. średnica 150 cm, czerwona, max. obciążenie 120 kg	23%	736,00 zł
95.18	MEGA BALL	Max. średnica 180 cm, czerwona, max. obciążenie 120 kg	23%	875,00 zł
94.55	MEMORY BALL	Piłka z wyważonym środkiem ciężkości, o max. średnicy 55 cm, szara, obciążenie max. 120 kg	23%	129,00 zł
94.65	MEMORY BALL	Piłka z wyważonym środkiem ciężkości, o max. średnicy 65 cm, szara, obciążenie max. 120 kg	23%	148,00 zł
89.35	SIT'N'GYM	Pufa o max. średnicy 35 cm, przezroczysta z kolorowymi gwiazdkami, max. obciążenie 120 kg	8%	63,00 zł
89.45	SIT'N'GYM	Pufa o max. średnicy 45 cm, żółta, max. obciążenie 120 kg	8%	71,00 zł
89.55	SIT'N'GYM	Pufa o max. średnicy 55 cm, czerwona, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	89,00 zł
89.65	SIT'N'GYM	Pufa o max. średnicy 65 cm, niebieska, BRQ, max. obciążenie 120 kg	8%	105,00 zł
89.77	SIT'N'GYM PERLA	Pufa o max. średnicy 75 cm, biały perłowy, max. obciążenie 120 kg (dostępny do wyczerpania zapasów)	8%	130,00 zł
89.76	SIT'N'GYM PERLA	Pufa o max. średnicy 65 cm, biały perłowy, max. obciążenie 120 kg (dostępny do wyczerpania zapasów)	8%	113,00 zł
89.75	SIT'N'GYM PERLA	Pufa o max. średnicy 55 cm, biały perłowy, max. obciążenie 120 kg (dostępny do wyczerpania zapasów)	8%	97,00 zł
80.35	OPPY 5	Piłka do skakania o max. średnicy 50 cm, żółta, max. obciążenie 45 kg (dostępny do wyczerpania zapasów)	23%	88,00 zł
80.36	OPPY 6	Piłka do skakania o max. średnicy 60 cm, czerwona, max. obciążenie 70 kg (dostępny do wyczerpania zapasów).	23%	97,00 zł
80.38	PONY	Kucyk PONY o max. średnicy 45 cm, pomarańczowy lub żółty, max. obciążenie 45 kg (dostępny do wyczerpania zapasów).	23%	116,00 zł
80.45	HOP	Piłka do skakania o max. średnicy 45 cm, żółta, max. obciążenie 45 kg	23%	93,00 zł
80.55	HOP	Piłka do skakania o max. średnicy 55 cm, czerwona, max. obciążenie 70 kg	23%	102,00 zł
80.66	HOP	Piłka do skakania o max. średnicy 66 cm, niebieska, max. obciążenie 90 kg	23%	111,00 zł
81.02	UNIWERSAL PRO SMALL	Kpl. 2 piłek do do ćwiczeń pilates i jogi, o max. średnicy 10 cm, szara, max. obciążenie 90 kg	23%	48,00 zł
81.05	UNIWERSAL PRO LARGE	Piłka do do ćwiczeń pilates i jogi, o max. średnicy 17 cm, szara, max. obciążenie 90 kg	23%	40,00 zł
81.08	SENSO PRO	Kpl. 2 piłek z wypuskami do do ćwiczeń pilates i jogi, o max. średnicy 11 cm, szara, max. obciążenie 90 kg	23%	48,00 zł
82.05	MYOFASCIAL	Piłka do treningu mięśniowo-powięziowego. o max. średnicy 13 cm, 200 g, niebieska	23%	32,00 zł
82.06	MYOFASCIAL	Piłka do treningu mięśniowo-powięziowego. o max. średnicy 15 cm, 300 g, biała	23%	40,00 zł
82.07	MYOFASCIAL	Piłka do treningu mięśniowo-powięziowego. o max. średnicy 18 cm, 400 g, czarna	23%	45,00 zł
82.10	SOFT PLAY	Piłka ręczna o max. średnicy 16 cm, 180 g, żółta	23%	32,00 zł
82.11	SOFT PLAY	Piłka siatkowa o max. średnicy 21 cm, 220 g, biała	23%	36,00 zł
82.12	SOFT PLAY	Piłka nożna o max. średnicy 22 cm, 200 g, niebieska	23%	36,00 zł
82.13	SOFT PLAY	Piłka do kosza o max. średnicy 24 cm, 350 g, pomarańczowa	23%	43,00 zł
80.90	VOLLEYBALL	Piłka siatkowa o max. średnicy 21 cm, żółta	23%	35,00 zł
80.12	SOFFY PLAY AND BEACH BALL	Piłka plażowa o max. średnicy 45 cm, czerwona, żółta lub niebieska	23%	44,00 zł
98.01	RITMIC	Piłka do gimnastyki o max. średnicy 17 cm, 280 g, czerwona, żółta, niebieska lub zielona.	23%	54,00 zł
97.64	FREEBALS HAND	Kpl. 2 piłeczek do ćwiczenia palców, w zestawie żółta o śr. 40 mm i czerwona o śr. 55 mm	23%	63,00 zł
95.08	OVER KI	Piłka o max. średnicy 15 cm, niebieska, max. obciążenie 80 kg	23%	24,00 zł

80.86	FANTYBALL	Piłka o max. średnicy 15 cm, różowa, max. obciążenie 80 kg	23%	32,00 zł
80.87	FANTYBALL	Piłka o max. średnicy 18 cm, różowa, max. obciążenie 80 kg	23%	36,00 zł
80.88	FANTYBALL	Piłka o max. średnicy 24 cm, różowa, max. obciążenie 80 kg	23%	41,00 zł
93.11 93.12 93.13	SOFTGYM OVER	Piłka o max. średnicy 23 cm, czerwona, żółta, niebieska, max. obciążenie 80 kg (do wyczerpania zapasów)	23%	24,00 zł
96.02	ACTIVITY BALL	Piłka z kuleczkami w środku o max. średnicy 50 cm, przezroczysta, max. obciążenie 120 kg	8%	130,00 zł
96.98	JINGLIN'BALL	Piłka z dzwonekami w środku o max. średnicy 55 cm, przezroczysta, max. obciążenie 120 kg (do wyczerpania zapasów)	8%	130,00 zł

10.3.2. WAŁKI REHABILITACYJNE

NR REF	OPIS	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
88.00	PHYSIO ROLL	Wałek o max. wymiarach (śr. x dł.) 30 x 50 cm, niebieski, max. obciążenie 120 kg	8%	121,00 zł
88.01	PHYSIO ROLL	Wałek o max. wymiarach (śr. x dł.) 40 x 65 cm, czerwony, max. obciążenie 120 kg	8%	144,00 zł
88.02	PHYSIO ROLL	Wałek o max. wymiarach (śr. x dł.) 55 x 90 cm, żółty, max. obciążenie 120 kg	8%	200,00 zł
88.03	PHYSIO ROLL	Wałek o max. wymiarach (śr. x dł.) 70 x 115 cm, niebieski, max. obciążenie 120 kg	8%	254,00 zł
88.04	PHYSIO ROLL	Wałek o max. wymiarach (śr. x dł.) 85 x 130 cm, czerwony, max. obciążenie 120 kg	8%	340,00 zł
88.12	PHYSIO ROLL PLUS	Wałek o max. wymiarach (śr. x dł.) 55 x 90 cm, zielony, BRQ, max. obciążenie 120 kg (dostępne do wyczerpania zasobów).	8%	200,00 zł
88.13	PHYSIO ROLL PLUS	Wałek o max. wymiarach (śr. x dł.) 70 x 115 cm, niebieski, BRQ, max. obciążenie 120 kg (dostępne do wyczerpania zasobów).	8%	254,00 zł
88.05	PHYSIO ACTIVITY ROLL	Wałek o max. wymiarach (śr. x dł.) 55 x 90 cm, przezroczysty z kulkami w środku, max. obciążenie 120 kg	8%	229,00 zł
88.06	SENS'O'ROLL	Wałek o max. wymiarach (śr. x dł.) 50 x 80 cm, pomarańczowy z wypustkami, max. obciążenie 120 kg	8%	200,00 zł
97.54	ACTIV ROLL	Wałek do masażu z kółkami o max. wymiarach (śr. x dł.) 6 x 15 cm, szary	8%	33,00 zł

10.3.3. PRZYRZĄDY I AKCESORIA DO FITNESSU

NR REF	OPIS	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
95.12	FITBALL ROLLER	Wałek o max. wymiarach (śr. x dł.) 18 x 75 cm, srebrny, max. obciążenie 120 kg	23%	133,00 zł
95.20	TRAINING ROLL	Wałek o max. wymiarach (śr. x dł.) 24 x 70 cm, limonka, max. obciążenie 120 kg	23%	142,00 zł
80.99	TRAINING BOWL	Kpl. 2 szt. ciężarków treningowych napełnianych wodą, żółte	23%	179,00 zł
95.10	MOVIN'STEP	Stepper MOVIN'STEP do ćwiczeń oraz poprawy równowagi i koordynacji o wymiarach 35 x 35 x 7 cm, max. Obciążenie 120 kg	23%	229,00 zł
95.14	DISCO SPORT	Dysk sensoryczny o średnicy 55 cm, z wypustkami po jednej stronie, pomarańczowy, max. obciążenie 120 kg	23%	247,00 zł
95.11	DISCO DOME	Dysk sensoryczny DISCO SPORT z podstawą antypoślizgową, max. obciążenie 120 kg.	23%	443,00 zł
95.13	CORE BALANCE	Nadmuchiwana kopuła na sztywnej podstawie o wymiarach (wys. x śr.) 25 x 40 cm, max. obciążenie 120 kg.	23%	550,00 zł
97.05	HEAVYMED	Piłka ciężka 0,5 kg, średnica 10 cm, zielona	23%	40,00 zł
97.10	HEAVYMED	Piłka ciężka 1,0 kg, średnica 12 cm, czerwona	23%	46,00 zł
97.20	HEAVYMED	Piłka ciężka 2,0 kg, średnica 15 cm, żółta	23%	74,00 zł
97.30	HEAVYMED	Piłka ciężka 3,0 kg, średnica 17 cm, niebieska	23%	108,00 zł
97.34	HEAVYMED	Piłka ciężka 4,0 kg, średnica 20 cm, różowa	23%	124,00 zł
97.35	HEAVYMED	Piłka ciężka 5,0 kg, średnica 23 cm, pomarańczowa	23%	148,00 zł
97.44	AKU MAT COMFORT	Kpl. 2 szt. mat sensorycznych, kolor czerwony, o rozmiarze 31,5 x 15,5 x 1 cm	23%	108,00 zł
97.45	AKU MAT PRO	Kpl. 2 szt. mat sensorycznych, kolor szary, o rozmiarze 31,5 x 15,5 x 1 cm	23%	108,00 zł
97.47	BENE-FEET MAT	Kpl. 2 szt. mat-jeżyków do stymulacji i masażu stóp o rozmiarze 23 x 14 x 3 cm	23%	136,00 zł

10.3.4. AKCESORIA DO MASAŻU

NR REF	OPIS	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
97.50	SENSYBALL	Kpl. 2 szt. piłek do masażu o średnicy 10 cm, żółte, max. obciążenie 80 kg	23%	43,00 zł
97.51	SENSYBALL	Piłka do masażu o średnicy 20 cm, żółta, max. obciążenie 80kg	23%	58,00 zł
97.52	SENSYBALL	Piłka do masażu o średnicy 28 cm, żółta, max. obciążenie 80 kg	23%	68,00 zł
97.53	AKU BALL	Piłka do masażu z małymi wypustkami o średnicy 20 cm, zielona, max. obciążenie 80 kg	8%	56,00 zł

97.55	REFLEXBALL GIFT	Kpl 2 szt. piłka do masażu o średnicy 8 cm, zielone	23%	38,00 zł
97.56	REFLEXBALL 6	Piłka do masażu o średnicy 6 cm, niebieska	23%	12,00 zł
97.57	REFLEXBALL 8	Piłka do masażu o średnicy 8 cm, zielona	23%	15,00 zł
97.58	REFLEXBALL 9	Piłka do masażu o średnicy 9 cm, niebieska	23%	18,00 zł
97.59	REFLEXBALL 10	Piłka do masażu o średnicy 10 cm, zielona	23%	21,00 zł
97.61	THERASENSORY	Piłka z kolcami o średnicy 65 cm, zieleń medyczna, max. obciążenie 120 kg	8%	123,00 zł
97.60	THERASENSORY	Piłka z kolcami o średnicy 100 cm, czerwona, max. obciążenie 120 kg	8%	280,00 zł
97.63	BEAUTY REFLEX	Kpl. 2 szt.miękkich piłek do masażu o średnicy 8 cm, pomarańczowe	8%	30,00 zł
97.70	MESSAGEBALL REFLEX	Kpl. 2 szt. piłek do masażu o średnicy 6 cm, niebieskie	8%	23,00 zł
97.71	MESSAGEBALL REFLEX	Kpl. 2 szt. piłek do masażu o średnicy 8 cm, zielone	8%	30,00 zł
97.72	MESSAGEBALL REFLEX	Kpl. 2 szt. piłek do masażu o średnicy 9 cm, niebieskie	8%	34,00 zł
97.73	MESSAGEBALL REFLEX	Kpl. 2 szt. piłek do masażu o średnicy 10 cm, zielone	8%	39,00 zł

10.3.5. ZABAWKI EDUKACYJNE

NR REF	OPIS	0	VAT	CENA BRUTTO
80.02	RODY	Nadmuchiwany konik o wymiarach max. wysokość 54 cm, max. długość 45 cm, max. średnica 68 cm, kolor czerwony, żółty lub niebieski, max. obciążenie 45 kg	23%	182,00 zł
70.12				
70.13				
80.00	ROCKING BASE	Bieguny do zabawek RODY, GYFFY i RAFFY o wymiarach dł. 60 cm, szer. 35 cm	23%	110,00 zł
80.05	RODY MAX	Nadmuchiwany konik o wymiarach max. wysokość 66 cm, max. długość 66 cm, max. średnica 96 cm, max. obciążenie 90 kg	23%	353,00 zł
69.01	RODY JEDNOROŻEC	Nadmuchiwany jednorożec o wymiarach, wysokość 54 cm, długość 45 cm, max. Średnica 68 cm, kolor różowy	23%	196,00 zł
80.08	RAFFY	Królik RAFFY o wymiarach max. wysokość 54 cm, max. długość 45 cm, max. średnica 66 cm, kolor zielony lub różowy, max. obciążenie 45 kg	23%	182,00 zł
80.09				
80.71	EASY GRIP	Kpl. 6 szt. piłek o średnicy 12 cm i wadze 100 g, czerwona, różowa, pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska	23%	115,00 zł
80.80	JUNIOR STONE	Kpl. 6 szt. półkul do ćwiczenia równowagi i propriocepcji dla dzieci JUNIOR STONE, średnica 14 cm, wysokość 6 cm, czerwona, niebieska, żółta, zielona, pomarańczowa, różowa.	23%	176,00 zł
80.89	MULTIACTIVE STONE	Kpl. 6 szt. napelnianych wodą podstaw do łasek MULTIACTIVE STONE, średnica 16 cm, wysokość 8 cm, czerwona, niebieska, żółta, zielona, pomarańczowa, różowa.	23%	260,00 zł
80.92	DISC'O BOCCE	Kpl. 9 szt. krążków o średnicy 9,5 cm, czerwone, żółte, niebieskie, zielone.	23%	93,00 zł
80.93	GYM RING	Kpl. 4 szt. ring o średnicy 18 cm, czerwone, żółte, niebieskie, zielone	23%	101,00 zł
97.49	AKU RING	Ringo z kolcami o średnicy 17 cm, czerwone, żółte, niebieskie lub zielone	23%	101,00 zł
80.95	THERA BOLLY	Kpl. 28 szt. piłeczek na przysawki, czerwone, żółte, niebieskie i zielone	23%	213,00 zł
80.96	EDUC'O'DISKS	Kpl. 12 szt. krążków do nauki chodzenia o średnicy 21 cm, czerwone, żółte, niebieskie, zielone, naklejki: 3 x prawa i 3 x lewa ręka, 3 x prawa i 3 x lewa stopa, 3 x strzałka.	23%	213,00 zł
80.97	MULTIFORM SET	Kpl. 16 szt. figur geometrycznych kwadraty, pięciokąty, koła, trójkąty	23%	140,00 zł

10.4. TAŚMY DO ĆWICZEŃ FIRMY PINO

KRÓTKIE (OKOŁO 2 M)

NR REF	KOLOR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
45070	żółty	Taśma PINO-BAND opór słaby	8%	35,00 zł
45071	czerwony	Taśma PINO-BAND opór średni	8%	35,00 zł
45074	limonka	Taśma PINO-BAND opór duży	8%	35,00 zł
45072	zielony	Taśma PINO-BAND opór mocny	8%	35,00 zł
45073	niebieski	Taśma PINO-BAND opór extra mocny	8%	35,00 zł
45075	ZESTAW	Zestaw 24 szt. taśm PINO-BAND, w 5 kolorach	8%	429,00 zł

W ROLKACH (OKOŁO 45 M X 14 CM)

NR REF	KOLOR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
45001	żółty	Taśma PINO-BAND opór słaby	8%	313,00 zł
45002	czerwony	Taśma PINO-BAND opór średni	8%	349,00 zł
45014	limonka	Taśma PINO-BAND opór duży	8%	355,00 zł
45003	zielony	Taśma PINO-BAND opór mocny	8%	385,00 zł
45004	niebieski	Taśma PINO-BAND opór extra mocny	8%	421,00 zł
45005	czarny	Taśma PINO-BAND opór specjalnie mocny	8%	565,00 zł

10.5. TAŚMY DO KINEZJOTAPINGU FIRMY DJO


NR REF	KOLOR	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--------	-------	------	-----	-------------

5001	beżowy	Taśmy CHATT - TAPE 5 m to hipoalergiczne, samoprzylepne taśmy do kinesiotalingu wykonane z wysokiej jakości bawełny	8%	40,00 zł
5002	niebieski	Taśmy CHATT - TAPE 5 m to hipoalergiczne, samoprzylepne taśmy do kinesiotalingu wykonane z wysokiej jakości bawełny	8%	40,00 zł
5003	czarny	Taśmy CHATT - TAPE 5 m to hipoalergiczne, samoprzylepne taśmy do kinesiotalingu wykonane z wysokiej jakości bawełny	8%	40,00 zł
5004	różowy	Taśmy CHATT - TAPE 5 m to hipoalergiczne, samoprzylepne taśmy do kinesiotalingu wykonane z wysokiej jakości bawełny	8%	40,00 zł

10.6. KSZTAŁTKI TAPICEROWANE

10.6.1 KSZTAŁTKI TAPICEROWANE FIRMY MEDEN-INMED

KLINY				
ROZMIAR (szer. x dł. x wys.)		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
40 x 30 x 12 cm	Klin z pianki poliuretanowej obitej skajem, kolor do wyboru		8%	120,00 zł
50 x 35 x 20 cm	Klin z pianki poliuretanowej obitej skajem, kolor do wyboru		8%	195,00 zł
70 x 60 x 25 cm	Klin z pianki poliuretanowej obitej skajem, kolor do wyboru		8%	430,00 zł
WAŁKI				
ROZMIAR (dł. x śr.)		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
60 x 15 cm	Walek z pianki poliuretanowej obitej skajem, kolor do wyboru		8%	154,00 zł
60 x 20 cm	Walek z pianki poliuretanowej obitej skajem, kolor do wyboru		8%	201,00 zł
100 x 25 cm	Walek z pianki poliuretanowej obitej skajem, kolor do wyboru		8%	390,00 zł
100 x 50 cm	Walek z pianki poliuretanowej obitej skajem, kolor do wyboru		8%	850,00 zł
PÓŁWAŁKI				
ROZMIAR (dł. x szer. x wys.)		OPIS	VAT	CENA BRUTTO
60 x 15 x 10 cm	Półwalek z pianki poliuretanowej obitej skajem, kolor do wyboru		8%	158,00 zł
60 x 15 x 15 cm	Półwalek z pianki poliuretanowej obitej skajem, kolor do wyboru		8%	185,00 zł



10.7. STOLIKI MEDYCZNE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SPA-2	Stolik pod aparaturę medyczną z dwiema półkami i możliwością dalszej rozbudowy o kosz i listwę zasilającą. Wymiary (gł. x szer. x wys.) 430 x 540 x 890 mm, max. dopuszczalne obciążenie 250 kg, 4 kółka transportowe	8%	864,00 zł
MEDCART	Lekki wózek medyczny z półką pod aparaturę. Nowoczesny design oraz najwyższa jakość wykonania. Wymiary (gł. x szer. x wys.) 385 x 380 x 762 mm, max. dopuszczalne obciążenie 15 kg, 4 kółka jezdne z hamulcem	8%	1 188,00 zł
MEDCART Z SZUFLADĄ		8%	1 784,00 zł
QUBIQ	Elegancki wózek medyczny z półką pod aparaturę wyposażony 2 szuflady. Nowoczesny design oraz najwyższa jakość wykonania. Wymiary (gł. x szer. x wys.) 454 x 380 x 756 mm, max. dopuszczalne obciążenie 30 kg, 4 kółka jezdne z hamulcem	8%	1 990,00 zł
AKCESORIA			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
KOSZ SPA-2	Kosz na akcesoria o pojemności szacunkowej 22 l, max. obciążenie 5 kg	8%	180,00 zł
KOSZ CARDIO	Kosz na akcesoria kardiologiczne	8%	369,00 zł
UCHWYT TRANSPORTOWY	Uchwyt transportowy ułatwiający przemieszczanie stolika.	8%	97,00 zł
Wieszak elektrod CARDIOLINE wer. 100 z kołkami do zamocowania		8%	252,00 zł
Wieszak elektrod CARDIOLINE wer. 200 z kołkami do zamocowania		8%	252,00 zł

10.8. KOZIOŁKI I TABORETY

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
KOZIOŁEK FLEXI	Koziołek dla terapeutów i lekarzy z chromowaną podstawą i kolumną, wyposażony w podgumowane kółka oraz mechanizm regulacji kąta nachylenia siedziska w zakresie 15°, regulacja wysokość 500 - 700 mm; dostępny w kolorach tapicerek stołów z linii TERAPEUTA i GALAXY	23%	837,00 zł
TABORET	Taboret z tapicerowanym siedziskiem, regulacją wysokości przy pomocy kolumny gazowej oraz system kółek	23%	567,00 zł

OPCJE			
KÓŁKA SAMOHAMUJĄCE	Zapobiegają przesuwaniu się taboretu po wstaniu użytkownika (kółka obracają się tylko gdy użytkownik siedzi lub obciąża taboret)	23%	295,00 zł
PREMIUM	Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurwedę	23%	99,00 zł

10.9. WAGI I PRZYRZĄDY POMIAROWE FIRMY SECA

10.9.1. WAGI I PRZYRZĄDY POMIAROWE DLA DZIECI

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SECA 376	Bezprzewodowa, elektroniczna waga niemowlęca z dużą szalką pomiarową i wyświetlaczem LCD, nośność 20 kg, bateria, opcjonalnie zasilacz, regulowana amortyzacja, TARA, HOLD, auto - HOLD, BMIF, możliwość dołączenia wzrostomierza	8%	3 635,00 zł
AKCESORIA			
SECA 233	Wzrostomiarka i ogranicznik głowy		663,00 zł
SECA 336	Elektroniczna waga niemowlęca, nośność 20 kg, bateria, opcjonalnie zasilacz, automatyczne wyłączanie, amortyzacja, TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne przełączanie zakresów ważenia	8%	1 753,00 zł
AKCESORIA			
SECA 234	Cyfrowy wzrostomierz z wbudowanymi pozycjonerami głowy i stóp oraz wyświetlaczem LED	8%	935,00 zł
SECA 232 n	Analogowy wzrostomierz z wbudowanymi pozycjonerami głowy i stóp	8%	411,00 zł
SECA 834	Elektroniczna waga ze zdejmowalną szalką do ważenia niemowląt w pozycji leżącej lub małych dzieci w pozycji stojącej, nośność 20 kg, bateria, automatyczne wyłączanie, TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresów ważenia	8%	799,00 zł
AKCESORIA			
SECA 413	Torba do wagi SECA 834	23%	323,00 zł

10.9.2. WAGI I PRZYRZĄDY POMIAROWE DLA DOROSŁYCH

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
SECA 704	Waga kolumnowa, bezprzewodowa, transmisja danych 360°, nośność do 300 kg	8%	
OPCJE			
704 R	Waga kolumnowa SECA 704 z interfejsem RS232/ bez funkcji bezprzewodowej transmisji danych	8%	3 647,00 zł
704 S	Waga kolumnowa SECA 704 ze wzrostomierzem i funkcją bezprzewodowej transmisji danych	8%	4 057,00 zł
SECA 711	Mechaniczna waga kolumnowa	8%	3 647,00 zł
OPCJE			
SECA 711	Waga SECA 711 ze wzrostomierzem	8%	3 929,00 zł
SECA 799	Elektroniczna waga kolumnowa ze wzrostomierzem	8%	1 889,00 zł
SECA 956	Waga krzeselkowa do 200 kg	8%	3 647,00 zł
SECA 959	Waga krzeselkowa do 300 kg z modulem RS232 (Interfejs pozwala na połączenie wagi seca bezpośrednio z komputerem lub drukarką)	8%	6 371,00 zł
SECA 645	Waga wielofunkcyjna z poręczą do 300 kg	8%	6 079,00 zł
AKCESORIA			
SECA 223	Wzrostomierz teleskopowy	8%	1 179,00 zł
SECA 677	Waga wielofunkcyjna do 300 kg z łączem RS 232	8%	11 245,00 zł
SECA 285	Stacja pomiarowa z seca funkcją Direct Print	8%	7 343,00 zł
SECA 287	Ultradźwiękowa stacja pomiarowa z synteizatorem mowy i funkcją Direct Print	8%	8 589,00 zł
SECA 201	Medyczna miarka do pomiaru obwodu ciała	8%	53,00 zł
SECA 203	Ergonomiczna miarka do mierzenia obwodów z dodatkiem wskaźnika talia / biodro (WHR)	8%	75,00 zł
SECA 206	Miarka mechaniczna do montażu ściennego	8%	109,00 zł

10.9.3. ANALIZATORY SKŁADU MASY CIAŁA

SECA mBCA 515	Analizator składu masu ciała	8%	51 786,00 zł
SECA mBCA 525	Analizator składu masu ciała dla pacjentów leżących	8%	30 186,00 zł

10.10. PLANSZE ANATOMICZNE (100x70 cm)

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PHYS 2	Fizjoterapia II: ciepłolecznictwo - zimnolecznictwo - krioterapia	23%	81,00 zł
PHYS 3	Fizjoterapia III: masaż tkanki łącznej	23%	81,00 zł
PHYS 4	Fizjoterapia IV: Punkty spustowe	23%	81,00 zł
PHYS 6	Refleksoterapia dłoni	23%	81,00 zł
PHYS 7	Refleksoterapia stóp	23%	81,00 zł
PL03	Szkielet	23%	90,00 zł
PL04	Mięśnie człowieka	23%	90,00 zł
PL05	Układ nerwowy	23%	90,00 zł
PL06	Układ krwionośny człowieka	23%	90,00 zł
PL07	Kręgosłup człowieka	23%	90,00 zł
PL08	Kończyna dolna	23%	90,00 zł
PL09	Układ limfatyczny	23%	90,00 zł
PL10	Akupunktura	23%	90,00 zł
PL13	Kończyna górna	23%	90,00 zł
PL16	Układ oddechowy - budowa prawidłowa i choroby	23%	90,00 zł

10.11. INNE WYPOSAŻENIE

10.11.1. PARAWANY

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PDG-1	Parawan jednoskrzydłowy, 2 kółka	8%	645,00 zł
PDG-3	Parawan trzyskrzydłowy, 4 kółka	8%	1 215,00 zł

10.11.2. SCHODKI REHABILITACYJNE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
ST1	Schodki metalowe jednostopniowe	23%	387,00 zł
ST2	Schodki metalowe dwustopniowe	23%	524,00 zł

10.11.3 DRABINKI

10.11.3.1. DRABINKI FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
HOPTOP	Drabinka do ćwiczeń rehabilitacyjnych, wys. 2273 mm, szer. 755 mm	8%	695,00 zł
HOPTOP + REHACROSS	Drabinka do ćwiczeń rehabilitacyjnych, wys. 2273 mm, szer. 755 mm z wielofunkcyjnym stelażem rehacross przeznaczonym do treningu kończyn górnych i dolnych	8%	1 094,00 zł
REHACROSS	Wielofunkcyjny stelaż Rehacross przeznaczonym do treningu kończyn górnych i dolnych dedykowany do drabinki HOPTOP	23%	599,00 zł

10.11.3.1. DRABINKI FIRMY BENCHK

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM BENCHK-100	Wielofunkcyjna drewniana drabinka gimnastyczna (8 bukowych szczebelków o wym. 30 x 40 mm), w skład zestawu wchodzi elementy montażowe. Szerokość 67 cm, wysokość 220 cm. Kolor drewno naturalne.	23%	1 625,00 zł
IM BENCHK-111	BENCH-K110 + zdejmowany drewniany drążek do podciągania	23%	2 119,00 zł
IM BENCHK-111 (DAWNIEJ KIDDY WOOD)	BENCHK-111 + Akcesoria dla dzieci (kółka gimnastyczne drewniane, lina z huśtawką)	23%	2 639,00 zł
IM BENCHK-200B (DAWNIEJ FUSION LADDER	Drewniano-metalowa drabinka gimnastyczna (8 bukowych szczebelków o wym. 30 x 40 mm oraz 2 metalowe pionowe profile 40 x 50mm). W skład wchodzi elementy montażowe. Szerokość 67 cm, wysokość 230 cm, kolor czarny, drewno.	23%	1 449,00 zł
IM BENCHK-211B (DAWNIEJ FUSION)	BENCHK-210B + zdejmowany drewniany drążek do podciągania	23%	2 079,00 zł
IM BENCHK-212B+A076 (DAWNIEJ FUSION PLUS)	BENCH-211B ++ Akcesoria dla dzieci (kółka gimnastyczne drewniane, lina z huśtawką)	23%	2 579,00 zł
IM BENCHK-700B (dawniej 310B)	Drewniano-metalowa drabinka gimnastyczna (9 bukowych szczebelków drewnianych o wym. 30 x 40mm oraz 2 metalowe profile 40 x 50 mm). W skład wchodzi elementy do montażu. Szerokość 67 cm, wysokość 240 cm, kolor czarny mat.	23%	1 715,00 zł
IM BENCHK-721 (DAWNIEJ 311B)	BENCHK-7210B + metalowy drążek do podciągania	23%	2 579,00 zł
IM BENCHK-722B (DAWNIEJ 312B)	BENCHK-722B + drążek+poręcz do ćwiczeń z podłokietnikami i podkładem pod plecy	23%	4 129,00 zł
IM BENCHK-723B (dawniej 313b)	BENCHK-723B + drewniany drążek do podciągania+poręcz+laweczka	23%	6 315,00 zł
IM BENCHK-522 (dawniej 412)	Drewniano-metalowa drabinka gimnastyczna (8 szczebelków bukowych o wym. 30-40 mm, 2 pionowe profile metalowe 50 x 40 mm). Szerokość 67 cm, wysokość 230 - 240 cm, kolor: czarny z drewnianymi szczebelkami. W zestawie górny metalowy drążek do podciągania i poręcze	23%	4 015,00 zł

10.12. FOTELE DO BADAŃ I ZABIEGÓW FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
WENUS	Fotel ginekologiczny wraz ze zintegrowanym systemem podpory nogi (L+P) z oparciem dla ręki bez regulacji wysokości na zacisku GIN, dodatkowym oparciem ręki oraz wieszakiem na ręcznik papierowy (cena nie uwzględnia sterowania)	8%	11 445,00 zł
MARS	Fotel urologiczny standardowo wyposażony w podpory nóg na zacisku URO, oparcie rąk oraz wieszak na ręcznik papierowy (cena nie uwzględnia sterowania)	8%	12 624,00 zł
WENUS Z OTWOREM NA TWARZ	Fotel -ginekologiczny z okrągłym otworem na twarz standardowo wyposażony wieszak ne ręcznik papierowy (cena nie uwzględnia sterowania)		8 981,00 zł

AKCESORIA			
NAZWA		VAT	CENA BRUTTO
12-FMWX0906-004	Podpora nogi (L+P) z oparciem dla ręki bez regulacji wysokości na zacisku GIN	8%	1 920,00 zł
01-FMWX0909-001	Podproa nogi (L+P) z regulacją wysokości na zacisku URO FUG2-1.0800.00	8%	3 099,00 zł
01-FMWX0903-001	Podpórka anestetyczna ręki na zacisku URO (FUG-2) FUG2-1.0900.00	8%	1 227,00 zł
01-FMWX0603-001	Panel stołu umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe poprzez przedłużenie siedziska	8%	786,00 zł
01-FMWX0606-001	Panel obrotowy umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe poprzez podparcie nóg - fotel urodynamiczny, kpl	8%	1 890,00 zł
01-FMWX1203-002	oparcie dla ręki (L+P) FUG-2 FUG2-1.0600.00	8%	786,00 zł
01-FMWX0606-001	Urologiczna (MARS) miska z odpływem	8%	635,00 zł
01-FMWX0306-001	Urologiczna lub ginekologiczna (MARS/WENUS) miska bez odpływu	8%	46,00 zł
	Obręcz na lejek	8%	118,80 zł
01-FMWX1803-002	Wieszak na kropłówki	8%	589,00 zł
01-FMWX1503-003	Pedał umożliwiający sterowanie nożne	8%	468,00 zł
01-FMWX1506-001	Pilot umożliwiający sterowanie ręczne	8%	241,00 zł

10.13 LAMPY ZABIEGOWE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
VISIANO 20-2 C T1	Lampa zabiegowa Visiano 20 wersja sufitowa	8%	8 588,00 zł
VISIANO 20-2 P TX	Lampa zabiegowa Visiano 20 wersja na pin	8%	5 319,00 zł
VISIANO 10-1 P S10	Lampa zabiegowa Visiano 10 wersja na pin	8%	2 964,00 zł
OPTICLUX 10-2 C T1	Lampa powiększająca-dermatologiczna Opticlux wersja sufitowa, powiększenie 3.5 DPT, woodlight	8%	8 157,00 zł
OPTICLUX 10-1 C T1	Lampa powiększająca-dermatologiczna Opticlux wersja sufitowa, powiększenie 3.5 DPT	8%	6 192,00 zł
OPTICLUX 10-2 P TX	Lampa powiększająca-dermatologiczna Opticlux wersja na pin, powiększenie 3.5 DPT, woodlight	8%	5 004,00 zł
OPTICLUX 10-1 P TX	Lampa powiększająca-dermatologiczna Opticlux wersja na pin, powiększenie 3.5 DPT	8%	3 426,00 zł
OPTICLUX Hand 10-1 DL	Lampa powiększająca-dermatologiczna Opticlux, lupa, powiększenie 3.5 DPT	8%	4 192,00 zł
OPTICLUX Hand 10-2 UV	Lampa powiększająca-dermatologiczna Opticlux, lupa, powiększenie 3.5 DPT, woodlight	8%	4 928,00 zł

AKCESORIA					
NAZWA		OPIS	VAT	CENA BRUTTO	
		Uchwyt do sterylizacji do Triango 30	8%	176,00 zł	
		Uchwyt do sterylizacji do Triango 100	8%	194,00 zł	
		Podstawa jezdna - oryginalna	Dla wersji na pin	8%	1 030,00 zł
		Mocowanie do szyny	Dla wersji na pin	8%	274,00 zł
		Mocowanie do stołu	Dla wersji na pin	8%	152,00 zł
		Mocowanie do ściany - poliamid	Dla wersji na pin	8%	182,00 zł
		Mocowanie do ściany - aluminium	Dla wersji na pin	8%	492,00 zł

10.14 TABLICE OKULISTYCZNE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
OKO	Tablica okulistyczna OKO z jednym optotypem	8%	3 510,00 zł
OKO	Tablica okulistyczna OKO z dwoma optotypami	8%	3 780,00 zł
OKO	Tablica okulistyczna OKO z trzema optotypami	8%	4 050,00 zł
OKO	Tablica okulistyczna OKO z czterema optotypami	8%	4 320,00 zł

AKCESORIA			
5CN / 5CZ	Optptyp do tablicy OKO cyfry (normalne lub odbicie lustrzane)	23%	307,50 zł
5LN / 5LZ	Optptyp do tablicy OKO litery (normalne lub odbicie lustrzane)	23%	307,50 zł
5DN / 5DZ	Optptyp do tablicy OKO dłonie (normalne lub odbicie lustrzane)	23%	307,50 zł
5ON / 5OZ	Optptyp do tablicy OKO obrazki (normalne lub odbicie lustrzane)	23%	307,50 zł
5HN / 5HZ	Optptyp do tablicy OKO haki (normalne lub odbicie lustrzane)	23%	307,50 zł
YRC6 Meden	Pilot do tablicy okulistycznej OKO	23%	89,00 zł

11. REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA

11.1. SYSTEMY DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

11.1.1. SYSTEMY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ FIRMY RUNNER

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
RUN 700/T	Cykloergometr z certyfikatem medycznym do prób wysiłkowych wyposażony w 7" wyświetlacz dotykowy, regulacja oporu w zakresie 0 - 700 Watt, prędkość 3 - 130 obr./min, sterownik z wyjściem RS232 i 2 x USB (sterowanie przez system do prób wysiłkowych), wbudowane testy (min. CHR, CWL, RUNNER, VO2MAX, rampa), regulowana wysokość siedziska dla osób o wzroście od 120 do 210 cm, wymiary (szer. x dł. x wys.) 53 x 110 x 130 cm, waga 60 kg, max. udźwig 180 kg.	8%	16 785,00 zł
RUN 700/TR	Ergometr jak wyżej, z jednym gniazdem USB, sterowanie przez system RUNNER CONNECT	8%	16 255,00 zł
RUN 1400/T	Cykloergometr z certyfikatem medycznym do prób wysiłkowych wyposażony w 10,1" wyświetlacz dotykowy, regulacja oporu w zakresie 0 - 1400 Watt, prędkość 3 - 130 obr./min, sterownik z wyjściem RS232 i 2 x USB (sterowanie przez system do prób wysiłkowych), wbudowane testy (min. CHR, CWL, RUNNER, VO2MAX, rampa) i programy (MANUAL, CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE), 10 wstępnie wprowadzonych programów, regulowana wysokość siedziska dla osób o wzroście od 120 do 210 cm, wymiary (szer. x dł. x wys.) 53 x 110 x 130 cm, waga 60 kg, max. udźwig 180 kg.	8%	19 123,00 zł
RUN 1400/TR	Ergometr jak wyżej, z jednym gniazdem USB, sterowanie przez system RUNNER CONNECT	8%	18 593,00 zł
RUN 7409 PC	Cykloergometr wyposażony w 10,1" wyświetlacz dotykowy, czujniki cardio w uchwytach i w pasie piersiowym, regulacja oporu w zakresie 0 - 600 Watt, prędkość 3 - 130 obr./min, sterownik z wyjściem RS232 i 1 x USB (sterowanie przez system RUNNER CONNECT), wbudowane testy (min. CHR, CWL, RUNNER, VO2MAX) i programy (MANUAL, CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE), 10 wstępnie wprowadzonych programów, 100 programów wolnych, regulowana wysokość siedziska, wymiary (szer. x dł. x wys.) 55 x 120 x 148 cm, waga 80 kg, max. udźwig 180 kg. W zestawie pas piersiowy do pomiaru tętna.	23%	24 943,00 zł
RUN 7412 PC	Poziomy cykloergometr wyposażony w wyświetlacz LCD z wizualizacją wykresów, o rozmiarze 320 x 240 mm (czas, odległość, prędkość, obciążenie, HR, kalorie, komunikaty), regulacja oporu w zakresie 0-600 / 0-999 Watt, max. prędkość 130 obr./min, wymiary (szer. x dł. x wys.) 55 x 150 x 120 cm, waga 100 kg, regulowana wysokość siedziska. Komputer z wyjściem RS232 oferujący 26 programów, treningi CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE, testy (VO2Max, CWL, RUNNER), możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)	23%	26 851,00 zł
RUN 7414 PC	Stepper wyposażony w 10,1" wyświetlacz dotykowy, czujniki cardio w uchwytach i w pasie piersiowym, regulacja oporu w zakresie 0 - 600 Watt, prędkość 3 - 130 obr./min, komputer z wyjściem RS232 i USB, wbudowane testy (min. CHR, CWL, RUNNER, VO2MAX) i programy (MANUAL, CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE), 10 wstępnie wprowadzonych programów, 100 programów wolnych, wymiary (szer. x dł. x wys.) 55 x 110 x 170 cm, waga 100 kg, max. udźwig 180 kg	23%	30 519,00 zł

M	RUN 7416 PC	Ergometr kończyn górnych z wyświetlaczem 10,1", opór 0-600 Watt, prędkość 3-130 RPM, pomiar tętna za pomocą pasa piersiowego, funkcje MANUAL, CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE, 10 wprowadzonych profili, 100 profili wolnych, testy (CHR, CWL, RUNNER, VO2MAX)	23%	41 773,00 zł
	RUN - 7440 PC	Orbitrek typu ARM JOGGING wyposażony w wyświetlacz LCD z wizualizacją wykresów, o rozmiarze 320 x 240 mm (czas, od	23%	35 493,00 zł
	RUN 2011/TR-PC	Bieżnia rehabilitacyjna z certyfikatem medycznym o prędkości regulowanejw zakresie od 0,1 do 20 km/h, max. kątem nachylenia pasa 22%, moc silnika 5 HP, wymiary (szer. x dł. x wys.) 80 x 210 x 150 cm, waga 180 kg, max. obciążenie 150 kg. Komputer oferujący kontrolę prędkości i kąta nachylenia, wyświetlacz LCD (HR, prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia)	8%	33 547,00 zł

11.1.2. SYSTEMY DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ CX MED FIRMY CARDIOWISE

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4400 CYCLE CX MED		Ergometr rowerowy w konstrukcji typu "minimalnego-kroku", ułatwia osobom z problemami z biodrami lub kolanami zajęcie wygodnej pozycji na urządzeniu. Niski próg obciążenia minimalnego (15 Watt) pozwala na przeprowadzenie treningu nieobciążającego nadmiernie system mięśniowy pacjenta. Dostępne opcje: pomiar ciśnienia krwi, pomiar saturacji krwi tętniczej (SpO ₂), tętno, wyświetlacz LCD, przewód RS232		
v6001-0011		Ergometr CYCLE 4400 CX MED.	8%	20 970,00 zł
v6001-0013		Ergometr CYCLE 4400 CX MED. SpO ₂	8%	27 660,00 zł
v6001-0012		Ergometr CYCLE 4400 MED auto BP	8%	32 227,00 zł
v6001-0014		Ergometr CYCLE 4400 CX MED auto BP + SpO ₂	8%	38 917,00 zł
4000 RECUMBENT CX MED		Ergometr poziomy o maksymalnym obciążeniu 200 kg, z ergonomicznym oparciem, regulowanym siedziskiem redukującym obciążenie wywierane na kręgosłup oraz niezawodnymi hamulcami EDDIE CURRENT BRAKES zapewniającymi komfortowy przebieg treningu. Dostępne opcje: pomiar ciśnienia krwi, pomiar saturacji krwi tętniczej (SpO ₂), pas telemetryczny, przewód RS232		
v6003-0011		RECUMBENT CX MED.	8%	24 765,00 zł
v6003-0013		RECUMBENT CX MED. + SPO ₂	8%	31 455,00 zł
v6003-0012		RECUMBENT CX MED. + auto BP	8%	36 022,00 zł
v6003-0014		RECUMBENT CX MED. + SPO2 + auto BP	8%	42 712,00 zł
CIRCLE CX MED		Ergometr ręczny używany przez pacjenta w pozycji siedzącej, stojącej, jak również na piłce stabilizującej. Może być z łatwością stosowany także dla pacjentów na wózkach inwalidzkich. Służy do rehabilitacji kardiologicznej zapewniając całościowy trening górnych partii ciała. Dostępne opcje: platforma dla wózków inwalidzkich, wyświetlacz graficzny, przewód RS232		
v6005-0010		4000 CIRCLE CX MED.	8%	40 460,00 zł
v6006-0009		4000 STAIR CX MED.	8%	35 027,00 zł
v6006-0010		4000 STAIR CX MED. + SPO2	8%	41 401,00 zł
TRAC CX MED		Bieżnia o niskiej prędkości startowej (0,2 km/h) oraz bardzo niskim progu wejścia (19 cm), przeznaczona dla osób z problemami w obrębie kolan. Dostępne opcje: wyświetlacz graficzny, pomiar saturacji krwi tętniczej (SpQ ₂), pas telemetryczny, przewód RS232, poręcz na całej długości urządzenia		
v6004-0020		TRAC CX MED. z wyświetlaczem	8%	55 191,00 zł
v6004-0019		RUNNER CX MED. długie poręcze	8%	56 547,00 zł
v6004-0023		TRAC CX MED. wyświetlacz + długie poręcze	8%	58 214,00 zł
v6004-0021		TRAC CX MED. z wyświetlaczem + SPO ₂	8%	61 880,00 zł
v6004-0024		TRAC CX MED. z wyświetlaczem + SPO ₂ + długie poręcze	8%	64 904,00 zł
STRESS ECHO CX MED		Nowoczesne łóżko wielofunkcyjne będące połączeniem regulowanego stołu do badań oraz uchylnego ergometru. Pozwala na przeprowadzenie bezinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej oraz konwencjonalnego badania USG. Leżysko dostępne tylko w kolorze granitowym. Dostępne opcje: inny kolor leżyska, pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową, pomiar saturacji krwi tętniczej (SpO ₂), przewód RS232		
v5801-0105		STRES ECHO CX MED.	8%	67 477,00 zł
v5801-0107		STRES ECHO CX MED. + SPO ₂	8%	74 166,00 zł
v5801-0106		STRES ECHO CX MED. auto BP	8%	78 733,00 zł
v5801-0108		STRES ECHO CX MED. SpO ₂ + auto BP	8%	85 423,00 zł

	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CARDIOWISE XRCISE CARE		Oprogramowanie do prowadzenia i monitorowania rehabilitacji kardiologicznej oraz treningu - zestaw zwiera oprogramowanie, komputer, monitor 27 FULL HD", bezprzewodowy monitoring EKG, zestaw akcesoriów (możliwość dowolnej konfiguracji od 1 do 24 urządzeń), licencje		
System 5 stanowiskowy		System rehabilitacji kardiologicznej na 5 stanowisk z 4 ergometrami Xrcise Cycle Med. oraz 1 ergometrem Xrcise Cycle Med. z SpO ₂ i auto BP	8%	174 000,00 zł
System 6 stanowiskowy		System rehabilitacji kardiologicznej na 6 stanowisk z 5 ergometrami Xrcise Cycle Med. oraz 1 ergometrem Xrcise Cycle Med. z SpO ₂ i auto BP	8%	203 000,00 zł
System 8 stanowiskowy		System rehabilitacji kardiologicznej na 8 stanowisk z 7 ergometrami Xrcise Cycle Med. oraz 1 ergometrem Xrcise Cycle Med. z SpO ₂ i auto BP	8%	257 000,00 zł

DODATKOWE KONFIGURACJE SYSTEMU DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ NA ŻYCZENIE. MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO SYSTEMU: BIEŻNI, ERGOMETRÓW RĘCZNYCH, STEPERÓW, ERGOMETRÓW ELIPTYCZNYCH, TRENAŻERÓW ELIPTYCZNYCH, ERGOMETRÓW POZIOMYCH.

11.1.3. SYSTEMY DO REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ CARDIAC REHAB SYSTEM FIRMY BITTIUM

CARDIAC RAHABILITATION SYSTEM	System do rehabilitacji kardiologicznej z 4 rejestratorami FAROS 180 z 3-odprowadzeniowym kablem pacjenta i oprogramowaniem CARDIAC RAHABILITATION SYSTEM (PC)	8%	58 968,00 zł
-------------------------------	--	----	--------------

11.2. PRÓBY WYSIŁKOWE

11.2.1. SYSTEMY DO PRÓB WYSIŁKOWYCH FIRMY CARDIOLINE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CUBESTRESS HD+	System do testów wysiłkowych, wersja kliniczna z rejestratorem EKG HD+, łączność Bluetooth, 12 kanałowe EKG (do wyczerpania zapasów)	8%	10 660,00 zł
CUBESTRESS HD+ MIT	Zestaw kliniczny do próby wysiłkowej z rejestratorem EKG HD+, zamontowany na dedykowanym wózku z komputerem typu All in One, łączność Bluetooth, 12 kanałowe EKG, łączność RS 232 z ergometrami lub bieżnią do prób wysiłkowych, drukarka termiczna do wydruków w trybie rzeczywistym, drukarka laserowa, 22" monitor	8%	50 348,00 zł

11.2.2. BIEŻNIA DO PRÓB WYSIŁKOWYCH FIRMY MEDEN-INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
AXELERO KARDIO	Bieżnia do prób wysiłkowych z regulacją kąta wychylenia (posiada grzybek)	8%	26 865,00 zł
PORĘCZ PEDIATRYCZNA	poręcz pediatriaiczna, kpl. (L+P)	8%	454,00 zł

11.2.3. BIEŻNIA DO PRÓB WYSIŁKOWYCH FIRMY RUNNER

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
RUN 700/T	Cykloergometr z certyfikatem medycznym do prób wysiłkowych wyposażony w 7" wyświetlacz dotykowy, regulacja oporu w zakresie 0 - 700 Watt, prędkość 3 - 130 obr./min, sterownik z wyjściem RS232 i 2 x USB (sterowanie przez system do prób wysiłkowych), wbudowane testy (min. CHR, CWL, RUNNER, VO2MAX, rampa), regulowana wysokość siedziska dla osób o wzroście od 120 do 210 cm, wymiary (szer. x dł. x wys.) 53 x 110 x 130 cm, waga 60 kg, max. udźwieg 180 kg.	8%	16 785,00 zł
RUN 1400/T	Cykloergometr z certyfikatem medycznym do prób wysiłkowych wyposażony w 10,1" wyświetlacz dotykowy, regulacja oporu w zakresie 0 - 1400 Watt, prędkość 3 - 130 obr./min, sterownik z wyjściem RS232 i 2 x USB (sterowanie przez system do prób wysiłkowych), wbudowane testy (min. CHR, CWL, RUNNER, VO2MAX, rampa) i programy (MANUAL, CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE), 10 wstępnie wprowadzonych programów, regulowana wysokość siedziska dla osób o wzroście od 120 do 210 cm, wymiary (szer. x dł. x wys.) 53 x 110 x 130 cm, waga 60 kg, max. udźwieg 180 kg. W zestawie pas piersiowy do pomiaru tętna	8%	19 123,00 zł

11.3. APARATY EKG

11.3.1. SYSTEMY EKG FIRMY CARDIOLINE

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
100L		Lekki i przenośny 12 - kanałowy aparat EKG z kolorowym ekranem dotykowym 5" z 5 letnią gwarancją, interpretacja Glasgow, możliwość przechowywania danych na aparacie lub poprzez port USB na pamięci zewnętrznej. Praca w trybie ręcznym i AUTO, kontrola kontaktu elektrod z ciałem pacjenta. Możliwość dokupienia dedykowanego wózka. Wydruk badania z aparatu na papierze 100 mm. Waga 1,4 kg. Zasilanie sieciowe i akumulatorowe (do wyczerpania zapasów)	8%	4 690,00 zł
100+		Lekki i przenośny 12 - kanałowy aparat EKG z kolorowym ekranem 4,3". Możliwość rozbudowy o Wi-Fi, interpretacja Glasgow, możliwość przechowywania danych na aparacie lub poprzez port USB na pamięci zewnętrznej. Praca w trybie ręcznym i AUTO, kontrola kontaktu elektrod z ciałem pacjenta. Możliwość dokupienia dedykowanego wózka. Wydruk badania z aparatu na papierze 100 mm. Waga 1,8 kg. Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Łączność (opcjonalna): HL7, DICOM. Klawiatura mechaniczna (do wyczerpania zapasów)	8%	15 208,00 zł
200S		12 - kanałowy aparat EKG z wbudowanym akumulatorem i wydrukiem na papierze termicznym składanka 210 mm. Kolorowy ekran 7", waga 2,6 kg. Klawiatura membranowa Port USB, opcja: Wi-Fi, LAN, interpretacja GLASGOW (do wyczerpania zapasów)	8%	5 685,00 zł
TOUCHECG HD+ WIN		12 kanałowe komputerowe EKG kompatybilne z system Windows. W zestawie rejestrator EKG, waga <90 g z baterią, zasilanie 2 x bateria AAA, oprogramowanie do analizy EKG. Opcjonalnie interpretacja Glasgow, łączność DICOM. Łączność Bluetooth (do wyczerpania zapasów)	8%	5 685,00 zł

OPCJE	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
WI-FI		Moduł Wi - Fi do aparatów 100 i 200 S/+	23%	2 833,00 zł
LAN		Komunikacja LAN do aparatów 100/200 S	23%	1 902,00 zł
DICOM		Komunikacja DICOM do aparatów 100/200+	23%	4 654,00 zł
GLASGOW		Interpretacja zapisu EKG Glasgow do aparatów 100/200 S/+	23%	1 861,00 zł
PAMIĘĆ 1000		Zapis do 1000 badań EKG do aparatów 100/200 S/+	23%	3 723,00 zł

AKCESORIA	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
APLIKACJA		EasyApp	8%	2 539,00 zł
63050025	KABEL PACJENTA	10-odprowadzeniowy kabel ekg pacjenta	8%	846,00 zł
KABEL PACJENTA		10-odprowadzeniowy kabel ekg pacjenta do Touch HD+ (wtyk lub snap)	8%	1 148,00 zł
ELEKTRODY KOŃCZYNOWE		Elektrody kończynowe - komplet - 4 szt.	8%	140,00 zł
ELEKTRODY PRZEDSERCOWE		Elektrody przedsercowe - komplet - 6 szt.	8%	324,00 zł
ADAPTER 4MM		Kpl. 10 szt. adapterów do kabla pacjenta 4mm do elektrod jednorazowych	8%	155,00 zł
WÓZEK 100		Wózek do aparatu 100L/S/+	8%	4 232,00 zł
WÓZEK 200		Wózek do aparatu 200L/S/+	8%	4 232,00 zł
SPA 2 KARDIO		Wózek do SPA-2 z koszem pod aparat EKG 100/200 L/S/+	8%	1 283,00 zł

66010055(X)	5 rolek papieru o wymiarach 100 mm x 20 m do aparatu 100L	8%	81,00 zł
66010055D	2 rolki papieru o wymiarach 100 mm x 20 mm do aparatu 100L	8%	100,00 zł
66010056(X)	5 rolek papieru o wymiarach 210 mm x 30 m do aparatu 200L	8%	206,00 zł
66010051C	Papier składany o wymiarach 100 x 150 mm, 180 kartek do aparatu 100S/+	8%	221,00 zł
66010052S	Papier składany o wymiarach 210 x 295 mm, 180 kartek do aparatu 200 S/+	8%	648,00 zł
67040223	Torba do aparatów EKG serii 100	23%	486,00 zł

11.4. HOLTERY

11.4.1. HOLTERY EKG FIRMY BITTIUM

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
9404302	Holter FAROS 180 z czujnikiem do pomiaru parametrów pracy serca (HR, EKG 1 kanał) w trybie rzeczywistym za pomocą technologii Bluetooth lub offline, pomiar przyspieszenia 3D ciała, waga 13 g, 1 GB pamięci, wbudowany akumulator	8%	3 973,00 zł
9404300	Holter FAROS 360 z czujnikiem do pomiaru parametrów pracy serca (HR, EKG 3 kanały) w trybie rzeczywistym za pomocą technologii Bluetooth lub offline, pomiar temperatury ciała, oddechu, przyspieszenia 3D, waga 13 g, 16 GB pamięci, wbudowany akumulator RABAT 50% - w przypadku zwrotu niesprawnego aparatu (urządzenie kompletne)	8%	6 815,00 zł
9404718	Elektroda MINISnap Sensitive 1 szt.	8%	65,00 zł
9404644	Elektroda OmegaSnap 1-kanałowa 1.szt.	8%	75,00 zł
9404762	Elektroda OmegaSnap 2-kanałowa 1.szt.	8%	99,00 zł
9404761	Elektroda OmegaSnap 3-kanałowa 1.szt.	8%	147,00 zł
9400147	Adapter OmegaSnap, jednokanałowy	8%	179,00 zł
9404719	Adapter OmegaSnap, wielokanałowy	8%	205,00 zł
9404266	Kabel pacjenta 3-odprowadzeniowy	23%	325,00 zł
9404282	Kabel pacjenta 5-odprowadzeniowy	8%	399,00 zł

ZESTAWY Z OPROGRAMOWANIEM

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CARDIAC NAVIGATOR ADVANCED	System do analizy ekg metodą holtera CARDIAC NAVIGATOR ADVANCED	8%	15 750,00 zł

11.4.2. HOLTERY CIŚNIENIA FIRM CARDIOLINE / IEM

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
WALK 200 ABPM	Holter ciśnienia, do 24h z oprogramowaniem do analizy, zakres ciśnienia 30-290 mmHg, do 30 pomiarów na godzinę, waga 240 g, wymiary 128 x 75 x 30 mm, zasilanie 2 x AA, łączność Bluetooth, mankiet pacjenta rozmiar M (do wyczerpania zapasów)	8%	4 600,00 zł
IEM MOBILE-O-GRAPH PREMIUM SET	Holter ciśnienia, do 24h z oprogramowaniem do analizy, zakres ciśnienia 30-290 mmHg, do 30 pomiarów na godzinę, waga 240 g, wymiary 128 x 75 x 30 mm, zasilanie 2 x AA, łączność Bluetooth I usb, mankiet pacjenta rozmiar S,M i L	8%	5 500,00 zł

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MANKIET	Dodatkowy mankiet do mierzenia ciśnienia w rozmiarze XS / S / M / L / XL	23%	478,00 zł

11.5. STOŁY PIONIZACYJNE FIRMY MEDEN - INMED

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
VERTIMO HI-LO DUO+	Stół VERTIMO w wersji HI-LO DUO+ z dwuczęściowym leżyskiem do testów pochyleniowych oraz badań diagnostycznych z regulowanym zagłówkiem, szybka pionizacja w zakresie 0° - 85°, wskaźnik pochylenia, 2 siłowniki umożliwiające podnoszenie góra/dół oraz pionizację. Gwarancja 24 miesiące z wyłączeniem leżyska - 12 miesięcy	8%	14 500,00 zł

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PREMIUM	Tapicerka wykonana z poliuretanu, odporna na olejki do Ajurwedy	8%	495,00 zł
PODPORA	Uniwersalna podpora ręki (prawej lub lewej) montowana do relingów	8%	454,00 zł
STOLIK	Stolika pacjenta o regulowanej wysokości montowany do relingów	8%	1 495,00 zł
PASY STABILIZACYJNE	Komplet pasów mocujących umożliwiających utrzymanie wymaganej pozycji ciała pacjenta	23%	275,00 zł

11.6. KARDIOMONITORY

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
KONSUNG AURORA 8S	Modułowy monitor parametrów życiowych pacjenta. Kolorowy ekran LCD TFT 8". Pomiary EKG, SpO ₂ , NIBP, temperatura, oddech.	8%	5 145,00 zł
KONSUNG AURORA 10S	Modułowy monitor parametrów życiowych pacjenta. Kolorowy ekran LCD TFT 12". Pomiary EKG, SpO ₂ , NIBP, temperatura, oddech.	8%	6 195,00 zł
KONSUNG AURORA 12S	Modułowy monitor parametrów życiowych pacjenta. Kolorowy ekran LCD TFT 15". Pomiary EKG, SpO ₂ , NIBP, temperatura, oddech.	8%	7 245,00 zł

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
WÓZEK AURORA	Wózek do monitorów KONSUNG serii AURORA	23%	1 937,00 zł

11.7. DEFIBRYLATORY

Zestaw dodatkowych obciążników (3 · 0,25 kg) dla kolumny PULLEY	8%	525,00 zł
---	----	-----------

12.3. PLATFORMA STATYCZNO-DYNAMICZNA DO REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
HUBER 360 EVOLUTION	HUBER®360 Evolution to rewolucyjne urządzenie medyczne umożliwiające diagnostykę i Trening Neuro-FizycznyTM. Posiada czujniki siły zintegrowane z uchwytami i platformą, system dynamicznej kontroli postawy oraz silnik, dzięki czemu zapewnia angażujący trening rehabilitacyjny z biofeedbackiem. Huber360 Evolution stymuluje układ nerwowo-mięśniowy, oferując kompletny trening dedykowany dla wielu grup pacjentów o zróżnicowanym poziomie sprawności fizycznej.	8%	194 000,00

12.4. KONCEPCJA DAVID

12.4.1. ZESTAW DO REHABILITACJI KRĘGOSŁUPA

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
G110	DMS-EVE LUMBAR/THORACIC EXTENSION	Zestaw mobilizuje odcinek lędźwiowy i piersiowy kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej aktywując prostowniki grzbietu. Pozwala nawet osobom z ostrym, długotrwałym bólem oraz brakiem siły i koordynacji na rozpoczęcie mobilizacji i wzmacniania z pełnym bezpieczeństwem i minimalnym bólem. Automatyczna regulacja podnóżka i siedziska. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Unikalny sposób stabilizacji eliminujący aktywność silnych prostowników stawu biodrowego pozwalający skupić pracę na odcinku lędźwiowym i piersiowym. Segmentalny ruch kręgów aktywuje ważne mięśnie międzykolcowe i skręcające. Wymiary: Szerokość 89 cm, długość 138 cm, wysokość 139 cm, waga 338 kg, Stos: 2,5 / 100 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
G120	DMS-EVE LUMBAR/THORAIC ROTATION	Zestaw mobilizuje lędźwiowy i piersiowy odcinek kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej aktywując mięśnie rotujące. Efektywny system unieruchomienia górnej i dolnej połowy ciała zapewnia izolowany ruch rotacji. Zajmowanie pozycji na urządzeniu jest szybkie i łatwe. Automatyczne dostosowanie wysokości elementu unieruchamiającego górną połowę ciała. Dolna część ciała wykonuje rotację, podczas gdy górna pozostaje ustabilizowana. Ustawianie pozycji wyjściowej w 10° odstępach. Precyzyjna krzywa obciążenia zapewnia płynny ruch w pełnym zakresie. Ruch prowadzony jest w dwóch kierunkach. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: szerokość 143 cm, długość 140 cm, wysokość 150 cm, waga 338 kg, Stos: 2,5 / 100 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
G130	DMS-EVE LUMBAR/THORAIC FLEXION	Zestaw mobilizuje lędźwiowy i piersiowy odcinek kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej aktywując mięśnie zginające. Automatyczna regulacja podnóżka i siedzenia (wersja elektroniczna). Regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania różnych użytkowników. Unikalny sposób stabilizacji eliminujący aktywność silnych zginaczy stawu biodrowego pozwalający skupić pracę na mięśniach brzucha. Wysoce mobilizujący połączenia międzykręgowe kręgosłupa segment po segmencie. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 89, długość 138, wysokość 142 cm, waga 345 kg, Stos: 2,5/100 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
G140	DMS-EVE CERVICAL EXTENSION/LATERAL FLEXION	Zestaw mobilizuje odcinek szyjny do wyprostu i zgięcia do boku aktywując prostowniki i zginacze do boku. Automatyczna regulacja siedzenia (wersja elektroniczna). Obrotowy terminal i siedzisko dla łatwego dostępu do urządzenia i terminala. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko pozwalające przyjąć prawidłową postawę. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 108 cm, długość 115 cm, wysokość 190 cm, waga 196 kg, Stos: 1 / 25 kg.	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
G150	DMS-EVE LUMBAR/THORAIC LATERAL FLEXION	Zestaw mobilizuje lędźwiowy i piersiowy odcinek kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej aktywując zginacze do boku. Automatyczna regulacja siedzenia (wersja elektroniczna). Mechanizm stabilizacji stawu biodrowego zapewnia wyizolowanie ruchu. Ustawianie pozycji wyjściowej w 10° odstępach. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 115 cm, długość 114 cm, wysokość 139 cm, waga 305 kg, Stos: 2,5 / 100 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

G160	DMS-EVE CERVICAL ROTATION	Mobilizuje szyjny odcinek kręgosłupa w płaszczyźnie poprzecznej aktywizując zwykle pomijane mięśnie rotujące głowę. Zapewnia czysty, wyizolowany ruch rotacyjny, podobny do naturalnego. Automatyczna regulacja siedzenia (wersja elektroniczna). Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko pozwalające przyjąć prawidłową postawę. Ruch jest prowadzony w dwóch kierunkach. Ustawianie pozycji wyjściowej w 10° odstępach. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 110 cm, długość 100 cm, wysokość 179 cm, waga 230 kg, Stos: 1 / 25 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
------	---------------------------	--	----	-----------------------------

12.4.2. ZESTAW DO REHABILITACJI KOLAN I BIODER

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
G200	DMS-EVE KNEE EXTENSION	Wszechstronne urządzenie dla ruchu wyprostnego kolana. Unikatowa krzywa obciążenia zapewnia płynne i przyjemne doświadczenie treningowe nawet dla bolesnych kolan. Wysoce efektywne i bezpieczne. Automatyczna regulacja oparcia (wersja elektroniczna). Samoistnie dopasowujące się poduszki na wysokości stawów skokowych. Regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania do różnych użytkowników. Łatwe zajęcie miejsca i zejście z maszyny. Trening obunóż lub jedno nóż. Nadaje się zarówno do rehabilitacji jak i treningu sportowego. Naukowo potwierdzona krzywa obciążenia. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 117 cm, długość 134 cm, wysokość 139 cm, waga 350 kg, Stos: 2,5 / 50 kg + 5 / 100 kg = 150 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
G210	DMS-EVE MULTI FUNCTIONAL LEG PRESS	Wielofunkcyjna suwnica dla różnych zastosowań poczynwszy od rehabilitacji, a kończąc na treningu sportowym. Doskonala do treningu w geriatрії. Wyciskanie na suwnicy oraz ćwiczenia tydek. Regulacja oparcia w zakresie 10° - 70°. Nadaje się do wykonywania ćwiczeń plyometrycznych. Automatyczna regulacja płaszczyzny podparcia stóp (wersja elektryczna). Podparcie stóp z trzema strefami dla różnych pozycji. Łatwość zajęcia pozycji na urządzeniu. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 117 cm, długość 134 cm, wysokość 139 cm, waga 430 kg, Stos: 5 / 200 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
G300	DMS-EVE KNEE FLEXION	Efektywne i bezpieczne ćwiczenia dla stawu kolanowego skupione na pracy zginaczy. Ćwiczenia wykonywane w wygodnej pozycji siedzącej. Zakres obciążeń jest dostosowany zarówno do potrzeb wczesnej rehabilitacji jak i treningu siłowego. Automatyczna regulacja oparcia (wersja elektroniczna). Samoistnie dopasowujące się poduszki na wysokości stawów skokowych. Regulacja zakresu ruchu w celu dostosowania do różnych użytkowników. Łatwe wejście i zejście z urządzenia. Pas dla zapewnienia dodatkowej stabilizacji podczas ćwiczenia. Trening obunóż lub jedno nóż. Nadaje się zarówno do rehabilitacji jak i treningu sportowego. Naukowo potwierdzona krzywa obciążenia. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 117 cm, długość 134 cm, wysokość 139 cm, waga 384 kg, Stos: 2,5 / 50kg + 5 / 100 kg = 150 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
G310	DMS-EVE ABDUCTION	Efektywne i bezpieczne ćwiczenia dla stawu biodrowego skupione na pracy odwodzicieli stawu biodrowego. Strzałkowy kąt udowy 120° zaprojektowany dla poprawy aktywacji mięśniowej. Samoistnie dopasowujące się ruchome ramie maszyny. Łatwość zajęcia pozycji / regulacja zakresu z siedziska. Pas dla dodatkowej stabilizacji podczas ćwiczeń. Optymalna krzywa obciążenia. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 133 cm, długość 138 cm, wysokość 139 cm, waga 320 kg, Stos: 2,5 / 100 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
G320	DMS-EVE ADDUCTION	Efektywne i bezpieczne ćwiczenia dla stawu biodrowego skupione na pracy przywodzicieli stawu biodrowego. Strzałkowy kąt udowy 120° zaprojektowany dla poprawy aktywacji mięśniowej. Samoistnie dopasowujące się ruchome ramie maszyny. Pas dla dodatkowej stabilizacji podczas ćwiczeń. Optymalna krzywa obciążenia. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 133 cm, długość 138 cm, wysokość 139 cm, waga 320 kg, Stos: 2,5 / 100 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

12.4.3. ZESTAW DO REHABILITACJI STAWU BARKOWEGO

NR REF	NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--------	-------	------	-----	-------------

G460	DMS-EVE DIAGONAL SHOULDER ABDUCTION	Unikalny ruch do góry i do boku prowadzony przez ramię maszyny aktywuje mięśnie stabilizujące łopatkę. Ten zwykle trudny do wykonania ruch dla bolesnego barku jest prosty i bezbolesny podczas ćwiczenia na urządzeniu David. Starannie zaprojektowane wsparcie dla ramion zapobiegające aktywacji mięśnia czworobocznego grzbietu. Konstrukcja wolna od uchwytów umożliwia rotację zewnętrzną dla wyższej aktywacji mięśnia nadgrzebieniowego. Automatyczna regulacja siedziska. Prosta w użyciu, nie wymaga nadzoru ze strony fizjoterapeuty. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 116 cm, długość 143 cm, wysokość 159 cm, waga 350 kg, Stos: 2,5 / 100 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
G640	DMS-EVE GLENOHUMERAL INTERNAL ROTATION	Izolowana rotacja wewnętrzna dla stawu ramiennego. Zoptymalizowane kąty stawowe (60° odwiedzenia i płaszczyzna łopatki) umożliwiają efektywne leczenie bolesnego stawu. Automatyczna regulacja siedziska i samoistnie dopasowujące się ramiona maszyny. Maksymalna aktywacja mięśnia podłopatkowego – efektywnie zmniejsza udział mięśnia piersiowego większego i najszerszego grzbietu w wykonaniu ruchu. Elementy stabilizujące łopatkę zapobiegają niepożądanym ruchom kompensacyjnym. Kontrolowany ruch i optymalna krzywa oporu zapewnia bezpieczeństwo i efektywność. Nadaje się dla szerokiego grona osób, od ludzi starszych po sportowców. Możliwość trenowania oburącz lub jednorącz. Kąt odwiedzenia może być zmniejszony we wczesnym etapie rehabilitacji. Prosta w użyciu, nie wymaga nadzoru ze strony fizjoterapeuty. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 142 cm, długość 143 cm, wysokość 159 cm, waga 320 kg, Stos: 1 / 20 kg + 2,5 / 50 kg = 70 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
G660	DMS-EVE GLENOHUMERAL EXTERNAL ROTATION	Izolowana rotacja zewnętrzna dla stawu ramiennego. Zoptymalizowane kąty stawowe (płaszczyzna łopatki) umożliwiają efektywne leczenie bolesnego stawu. Automatyczna regulacja siedziska i samoistnie dopasowujące się ramiona maszyny. Elementy stabilizujące łopatkę zapobiegają niepożądanym ruchom kompensacyjnym. Kontrolowany ruch i optymalna krzywa oporu zapewnia bezpieczeństwo i efektywność. Nadaje się dla szerokiego grona osób, od ludzi starszych po sportowców. Możliwość trenowania oburącz lub jednorącz. Kąt odwiedzenia może być zmniejszony we wczesnym etapie rehabilitacji. Prosta w użyciu, nie wymaga nadzoru ze strony fizjoterapeuty. Integracja testów siły i mobilności z systemem EVE. Wymiary: Szerokość 142 cm, długość 143 cm, wysokość 159 cm, waga 320 kg, Stos: 1 / 20 kg + 2,5 / 50 kg = 70 kg	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

12.5. OBWODOWY TRENING IZOMETRYCZNY FIRMY ERGOFIT

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
POWER LINE	Całościowe wyposażenie siłowni i ośrodków rehabilitacji w profesjonalny sprzęt medical fitness zapewniający trening wszystkich grup mięśniowych, ofercie urządzenia do ćwiczenia mięśni pleców, barków, klatki piersiowej, ramion, brzucha, miednicy, ud, urządzenia wielofunkcyjne i ławki	8%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE

12.6. ROWERY TRENINGOWE I ERGOMETRY

12.6.1. ROWERY I ERGOMETRY FIRMY RUNNER

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
RUN 7409 PC	Cykloergometr wyposażony w wyświetlacz LCD z wizualizacją wykresów, o rozmiarze 320 x 240 mm (czas, odległość, prędkość, obciążenie, HR, kalorie, komunikaty), regulacja oporu w zakresie 0- 600 / 0 - 999 Watt, max. prędkość 130 obr./min, wymiary (szer. x dł. x wys.) 55 x 120 x 148 cm, waga 80kg, regulowana wysokość siedziska. Komputer z wyświetlaczem RS232 oferujący 26 programów, treningi MANUAL, CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE, testy (VO2Max, CWL, RUNNER), możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)	23%	24 943,00 zł
RUN 7412 PC	Poziomy cykloergometr wyposażony w wyświetlacz LCD z wizualizacją wykresów, o rozmiarze 320 x 240mm (czas, odległość, prędkość, obciążenie, HR, kalorie, komunikaty), regulacja oporu w zakresie 0 - 600 / 0 - 999 Watt, max. prędkość 130 obr./min, wymiary (szer. x dł. x wys.) 55 x 150 x 120 cm, waga 100 kg, regulowana wysokość siedziska. Komputer z wyświetlaczem RS232 oferujący 26 programów, treningi MANUAL, CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE, testy (VO2Max, CWL, RUNNER), możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)	23%	26 851,00 zł

OPROGRAMOWANIE I AKCESORIA PA

12.6.2. ROWERY I ERGOMETRY SERII CARDIO LINE 4000/4100 FIRMY ERGOFIT

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
	Ergometr rowerowy do zastosowań domowych, intuicyjna obsługa za pomocą 4 przycisków, pozioma i pionowa regulacja siodełka, programy MANUAL, CARDIO (sterowany tętnem), PROFILES, GEARSHIFT (tryb zmiany biegów). Komputer z wyświetlaczem (obciążenie, puls, czas, prędkość, odległość, kcal), prędkość 20-120 obr./min, moc 15-400 W, gradacja co 5 W, max. waga użytkownika 180 kg. Wymiary 120 x 62 x 140 cm, waga ok. 49 kg. Zestaw nie zawiera odbiornika tętna z transmittersem	23%	10 331,00 zł
CYCLE 407	Ergometr rowerowy stworzony specjalnie do zastosowania w terapii medycznej. Zgodny z dyrektywą medyczną 93/42/EWG. Pozioma i pionowa regulacja siodełka, programy treningowe: MANUAL, CARDIO, COUNTDOWN, WHO PROFILE, dla 457 dodatkowo PROFILE, PROFILE UŻYTKOWNIKA, WYBÓR EKG; wyświetlane parametry: obciążenie, puls, czas, dystans, prędkość, kcal; zakres prędkości: 20 - 120 obr./min; zakres mocy: 15-400 W gradacja co 5 W; maksymalna waga użytkownika 180 kg; wymiary 120 x 62 x 140 cm (dł. x szer. x wys.); waga ok. 49 kg; opcjonalnie: 1 kanałowe EKG z nadajnikiem POLAR	8%	12 641,00 zł
CYCLE 457	Ergometr rowerowy stworzony specjalnie do zastosowania w terapii medycznej. Zgodny z dyrektywą medyczną 93 / 42 / EWG. Pozioma i pionowa regulacja siodełka, programy treningowe: MANUAL, CARDIO, COUNTDOWN, WHO PROFILE, dla 457 dodatkowo PROFILE, PROFILE UŻYTKOWNIKA, WYBÓR EKG; wyświetlane parametry: obciążenie, puls, czas, dystans, prędkość, kcal; zakres prędkości: 20 - 120 obr./min; zakres mocy: 15 - 400 W, gradacja co 5 W; maksymalna waga użytkownika 180 kg; wymiary 120 x 62 x 140 cm (dł. x szer. x wys.); waga ok. 49 kg; opcjonalnie: 1 kanałowe EKG z nadajnikiem POLAR	8%	16 071,00 zł
CYCLE 4000 MED	Ergometr pionowy z certyfikatem medycznym o obciążeniu regulowanym w zakresie od 15 do 600 W, wymiary (dł. x szer. x wys.) 118 x 54 x 145 cm, waga 58 kg, max. obciążenie 180 kg. Komputer z wyświetlaczem (puls, obciążenie, czas, dystans, spalone kalorie), programy treningowe kardio, profilowane i wprowadzane ręcznie. Urządzenie wyposażone w uchwyt na butelkę, odbiornik tętna i transponder	8%	22 619,00 zł
RECUMBENT 4000 MED	Ergometr poziomy w półleżącej pozycji z certyfikatem medycznym o obciążeniu regulowanym w zakresie od 15 do 600 W, wymiary (dł. x szer. x wys.) 160 x 54 x 125 cm, waga 75 kg, max. obciążenie 200 kg. Komputer z wyświetlaczem (puls, obciążenie, czas, dystans, spalone kalorie), programy treningowe kardio, profilowane i wprowadzane ręcznie. Urządzenie wyposażone w uchwyt na butelkę, odbiornik tętna i transponder	8%	25 259,00 zł
CIRCLE 4000 MED	Ergometr kończyn górnych w pozycji siedzącej z certyfikatem medycznym o obciążeniu regulowanym w zakresie od 15 do 400 W, wymiary (dł. x szer. x wys.) 165,5 x 63,5 x 152 cm, waga 115 kg, max. obciążenie 200 kg. Komputer z wyświetlaczem (puls, obciążenie, czas, dystans, spalone kalorie), programy treningowe kardio, profilowane i wprowadzane ręcznie. Urządzenie wyposażone w uchwyt na butelkę, odbiornik tętna i transponder	8%	39 565,00 zł

OPCJE

	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
v5999-0023 / v5999-0024	Horyzontalna regulacja siedziska w ergometrach serii CYCLE 4000 (faza produkcji)	8%	1 531,00 zł

AKCESORIA

	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
v5999-0023 / v5999-0024	Horyzontalna regulacja siedziska w ergometrach serii CYCLE 4000 (do posiadanego urządzenia)	23%	1 743,00 zł
v23280	Regulacja pedałów	23%	2 563,00 zł
15258	Narzędzie shimano do regulacji ramion pedałów	23%	157,00 zł
55127	Transponder POLAR, kod T31	23%	335,00 zł
v42101-0201 / v42101-0202 / v42101-0203	Elastyczny pas piersiowy (do wyboru rozmiar S / M / L)	23%	75,00 zł
	Przewód do interfejsu	23%	1 237,00 zł

12.6.3. ROWERY TRENINGOWY FIRMY DYACO

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MU470	DYACO MED. 7.0U Stacjonarny rower treningowy z certyfikatem medycznym, posiadający funkcję osobnego monitoringu mocy lewej i prawej kończyny dolnej (feedback graficzny) oraz możliwość regulacji długości korby.Obciążenie w zakresie 5 - 750 W (50 poziomów), opór dwukierunkowy (przód/tył). Posiada wyświetlacz LED, wbudowane programy (Manual, Hill, Pleteau, Interval profiles, VO2, HR, Custom, Isokinetic, Symmetry), możliwość pomiaru pulsu z kończyn górnych. Wymiary 145 x 54 x 135 cm, masa własna 53,3 kg. Maksymalna masa użytkownika 200 kg.	8%	16 287,00
MR490	DYACO MED. 7.0R Stacjonarny rower poziomy z certyfikatem medycznym, posiadający funkcję osobnego monitoringu mocy lewej i prawej kończyny dolnej (feedback graficzny) oraz możliwość regulacji długości korby.Obciążenie w zakresie 5 - 750 W (50 poziomów). Posiada wyświetlacz LED, wbudowane programy (Manual, Hill, Pleteau, Interval profiles, V2, HR, Custom, Isokinetic, Symmetry), możliwość pomiaru pulsu z kończyn górnych. Wymiary 145 x 77 x 130 cm, masa własna 81,7 kg. Maksymalna masa użytkownika 200 kg.	8%	20 219,00

12.7. MASZYNY ELIPTYCZNE I CROSSTRAINERY

12.7.1. MASZYNA ELIPTYCZNA FIRMY RUNNER

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--------	------	-----	-------------

IM RUN 7440 PC	Orbitrek typu ARM JOGGING wyposażony w wyświetlacz LCD z wizualizacją wykresów, o rozmiarze 320 x 240 mm (czas, odległość, prędkość, obciążenie, HR, kalorie, komunikaty), regulacja oporu w zakresie 0 - 600 / 0 - 999 Watt, wymiary (szer. x dł. x wys.) 70 x 193 x 155 cm, waga 140 kg. Komputer z wyjściem RS232 oferujący 26 programów, treningi MANUAL, CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE, testy (VO2Max, CWL, RUNNER), możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)	23%	33 975,00 zł
----------------	--	-----	--------------

OPROGRAMOWANIE I AKCESORIA ROZDZIAŁ 11.1.1

12.7.2. MASZYNA ELIPTYCZNA SERII CARDIO LINE 4000/4100 FIRMY ERGOFIT

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
CROSS 4000 MED	Orbitrek z certyfikatem medycznym o obciążeniu regulowanym w zakresie od 15 do 200 obr./min, wymiary (dł. x szer. x wys.) 185 x 66 x 180 cm, waga 95 kg, max. obciążenie 200 kg. Komputer z wyświetlaczem (puls, obciążenie, czas, dystans, spalone kalorie), programy treningowe kardio, profilowane i wprowadzane ręcznie. Urządzenie wyposażone w uchwyt na butelkę, odbiornik tętna i transmiter	8%	40 287,00 zł

AKCESORIA ROZDZIAŁ 12.9.2.

12.8. BIEŻNIE

12.8.1. BIEŻNIE FIRMY RUNNER

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM RUN 2011 TR-PC MEDICAL	Bieżnia rehabilitacyjna z certyfikatem medycznym o prędkości regulowanej w zakresie od 0,1 do 20 km/h, max. kątem nachylenia pasa 22%, moc silnika 5 HP, wymiary (szer. x dł. x wys.) 80 x 210 x 150 cm, waga 180 kg, max. obciążenie 150 kg. Komputer oferujący kontrolę prędkości i kąta nachylenia, wyświetlacz LCD (HR, prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia)	8%	36 689,00 zł
IM RUN 2011 TRO-PC ORTHOPAEDIC	Wersja ortopedyczna bieżni RUN-2011/TR MEDICAL wyposażona dodatkowo w długie poręcze, siedzisko i podpórki pod pachy	8%	40 927,00 zł
IM RUN 2011 TJ-PC PROGRAMMABLE	Bieżnia rehabilitacyjna w wersji RUN-2011/TR MEDICAL oferująca dodatkowo odliczanie zadanego czasu i dystansu treningu, 56 programów, treningi CARDIO, FAT BURNING, , testy (CHR, CWL, RUNNER, COOPER) oraz możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)	8%	38 947,00 zł
IM RUN 2011 TJO-PC ORTHOPAEDIC PROGRAMMABLE	Bieżnia rehabilitacyjna w wersji RUN-2011/TJ PROGRAMMABLE wyposażona dodatkowo w długie poręcze, siedzisko i podpórki pod pachy	8%	43 231,00 zł
IM RUN 7410 TR-PC MEDICAL	Bieżnia rehabilitacyjna z certyfikatem medycznym o prędkości regulowanej w zakresie od 0,1 do 25 km/h, max. kątem nachylenia pasa 30 %, moc silnika 7 HP, wymiary (szer. x dł. x wys.) 80 x 210 x 150 cm, waga 180 kg, max. obciążenie 220 kg. Komputer oferujący kontrolę prędkości i kąta nachylenia, wyświetlacz LCD (HR, prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia)	8%	46 731,00 zł
IM RUN 7410/TJ MEDICAL PROGRAMMABLE	Bieżnia rehabilitacyjna w wersji RUN-7410/TR MEDICAL z wyświetlaczem LCD i LED oferująca dodatkowo odliczanie zadanego czasu i dystansu treningu, 56 programów, treningi CARDIO, FAT BURNING, testy (CHR, CWL, RUNNER, COOPER) oraz możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)	8%	48 989,00 zł
IM RUN 7411 TR-PC MEDICAL 2000	Bieżnia rehabilitacyjna z certyfikatem medycznym o prędkości regulowanej w zakresie od 0,1 do 25 km/h, max. kątem nachylenia pasa 30%, moc silnika 7 HP, wymiary (szer. x dł. x wys.) 80 x 260 x 150 cm, waga 210 kg, max. obciążenie 220 kg. Komputer oferujący kontrolę prędkości i kąta nachylenia, wyświetlacz LCD (HR, prędkość, czas, dystans, kąt nachylenia)	8%	56 497,00 zł
IM RUN 7411 TJ-PC MEDICAL PROGRAMMABLE 2000	Bieżnia rehabilitacyjna w wersji RUN-7411/TR MEDICAL 2000 z wyświetlaczem LCD i LED oferująca dodatkowo odliczanie zadanego czasu i dystansu treningu, 56 programów, treningi CARDIO, FAT BURNING, testy (CHR, CWL, RUNNER, COOPER) oraz możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)	8%	58 847,00 zł

AKCESORIA

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
IM EE0621	Kpl. podpórek pod pachy do bieżni RUN 7410 i RUN 7411 (wymagają poręczy z otworami)	23%	4 513,00 zł
IM EE0622	Kpl. podpórek pod pachy do bieżni RUN 7410/TJ XL	23%	4 513,00 zł
IM EE0639	Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 2011	23%	3 515,00 zł
IM EE0634	Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7410	23%	3 989,00 zł
IM EE0644	Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7410 z otworami do mocowania podpórek pod pachy	23%	3 989,00 zł
IM EE0643	Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7411	23%	3 989,00 zł
IM EE0645	Kpl. długich poręczy do bieżni RUN 7411 z otworami do mocowania podpórek pod pachy	23%	3 989,00 zł
IM EE0691	Rampa do bieżni RUN 7410 i RUN 7411	23%	6 769,00 zł
IM EE0692	Rampa do bieżni RUN 2011	23%	2 309,00 zł
IM EE0640	Uprząż i wyciąg do podwieszania pacjenta dla bieżni RUN 2011, RUN 7410 i RUN 7411	23%	9 917,00 zł

OPROGRAMOWANIE ROZDZIAŁ 11.1.1

12.8.2. BIEŻNIE SERII CARDIO LINE 4000/4100 FIRMY ERGOFIT

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
TRAC 4000 MED ALPIN	Bieżnia z certyfikatem medycznym o prędkości regulowanej w zakresie od 0,2 do 25 km/h, max. kątem nachylenia pasa 0 - 20%, wymiary (dł. x szer. x wys.) 210 x 82,5 x 140 cm, waga 220 kg, max. obciążenie 200 kg. Komputer z wyświetlaczem (puls, obciążenie, czas, dystans, spalone kalorie), programy treningowe kardio, profilowane i wprowadzane ręcznie. Urządzenie standardowo wyposażone w poręcze na całej długości pasa, uchwyt na butelkę, odbiornik tętna i transmiter	8%	74 815,00 zł
TRAC 4000 MED TOUR	Bieżnia z certyfikatem medycznym o prędkości regulowanej w zakresie od 0,2 do 25 km/h, max. kątem nachylenia pasa w zakresie -5% do 15%, wymiary (dł. x szer. x wys.) 210 x 82,5 x 140 cm, waga 220 kg, max. obciążenie 200 kg. Komputer z wyświetlaczem (puls, obciążenie, czas, dystans, spalone kalorie), programy treningowe kardio, profilowane i wprowadzane ręcznie. Urządzenie standardowo wyposażone w poręcze na całej długości pasa, uchwyt na butelkę, odbiornik tętna i transmiter	8%	77 123,00 zł

AKCESORIA ROZDZIAŁ 12.9.2.

12.8.3. BIEŻNIE FIRMY WOODWAY

12.8.3.1. BIEŻNIE MEDYCZNE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
PPS 55 MED LOKO	Bieżnia z pasem o wymiarach 157 x 55 cm, prędkość 0 - 20 km/h, wznos 0 - 20%, port RS232, sterowanie z ekranu, regulowane poręcze, możliwość adaptacji do zastosowania z LOKOSTATION	8%	100 618,00 zł
PPS 70 MED LOKO	Bieżnia jak wyżej, o szerokości pasa 70 cm	8%	119 430,00 zł
PPS 55 PLUS LOKO	Bieżnia z pasem o wymiarach 157 x 55 cm, prędkość 0-20 km/h, bieg wsteczny, wznos 0 - 24 %, port RS232, sterowanie z ekranu dotykowego, regulowane poręcze, możliwość adaptacji do zastosowania z LOKOSTATION	8%	107 258,00 zł
PPS 70 PLUS LOKO	Bieżnia jak wyżej, o szerokości pasa 70 cm	8%	121 090,00 zł

Bieżnie dedykowane i sprzedawane są tylko w konfiguracji z systemem Woodway LokoStation

AKCESORIA

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
Rampa podjazdowa o długości 206 cm dla wózka inwalidzkiego		23%	7 647,00 zł
Platforma do rampy podjazdowej		23%	6 981,00 zł

12.8.3.2. BIEŻNIE SPORTOWE

NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
4FRONT	Profesjonalna bieżnia sportowa, wyświetlane parametry: prędkość, pokonany dystans, nachylenie, tętno, czas, ilość spalonych kalorii. Parametry techniczne: powierzchnia: 55 x 157 cm, zakres prędkości: 0- 20 km/h, nachylenie: 0 - 15 %. Opcjonalne wyposażenie: wyświetlacz PTB, zwiększenie prędkości do 25 km/h, zwiększenie nachylenia do 25%, zwiększenie zakresu regulacji nachylenia -3 do 22 %, wyjście RS232, wyór koloru ramy bieżni, mata chroniąca podłogę.		
LED Quickset Display		23%	93 260,00 zł
LCD Personal Trainer Display		23%	97 040,00 zł
10.1" ProSmart Display		23%	105 232,00 zł
21" ProSmart Display		23%	115 314,00 zł
MERCURY	Profesjonalna bieżnia sportowa, wyświetlane parametry: prędkość, pokonany dystans, nachylenie, tętno, czas, ilość spalonych kalorii. Parametry techniczne: powierzchnia: 43 x 157 cm, zakres prędkości: 0- 20 km/h, nachylenie: 0 - 15 %. Opcjonalne wyposażenie: wyświetlacz PTB, zwiększenie nachylenia do 25 %, wyjście RS232, wyór koloru ramy bieżni, mata chroniąca podłogę.	23%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PATH	Profesjonalna bieżnia sportowa, wyświetlane parametry: prędkość, pokonany dystans, nachylenie, tętno, czas, ilość spalonych kalorii. Parametry techniczne: powierzchnia: 55 x 120 cm, zakres prędkości: 0- 20 km/h, nachylenie: 0 - 15 %. Opcjonalne wyposażenie: wyświetlacz PTB, wyjście RS232, wyór koloru ramy bieżni, mata chroniąca podłogę.	23%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
PRO	Profesjonalna bieżnia sportowa, wyświetlane parametry: prędkość, pokonany dystans, nachylenie, tętno, czas, ilość spalonych kalorii. Parametry techniczne: powierzchnia: 70 x 157 cm, zakres prędkości: 0- 25 km/h, nachylenie: 0 - 25 %. Opcjonalne wyposażenie: wyświetlacz PTB, zwiększenie zakresu regulacji nachylenia -3 do 22 %, wyjście RS232, platforma do analizy skoku, wybór koloru ramy bieżni, mata chroniąca podłogę.		
LED Quickset Display		23%	118 465,00 zł
LCD Personal Trainer Display		23%	122 246,00 zł
10.1" ProSmart Display		23%	130 437,00 zł
21" ProSmart Display		23%	140 519,00 zł
PRO XL	Profesjonalna bieżnia sportowa, wyświetlane parametry: prędkość, pokonany dystans, nachylenie, tętno, czas, ilość spalonych kalorii. Parametry techniczne: powierzchnia: 70 x 200 cm, zakres prędkości: 0- 25 km/h, nachylenie: 0 - 25 %. Opcjonalne wyposażenie: wyświetlacz PTB, zwiększenie zakresu regulacji nachylenia -3 do 22 %, wyjście RS232, platforma do analizy skoku, wybór koloru ramy bieżni, mata chroniąca podłogę.		
LED Quickset Display		23%	132 328,00 zł
LCD Personal Trainer Display		23%	136 108,00 zł
10.1" ProSmart Display		23%	144 300,00 zł
21" ProSmart Display		23%	154 382,00 zł
FORCE 1.0	Bieżnia mechaniczna do treningu sportowego napędzana przez ćwiczącego. Unikalny system pasa bieżni redukujący obciążenie stawów ćwiczącego. Możliwość regulacji oporu przesuwania pasa bieżni: 6,8- 68 kg. Wyświetlane parametry: szybkość, obciążenie, dystans, tętno, czas. Wbudowane 6 programów z możliwością modyfikacji parametrów. Maksymalne obciążenie: 350 kg.	23%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
FORCE 2.0	Bieżnia mechaniczna do oceny i treningu sportowego napędzana przez ćwiczącego. Unikalny system pasa bieżni redukujący obciążenie stawów ćwiczącego. Możliwość regulacji oporu przesuwania pasa bieżni: 6,8- 68 kg. Wyświetlane parametry: szybkość, obciążenie, dystans, tętno, czas. Wbudowane 6 programów z możliwością modyfikacji parametrów. Maksymalne obciążenie: 350 kg. Funkcja pomiarowa obejmuje monitoring obciążenia (generowanej mocy) czujnika siły na wysięgniku do którego przyczepiony jest ćwiczący. Zestaw zawiera oprogramowanie do rejestracji danych z pomiaru podczas testu/treningu.	23%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
FORCE 3.0	Bieżnia mechaniczna do oceny i treningu sportowego napędzana przez ćwiczącego. Unikalny system pasa bieżni redukujący obciążenie stawów ćwiczącego. Możliwość regulacji oporu przesuwania pasa bieżni: 6,8- 68 kg. Wyświetlane parametry: szybkość, obciążenie, dystans, tętno, czas. Wbudowane 6 programów z możliwością modyfikacji parametrów. Maksymalne obciążenie: 350 kg. Funkcja pomiarowa obejmuje monitoring obciążenia (generowanej mocy) czujnika siły na wysięgniku do którego przyczepiony jest ćwiczący. Zestaw zawiera oprogramowanie do rejestracji danych z pomiaru podczas testu/treningu. Dodatkowo w pas bieżni wbudowane są 4 czujniki tensometryczne	23%	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE
CURVE	Bieżnia treningowa napędzana przez ćwiczącego z wyświetlaczem standardowym z obsługa manualną, wymagający trening cardio, wyświetlane parametry: prędkość, pokonany dystans, tętno, czas, ilość spalonych kalorii. Powierzchnia zakrzywionego pasa biegowego 157 x 43 cm. Nie wymaga podłączenia doprądu. Opcjonalne wyposażenie: port USB	23%	50 411,00 zł

CURVE TRAINER	Bieżnia treningowa napędzana przez ćwiczącego z wyświetlaczem standardowym z obsługa manualną, idealna do treningu długodystansowego, wyświetlane parametry: prędkość, pokonany dystans, tętno, czas, ilość spalonych kalorii. Powierzchnia zakrzywionego pasa biegowego 157 x 43 cm. Nie wymaga podłączenia do prądu. Opcjonalne wyposażenie: port USB	23%	47 260,00 zł
CURVE XL	Bieżnia treningowa napędzana przez ćwiczącego z wyświetlaczem standardowym z obsługa manualną, wymagający trening cardio, wyświetlane parametry: prędkość, pokonany dystans, tętno, czas, ilość spalonych kalorii. Powierzchnia zakrzywionego pasa biegowego 200 x 55 cm. Nie wymaga podłączenia do prądu. Opcjonalne wyposażenie: port USB	23%	86 958,00 zł

AKCESORIA			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
LCD Personal Trainer Display (PTB)		23%	3 781,00 zł
Wyświetlacz dotykowy ProSmart 10.1		23%	11 973,00 zł
Wyświetlacz dotykowy ProSmart 21		23%	22 055,00 zł
Wyższa prędkość maksymalna 0-25 km/h (4Front)		23%	4 380,00 zł
Wyższa wartość nachylenia pasa (4Front, Mercury) 0-25% (lub -3 do +22%)		23%	4 852,00 zł
Port RS232 z oprogramowaniem (4Front, Mercury, Path, Pro, Pro XL)		23%	4 758,00 zł
Kolor niestandardowy (paleta RAL)		23%	6 144,00 zł
Mata ochronna na podłogę (bez logo)		23%	536,00 zł

12.8.3.3. BIEŻNIE MIKROGRAWITACYJNE

BOOST 2 ELITE	Bieżnia służąca do treningu sportowego oraz do rekonwalescencji po urazach układu mięśniowo-szkieletowego. Umożliwia redukcję oddziaływania grawitacji na ćwiczącego poprzez kontrolę masy w zakresie 20-100% (do 80% odciążenia). Max prędkość w przód 29 km/h, w tył 16 km/h, kontrola nachylenia pasa w zakresie 0-15%. Max masa użytkownika podczas chodu 180 kg (do 6mph/9,66 km/h), podczas biegu 118 kg. Powierzchnia robocza pasa: 55x152 cm. Wymiary zewnętrzne 117x208x196 cm.	8%	298 620,00 zł
BOOST 2 CORE	Bieżnia służąca do treningu sportowego oraz do rekonwalescencji po urazach układu mięśniowo-szkieletowego. Umożliwia redukcję oddziaływania grawitacji na ćwiczącego przez kontrolę masy ciała w zakresie 20-100% (do 80% odciążenia). Max prędkość w przód 19 km/h, w tył 8 km/h, kontrola nachylenia pasa w zakresie 0-15%. Max masa użytkownika podczas chodu 180 kg (do 6mph/9,66 km/h), podczas biegu 118kg. Powierzchnia robocza pasa: 55x152 cm. Wymiary zewnętrzne: 117x208x196 cm.	8%	270 000,00 zł

AKCESORIA			
NAZWA	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
spodenki treningowe	kompatybilne z bieżnią. Dostępne rozmiary XXXS-XXXL	23%	715,00 zł

12.8.4 BIEŻNIA MEDYCZNA FIRMY MEDEN-INMED

AXELERO	Bieżnia rehabilitacyjna Axelero z pulpitem dotykowym 7"	8%	29 565,00 zł
poręcz pediatriczna	poręcz pediatriczna, kpl. (L+P)	8%	454,00 zł

12.8.5 BIEŻNIA MEDYCZNA FIRMY DYACO

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
MT8000	DYACO MED. 7.0T Bieżnia z certyfikatem medycznym o prędkości regulowanej w zakresie -5 km/h (bieg wsteczny) do 16 km/h i regulowanym kątem nachylenia w zakresie -10 do 15 %. Wyposażona w wyświetlacz LED, poręcz, stopień oraz programy Manual, Plateau, Interval, VO2, HR, Custom, Symmetry. Wymiary: 239 x 91,4 x 143,5 cm, Maksymalna waga użytkownika 200 kg.	8%	37 333,00

12.9. STEPPERY

12.9.1. STEPPERY FIRMY RUNNER

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
RUN 7414/T	Stepper wyposażony w wyświetlacz LCD z wizualizacją wykresów, o rozmiarze 320 x 240 mm (czas, odległość, prędkość, obciążenie, HR, kalorie, komunikaty), regulacja oporu w zakresie 0- 600 / 0 - 999 Watt, max. prędkość 130 obr./min, wymiary (szer. x dł. x wys.) 55 x 110 x 170 cm, waga 100 kg. Komputer z wyświetlaczem RS232 oferujący 26 programów, treningi MANUAL, CARDIO, FAT BURNING, CZAS, DYSTANS, KALORIE, testy (VO2Max, CWL, RUNNER), możliwość wprowadzania danych użytkownika (płeć, wiek, waga, HR)	23%	31 817,00 zł

OPROGRAMOWANIE ROZDZIAŁ 11.1.1.

12.9.2. STEPPERY SERII CARDIO LINE 4000/4100 FIRMY ERGOFIT

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
STAIR 4000 MED	Stepper z certyfikatem medycznym o obciążeniu regulowanym w zakresie od 15 do 155 obr./min, wymiary (dł. x szer. x wys.) 110x77x181 cm, waga 110 kg, max. obciążenie 200 kg. Komputer z wyświetlaczem (puls, obciążenie, czas, dystans, spalone kalorie), programy treningowe kardio, profilowane i wprowadzane ręcznie. Urządzenie wyposażone w uchwyt na butelkę, odbiornik tętna i transmiter	8%	35 955,00 zł

12.9.3. STEPERY MEDYCZNE FIRMY DYACO

NR REF	OPIS	VAT	CENA BRUTTO
--------	------	-----	-------------

RS9500	DYACO MED. 7.0S	Stepper poziomy z certyfikatem medycznym, umożliwiający ćwiczenia kończyn dolnych i górnych w pozycji półleżącej. Obciążenie w zakresie 5 - 750 W (20 poziomów). Posiada wyświetlacz LCD, wbudowane programy (Manual, Hill, Pleteau, Interval profiles, HR, Custom, Symmetry), możliwość pomiaru pulsu z kończyn górnych. Wymiary 172 x 77 x 122cm, masa własna 117 kg. Maksymalna masa użytkownika 200 kg.	8%	25 393,00
RS9600	DYACO MED. 7.5S	Stepper poziomy z certyfikatem medycznym, umożliwiający ćwiczenia kończyn dolnych i górnych w pozycji półleżącej. Model posiada możliwość łatwego wyjęcia siedziska i podjazdu wózka inwalidzkiego. Obciążenie w zakresie 5 - 750 W (20 poziomów). Posiada wyświetlacz LCD, wbudowane programy (Manual, Hill, Pleteau, Interval profiles, HR, Custom, Symmetry). Wymiary 204 x 84 x 119cm, masa własna 139 kg. Maksymalna masa użytkownika 200 kg.	8%	28 719,00

AKCESORIA ROZDZIAŁ 12.9.2.