


SecuFix

Najnowszy i jedyny manipulator macicy do zabiegów:

- całkowitej histerektomii laparoskopowej - TLH
- nadszyjkowego usunięcia macicy - LASH



 Jeden rozmiar dla wszystkich

 Wsparcie oświetleniem

 Mocowanie próżniowe

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z przedstawicielem regionalnym w danym województwie:

SecuFix

Dzięki oświetleniu dokładnie uwidacznia linię cięcia, a silikonowy kielich nie traumatyzuje tkanek i doskonale adaptuje się do różnych rozmiarów szyjek macicy. Atraumatyczna fiksacja następuje za pomocą ssania i zapobiega sianiu komórek nowotworowych.



Zestaw SecuFix (83707011):

- Manipulator (8370701)
- Sonda ze skalą (8370702)
- Sterylny zestaw, 10 kpl. (41708370)
- Szczotka do czyszczenia (6.05)
- Szczotka do czyszczenia (6.09)



Akcesoria:



Kabel światłowodowy
o długości 2.3 m (806635231)



Rurka płuczka do czyszczenia
mechanicznego (163915)



Sonda (8365.00)



Sterylny zestaw, 10 kpl.
(41708370)



Pojemnik do sterylizacji
(38201.586)