

Faros to innowacyjne **narzędzie do monitorowania sygnału EKG, poziomu stresu oraz jakości życia**. Dzięki możliwości wczesnego wykrywania nieprawidłowości w pracy serca, urządzenie to jest skutecznym rozwiązaniem w prewencji zdrowotnej, czy ograniczaniu negatywnego wpływu stresu w pracy. Optymalna równowaga pomiędzy stanem psychicznym i fizycznym zwiększa efektywność pracowników, a także poprawia ich samopoczucie.

Niewielka waga, rozmiar, a także łatwość użytkowania urządzeń z serii **Faros** to tylko niektóre z ich zalet. Wszystkie urządzenia eMotion Faros oraz akcesoria dla nich są wykonane z uwzględnieniem najnowszych technologii dostępnych dla pomiarów zmienności pracy serca oraz pomiarów aktywności fizycznej.

Faros 90°:

- pomiar zmienności tętna,
- pomiar przyspieszenia 3D,
- rejestracja EKG offline (Holter),
- pamięć pozwala na 2 miesiące pomiarów,
- wbudowany akumulator,
- USB,
- próbkowanie EKG do 250 Hz,
- waga 13 g.

Zastosowanie dla Faros 90°: opieka długoterminowa, fizjoterapia, nauka zdrowego życia, profesjonalny sport, badania naukowe.



Faros 180°:

- pomiar zmienności tętna,
- pomiar przyspieszenia 3D,
- rejestracja EKG online (Bluetooth)/offline (Holter),
- pamięć 1 GB,
- wbudowany akumulator,
- USB/Bluetooth,
- próbkowanie EKG do 1000 Hz,
- waga 13 g.

Zastosowanie dla Faros 180°: opieka długoterminowa, fizjoterapia, nauka zdrowego życia, profesjonalny sport, badania naukowe, kardiologia, psychoterapia i nauka walki ze stresem.



Faros 360°:

- pomiar zmienności tętna,
- pomiar przyspieszenia 3D,
- rejestracja EKG online (bluetooth)/offline (Holter),
- pomiar temperatury,
- pomiar oddychania,
- 3-kanalowe EKG,
- pamięć do 16 GB,
- wbudowany akumulator,
- USB/Bluetooth,
- próbkowanie EKG do 1000 Hz,
- waga 13 g.

Zastosowanie dla Faros 360°: szpitalna, profesjonalny sport, badania naukowe, kardiologia.

