





- **+48 94 344 90 59**
Biuro handlowe
poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30
- **+48 94 347 10 58**
Serwis Wydziału Aparatury Medycznej
poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30
- **+48 94 345 40 55**
Fax
- **wam@meden.com.pl**
- **Bezpłatna dostawa**
dla zamówień o wartości powyżej 1000 zł brutto

Szanowni Państwo,

składamy na Państwa ręce najnowszy katalog produktów urodynamicznych. Rok 2014 był dla nas rokiem wyjątkowym, gdyż świętowaliśmy 25-lecie działalności firmy. Mamy wielu partnerów w biznesie, którzy wierząc w markę Meden-Inmed powierzyli nam sprzedaż swoich produktów na polskim rynku, dzięki czemu możemy Państwu zaoferować niezwykle szeroką ofertę urządzeń i akcesoriów urodynamicznych. Czując wagę odpowiedzialności za okazywane nam zaufanie wiemy, że rok 2015 musi być dla nas pracowity i będzie obfitował w nowości produktowe. W roku 2014 i 2015 nasz partner w biznesie, firma Laborie znacznie poszerzyła swoje portfolio produktowe. Można powiedzieć, iż poprzez poszerzenie oferty o urodynamikę i uroflowmetrię takich firm jak Mediwatch czy MMS stała się największym producentem aparatów urodynamicznych na świecie. Pragniemy także zwrócić Państwa uwagę na unikatowe rozwiązania akcesoriów służących do badań urodynamicznych, a w szczególności zestawu T-DOC. Cewniki powietrzne są zdecydowanie dokładniejsze, niewrażliwe na zakłócenia i prostsze w praktycznym zastosowaniu, niż standardowe akcesoria wodne.


Ponad ćwierć wieku działalności w bardzo zmiennych warunkach nauczyło nas wytrwałości, dbałości o szczegóły oraz myślenia długoterminowego. Czas od 1989 roku, czyli minione ćwierć wieku, to okres ogromnych zmian w naszej firmie. Rozpoczynając działalność od serwisu i dystrybucji wyrobów medycznych, konsekwentnie rozwijając myśl konstrukcyjną i opartą o nią produkcję własną - doszliśmy do sytuacji w której obroty ze sprzedaży naszej produkcji stanowią ponad 41% obrotu firmy. Polskie wyroby z logo Meden-Inmed trafiają na 6 kontynentów. Co roku wprowadzamy do oferty innowacyjne produkty w skali światowej, aby Państwa praktyki mogły być wiodącymi placówkami w branży. Nawet mały udział w Państwa sukcesie zawodowym sprawia nam zawsze ogromną radość. Ciągły rozwój nie byłby możliwy bez Państwa rad i uwag oraz zaufania, za co serdecznie dziękujemy. Jesteśmy otwarci na dalsze sugestie i zachęcamy do kontaktu.

Wiemy, że najlepsze koncepcje rodzą się wśród praktyków, blisko pacjenta. Liczymy, iż tegoroczna oferta umożliwi Państwu dalszy rozwój zawodowy oraz biznesowy, a nowości okażą się ciekawe i potrzebne.




dr inż. **Wiesław Zinka**
Prezes Zarządu

mgr **Maciej Zinka**
V-ce Prezes
ds. Sprzedaży i Marketingu



★ Dodaj do ulubionych



- **www.meden.com.pl/oferta**
Sklep internetowy z pełną aktualną ofertą oraz licznymi promocjami.
- **www.ckmed.pl**
Twoja baza szkoleń medycznych.

Znajdź nas na:



Wydział Aparatury Medycznej



Spotkajmy się...

Poznaj naszego przedstawiciela w Twoim regionie:

Piotr Ryckiewicz

v-ce prezes ds. aparatury medycznej

pr@meden.com.pl
+48 601 728 281

Tomasz Jabłoński

dyrektor handlowy

tj@meden.com.pl
+48 691 027 654

Robert Drozd

dyrektor regionalny

rdrozd@meden.com.pl
+48 697 101 174

1

Tomasz Dąbrowski

dyrektor regionalny

td@meden.com.pl
+48 607 566 309

2

Joanna Reszel

dyrektor regionalny

jreszel@meden.com.pl
+48 609 333 949

3

Matylda Baxter-Minta

dyrektor regionalny

mbaxter@meden.com.pl
+48 607 566 305

4

Jacek Madej

dyrektor regionalny

jmadej@meden.com.pl
+48 785 811 060

5

Karol Bąkowski

przedstawiciel handlowy

kbakowski@meden.com.pl
+48 785 810 451

6

Biuro handlowe:

Aneta Janiec

biuro handlowe aparatury medycznej

ajaniec@meden.com.pl
+48 94 344 90 59

Michalina Terczyńska

biuro handlowe aparatury medycznej


mterczynska@meden.com.pl
+48 94 344 90 61

Monika Puculek

biuro handlowe aparatury medycznej

mpuculek@meden.com.pl
+48 697 101 179
+48 94 344 90 61

Inwestuj z nami



Kompleksowa realizacja inwestycji

Dzięki bogatemu doświadczeniu i profesjonalnej kadrze oferujemy naszym klientom kompleksową realizację inwestycji w obiektach ochrony zdrowia, placówkach specjalistycznych oraz ośrodkach Medical SPA & Wellness.



Projekt

Już na etapie koncepcji inwestycji kluczowa jest wiedza i doświadczenie naszych specjalistów, którzy zajmą się doбором sprzętu zgodnego z wymaganiami i potrzebami klienta oraz zaplanowaniem budżetu. Przy współpracy najbardziej doświadczonych architektów w Polsce wykonujemy dokumentację projektową nowo powstających obiektów, jak również projekty modernizacji lub rozbudowy już istniejących placówek. Dzięki dobrze zaplanowanej inwestycji zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze w trakcie realizacji.



Finansowanie

Z pomocą partnerów, umożliwiamy naszym klientom pozyskanie środków na inwestycję. Posiadamy doświadczenie w korzystaniu z różnych źródeł finansowania, m.in. projektów realizowanych w ramach środków europejskich, funduszy norweskich, a także PFRON oraz Polkard. Doskonale rozumiemy jak ważne jest zachowanie płynności finansowej placówki oraz uzyskanie środków z zewnętrznych źródeł, dlatego przed przystąpieniem do inwestycji doradzamy naszym klientom jakich instrumentów użyć.



Realizacja

Po wspólnej pracy nad projektem aktywnie pomagamy również w realizacji inwestycji. Dysponujemy pełną dokumentacją techniczną naszych urządzeń, która jest niezbędna do zaplanowania przyłączy. Nasza kadra inżynierska zapewni nadzór techniczny nad prawidłowym wykonaniem instalacji. Praca z nami to gwarancja sprawnego realizacji zaplanowanej inwestycji.



Wypożyczenie

Profesjonalny sprzęt medyczny jest zwieńczeniem udanej inwestycji. Dzięki nadzorowi nad prawidłowością wykonania instalacji możliwe jest szybkie podłączenie wyposażenia medycznego. Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia naszej kadry zapewni sprawny montaż, cykl profesjonalnych szkoleń oraz bezproblemowy serwis.

Powierzając inwestycję profesjonalistom mogą Państwo skupić się na tym co najważniejsze – leczeniu swoich pacjentów.

Na wszelkie pytania dotyczące kompleksowej realizacji inwestycji odpowiedzą nasi przedstawiciele regionalni.

Nasze kompetencje:

- urologia
- ginekologia
- chirurgia ogólna
- zintegrowane sale operacyjne
- ortopedia i traumatologia
- otolaryngologia
- instalacje paneli przyłóżkowych
- systemy przywoławcze
- rehabilitacja
- rehabilitacja kardiologiczna
- neurorehabilitacja
- sanatoria i uzdrowiska
- Medical SPA & Wellness

Szkolenia

Istniejąc ponad 25 lat na rynku medycznym w Polsce, nie tylko sprzedajemy czy serwisujemy ale również szkolimy kadrę medyczną w kierunku dystrybuowanych produktów czy wchodzących nowości. Poprzez profesjonalnie dobraną kadrę medyczną, a także wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną przeprowadzamy szkolenia teoretyczno-praktyczne w różnych miejscach w Polsce i za granicą w dziedzinach:

Urologii:

- warsztaty urodynamiczne dla lekarzy, techników i pielęgniarek,
- warsztaty enukleacji prostaty,
- warsztaty laparoskopowe 3D,
- warsztaty Microperc[®],
- warsztaty leczenia kamicy giętym ureterorenoskopem wraz z laserem holmowym.

Ginekologii:

- warsztaty laparoskopowe,
- warsztaty histeroskopii i histeroresekcji,
- warsztaty urodynamiczne.

Chirurgii:

- warsztaty laparoskopowe,
- warsztaty TEM.

Ortopedii:

- kursy typu "Cadaver Lab" prowadzone w większych grupach po 2-3 osoby na stanowisko,
- kursy typu "Live Operation" prowadzone w małych 2-3 osobowych grupach.



Spis treści

Aparaty urodynamiczne

7 - 14

Akcesoria

15 - 19

Krzesła urodynamiczne, pojemniki pomiarowe, lejki, menzurki, papier termiczny.

Akcesoria do badań urodynamicznych

20 - 50

Cewniki powietrzne T-DOC, cewniki wodne, przetworniki ciśnienia, kopułki, akcesoria do cewników wodnych i powietrznych, akcesoria do bezprzewodowych przetworników, dreny do pomp infuzyjnych, dreny do infuzji grawitacyjnej, dreny do pomiaru ciśnienia, zestawy do perfuzji, dreny uniwersalne, dreny przedłużające, akcesoria do drenów.

Manometria anorektalna

51 - 54

Cewniki powietrzne ARM T-DOC, cewniki wodne ARM, dreny ARM do perfuzji.

Elektromografia

55 - 59

Elektrody igłowe, powierzchniowe, z podczepianym przewodem, elektroda św. Marka, przewody ekranowane i nieekranowane.

Biofeedback / Stymulacja

60 - 63

Elektrody dopochwowe i rektalne, sondy manometryczne, akcesoria do sond ciśnieniowych.

Cystoskopia

64 - 65

Igły iniekcyjne injeTAK.

Pozostała działalność firmy

66 - 72

Wydział Aparatury Medycznej, Serwis Wydziału Aparatury Medycznej, Wydział Neurofizjologii, Wydział Medycyny Nuklearnej, Wydział Rehabilitacji, Wydział Intensywnej Opieki Medycznej.



Aparaty urodynamiczne



Aquarius XT



Aquarius CT



Aquarius LT



Aquarius CTS

Cechy charakterystyczne:

- zestawy stacjonarne lub przenośne do oceny fizjologiczno neurologicznej dolnego układu moczowego,
- zakres możliwych do wykonania badań: cystometria, profilometria, uroflowmetria, EMG oraz manometria anorektalna,
- współpraca zarówno z cewnikami wodnymi, jak i powietrznymi T-DOC,
- system integracji I-LIST,
- transfer danych po kablu bądź za pomocą Bluetooth,
- nomogramy pomocne przy właściwej interpretacji wyników badania,
- możliwość współpracy z komputerem stacjonarnym lub laptopem oraz 1-2 monitorami LCD lub dotykowymi.

Zalety:

- specjalizowana konstrukcja umożliwiająca pracę w szpitalach oraz przychodniach o profilu urologicznym, ginekologicznym czy chirurgicznym,
- łatwość i szybkość wykonywanych badań,
- łatwość dostępu do wykonywanych badań,
- standardowe i modyfikowane przez użytkownika raporty z badań.



GOBY

Uroflowmetry

Uroflowmetry wagowe wersja **Urocap III, IV lub V** oraz uroflowmetr przepływowy **Urodyn+**.

Zalety:

- zastosowanie w szpitalach, poradniach i gabinetach urologicznych,
- możliwość konfigurowania dowolnych systemów,
- bezprzewodowa lub przewodowa komunikacja między aparatem a stacją drukującą,
- możliwość wyboru między przetwornikiem wagowym a wirującym dyskiem,
- w standardzie krzesło mikcyjne.

Akcesoria dodatkowe:



Krzesło mikcyjne
z wirującym dyskiem



Urocap III



Urocap IV



Urodyn+



Funkcje systemu Sentic:

- Sentic oznacza intuicyjną obsługę, predefiniowane protokoły badań z możliwością edycji i równoczesną analizą,
- uproszczone programy urodynamiczne z automatyczną analizą w czasie rzeczywistym,
- automatyczne rozpoznawanie i wstawienie znaczników podczas badania,
- inteligentne przyciski ułatwiające przeprowadzenie testów urodynamicznych,
- ekran dotykowy ułatwiający obsługę aparatu,
- kolorowe kodowanie do identyfikacji segmentów analizy,
- wyświetlanie wyników liczbowych w czasie rzeczywistym.
- funkcja grupowania inteligentnych przycisków w celu maksymalnego wykorzystania ekranu na wykresy,
- monitorowanie przebiegów i wskazań cyfrowych w czasie rzeczywistym z możliwością zmiany parametrów testów,
- możliwość wykonania natychmiastowej analizy danych poprzez kliknięcie lub dotknięcie ekranu,
- automatyczna analiza VLPP,
- automatyczna analiza przepływu,
- możliwość generowania konfigurowalnych przez użytkownika raportów w Microsoft Word,
- opcja videourodynamiczności zsynchronizowana z danymi testów urodynamicznych.

Cechy urządzeń:

- przetwornik przepływu z wirującym dyskiem lub przetwornikiem wagowym,
- cztery kanały ciśnienia,
- niskoszumowe wzmacniacze sygnałów,
- pompa wodna z ciągłym pomiarem infuzji,
- pełnowymiarowa klawiatura, mysz i drukarka,
- system zintegrowany z wózkiem jezdny wyposażonym w cztery koła, półkę na klawiaturę i mysz, półkę na drukarkę, uchwyt do osprzętu urodynamicznego,
- mechanizm ciągnący do UPP (opcja),
- mankiety ciśnieniowe do perfuzji (opcja),
- mankiety ciśnieniowe do perfuzji.

Materiały eksploatacyjne:

Laborie oferuje pełen zestaw materiałów eksploatacyjnych dla urodynamiki, w tym powietrzne i wodne cewniki, elektrody oraz przetworniki ciśnienia.

Multiscan PVR:

Opcjonalnie ultradźwiękowy skaner Multiscan PVR do pomiarów objętości pęcherza i ich oceny wizualnej.





Fotel **Wenus** przeznaczony jest do badań i zabiegów ginekologicznych.



Fotel **Mars** przeznaczony jest do badań i zabiegów urologicznych oraz urodynamicznych.

Jeden fotel, wiele możliwości...

Elektryczne siłowniki pozwalają na regulację wysokości siedziska oraz pochylenia pleców. Sterowanie siłownikami może odbywać się za pomocą przycisków nożnych lub pilota ręcznego. Fotel wyposażony jest w kółka jezdne z blokadą. Za oparciem pleców znajduje się uchwyt na rolkę prześcieradła papierowego. Specjalny mechanizm uchylny pozwala schować miskę pod siedzisko. Fotel po zamontowaniu dodatkowego panela, można wykorzystać jako typowy stół operacyjny.

Cechy charakterystyczne:

- uniwersalność
- płynne i dokładne ustalanie pozycji
- ergonomia
- mobilność
- wysoka jakość wykonania
- wytrzymałość

Dane techniczne:

Długość całkowita (bez panela stołu) [cm]:	180 (135)
Szerokość całkowita (bez zacisków) [cm]:	90 (78)
Szerokość siedziska [cm]:	60
Szerokość oparcia [cm]:	60
Wysokość siedziska w pozycji fotelewej [cm]:	47-100
Napęd (siłowniki elektryczne) [VDC]:	24
Rodzaj pracy siłownika [min.]:	cykl: 2 w pracy/ 18 w spoczynku
Dopuszczalne obciążenie fotela [kg]	220
Masa fotela bez akcesoriów [kg]:	~100
Napięcie zasilające [VAC]:	230
Kolor tapicerki:	morski (standard)



Dostępna kolorystyka tapicerki:

00 ecru	01 beżowy	02 niebieski	03 granatowy
04 terakota	05 brązowy	06 szary	07 grafitowy
08 czarny	09 czerwony	10 jasno-zielony	11 miodowy
12 morski	13 pomarańczowy	14 limonka	15 błękitny

Akcesoria Venus:



Podpora nogi z oparciem
ręki na zacisku GIN



Miska bez odpływu

Wieszak
ręcznika papierowego




Wieszak do kroplówki



Podpórka ręki
na zacisku URO
(do kroplówki)



Wspólna konstrukcja
Wenus / Mars



Akcesoria ogólne
Wenus / Mars

Akcesoria Mars:



Podpora nogi na zacisku URO



Oparcie ręki



Panele obrotowe



Miska z odpływem



Miska bez odpływu



Wenus / Mars

Widok	Numer katalogowy	Nazwa
	01-1505-0300-0000 01-1520-2000-0004	Fotel ginekologiczny WENUS wraz ze zintegrowanym systemem podpórki rąk i nóg oraz wieszakiem na ręcznik papierowy (cena nie uwzględnia sterowania)
	01-1505-0300-0000 01-1520-1900-0003 01-1520-2000-0005	Fotel urologiczny MARS standardowo wyposażony w podpory nóg na zacisku URO, oparcie rąk oraz wieszak na ręcznik papierowy (cena nie uwzględnia sterowania)
	01-1520-0900-0002	Podpora ręki prawej lub lewej, np. w celu podparcia podczas podawania kroplówki (1 szt.)
	01-1520-0600-0005	Panel stołu umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe poprzez przedłużenie siedziska
	01-1520-0600-0008	Panel obrotowy umożliwiający przekształcenie stołu w łóżko zabiegowe poprzez podparcie nóg - fotel urodynamiczny, komplet (2 szt.)
	01-1520-0300-0003	Urologiczna (MARS) miska z odpływem
	01-1520-0300-0004	Urologiczna lub ginekologiczna (MARS / WENUS) miska bez odpływu
	01-1520-2600-001	Wieszak na kroplówki
	01-1520-1500-0004	Pedał umożliwiający sterowanie nożne
	01-1520-1800-0002	Pilot umożliwiający sterowanie ręczne



Akcesoria



Standardowe krzesło urodynamiczne

Krzesło urodynamiczne URK-1 jest przeznaczone do współpracy z aparatami urodynamicznymi. Ułatwia przeprowadzanie badań przepływowych (urowflowmetria), umożliwiając pacjentowi zajęcie wygodnej pozycji w trakcie badania. Znajduje zastosowanie w klinikach urologicznych i ginekologicznych.

Cechy charakterystyczne:

- metalowa rama malowana proszkowo,
- miska wykonana ze stali nierdzewnej,
- wytrzymała, sztywna deska,
- nóżki o regulowanej wysokości.

Dane techniczne:

Wysokość minimalna z opuszczaną deską [cm]:	90
Wysokość maksymalna z opuszczaną deską [cm]:	104
Wysokość minimalna z uniesioną deską [cm]:	96
Wysokość maksymalna z uniesioną deską [cm]:	110
Zakres regulacji wysokości na nóżkach [cm]:	14
Szerokość u podstawy [cm]:	54
Głębokość u podstawy [cm]:	57
Masa krzesła z deską i miską [kg]:	8,5

Akcesoria

Pojemnik pomiarowy FOLDaCUP™

Pojemnik pomiarowy. Maksymalna pojemność 1 litr.

Numer katalogowy:	FC-1
Ilość w opakowaniu:	10



Papier termiczny Urocap

Wysoka jakość papieru termicznego. Wykorzystywany w drukarkach termicznych Urocap.

Numer katalogowy:	DS155
Ilość w opakowaniu:	5



Papier termiczny

Wysoka jakość papieru termicznego. Wykorzystywany w urządzeniach Portascan +/- Urodyn+ / Urodyn1000 / Portaflow.

Numer katalogowy:	9021B3111
Ilość w opakowaniu:	20



Akcesoria

Krótki lejek

Krótką szyjką lejka. Możliwość mycia.

Numer katalogowy:	CHA100
Długość:	9" (~23 cm)
Materiał:	Plastik ABS
Ilość w opakowaniu:	1



Długi lejek

Długa szyjką lejka. Możliwość mycia.

Numer katalogowy:	CHA102
Długość:	11,5" (~29 cm)
Materiał:	Plastik ABS
Ilość w opakowaniu:	1



Akcesoria

Pojemnik

Pasuje do większości przetworników uroflow.

Numer katalogowy:	GUBA
Długość:	0-1000 ml znacznik co 50 ml 0-32 oz znacznik co 2 oz
Ilość w opakowaniu:	1



Pojemnik

Pasuje do większości przetworników uroflow.

Numer katalogowy:	DIS900
Długość:	0-1000 ml znacznik co 50 ml 0-32 oz znacznik co 2 oz
Ilość w opakowaniu:	10



Menzurka

Służy do kalibracji cewników.

Numer katalogowy:	DIS175
Długość:	0-1000 ml znacznik co 50 ml 0-32 oz znacznik co 2 oz
Ilość w opakowaniu:	20





Akcesoria do badań urodynamicznych

Cewniki powietrzne T-DOC®


Cewniki powietrzne z serii T-DOC®

Służą do pomiaru ciśnienia urodynamicznego przy **wykorzystaniu technologii "Air-Charged", która pozwala na postawienie dużo lepszej diagnozy** niż w przypadku klasycznych sposobów pomiaru ciśnienia. Jednorazowe cewniki powietrzne T-DOC® charakteryzuje bardzo dokładny pomiar, łatwość obsługi oraz oszczędność czasu i pieniędzy podczas całego procesu związanego z przeprowadzeniem badania.

Cewnik brzuszny T-DOC® 7Fr

Umieszczany rektalnie lub dopochwowo w celu pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej. Miękka końcówka chroni tkankę jelitową i/lub wewnątrzpochwową. Niewielki rozmiar balona zapewnia znakomitą rejestrację ciśnienia przy jednoczesnym ograniczeniu dyskomfortu pacjenta. Produkt jest idealny zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci.

Numer katalogowy:	CAT875
Ciśnienie:	Brzuszne Pabd
Materiał:	Nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	10



Cewnik pęcherzowy z pojedynczym czujnikiem T-DOC® 7Fr

Cewnik ogólnego zastosowania, do pomiaru ciśnienia wewnątrz pęcherza zarówno u dorosłych pacjentów jak i u dzieci. Posiada osobny kanał do wypełniania pęcherza.


Numer katalogowy:	CAT895
Ciśnienie:	Pęcherzowe Pves
Materiał:	Nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	10



Cewnik z pojedynczym czujnikiem Coudé T-DOC® 7Fr

Wykorzystywany przy zwężeniach cewki moczowej. Specjalna końcówka 'Coudé' pomaga w manewrowaniu w trudnych miejscach. Cewnik jest szczególnie przydatny w przypadku pacjentów z łagodnym rozrostem stercza.

Numer katalogowy:	CAT878
Ciśnienie:	Pęcherzowe Pves
Materiał:	Nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	10



Cewniki powietrzne z serii T-DOC®

Cewnik z podwójnym czujnikiem T-DOC® 7Fr

Służy do jednoczesnej rejestracji ciśnienia w pęcherzu jak i cewce moczowej. Cewnik posiada dwa czujniki umieszczone w odległości 6 cm od siebie.

Numer katalogowy:	CAT880
Ciśnienie:	Pęcherzowe Pves oraz cewki moczowej Pura
Materiał:	Nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	10



Cewnik nieprzezroczysty dla promieni rentgenowskich z pojedynczym czujnikiem T-DOC® 7Fr

Cewnik przeznaczony do cystometrii pęcherza podczas fluoroskopii. Cewnik nadaje się do zastosowania zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Odpowiednie markery pozwalają na dokładne określenie położenia czujnika w pęcherzu podczas fluoroskopii.


Numer katalogowy:	CAT905
Ciśnienie:	Pęcherzowe Pves
Materiał:	Nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	10



Cewnik nieprzezroczysty dla promieni rentgenowskich z podwójnym czujnikiem T-DOC® 7Fr


Cewnik przeznaczony do cystometrii pęcherza oraz cewki moczowej z wykorzystaniem fluoroskopu. Cewnik posiada dwa czujniki umieszczone w odległości 6 cm od siebie. Odpowiednie markery pozwalają na dokładne określenie położenia czujnika w pęcherzu oraz w cewce moczowej przy pomocy fluoroskopu.

Numer katalogowy:	CAT885
Ciśnienie:	Pęcherzowe Pves oraz cewki moczowej Pura
Materiał:	Nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	10



Przewody przetworników T-DOC™

Wielorazowe przewody przetworników służą do podłączenia cewników T-DOC do urządzenia urodynamicznego lub diagnostycznego systemu manometrycznego. Gniazda znajdujące się na końcu przewodów oznaczono różnymi kolorami, które odpowiadają kolorystyce cewników. Takie rozwiązanie przyspiesza procedurę podłączenia cewników do przewodów oraz zmniejsza ryzyko pomyłki.



Akcesoria T-DOC®

Akcesoria T-DOC®

Kompletne rozwiązanie dotyczące akcesoriów do cewników typu powietrznych.

Urządzenie do kalibracji przetworników T-DOC®

Urządzenie sprawdza i kalibruje dokładność sprzętu urodynamicznego wykorzystując do tego celu cewnik CAT875. Uniwersalna kompatybilność. Odczyt w cm H₂O.

Numer katalogowy:	DIS450
Materiał:	Nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	1



Korek do urządzenia kalibrującego T-DOC®

Korek zastępczy do urządzenia kalibrującego DIS450.


Numer katalogowy:	DIC142
Materiał:	Nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	1



Sonda T-DOC®

Zmienia każdy cewnik powietrzny T-DOC® w cewnik z końcówką 'Coudé' w celu łatwiejszego przejścia przez zwichnięcia w cewce moczowej.

Numer katalogowy:	DIS500
Materiał:	Płaszcz teflonowy
Ilość w opakowaniu:	10



Rzep na dolną kończynę T-DOC® Velcro®

Pozwala podczepić przewody przetworników do uda pacjenta. Ułatwia przenoszenie oraz zmianę ułożenia pacjenta podczas badania.

Numer katalogowy:	DIS950
Materiał:	Elastyczny materiał Velcro®
Ilość w opakowaniu:	1



Cewniki wodne


Cewniki wodne

Cewniki do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej pacjenta.

Jednokanałowy cewnik z naciętym balonem do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej 4,5Fr

Zaprojektowany tak, aby podczas wypełniania wodą powietrze w łatwy sposób wydostało się z balona.

Numer katalogowy:	9021P4460
Długość:	260 cm
Końcówka:	Balon
Materiał:	PCV, nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	25



Jednokanałowy cewnik z naciętym balonem i przewodnicą do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej 4,5Fr

Zaprojektowany tak, aby podczas wypełniania wodą powietrze w łatwy sposób wydostało się z balona.


Numer katalogowy:	9021P4471
Długość:	260 cm
Końcówka:	Balon
Materiał:	PCV, nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	25



Jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej 9Fr

Cewnik analny z możliwością szybkiego i łatwego usuwania powietrza z balonu. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

Numer katalogowy:	ERPC-9
Długość:	47 cm
Końcówka:	Balon
Materiał:	PCV/Poliizopren
Ilość w opakowaniu:	10




Cewniki wodne

Dwukanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej 9Fr

Cewnik z możliwością szybkiego i łatwego usuwania powietrza z balonu. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

Numer katalogowy:	RPC-9
Długość:	47 cm
Końcówka:	Balon
Materiał:	Poliizopren, nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	10



Dwukanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej 12Fr

Cewnik z możliwością szybkiego i łatwego usuwania powietrza z balonu.

Numer katalogowy:	9021P4461
Długość:	20 cm
Końcówka:	Balon
Materiał:	Poliizopren, nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	10




Cewniki do cystometrii/pomiaru ciśnienia przepływu

Dwukanałowe cewniki pozwalają na szybkie opróżnianie oraz wypełnianie bez wpływu na pomiar ciśnienia. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

Dwukanałowy cewnik do cystometrii 6Fr

Numer katalogowy:	DLC-6D
Długość:	47 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, syterylny
Ilość w opakowaniu:	10




Dwukanałowy cewnik do cystometrii 7Fr

Numer katalogowy:	DLC-7D
Długość:	47 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Dwukanałowy cewnik do cystometrii 9Fr

Numer katalogowy:	DLC-9D
Długość:	47 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10




Cewniki wodne

Cewniki do cystometrii

Służą do wypełniania oraz pomiaru ciśnienia wewnątrz pęcherza podczas cystometrii oraz badań ciśnienia podczas przepływu moczu. Końcówka 'Coudé' wykorzystywana jest w przypadku występowania przewężeń cewki moczowej. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.


Dwukanałowy cewnik do cystometrii z końcówką Coudé 6Fr

Numer katalogowy:	CDLC-6D
Długość:	47 cm
Końcówka:	Coudé
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10




Dwukanałowy cewnik do cystometrii z końcówką Coudé 7Fr

Numer katalogowy:	CDLC-7D
Długość:	47 cm
Końcówka:	Coudé
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Dwukanałowy cewnik do cystometrii z końcówką Coudé 9Fr

Numer katalogowy:	CDLC-9D
Długość:	47 cm
Końcówka:	Coudé
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Cewniki wodne


Cewniki do cystometrii

Dwukanałowe typu Pigtail.

Dwukanałowy cewnik typu Pigtail do cystometrii 6Fr

Oznaczenia umieszczane są co 1 cm, ułatwiając pozycjonowanie cewnika. Kolorowe złącza typu Luer upraszczają podłączenie cewnika do systemu urodynamicznego.

Numer katalogowy:	9021P5662
Długość:	40 cm
Końcówka:	Pigtail
Materiał:	Nie zawiera lakteksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Dwukanałowy cewnik do cystometrii, nieprzezroczysty dla promieni rentgenowskich 8Fr

Oznaczenia umieszczane są co 1 cm, ułatwiając pozycjonowanie cewnika. Kolorowe złącza typu Luer upraszczają podłączenie cewnika do systemu urodynamicznego.

Numer katalogowy:	9021P5382
Długość:	40 cm
Końcówka:	Pigtail
Materiał:	Nie zawiera lakteksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Cewniki wodne


Cewniki do cystometrii / profilometrii

Dwukanałowe typu Pigtail.

Dwukanałowy cewnik do cystometrii / profilometrii 6Fr

Cewnik posiada dwa umieszczone pod kątem okna pomiarowe do pomiaru ciśnienia wewnątrz cewki moczowej. Może być wykorzystany do wypełniania pęcherza.


Numer katalogowy:	9021P5062
Długość:	40 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Dwukanałowy cewnik do cystometrii / profilometrii 7Fr

Dwa przeciwległe porty precyzyjne 0,6 mm umieszczone na płaszczyźnie przesuwu poprawiają dokładność oraz powtarzalność pomiaru profilu ciśnienia w cewce moczowej. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.


Numer katalogowy:	DLUPP-7D
Długość:	47 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Dwukanałowy cewnik do cystometrii / profilometrii 8Fr

Cewnik posiada dwa umieszczone pod kątem okna pomiarowe do pomiaru ciśnienia wewnątrz cewki moczowej. Może być wykorzystany do wypełniania pęcherza.

Numer katalogowy:	9021P5082
Długość:	40 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10




Cewniki wodne

Cewniki do cystometrii / profilometrii

Trzy niezależne kanały służące do wypełniania, pomiaru ciśnienia w cewce moczowej oraz pęcherzu. Wyposażone w złącza typu Luer, kompatybilne z większością systemów urodynamicznych.


Trzykanałowy cewnik, żeński 7Fr

Numer katalogowy:	TLC-7F
Długość:	47 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10




Trzykanałowy cewnik, męski 7Fr

Numer katalogowy:	TLC-7M
Długość:	47 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Trzykanałowy cewnik, męski 9Fr

Numer katalogowy:	TLC-9M
Długość:	47 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10




Cewniki wodne

Trzykanałowy cewnik do cystometrii / profilometrii 9Fr

Najprostsza i najszybsza opcja ponieważ przygotowanie i umieszczenie cewnika wykonywane jest tylko jeden raz – cewnik umożliwia zarówno wykonanie cystometrii jak i pomiar profilu ciśnienia w cewce moczowej.


Numer katalogowy:	9021P5892
Długość:	40 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Trzykanałowy cewnik do pomiaru profilometrii 9Fr*

Cewnik do pomiaru dwóch ciśnień profilometrii z kanałem perfuzyjnym.

Numer katalogowy:	9021P5091
Długość:	40 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10




Trzykanałowy cewnik do pomiaru profilometrii 10Fr**

Cewnik do pomiaru dwóch ciśnień profilometrii z kanałem perfuzyjnym i pierścieniem.

Numer katalogowy:	9021P5803A
Długość:	40 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	1

* Specjalnie na rynek duński

** Specjalnie na rynek niemiecki



Cewniki wodne


Cewniki do cystometrii / profilometrii

Trzykanałowe, nieprzezroczyste dla promieni rentgenowskich.

Trzykanałowy cewnik nieprzezroczysty dla promieni rentgenowskich - żeński 7Fr

Napełnianie oraz pomiar ciśnienia w pęcherzu i cewce moczowej. Wewnętrzne markery nieprzezroczyste dla promieni rentgenowskich są zlokalizowane w punktach pomiaru ciśnienia.


Numer katalogowy:	TLCXRO-7F
Długość:	43 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Trzykanałowy cewnik nieprzezroczysty dla promieni rentgenowskich - męski 7Fr

Napełnianie oraz pomiar ciśnienia w pęcherzu i cewce moczowej. Wewnętrzne markery nieprzezroczyste dla promieni rentgenowskich są zlokalizowane w punktach pomiaru ciśnienia.


Numer katalogowy:	TLCXRO-7M
Długość:	43 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Trzykanałowy cewnik z końcówką typu 'Coudé', nieprzezroczysty dla promieni rentgenowskich - męski 9Fr

Cewnik nieprzezroczysty dla promieni rentgenowskich, z końcówką typu 'Coudé', stosowany do wypełniania pęcherza oraz pomiaru ciśnienia w pęcherzu oraz cewce moczowej. Wewnętrzne markery nieprzezroczyste dla promieni rentgenowskich są zlokalizowane w punktach pomiaru ciśnienia.

Numer katalogowy:	CTLCXRO-7M
Długość:	43 cm
Końcówka:	Coudé
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Cewniki wodne

Cewniki do cystometrii / profilometrii

Trzykanałowe, z końcówką typu 'Coudé'.

Trzykanałowy cewnik z końcówką typu 'Coudé' do cystometrii - męski 9Fr

Trzy niezależne kanały służą do wypełniania i pomiaru ciśnienia w pęcherzu oraz w cewce moczowej. Końcówka typu 'Coudé' umożliwia łatwiejsze przejście w przypadku występowania zwężenia cewki moczowej. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

Numer katalogowy:	CTLC-9M
Długość:	43 cm
Końcówka:	Coudé
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Trzykanałowy cewnik z końcówką typu 'Coudé' do pomiarów profilometrii - męski 9Fr**

Trzy niezależne kanały służą do wypełniania i pomiaru ciśnienia w pęcherzu oraz w cewce moczowej. Końcówka typu 'Coudé' umożliwia łatwiejsze przejście w przypadku występowania zwężenia cewki moczowej. Wyposażony w złącze typu Luer, kompatybilny z większością systemów urodynamicznych.

Numer katalogowy:	9021P5803
Długość:	43 cm
Końcówka:	Coudé
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



** Specjalnie na rynek niemiecki

Cewniki wodne

Cewniki do wypełniania pęcherza

Jednokanałowe.


Jednokanałowy cewnik do wypełniania 6Fr

Numer katalogowy:	9021P5210
Długość:	40 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Jednokanałowy cewnik do wypełniania 10Fr

Numer katalogowy:	9021P5230
Długość:	40 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Cewniki do pomiaru ciśnienia w pęcherzu

Jednokanałowe

Jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia w pęcherzu 4,5Fr

Numer katalogowy:	9021P0900
Długość:	260 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	25



Cewniki wodne

Jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej oraz do wypełniania pęcherza 8Fr

Numer katalogowy:	9021P1093
Długość:	40 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Dwukanałowy przedłużony cewnik do pomiaru ciśnienia oraz wypełniania pęcherza 6Fr

Pozwala na jednoczesne napełnianie pęcherza oraz pomiar ciśnienia. Posiada wbudowane przedłużenie linii pomiaru ciśnienia.

Numer katalogowy:	9021P0921
Długość:	70 cm / 190 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Dwukanałowy przedłużony cewnik do pomiaru ciśnienia oraz wypełniania pęcherza 8Fr

Pozwala na jednoczesne napełnianie pęcherza oraz pomiar ciśnienia. Posiada wbudowane przedłużenie linii pomiaru ciśnienia.

Numer katalogowy:	9021P0911
Długość:	70 cm / 190 cm
Końcówka:	Prosta
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Cewniki wodne

Cewniki do wypełniania pęcherza

Urodynamiczne cewniki zaprojektowane specjalnie dla pacjenta oddziału pediatrii. Wyposażone w złącza typu Luer, kompatybilne z większością systemów urodynamicznych.

Dwukanałowy cewnik pediatryczny do pomiaru ciśnienia w jamie brzusznej 9Fr

Nietypowa budowa, która pozwala zmniejszyć czas i pracę wymaganą do usunięcia powietrza z balonu.


Numer katalogowy:	RPC-9P
Długość:	26 cm
Końcówka:	Balon
Materiał:	Poliizopren, nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Dwukanałowy cewnik pediatryczny do cystometrii 9Fr

Służy do wypełniania oraz pomiaru wewnątrz pęcherza w trakcie cystometrii oraz badania ciśnienia przepływu moczu. Dwukanałowa budowa pozwala na szybkie opróżnianie oraz wypełnianie bez wpływu na pomiar ciśnienia.

Numer katalogowy:	DLC-6P
Długość:	26 cm
Końcówka:	Balon
Materiał:	Poliizopren, nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Cewniki wodne

Zestawy do cystometrii

Zestawy uwzględniają elementy niezbędne do wykonania procedury urodynamicznej cystometrii.

Jednokanałowy zestaw ECO do cystometrii

Skład:


- jednokanałowy cewnik do pomiaru ciśnienia wewnątrz pęcherza wraz z linią pomiarową 4Fr,
- jednokanałowy cewnik rektalny z linią pomiarową 9Fr,
- cewnik do wypełniania 8Fr.

Numer katalogowy:

CPS-S

Ilość w opakowaniu:

10



Jednokanałowy zestaw ECO do cystometrii

Skład:


- dwukanałowy cewnik do cystometrii wraz linią pomiarową 7Fr,
- jednokanałowy cewnik rektalny linią pomiarową 9Fr.

Numer katalogowy:

CPS-D

Ilość w opakowaniu:

10




Przetworniki ciśnienia

Wymienne przetworniki ciśnienia

Wytrzymały przetwornik wysokoczęstotliwościowy. W przypadku współpracy z systemem Life-Tech nie ma konieczności wykonywania kalibracji. W zestawie znajdują się dwukierunkowe zawory.

Numer katalogowy:	1880
Złącza:	Zawory typu 'Luer' męskie/żeńskie
Ilość w opakowaniu:	4



Przetwornik ciśnienia Medex

Przetwornik z serii Medex 960 służy do rejestracji ciśnienia i współpracuje z jednorazowymi kopułkami.

Numer katalogowy:	9032K0131
Złącza:	Medex 960
Ilość w opakowaniu:	1



Jednorazowy zestaw przetwornika ciśnienia

Zestaw zaprojektowany z myślą o zabiegach urodynamicznych. W skład zestawu wchodzi dwa zawory, przedłużka i strzykawka. Zestaw można wykorzystać w systemach Mediwatch oraz Medtronic.

Numer katalogowy:	9022K00123
Złącza:	PvB/Złącze męskie typu Luer
Ilość w opakowaniu:	4



Kopułki

Kopułka

Jednorazowe kopułki przekazujące ciśnienie do jednorazowych przetworników. Niniejsze akcesoria są kompatybilne z urządzeniem Medex 960.

Kopułka przetwornika z wtyczką typu Luer

Numer katalogowy:	DIS130
Złącza:	Męskie/Męskie typu Luer
Ilość w opakowaniu:	25



Cardridge Medex z dwoma zaworami

Numer katalogowy:	9032P1151
Złącza:	Żeńskie/Męskie typu Luer
Ilość w opakowaniu:	50



Akcesoria do cewników wodnych

Akcesoria do cewników wodnych

Zatyczki na zawór typu Luer

Zamyka kopułki w celu utrzymania ciśnienia. Wykorzystywane wraz z elementami DIS103 oraz DIS130.

Numer katalogowy:	IDS102
Ilość w opakowaniu:	25



Zatyczki na zawór typu Luer

Wykorzystywany wraz z cewnikami wodnymi podczas profilometrii. Zapewnia stałe ciśnienie podczas testowania dokładności pomiaru ciśnienia w cewce moczowej. Element można wykorzystywać wraz z workami o pojemności 500ml oraz 1000ml.

Numer katalogowy:	DIS302
Ilość w opakowaniu:	1



Przenośna kabura UDS

Numer katalogowy:	HAR935
Materiał:	Guma silikonowa, nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	5



Regulowana smycz

Numer katalogowy:	HAR575
Materiał:	318 cm x 5 cm
Ilość w opakowaniu:	5



Pas na przetwornik

Numer katalogowy:	HAR145
Materiał:	76 cm x 5 cm
Ilość w opakowaniu:	5



Długi pas na przetwornik

Numer katalogowy:	HAR144
Materiał:	114 cm x 5 cm
Ilość w opakowaniu:	5



Akcesoria do bezprzewodowych przetworników

Przenośna kabura UDS

Numer katalogowy:	HAR935
Materiał:	Guma silikonowa, nie zawiera lateksu
Ilość w opakowaniu:	5



Regulowana smycz

Numer katalogowy:	HAR575
Materiał:	318 cm x 5 cm
Ilość w opakowaniu:	5



Pas na przetwornik

Numer katalogowy:	HAR145
Materiał:	76 cm x 5 cm
Ilość w opakowaniu:	5



Długi pas na przetwornik

Numer katalogowy:	HAR144
Materiał:	114 cm x 5 cm
Ilość w opakowaniu:	5



Dreny do pomp infuzyjnych

Dreny do pompy infuzyjnej firmy Laborie

Zawiera wszystkie elementy wymagane do prawidłowej infuzji płynów przez cewniki urodynamiczne.

Numer katalogowy:	TUB500
Długość:	400 cm
Materiał:	Silikon, nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	25



Zestaw drenów do pomp infuzyjnych Mediwatch

Zestaw do jednokanałowej infuzji grawitacyjnej przy wykonywaniu cystometrii. Zestaw posiada wentylowaną komorę kroplówki.

Numer katalogowy:	9021O1175
Długość:	250 cm
Materiał:	Silikon, nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	25



Zestaw drenów do pomp infuzyjnych MMS

Zestaw do infuzji urodynamicznej z wentylowaną komorą kroplówki, drenem pompy oraz drenem infuzyjnym pacjenta. Zaprojektowany do użytku z systemami MMS Solar.

Numer katalogowy:	9021O1226
Długość:	250 cm
Materiał:	Silikon, nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	20



Dreny do pomp infuzyjnych

Zestaw drenów do pomp infuzyjnych Life-Tech

Zestaw z wentylowaną komorą kroplówki, drenem pompy oraz drenem infuzyjnym pacjenta. Stosowany do infuzji w urodynamice. Zaprojektowany do użytku z systemami Life-Tech 2011, 1711, 1721.

Numer katalogowy:	IPTSA-LT1
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	25



Zestaw podwójny drenów do pomp infuzyjnych Life-Tech

Zestaw z wentylowaną komorą kroplówki, drenem pompy oraz odłączanym drenem infuzyjnym pacjenta. Stosowany do infuzji w urodynamice. Zaprojektowany do użytku z systemami Life-Tech 2011, 1711, 1721.

Numer katalogowy:	DIPTS-LT1
Ilość w opakowaniu:	25



Zestaw drenów z komorą tłumiącą do pomp infuzyjnych Life-Tech

Zestaw z wentylowaną komorą kroplówki, drenem Uropump, komorą tłumiącą oraz równoległym, odłączanym drenem infuzyjnym pacjenta i drenem ograniczającym. Stosowany przy infuzji UP, UPP oraz Whittaker'a. Zaprojektowany do użytku z systemami Life-Tech 2011, 1711, 1721.

Numer katalogowy:	IPTS-DC-LT1
Długość:	350 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	25



Dreny do pomp infuzyjnych

Zestaw drenów do pomp infuzyjnych Life-Tech

Zestaw z wentylovaną komorą kroplówki, drenem pompy oraz drenem infuzyjnym pacjenta. Stosowany do infuzji w urodynamice. Zaprojektowany do użytku z systemami Life-Tech 3011.

Numer katalogowy:	IPTSA-LT2
Materiał:	PCV
Ilość w opakowaniu:	25



Zestaw podwójny drenów do pomp infuzyjnych Life-Tech

Zestaw z dwiema wentylowanymi komorami kroplówki, drenem pompy oraz odłączanym drenem infuzyjnym pacjenta. Stosowany do infuzji w urodynamice. Zaprojektowany do użytku z systemami Life-Tech 3011.

Numer katalogowy:	DIPTS-LT2
Ilość w opakowaniu:	25



Zestaw drenów z komorą tłumiącą do pomp infuzyjnych Life-Tech

Zestaw z wentylovaną komorą kroplówki, drenem Uropump, komorą tłumiącą oraz równoległym, odłączanym drenem infuzyjnym pacjenta i drenem ograniczającym. Stosowany przy infuzji UP, UPP oraz Whittaker'a. Zaprojektowany do użytku z systemami Life-Tech 3011.

Numer katalogowy:	IPTS-DC-LT2
Długość:	350 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	25



Dreny do infuzji grawitacyjnej

Grawitacyjne dreny do infuzji

Zestaw do podawania leków

Grawitacyjny zestaw do infuzji z wentylowaną komorą kroplówki. Zestaw jest stosowany w urodynamice oraz perfuzji pod ciśnieniem w profilometrii.

Numer katalogowy:	AS-72A
Długość:	183 cm
Ilość w opakowaniu:	25



Dreny do pomiaru ciśnienia

Dreny ciśnieniowe Laborie

Dreny do pomiaru ciśnienia z trzykierunkowym zaworem.

Numer katalogowy:	TUB101
Długość:	150 cm
Ilość w opakowaniu:	Nie zawiera lateksu, sterylne



Dreny do pomiaru ciśnienia

Dreny do pomiaru ciśnienia

Dreny zaprojektowane do stosowania przy pomiarze ciśnienia w urodynamice. Ciśnienie jest bardzo dobrze przenoszone z jednego końca drenu na drugi. Specjalne wykonanie zmniejsza objętość oraz zapobiega przedostawaniu się pęcherzyków powietrza. Zastosowanie różnych kolorów drenów pozwala szybko określić zastosowanie drenu.

Dren ciśnieniowy Life-Tech, do pomiaru ciśnienia pęcherzowego

Numer katalogowy:	PTTA-B
Długość:	187 cm
Kolor:	Niebieski
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	50



Dren ciśnieniowy Life-Tech

Numer katalogowy:	PTTA-C
Długość:	183 cm
Kolor:	Przezroczysty
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	50



Dren ciśnieniowy Life-Tech, do pomiaru ciśnienia rektalnego

Numer katalogowy:	PTTA-R
Długość:	183 cm
Kolor:	Czerwony
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	50




Zestawy do perfuzji

Dreny do perfuzji

Dren dwukanałowy Mediwatch, do perfuzji

Zestaw do perfuzji w urodynamice z wentylowaną komorą kroplówki, drenem do pompy oraz dwukanałowym drenem do ciśnieniowej perfuzji w profilometrii.

Numer katalogowy:	9021P6022
Długość:	150 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	5



Dren trzykanałowy Mediwatch, do perfuzji

Zestaw do perfuzji w urodynamice z wentylowaną komorą kroplówki, drenem do pompy oraz trzykanałowym drenem do ciśnieniowej perfuzji w profilometrii.

Numer katalogowy:	9021P6032
Długość:	150 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	5



Dreny

Grawitacyjne dreny do perfuzji

Dreny posiadają wbudowaną perfuzję na poziomie 0,5ml/min oraz dodatkowy boczny do szybkiego wypełniania.

Jednokanałowy zestaw Mediwatch do perfuzji DPT**

Numer katalogowy:	5031P0271
Długość:	182 cm
Ilość w opakowaniu:	5



Dwukanałowy zestaw Mediwatch do perfuzji DPT**

Numer katalogowy:	5031P0281
Długość:	182 cm
Ilość w opakowaniu:	5



Trzykanałowy zestaw Mediwatch do perfuzji DPT**

Numer katalogowy	5031P0291
Długość	182 cm
Ilość w opakowaniu	5



Czterokanałowy zestaw Mediwatch do perfuzji DPT**

Numer katalogowy	5031P0301
Długość	182 cm
Ilość w opakowaniu	5



**Specjalnie zaprojektowane na rynek szwedzki

Dreny uniwersalne

Uniwersalny zestaw drenów infuzyjnych

Przezroczysty dren do infuzji CO₂ lub do rejestracji dowolnego ciśnienia. Lejkowy kształt złączki pasuje do wszystkich rodzajów cewników.

Numer katalogowy:	APIS
Długość:	150 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	25



Uniwersalny zestaw drenów

Przezroczysty dren do rejestracji dowolnego ciśnienia. Dren posiada czterokierunkowy zawór. Ciśnienie jest bardzo dobrze przenoszone z jednego końca drenu na drugi.

Numer katalogowy:	APT
Długość:	150 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	25



Dreny przedłużające


Dren przedłużający, jednokanałowy Mediwatch

Numer katalogowy:	9021P6332
Długość:	150 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Dren przedłużający, dwukanałowy Mediwatch

Numer katalogowy:	9021P1283
Długość:	150 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Dren przedłużający, trzykanałowy Mediwatch

Numer katalogowy:	9021P1293
Długość:	150 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Akcesoria do drenów

Dreny infuzyjne

Zastępczy dren infuzyjny do wszystkich drenów IPTS, które nie zawierają komory tłumiącej.

Numer katalogowy:	ITA
Długość:	183 cm
Ilość w opakowaniu:	25




Komora tłumiąca z drenem infuzyjnym / ograniczającym

Komora tłumiąca z wymiennym drenem infuzyjnym pacjenta do wszystkich drenów IPTS. Zapewnia infuzję bez artefaktów w procedurach UP, UPP oraz Whittaker. Specjalna budowa zapobiega utracie ciśnienia, spowodowaną komorą tłumiącą.

Numer katalogowy:	DCIT-RT
Długość:	183 cm
Ilość w opakowaniu:	25





Manometria anorektalna

Cewniki powietrzne ARM T-DOC®

Czterokanałowy, radialny cewnik ARM T-DOC® 19Fr


Cztery czujniki mierzą ciśnienie w czterech ćwiartkach zwieracza analnego. Balon na końcu cewnika może zostać wypełniony w celu określenia odpowiedzi pacjenta podczas procedur ARM. Cewnik oznaczony na czarno ustawia się wzdłuż kręgosłupa w celu poprawnego umieszczenia przedniego, tylnego oraz bocznych kanałów. Znaczniki głębokości pozwalają określić głębokość od 2 do 20 cm.

Numer katalogowy:	CAT003
Kanały:	P1, P2, P3, P4
Materiał:	Nie zawiera lateksu, hipoalergiczny, sterylny
Ilość w opakowaniu:	5



Przewody przetworników powietrznych ARM z serii T-DOC®

Wielorazowe przewody przetworników służą do podłączenia cewników powietrznych ARM z serii T-DOC® do systemu manometrii anorektalnej. Kolorowe oznaczenia gniazd odpowiadają kolorowym oznaczeniom końcówek cewników, co znacznie ułatwia podłączenie.



Cewniki wodne ARM

Czterokanałowy, radialny cewnik anorektalny

Czterokanałowy cewnik anorektalny, manometryczny z balonem 600ml. Głębokość oznaczeń 0 cm do 85 cm.

Numer katalogowy:	CAT006
Długość:	160 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	1



Czterokanałowy, radialny cewnik anorektalny 13,5Fr

Cztery czujniki mierzą ciśnienie w czterech ćwiartkach zwieracza analnego. Balon na końcu cewnika może zostać wypełniony w celu uzyskania dodatkowych informacji od pacjenta. Znaczniki głębokości określane są w cm.

Numer katalogowy:	9012P1392
Długość:	140 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Ośmiokanałowy, radialny cewnik anorektalny

Ośmiokanałowy cewnik anorektalny, manometryczny z balonem. Głębokość oznaczeń 0 cm do 85 cm.

Numer katalogowy:	CAT008
Długość:	160 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	1



Ośmiokanałowy, radialny cewnik anorektalny 13,5Fr

Osiem czujników mierzy ciśnienie w ośmiu częściach zwieracza analnego. Balon na końcu cewnika może zostać wypełniony w celu uzyskania dodatkowych informacji od pacjenta. Znaczniki głębokości określane są w cm.

Numer katalogowy:	9012P1422
Długość:	140 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	10



Dreny ARM do perfuzji

Czterokanałowy zestaw do perfuzji

Zestaw do perfuzji z wentylowaną komorą kroplówki, drenem pompy oraz czterokanałowym drenem do perfuzji ciśnieniowej w procedurach ARM.

Numer katalogowy:	9021P6042
Długość:	150 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	5




Ośmiokanałowy zestaw infuzyjny

Zestaw do perfuzji z wentylowaną komorą kroplówki, drenem pompy oraz ośmiokanałowym drenem do perfuzji ciśnieniowej w procedurach ARM.

Numer katalogowy:	9021P6082
Długość:	150 cm
Materiał:	Nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	5





Elektromiografia

Elektrody EMG

Elektrody igłowe

Przewodowy zestaw elektrod - żeńskie.

Jednorazowego użytku.

Numer katalogowy:	1512A-F
Rozmiar igły:	27 1.0"
Rozmiar przewodu:	38 izolowany
Ilość w opakowaniu:	40



Przewodowy zestaw elektrod - męskie

Jednorazowego użytku.

Numer katalogowy:	1512A-M
Rozmiar igły:	27 1.5"
Rozmiar przewodu:	38 izolowany
Ilość w opakowaniu:	40



Koncentryczny zestaw elektrod - purpurowe

Jednorazowego użytku.

Numer katalogowy:	ELE378
Rozmiar igły:	28 1.2"
Rozmiar przewodu:	28 izolowany
Ilość w opakowaniu:	10



Elektrody EMG


Elektrody powierzchniowe

Elektrody powierzchniowe Neotrode® II z podłączonym przewodem

Do pomiaru aktywności EMG mięśni dna miednicy oraz zwieraczy. Elektrody mogą być wykorzystane jako elektrody aktywne lub jako elektrody odniesienia. Niewielki rozmiar jest idealny dla pacjentów oddziałów pediatrycznych. Elektrody są pokryte lepkiem żelowym, który jest delikatny dla skóry i jednocześnie utrzymuje elektrody w miejscu. Niniejszy produkt jest kompatybilny z systemami Mediwatch/Medtronic.

Numer katalogowy: ELE428

Ilość w opakowaniu: 100 zestawów po 3 elektrody



Wielorazowe, stymulujące elektrody powierzchniowe***

Elektrody służą do pomiaru aktywności EMG. Znakomicie nadają się do badania mięśni miednicy oraz brzucha. Możliwość ponownego wykorzystania u tego samego pacjenta, po uprzednim przechowaniu w załączonym, plastikowym opakowaniu.

Numer katalogowy: ELE625

Ilość w opakowaniu: 15 zestawów po 4 elektrody




Niewielkie elektrody powierzchniowe

Do pomiaru aktywności EMG mięśni dna miednicy oraz zwieraczy. Elektrody mogą być wykorzystane jako elektrody aktywne lub jako elektrody odniesienia. Niewielki rozmiar jest idealny dla pacjentów oddziałów pediatrycznych. Elektrody są pokryte lepkiem żelowym, który jest delikatny dla skóry i jednocześnie utrzymuje elektrody w miejscu. Niniejszy produkt jest kompatybilny z systemami Mediwatch/Medtronic.

Numer katalogowy: 9013S0222

Długość: 15 cm

Ilość w opakowaniu: 12



Niewielkie elektrody powierzchniowe

Do pomiaru aktywności EMG mięśni dna miednicy oraz zwieraczy. Elektrody mogą być wykorzystane jako masa, elektrody aktywne/odniesienia. Elektrody są pokryte lepkiem żelowym, który jest delikatny dla skóry i jednocześnie utrzymuje elektrody w miejscu. Niniejszy produkt jest kompatybilny z systemami Mediwatch/Medtronic.

Numer katalogowy: 9021S0232

Długość: 15 cm

Ilość w opakowaniu: 12



Elektrody EMG

Elektrody z podczepianym przewodem

Elektrody z podczepianym przewodem

Do pomiaru aktywności EMG mięśni dna miednicy oraz zwieraczy. Elektrody są pokryte lepkiem, który jest delikatny dla skóry i jednocześnie utrzymuje elektrody w miejscu. Przewód jest podczepiany do zatrzasków. Elektrody mogą być wykorzystane do monitorowania aktywności EMG. Kompatybilne z przewodami wielorazowego użytku ELE350, ELE365, ELE370.

Numer katalogowy:	ELE425
Ilość w opakowaniu:	100 zestawów po 3 elektrody



Elektrody św. Marka

Elektroda św. Marka, stymulująca nerw sromowy

Elektroda do stymulacji oraz rejestracji. Wykorzystywana we współpracy ze stymulatorem EMG pozwala łatwo określić przewodność nerwu sromowego oraz latencję motoryczną.

Numer katalogowy:	ELE496
Długość:	30 cm
Złącza:	4-kontaktowe, płaskie
Ilość w opakowaniu:	20



Uziemiające przewody EMG

Przewód uziemiający elektrody

Opaskę na rzep można w prosty sposób założyć na dowolną kończynę. Służy do uziemiania elektrod św. Marka lub elektrod gąbkowych.

Numer katalogowy:	9013S0776
Rozmiar:	45 cm x 2 cm
Złącza:	Męskie 0,7 mm
Ilość w opakowaniu:	1



Elektrody EMG

Przewody EMG

Zestaw ekranowanych przewodów EMG

Wykorzystywane, gdy konieczne jest zastosowanie ekranowanych przewodów EMG.

Numer katalogowy:	ELE200
Kolory przewodów:	Czarny/Czerwony/Biały
Ilość w opakowaniu:	1 zestaw po 3 przewody



Zestaw nieekranowanych przewodów EMG

Wykorzystywane, gdy nie jest konieczne stosowanie ekranowanych przewodów EMG. Przewody są podłączane do powierzchniowych elektrod EMG. Kompatybilne z elektrodami ELE425 i ELE335.

Numer katalogowy:	ELE350
Kolory przewodów:	Czerwony/Zielony
Ilość w opakowaniu:	1 zestaw po 3 przewody



Nieekranowany przewód EMG - zielony

Wykorzystywane, gdy nie jest konieczne stosowanie ekranowanych przewodów EMG. Przewody są podłączane do powierzchniowych elektrod EMG. Wymaga czerwonej elektrody ELE370.

Numer katalogowy:	ELE365
Kolory przewodów:	Zielony
Ilość w opakowaniu:	1



Nieekranowany przewód EMG - czerwony

Wykorzystywane, gdy nie jest konieczne stosowanie ekranowanych przewodów EMG. Przewody są podłączane do powierzchniowych elektrod EMG. Wymaga zielonej elektrody ELE365.

Numer katalogowy:	ELE370
Kolory przewodów:	Czerwony
Ilość w opakowaniu:	1





Biofeedback / Stymulacja

Elektrody dopochwowe i rektalne

Klasyczna elektroda dopochwowa Laborie

Standardowa elektroda waginalna służy do elektrycznej stymulacji prądem o natężeniu do 70mA. Dana elektroda może być przypisana tylko do jednego pacjenta.

Numer katalogowy: PRB450 (DIN5), 9889A (złącze bananowe), 9889G (DIN3)

Długość: 10 cm

Ilość w opakowaniu: 1



Dopochwowa elektroda do atrofii Laborie

Smukła elektroda waginalna służy do elektrycznej stymulacji prądem o natężeniu do 70mA. Wykorzystywana przy atrofii pochwy. Dana elektroda może być przypisana tylko do jednego pacjenta.

Numer katalogowy: PROB085 (DIN5), 9597A (złącze bananowe), 9597G (DIN3)

Długość: 8 cm

Ilość w opakowaniu: 1



Dopochwowa elektroda tamponowa Laborie

Waginalna elektroda tamponowa służy do elektrycznej stymulacji prądem o natężeniu do 70mA. Dana elektroda może być przypisana tylko do jednego pacjenta.

Numer katalogowy: PRB425 (DIN5), 9531A (złącze bananowe), 9531G (DIN3)

Długość: 5 cm

Ilość w opakowaniu: 1



Elektroda rektalna Laborie

Numer katalogowy: PRB055 (DIN5), 9890A (złącze bananowe), 9890G (DIN3)

Długość: 8,3 cm

Ilość w opakowaniu: 1



Sondy manometryczne

Sondy manometryczne

Manometria może być wykonana przy pomocy sondy analnej u mężczyzn lub sondy waginalnej u kobiet. Sonda analna może zostać wykorzystana między innymi w zanikowym zapaleniu pochwy.

Dopochwowa sonda ciśnieniowa Laborie

Miękka sonda wypełniona powietrzem, wykonana z elastomeru silikonowego medycznej klasy. Powietrze jest wprowadzane i wyciągane przy pomocy strzykawki w celu pomiaru ciśnienia. Należy korzystać wyłącznie z waginalnymi drenami ciśnieniowymi PRB080

Numer katalogowy:	PRB113
Długość:	11 cm
Materiał:	Silikon, nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	1



Rektalna sonda ciśnieniowa Laborie

Sonda wypełniona powietrzem, wykonana z elastomeru silikonowego. Napełniana powietrzem. Należy korzystać wyłącznie z analnymi drenami ciśnieniowymi PRB078.

Numer katalogowy:	PRB108
Długość:	6 cm
Materiał:	Silikon, nie zawiera lateksu, sterylne
Ilość w opakowaniu:	1



Akcesoria do sond ciśnieniowych

Dopochwowy dren ciśnieniowy

Dreny ciśnieniowe wykorzystywane wyłącznie z sondami waginalnymi PRB113.

Numer katalogowy:	PRB080
Długość:	77 cm
Ilość w opakowaniu:	1




Rektalny dren ciśnieniowy

Dreny ciśnieniowe wykorzystywane wyłącznie z sondami analnymi PRB108.

Numer katalogowy:	PRB078
Długość:	122 cm
Ilość w opakowaniu:	1





Cystoskopia

Igły injeTAK™

Igły injeTAK™

Pierwsza igła iniekcyjna, która posiada unikalną funkcję kontroli głębokości. Igła została zaprojektowana tak, aby umożliwić użytkownikowi iniekcję dowolnej substancji dokładnie w poszczególne obszary dolnego układu moczowego.

Igła iniekcyjna do cystoskopii injeTAK™ - krótka

Chowana igła z regulowaną końcówką. Łatwa w użyciu, ergonomiczna budowa pozwala łatwą regulację jedną ręką. Współpracuje ze sztywnymi cystoskopami. Sterylna, jednorazowego użytku.

Numer katalogowy:	DIS19935
Długość:	35 cm
Rozmiar:	4.8 Fr
Rozmiar igły:	25G
Regulowana głębokość penetracji:	0, 2, 3, 4, 5 mm
Ilość w opakowaniu:	2



Igła iniekcyjna do cystoskopii injeTAK™ - długa

Chowana igła z regulowaną końcówką. Łatwa w użyciu, ergonomiczna budowa pozwala łatwą regulację jedną ręką. Współpracuje ze sztywnymi cystoskopami. Sterylna, jednorazowego użytku.

Numer katalogowy:	DIS201
Długość:	70 cm
Rozmiar:	4.8 Fr
Rozmiar igły:	23G
Regulowana głębokość penetracji:	0, 2, 3, 4, 5 mm
Ilość w opakowaniu:	2





Pozostała działalność firmy



Początki **Wydziału Aparatury Medycznej** sięgają roku 1989, kiedy zostali zatrudnieni pierwsi pracownicy firmy Meden-Inmed stanowiący do dzisiaj trzon wydziału WAM. Od samego początku, jako cel powołania działu przyjęto kompleksowe wyposażanie jednostek służby zdrowia w sprzęt medyczny - oparte na wiarygodności handlowej, rzetelnym doradztwie technicznym i niezawodnej obsłudze serwisowej naszych kontrahentów. Dzięki wyspecjalizowanym urządzeniom dla oddziałów i klinik urologii, szybko staliśmy się liderem w ultrasonografii, urodynamice i endoskopii urologicznej. Do dziś wyposażyliśmy w oferowany przez Meden-Inmed sprzęt większość oddziałów urologicznych w Polsce. W portfolio WAM znajduje się sprzęt medyczny czołowych światowych producentów, m.in.: **Richard Wolf** (sprzęt do zabiegów endourologicznych, lasery), **Laborie** (uroflowmetria i urodynamika), **Dornier MedTech** (lasery), **Elvation** (ESWL i ESWT), **PolyDiagnost** (micro PCNL, jednorazowe giętkie endoskopy), **Cogentix** (cystoskopy). Ważną pozycją w naszej ofercie jest produkcja własna ponad 80-ciu różnych urządzeń medycznych, w tym foteli urologicznych i ginekologicznych, stołów do badań z regulacją wysokości, kozetek, wózków endoskopowych, itp.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

- urologia,
- ginekologia i położnictwo,
- chirurgia ogólna, naczyniowa i proktologiczna,
- ortopedia,
- zintegrowane sale operacyjne z systemem CORE.

Nasze relacje handlowe opieramy o długofalową współpracę - dlatego dokładamy wszelkich starań, aby każdy zakup w pełni odpowiadał potrzebom i specyfice danej placówki, abyśmy byli wiarygodni w Państwa oczach. Rozumiejac, że medycyna to nie tylko sprzęt, ale przede wszystkim wiedza i doświadczenie oparte o ciągły rozwój - organizujemy szkolenia i konferencje naukowe z zakresu endoskopii urologicznej i ginekologicznej, biopsji gruczołu krokowego pod kontrolą USG, urodynamiki, litotrypsji, nowoczesnej chirurgii laserowej, itp.

Oferujemy sprzęt na najwyższym światowym poziomie, zapewniamy specjalistyczny serwis techniczny, gwarantujemy wsparcie techniczne i medyczne przy instalacjach nowych urządzeń oraz pomagamy utrzymać bezawaryjną pracę już zainstalowanej przez nas aparatury.

Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem. Zapraszamy do współpracy.



Biuro handlowe WAM
tel. 94 344 90 61 (59)
wam@meden.com.pl

Serwis Wydziału Aparatury Medycznej

Meden-Inmed to gwarancja profesjonalnej obsługi w zakresie przeglądów sprzętu medycznego.


Od wielu lat zajmujemy się naprawami i przeglądami technicznymi urządzeń medycznych, co daje nam niezbędne w tym zakresie doświadczenie. Nasz zespół ciągle podnosi swoje kwalifikacje i posiada uprawnienia kontrolno-pomiarowe w zakresie do 1 kV.

Dobra organizacja, rzetelność i najwyższej jakości sprzęt kontrolno-pomiarowy oraz wdrożenie i utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normami ISO 9001:2000, ISO 13485: 2003, gwarantują wysoki poziom świadczonych usług odpowiadających oczekiwaniom klienta.

Przeglądy techniczne:

Na przegląd techniczny składa się:

- kontrola wizualna,
- sprawdzenie stanu przewodów (zasilających, pacjenta itp.),
- sprawdzenie poprawności działania urządzenia oraz jego podzespołów (głowice, elektrody itp.),
- kontrola parametrów bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z normą PN-EN 62353,
- wpis do paszportów urządzeń, potwierdzający przeprowadzone badanie techniczne,
- przekazanie użytkownikowi protokołów pomiarowych wraz ze zbiorczym certyfikatem informującym o przeprowadzeniu kontroli technicznej urządzeń z uwzględnieniem numerów seryjnych.



Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z usług serwisu Meden-Inmed.


W celu przedstawienia dokładnej oferty prosimy o przesłanie na adres:

e-mail: serwiswam@meden.com.pl
lub
fax: **94 345 40 55**

wykaz urządzeń zawierający:

- dane placówki,
- nazwy i typy urządzeń,
- ilość sztuk,

lub złożenie zapytania przez stronę:
www.meden.com.pl



Wydział Neurofizjologii powstał w 2014 roku, gdy firma Meden-Inmed obchodziła 25-lecie swojej działalności. Wydział jest owocem wieloletniej pracy zespołu zajmującego się neurodiagnostyką. Wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów i biorąc pod uwagę rozwój diagnostyki neurologicznej, postanowiliśmy wydzielić niezależny dział neurofizjologii. W ofercie działu znajdują się najnowsze technologie stosowane w neurofizjologii.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

- elektromiografia (EMG),
- potencjały wywołane (EP, ERP),
- elektroencefalografia (EEG),
- polisomnografia (PSG),
- systemy monitorowania na oddziałach intensywnej terapii (ICU EEG),
- przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS).

Każdy system dobieramy do potrzeb klienta i rodzaju działalności. Oferujemy sprzęt najlepszych producentów i serwis na najwyższym światowym poziomie. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie techniczne. Zapraszamy do współpracy.

Biuro handlowe WNF
tel. 94 347 10 57
wnf@meden.com.pl





Wydział Medycyny Nuklearnej to dział Meden-Inmed skupiający się na innowacyjnych technologiach scyntygrafii. Celem zespołu jest wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań dla rynku medycznego w Polsce.

Wydział tworzą pasjonaci stale poszerzający swoją wiedzę i umiejętności w zakresie doradztwa i wykorzystania oferowanego sprzętu medycznego przy różnych procedurach medycznych.

Cechuje nas uczciwość i rzetelność – na tych fundamentach budowane są relacje biznesowe z klientami. Nasze zaangażowanie, pasja i chęć wspólnego działania przyczyniają się do stałego poszerzania grona zadowolonych klientów.

Wydział Medycyny Nuklearnej w swoim portfolio posiada produkty uznanych na świecie producentów aparatury medycznej, m.in.: DDD Diagnostic i Comeracer.

Specjalizujemy się w następujących dziedzinach:

- scyntygrafia (gamma kamery),
- diagnostyka obrazowa (MRI).

Nasz zespół zapewnia:

- konsultacje i specjalistyczne wsparcie dla naszych klientów,
- szkolenia aplikacyjne, użytkowe i eksploatacyjne,
- dostawy sprzętu, urządzeń, systemów medycznych,
- instalacje i montaż aparatury medycznej,
- profesjonalny serwis techniczny.

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, dla których ważne jest bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz otwartość na innowacje w medycynie.



Biuro handlowe WMN

tel. 601 586 022

wmn@meden.com.pl





Wydział Rehabilitacji jest jednym z najbardziej rozwiniętych wydziałów firmy Meden-Inmed, doświadczenie w zakresie rehabilitacji budujemy już od 1994 roku. Wydział tworzą specjaliści z różnych dziedzin, stale poszerzający swoją wiedzę w zakresie nowych technik rehabilitacji pacjentów. Liczne szkolenia, w których uczestniczymy pozwalają nam oferować Państwu najnowsze i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

W oparciu o doświadczenie i współpracę ze środowiskiem medycznym produkujemy szereg urządzeń do rehabilitacji, znajdujących uznanie na całym świecie. Dostarczamy światowej klasy stoły do masażu, leżanki, lampy IR, wanny do hydromasażu, wirówki, urządzenia do rehabilitacji neurologicznej i wiele innych. Jednocześnie zapewniamy usługi produkcyjne na zlecenie (OEM, outsourcing) urządzeń mechanicznych i elektrycznych wykorzystując własny zespół badawczo-rozwojowy, wykwalifikowaną kadrę produkcyjną, sterowanie numeryczne, urządzenia do obróbki oraz nowoczesną malarnię proszkową.

Nieustannie poszerzamy portfolio produktów oferując Państwu rozwiązania z zakresu:

- Hydroterapii
- Kinezyterapii
- Fizykoterapii
- Diagnostyki
- Rehabilitacji funkcjonalnej
- Neurorehabilitacji
- Opieki nad pacjentem
- Rehabilitacji kardiologicznej
- Medical SPA & Wellness

Wydział Rehabilitacji zapewnia Państwu wysokiej jakości urządzenia własnej produkcji, jak i uznanych marek, m.in.: Hocoma, Redcord, Gymna-Uniphy, Kinetec, Airex i wiele innych.

Biuro handlowe WRH
tel. 94 347 10 50 (53)
fizjoterapia@meden.com.pl



Wydział Intensywnej Opieki Medycznej powstał w 2000 roku, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wyposażenie placówek medycznych w wysokiej klasy panele przyłóżkowe oraz systemy przywoławcze. Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i instalacją systemów wykorzystywanych w salach chorych i salach intensywnego nadzoru. Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości surowców oraz nowoczesnych technologii w procesie produkcji, panele przyłóżkowe firmy Meden-Inmed zapewniają bezawaryjną, wieloletnią eksploatację.



Oferujemy konfigurację systemów w zależności od potrzeb odbiorcy

W ofercie znajdują się m.in.:

- system naścienny typ P,
- system sufitowy - poziomy typ H (1),
- system podłogowo - sufitowy typ R (2),
- system sufitowy - pionowy typ V (3),
- system oświetleniowy typ N (4),
- system wolnostojący typ W (5),
- system kolumnowy typ K,
- system szynowy typ S,
- cyfrowy system przyzywowy Meden Opt.



Biuro handlowe WIOM

tel. 94 347 10 49

wiom@meden.com.pl

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.

Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 K.C. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektów bez wpływu na zasadnicze funkcje wyrobu i wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Pomimo dołożenia wszelkich starań kolory zaprezentowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości.

MEDEN-INMED Sp. z o.o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

Tel.: +48 94 344 90 61 (59)

Fax: +48 94 347 10 41

wam@meden.com.pl

www.meden.com.pl

