

## Zalecane środki czyszczące i dezynfekujące powierzchni tapicerowanych Meden-Inmed

### **Akzo Nobel**

Natriumhypochlorid

### **Bode**

Bacillol AF

Cutasept

### **Braun**

Meliseptol Foam Pure

Softasept N

Meliseptol

Helipur

Melsitt

Melsept

### **Desomed**

Desomed Rapid

### **Dr. Schumacher**

Descosept AF

### **Ecolab**

Incidin Foam

Incidin Plus

Incidin Perfekt

Incidin Liquid

### **Favodent Karl Huber**

Flora quick

### **Henkel**

Incidur-Spray

### **Lysoform**

Fugaten Spray

### **Orochemie**

B45

### **Peppler**

Micro clan

Pepp clean

### **Ruck**

Sprühdesinfektion

### **Reckitt Benckiser**

Sagrotan med

### **Schülke&Mayr**

Kodan Tinktur Forte

Esemfix

Octenisept

Mikrozid AF

### **Unident**

Unisepta foam

**Przed nałożeniem środka na czyszczoną i/lub dezynfekowaną powierzchnię, zaleca się wykonanie próbnej aplikacji na niewidocznej powierzchni.**