



Irena Jurukowa
dyrektor zarządzający

ij@meden.com.pl
+48 662 281 086

Spotkajmy się...

Poznaj naszego przedstawiciela w Twoim regionie:



Jadwiga Kamińska
dyrektor regionalny

jk@meden.com.pl
+48 602 659 106

1



Iga Karolewska
manager ds. klientów

ikarolewska@meden.com.pl
+48 785 810 455

2



Piotr Porosiński
manager ds. kluczowych klientów

pporosiński@meden.com.pl
+48 785 811 099

3



Miłosz Maliński
przedstawiciel handlowy

mmaliński@meden.com.pl
+48 606 759 400

4



Marek Pijewski
przedstawiciel handlowy

mpijewski@meden.com.pl
+48 785 810 681

5



Jerzy Bartodziej
dyrektor ds. neurorehabilitacji i diagnostyki

jbartodziej@meden.com.pl
+48 664 413 001

6



Łukasz Pyza
przedstawiciel handlowy

lpyza@meden.com.pl
+48 785 810 720

7



Paulina Czarnecka
przedstawiciel handlowy

pczarnecka@meden.com.pl
+48 785 811 104

8



Danuta Dołba
przedstawiciel handlowy

ddolba@meden.com.pl
+48 605 893 309

9

Specjaliści medycyny sportowej:



Bartosz Paprotny
product manager ds. wyposażenia sportowo-rehabilitacyjnego produktów Winback i VitalStim

bpaprotny@meden.com.pl
+48 608 685 649



Sylwia Stoń
specjalista ds. fizjoterapii sportowej

sston@meden.com.pl
+48 785 811 034



Rafał Oleszczuk
specjalista ds. laserów wysokoenergetycznych i fali uderzeniowej

ro@meden.com.pl
+48 668 186 712

Przedstawiciele rehabilitacji kardiologicznej:



Kamil Jakubiec
manager ds. kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej

kjakubiec@meden.com.pl
+48 785 810 803



Kacper Czarnecki
specjalista ds. kardiologii i rehabilitacji kardiologicznej

kczarnecki@meden.com.pl
+48 602 482 439



Nowoczesna Medycyna Sportowa



Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin
Tel.: +48 94 347 10 50 (53), Fax: +48 94 345 40 55

fizjoterapia@meden.com.pl, www.meden.com.pl




odrenowa
generacja

Bieżnie Woodway

Nowoczesne bieżnie wykorzystywane zarówno podczas treningu, rehabilitacji, jak i badań wydolnościowych oraz kardiologicznych. Umożliwiają wykonywanie ćwiczeń wewnątrz pomieszczeń, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Bieżnie Woodway są ciche oraz posiadają wykonane z wulkanizowanej, bieżnikowanej gumy pasy, które są tak komfortowe, że można po nich biegać boso. Zastosowana technologia Slat Belt zmniejsza szkodliwy wpływ wstrząsów na mięśnie i tkanki biegacza.

Bieżnie dostępne w różnych konfiguracjach. Ich wszechstronność pozwala na wykorzystanie urządzeń do badań i prób wysiłkowych, w treningu profesjonalnych sportowców, w klubach sportowych i siłowniach czy też przez użytkowników indywidualnych.



NOWOŚĆ!

Curve:



Bieżnia wyróżnia się innowacyjnym zakrzywionym kształtem, umożliwiającym nowy wymiar treningu, gwarantujący wyjątkową swobodę biegu lub chodzenia. Trening na bieżni **CURVE** pozwala spalić do 30% więcej kalorii niż w przypadku standardowych urządzeń - to prawdziwe wyzwanie dla całego ciała. Świetnie sprawdza się podczas biegu z dużą prędkością, wykonywania interwałów, a także treningu grupowego.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii, Woodway **CURVE** jest napędzana wyłącznie siłą mięśni użytkownika, bez konieczności podłączenia do prądu. Bieżnia nie posiada żadnych elementów elektrycznych - jej konserwacja jest niezwykle prosta nie wymaga dużych nakładów finansowych.

4Front:



Multimedialna bieżnia do treningu funkcjonalnego i sportowego. Wyposażona w duży (19 cali) ekran HD oraz opatentowany, niezwykle wytrzymały pas z wulkanizowanej gumy. Unikalna konstrukcja jest jednocześnie bardzo wydajna - urządzenie zużywa około 50% mniej energii w porównaniu do konkurencyjnego sprzętu.

Bieżnia **4FRONT**, podobnie jak wszystkie inne urządzenia Woodway, została zaprojektowana tak, aby do minimum ograniczyć koszty eksploatacji. Jakość potwierdza oferowany okres gwarancji: do 10 lat na ramę, do 7 lat na funkcjonowanie pasa bieżni, do 5 lat na silnik i do 3 lat na elementy niepoddane siłom tarcia.



Unikalna nawierzchnia **Slat-Flex®** to system poprzecznie ułożonych listew napędzanych pasem zębatym i łożyskami, który zapewnia precyzyjny ruch oraz absorbuje obciążenia. Zastosowana technologia redukuje wpływ szkodliwych sił kompresyjnych na stawy, nawet o 90%. System zapewnia bezawaryjną i bezinwestycyjną pracę przez ponad 320 000 km.



IVO Trainer

Nowy wymiar terapii i treningu

IVO Trainer to jedyny przenośny system oporowy służący do treningu szybkości i zwinności. Posiada zwieszenie przegubowe, które umożliwia nie tylko wykonywanie liniowych sprintów, ale i przemieszczanie się bokiem z niezmiennym oporem podczas całego przebiegu, co w znaczący sposób pomaga poprawić koordynację wewnątrz- i międzymięśniową.

Sercem **IVO Trainer** jest opatentowany system hamulcowy, który zapewnia dopasowanie oporu w sposób ciągły. Zakres oporu jest widoczny na wyraźnej skali, co umożliwia jego szybką zmianę.

Przemysłana konstrukcja urządzenia gwarantuje precyzyjne i indywidualne dopasowanie do możliwości każdego sportowca.

Huber 360

Platforma statyczno-dynamiczna do rehabilitacji funkcjonalnej

HUBER® 360 to zaawansowane urządzenie do oceny i treningu rehabilitacyjnego, rekreacyjnego oraz sportowego z wykorzystaniem biofeedbacku.

Jego cechą charakterystyczną jest wieloosiowa platforma z wbudowanym silnikiem i czujnikami siły, które znajdują się dodatkowo w uchwytach, umożliwiając wykonanie treningu całego ciała.

Cechy charakterystyczne:

- wieloosiowa platforma z wbudowanym silnikiem
- możliwość wykonania treningu całego ciała z wykorzystaniem biofeedbacku
- czujniki siły znajdujące się w platformie oraz uchwytach
- zintegrowany system oceny całościowej
- wysyłanie wyników w formacie PDF
- opcja zdalnego sterowania za pomocą tabletu
- indywidualne dopasowanie trajektorii pracy platformy.



Record - sprzęt dla fizjoterapeutów, trenerów fitness i amatorów sportu. Jest profesjonalnym narzędziem umożliwiającym diagnostykę słabych ogniw układu ruchu i realizację programu treningowego zgodnie z metodą Neurac.

Wersje sportowe (Active, Mini) pozwalają na nieograniczone możliwości ćwiczeń z własną masą ciała (bez sprzętu).



Winback

Najlepiej wyposażone na rynku urządzenie do przeprowadzania terapii TECAR



Terapia TECAR początkowo była zarezerwowana jedynie dla wąskiego grona sportowców. Obecnie, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, ta nowoczesna metoda stała się ogólnodostępna. Na czym polega fenomen terapii TECAR? Energia **Winback** wykorzystuje wysoką częstotliwość prądu od 300 kHz do 1 MHz. Zabieg wykonywany jest przy pomocy dwóch elektrod – czynnej, trzymanej przez terapeutę oraz neutralnej, której położenie jest zależne od obszaru poddawanego terapii i docelowego efektu terapeutycznego. Energia **Winback** intensyfikuje efektywność technik manualnych i umożliwia głębszą penetrację tkanek.

Zalety terapii TECAR doceniają specjaliści na całym świecie. Właściwości emitowanej przez aparat **Winback** energii są zalecane w przypadku leczenia wielu patologii, urazów i kontuzji. To także dokonała metoda regeneracji. Dzięki temu urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w fizjoterapii oraz sporcie.

	Back 1S	Back 3SE
Moc:	CET 400VA, RET 100W	CET 400VA, RET 100W
Częstotliwość pracy:	300 i 500 kHz	300, 500 i 1000 kHz
Funkcje:	Dynamic, Low Pulse, Super Pulse, Boost	Dynamic, Low Pulse, Super Pulse, Boost, SWAP, RET+, BEAT*
Wyposażenie:	TECAR 1.0 (elektrody CET i RET o średnicy 40, 60mm), TECAR 2.0, TECAR 3.0	Wózek jezdny, TECAR 1.0 (elektrody CET i RET o średnicy 40, 60, 70mm), TECAR 2.0, TECAR 3.0, TECAR 4.0
Zastosowanie:	Fizjoterapia, Sport	Fizjoterapia, Sport, Kosmetologia

*funkcje SWAP, RET+, BEAT są dostępne jako opcja dla modelu Back 3SE



Dzięki swoim właściwościom Winback:

- działa przeciwbólowo
- uelastycznia tkanki miękkie (wspomaga poprawę zakresu ruchomości)
- przyspiesza procesy gojenia tkanek.

Wybrane wskazania:

- urazy sportowe (skręcenia, naderwania mięśni, stłuczenia)
- intensywny wysiłek fizyczny (regeneracja powysiłkowa)
- zespół łokcia tenisisty, golfisty
- dysfunkcje ścięgna Achillesa, zapalenie rozcięgna podeszwowego
- choroba zwyrodnieniowa stawów
- obrzęki pourazowe, pooperacyjne
- zespoły bólowe kręgosłupa
- stany zapalne
- blizny.





Urządzenie spełnia wymogi dotyczące innowacyjności.

Wireless Professional



Bezprzewodowa elektrostymulacja z technologią Muscle Intelligence™

Wireless Professional to pierwszy na świecie w pełni bezprzewodowy aparat do elektroterapii z akcesoriami i pełnym oprogramowaniem zawierającym gotowe programy terapeutyczne. Umożliwia rehabilitację i elektrostymulację mięśni podczas wykonywania ćwiczeń, co znacząco podnosi efektywność terapii.

Zalety:

- spersonalizowana stymulacja dopasowana do aktualnych potrzeb
- unikalne programy terapeutyczne, m.in. kondycyjne, przeciwbólowe, wzmocnienie mięśni
- mobilność
- szybki czas ładowania.

Muscle Intelligence™

Zastosowanie innowacyjnej technologii Muscle Intelligence™ pozwala na precyzyjne dopasowanie do indywidualnej fizjologii mięśni, co znacznie zwiększa efektywność terapii i przyspiesza procesy regeneracji.



Winshock

Innowacyjne urządzenie do terapii kontrastowej

Terapia kontrastowa, czyli naprzemienne stosowanie wysokiej i niskiej temperatury, to doskonały sposób na regenerację po intensywnym wysiłku fizycznym. Poprawia krążenie krwi i limfy, pomaga usunąć zalegający w mięśniach mleczan oraz łagodzi stany zapalne, co znacznie przyspiesza proces odbudowy tkanki mięśniowej.

Urządzenie **Winshock** dysponuje dwoma generatorami termoelektrycznymi, które pozwalają na osiągnięcie skrajnych temperatur (od -15 do 45°C) w zaledwie 25 s. Możliwość precyzyjnego określenia parametrów nie tylko zwiększa skuteczność terapii kontrastowej, ale i gwarantuje szybszy powrót do formy.



WINBACK
PHYSIO



PiezoWave2

Aparat do terapii skupioną falą uderzeniową

Precyzyjnie dobrana strefa ogniskowania pozwala na bardzo precyzyjne przeprowadzenie zabiegu z pominięciem zdrowej tkanki, która znajduje się w bezpośrednim otoczeniu, natomiast liniowa głowica jest idealna w pracy z tkankami miękkimi, ścięgnami czy przyczepami. Niezastąpione urządzenie m.in. w rehabilitacji osób po urazach i kontuzjach, medycynie sportowej, leczeniu ran.



Physiolab S1

Przenośny system do schładzania i kompresji

Rewolucyjne urządzenie stosowane przez czołowych fizjoterapeutów. **Physiolab S1** służy do schładzania tkanek oraz kompresji. Jego działanie ma na celu pobudzenie krążenia krwi i limfy, co znacznie skraca czas rehabilitacji i pozwala szybciej wrócić do formy oraz treningów. Wczesna aplikacja zimnego, kompresyjnego okładu zmniejsza krwawienie, stan zapalny i łagodzi ból po urazie, dlatego **Physiolab S1** rekomendowany jest w przypadku leczenia różnego typu kontuzji.

Korzyści terapeutyczne:

- przyspieszenie regeneracji tkanek miękkich
- uśmierzanie bólu
- redukcja obrzęku i stanu zapalnego
- skrócenie czasu rekonwalescencji.

Zalety stosowania terapii kompresyjnej w połączeniu z zimnem zostały docenione przez specjalistów z medycyny sportowej na całym świecie. Jeden zabieg trwa maksymalnie pół godziny, natomiast efekt jest niemal natychmiastowy i długotrwały.

✓✓✓ Powtarzalność ⬆️⬆️ Kontrola ➡️⬅️ Kompresja



Lympha Press®



Zaawansowane aparaty do sekwencyjnego masażu ciśnieniowego

Urządzenia **Lympha Press®**, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, łączą zalety masażu z kompresją kierunkową. Terapia usprawnia obieg krwi i limfy, likwiduje skutki przetrenowania, zwiększa elastyczność mięśni oraz poprawia ich wytrzymałość, a także przygotowuje ciało do maksymalnego wysiłku fizycznego i zmniejsza ryzyko wystąpienia kontuzji. Masaż ciśnieniowy pozwala również usunąć z organizmu szkodliwe metabolity, które powstają podczas intensywnego treningu czy też ćwiczeń.

Terapia z wykorzystaniem aparatów **Lympha Press®** zalecana jest nie tylko sportowcom zawodowym, ale i osobom, które trenują sport amatorsko.

W naszej ofercie dostępne są zarówno urządzenia do użytku domowego, jak i klinicznego. Oferujemy również szeroki wybór akcesoriów do terapii uciskowej.



HILTERAPIA®

Wysokoenergetyczne lasery emitujące opatentowany kształt fali, która jest przekształcana na impulsy o bardzo dużej mocy (do 3000 W). Działają przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, przeciwbólowo, oferują działanie naprawcze i regeneracyjne.

Świetnie sprawdzą się w przypadku leczenia urazów i kontuzji, a także zmian chorobowych głęboko położonych tkanek: mięśni, ścięgien i więzadeł. Ulga w bólu następuje już po pierwszej aplikacji. Lasery wysokoenergetyczne są szczególnie polecane sportowcom wyczynowym, jak i osobom uprawiającym sport amatorsko.

Hilterapia® jest niezastąpiona w regeneracji po intensywnym wysiłku fizycznym i przewlekłym bólu.



SH1

Kompaktowy laser o wysokiej skuteczności

- sonda do terapii przeciwbólowej
- impuls o mocy do 1000 W
- niewielkie wymiary.



Hiro 3.0

Mobilny laser wysokoenergetyczny

- 2 rodzaje sond: do terapii przeciwbólowej oraz regeneracyjnej
- impuls o mocy do 3000 W
- wbudowany ciekłokrystaliczny ekran dotykowy.



Sonda do terapii przeciwbólowej



Sonda DJD do terapii regeneracyjnej



Hiro TT

Najnowocześniejszy aparat do Hilterapii® z systemem chłodzenia skóry. Szczególnie polecany w leczeniu zmian zlokalizowanych w obrębie ścięgien, uszkodzeń mięśniowych, obrzękach pourazowych, zapaleniach kaletki i błony maziowej, zmianach kostno-chrzęstnych, zapaleniach stawów i bólach kręgosłupa:

- 3 rodzaje sond
- wbudowany ciekłokrystaliczny ekran dotykowy
- emisja promieniowania przez przycisk nożny lub na sondzie.

ASV
A S A L A S E R
Research and Therapeutic Solutions


Zalety Hiro TT:



Błyskawiczna terapia - efekt wymiany termicznej pozwala na natychmiastowe zastosowanie terapii w ostrych stanach zapalnych, takich jak urazy, zmiany mięśniowe i stłuczenia.



Głęboka penetracja - system regulacji temperatury skóry SmartCooler, dzięki możliwości przesyłania większej ilości fotonów w głąb tkanek, umożliwia maksymalne wykorzystanie impulsu.



Podwójne działanie – wymiana ciepła wywołana przez system regulacji temperatury skóry SmartCooler i źródło lasera gwarantują większą skuteczność.



1 sonda - 3 tryby - HIRO TT umożliwia podłączenie trzech końcówek (Ø5 mm, Ø10 mm, DJD) do jednej sondy, co daje jeszcze większe możliwości leczenia i regeneracji.



Bezpieczny dla pacjenta - bezpieczeństwo impulsu lasera wysokoenergetycznego, wzmocnione przez miejscowe i przerywane działanie wymiany termicznej, zapewnia komfort podczas terapii, nawet w przypadku ostrych stanów zapalnych.



NOWOŚĆ!

Wave MOTION

WaveMOTION®
Clap Tzu



Urządzenie spełnia wymogi dotyczące innowacyjności.

Innowacyjny stół do technik manualnych

Umożliwia pracę w przestrzeni trójwymiarowej, zapewniając komfortowe warunki zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty. Używany i polecany przez profesjonalistów.

Wave MOTION jest z powodzeniem stosowany m.in. w rehabilitacji, schorzeniach na tle stresowym (nerwobóle, neuralgia), problemach neurologicznych (w tym przy spastyczności) czy różnego typu bólach.

Terapie manualne pozytywnie oddziałują na:

- sprawność mięśniową oraz wzorzec oddechowy
- układ limfatyczny i krwionośny
- propriocepcję
- funkcje równowagi
- wrażliwość na ból
- stawy i kręgosłup
- nastrój i uczucie relaksu.



Voyage

Ultra lekki i przenośny stół do masażu

Solidna i wytrzymała aluminiowa konstrukcja i estetyczne wykonanie sprawiają, że jest to jeden z najczęściej wybieranych stołów. Rewelacyjnie sprawdzają się w przypadku mobilnych terapeutów, którzy wykonują usługi z dojazdem do klientów. Stoły, bez akcesoriów, ważą jedynie 11 kg, łatwo je złożyć i przetransportować. Mimo niewielkiej wagi, produkt jest w pełni regulowany i wygodny w użytkowaniu.



Pacific Fiji

7-sekcyjny stół przeznaczony do ośrodków SPA & Wellness

Nowoczesny stół z elektryczną regulacją wysokości za pomocą pilota oraz systemem jezdny opartym o kółka transportowe. Wyróżnia się nowoczesnym designem (możliwość montażu oświetlenia LED) oraz podgrzewanym leżyskiem. Zapewnia niezwykle komfort i przyjemne doznania podczas masażu.



Aquai I

Luksusowe urządzenie do suchego hydromasażu

Aquai I jest wielofunkcyjnym urządzeniem o szerokim spektrum zastosowań. Służy do wykonywania suchego hydromasażu (hydromasażu „na sucho”). Urządzenie świetnie sprawdza się w **centrach fitness** i **odnowy biologicznej**, ośrodkach **Medical SPA & Wellness** oraz **gabinetach rehabilitacji**.

W trakcie zabiegu strumienie wody, krążąc w obiegu zamkniętym, uderzają w elastyczną membranę, dzięki czemu pacjent może doświadczyć leczniczej mocy hydromasażu bez konieczności zanurzenia w wodzie. Dwanaście dysz znajdujących się w Aquai I podzielono na sześć stref masujących, co nie tylko zwiększa komfort pacjenta, ale i umożliwia osiągnięcie jeszcze lepszych rezultatów terapeutycznych.

Regulowana temperatura wody (zintegrowany system ogrzewania i chłodzenia) oraz system jej inteligentnego obiegu chronią środowisko i pozwalają znacznie obniżyć koszty rachunków. Urządzenie posiada sześć wbudowanych programów regulujących przebieg masażu, jednak istnieje możliwość wprowadzania własnych ustawień.

Zalety terapii z wykorzystaniem Aquai I:

- poprawa krążenia krwi i przemiany materii
- zwiększenie transportu tlenu do mięśni
- redukcja obrzęków
- zwiększenie ruchomości kończyn oraz elastyczności i wytrzymałości więzadeł
- wzrost poziomu endorfin (zmniejszenie odczuć bólowych, poprawa samopoczucia)
- redukcja stresu.


MEDEN INMED
PROFESJONALNA INŻYNIERIA MEDYCZNA



Maty Airex

Zaprojektowane w porozumieniu ze sportowcami, specjalistami w dziedzinie rehabilitacji i trenerami fitness. Dzięki tej współpracy maty Airex to produkty najwyższej jakości, miękkie i przyjemne w dotyku. Maty gimnastyczne Airex są jednocześnie lekkie i wytrzymałe, zapewniają doskonałą izolację od podłoża.

Można je stosować w budynkach, na otwartych przestrzeniach i w basenie. Unikalną cechą mat gimnastycznych Airex jest zastosowanie antybakteryjnej powłoki Sanitized, która eliminuje rozwój grzybów i bakterii niszczących strukturę pianki. Mata jest odporna na działanie wody i wilgoci, co znacznie wydłuża jej żywotność i pozwala na stosowanie podczas zabiegów hydroterapii czy nauki pływania.



Poduszki do treningu sensomotorycznego Airex:

Poduszki z serii Balance Pad są wykonane z miękkiej gąbki, a ich przeznaczeniem jest trening czucia głębokiego. Mogą być używane zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz w obszarze rehabilitacji, fitnessu i sportu.

Poduszki i podkładki sensomotoryczne to doskonałe narzędzia wspomagające pracę z pacjentami wymagającymi poprawy koordynacji ruchowej (u osób po urazach narządów ruchu) oraz zwiększenia poczucia stabilności lub zmniejszenia ryzyka upadku (u osób starszych).

Dostępne modele:

	Fitline 140 140 x 58 x 1 cm / 1,2 kg
	Fitline 180 180 x 58 x 1 cm / 1,5 kg
	Coronella 200 200 x 60 x 1,5 cm / 2,4 kg
	Coronella 185 185 x 60 x 1,5 cm / 2,2 kg
	Corona 200 200 x 100 x 1,5 cm / 4,1 kg
	Corona 185 185 x 100 x 1,5 cm / 3,8 kg
	YogaPilates 190 190 x 60 x 0,8 cm / 1,4 kg
	Atlas 200 x 125 x 1,5 cm / 5,5 kg
	Hercules 200 x 100 x 2,5 cm / 6,6 kg



Chatt-Tape

Taśma do kinesiologii



SECA

Wagi z funkcją pomiaru BMI



BenchK Medical

Wielofunkcyjne drabinki gimnastyczne



NOWOŚĆ!



Ergospirometria

Testy wysiłkowe (CPET) umożliwiają ocenę funkcjonowania układu krążenia i oddechowego w ściśle określonych warunkach stresu metabolicznego. Analiza badania pozwala na precyzyjne i bezpieczne wyznaczenie intensywności treningu fizycznego oraz możliwości zawodowych i rekreacyjnych sportowców. W dyscyplinach o charakterze wytrzymałościowym stanowi jeden z czynników branych pod uwagę przy selekcji do grup zawodniczych i przy tworzeniu planu startowego (określanie rangi zawodów i funkcji sportowca w drużynie). Na podstawie badań trenerzy układają również indywidualne plany treningowe ukierunkowane na wzrost wydolności fizycznej.

Simi

System do diagnostyki i dynamicznej analizy ruchu

SIMI to intuicyjne w obsłudze oprogramowanie, które świetnie sprawdza się m.in. w medycynie sportowej. System rejestruje obraz wideo (automatycznie, w czasie rzeczywistym) i umożliwia precyzyjny pomiar parametrów ruchu oraz archiwizację danych do późniejszej oceny postępów.

Wbudowane narzędzia do analizy pozwalają na porównywanie kątów w stawach, przyspieszeń, symetrii oraz sił poszczególnych układów. Dodatkową zaletą systemu jest kompatybilność z innymi urządzeniami pomiarowymi, takimi jak platformy do pomiaru siły, platformy naciskowe czy systemy do pomiarów EMG.

SIMI świetnie sprawdza się również w przypadku układania i modyfikacji planu leczenia sportowców po kontuzjach i urazach, ponieważ pozwala na dokładną analizę postępów rehabilitacji.



Humac Norm

System do testowania i rehabilitacji

Humac Norm umożliwia wykonanie precyzyjnych pomiarów i testów, których wyniki generowane są w postaci przejrzystych i czytelnych raportów. Raporty zawierają szereg informacji niezbędnych do wyboru terapii oraz oceny jej efektywności. Przeprowadzenie testów nie wymaga specjalnych przygotowań, a obsługa oprogramowania jest intuicyjna.

System świetnie sprawdzi się w szpitalach, gabinetach fizjoterapii oraz centrach medycyny sportowej. Istnieje możliwość wyposażenia **Humac Norm** w dodatkowe moduły i przysawki, umożliwiające np. rehabilitację tułowia w pozycji stojącej czy leczenie po rekonstrukcji lub zerwaniu więzadeł.

Preferencje oprogramowania można indywidualnie dostosowywać do każdego pacjenta, co gwarantuje jeszcze szybszy powrót do formy.



Artroskopia w medycynie sportowej

Nasze bogate portfolio z dziedziny medycyny sportowej obejmuje także obszerny katalog z zakresu chirurgii artroskopowej, w którym znajdują się m.in. rozwiązania rekonstrukcyjne w obrębie stawu biodrowego, kolanowego, barkowego i skokowego.

Implanty i instrumentarium do rekonstrukcji więzadeł ACL/PCL/MPFL

- śruby interferencyjne
- implanty typu „endobutton” z regulowaną i samozaciskową pętlą.



Biowchłaniaalne piny i gwoździe

do reinsercji odłamów kostno-chrzęstnych „OCD” metodami artroskopowymi oraz mini open.



Biowchłaniaalne piny i śruby kompresyjne

do zabiegów osteosynetezy.



Kotwice wkręcane i wbijane

do rekonstrukcji w obrębie stawu barkowego wykonane z materiału peek lub biowchłaniaalne.



Zestawy wielorazowe

do płytki mozaikowej tzw. przeszczepów kostno-chrzęstnych „OCP”.



Aparaty do terapii przeciwzakrzepowej

kończyn „DVT”.



Sprzęt artroskopowy:

- kamery do artroskopii (4k, Full-HD)
- shavery do artroskopii wykorzystujące ostrza jedno- i wielorazowe
- pompy i waporyzatory do artroskopii
- instrumentarium do artroskopii
- elektroniczne aparaty „Esmarcha” dwu- i jednokomorowe.

ENDOCAM Logic4K



bioretec

Hpm



MEGO AFEK
AC LTD.



Marcin Melka
Dyrektor ds. Wdrożeń
i Szkoleń Aparatury Medycznej
mmelka@meden.com.pl
+48 604 417 984