

ΔVΔNOS

MIC* & MIC-KEY*

Rurki do żywienia dojelitowego

INNOWACYJNE PRODUKTY - RURKI TYPU G, J ORAZ GJ- ZE ZŁĄCZEM ENFit®

KATALOG PRODUKTÓW MEDYCZNYCH DO ŻYWIENIA KLINICZNEGO



INNOWACYJNE PRODUKTY–RURKI TYPU G, J ORAZ GJ ZE ZŁĄCZEM ENFIT®

KATALOG PRODUKTÓW MEDYCZNYCH DO ŻYWIENIA KLINICZNEGO

SPIS TREŚCI

INNOWACYJNE PRODUKTY - RURKI TYPU G, J ORAZ GJ - WPROWADZENIE	4
RURKI GASTROSTOMIJNE	6
RURKA TYPU G MIC-KEY*	6
RURKA TYPU G MIC*	7
RURKA GASTROSTOMIJNA MIC* Z ZESTAWEM KONSERWACYJNYM	7
RURKA BOLUSOWA TYPU G MIC*	8
ZESTAW DO PEG MIC*	8
ZESTAW WPROWADZAJĄCY AVANOS* DO MOCOWANIA RUREK TYPU G	9
RURKI DO JEJUNOSTOMII	10
RURKA TYPU J MIC-KEY*	10
RURKA TYPU J MIC*	10
RURKA DO JEJUNOSTOMII MIC*	11
RURKA DO GASTROJEJUNOSTOMII	12
RURKA TYPU GJ MIC-KEY*	12
RURKA TYPU GJ MIC* (MOCOWANIE METODĄ ENDOSKOPOWĄ/FLUOROSKOPOWĄ)	14
RURKA TYPU GJ MIC* (MOCOWANIE CHIRURGICZNE)	14
RURKA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWA MIC*	15
ZESTAW WPROWADZAJĄCY AVANOS* DO MOCOWANIA RUREK TYPU J/GJ	15
AKCESORIA	
ZESTAWY PRZEDŁUŻAJĄCE MIC-KEY*	16
KOMPONENTY ZESTAWÓW WPROWADZAJĄCYCH	16
AKCESORIA DO RUREK DO JEJUNOSTOMI MIC*	16
ZESTAWY ZŁĄCZY DO PEG MIC*	17
GASTROSTOMIJNY ZESTAW KONSERWACYJNY	17
	17

INNOWACYJNE PRODUKTY- RURKI G,J ORAZ GJ - WPROWADZENIE



Avanos Medical, światowy lider na rynku żywienia dojelitowego, oferuje szeroki wybór innowacyjnych rurek wysokiej jakości, zestawów mocujących oraz akcesoriów stworzonych specjalnie do podawania pożywienia i leków zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym.

Nasze produkty są tworzone z myślą o zapewnieniu pacjentom bezpieczeństwa i komfortu. W związku z tym, rurki MIC* oraz MIC-KEY* są wyposażone w złącze ENFit®. Złącze zostało zaprojektowane w taki sposób, aby łączyło się jedynie z innymi urządzeniami zgodnymi z ENFit®, co zapobiega podaniu pacjentowi płynów, które nie są przeznaczone do aplikacji dojelitowej.

Dzięki wykwalifikowanym specjalistom do spraw sprzedaży i obsługi klienta jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie na najwyższym poziomie wszystkim produktom dostępnym w naszej ofercie. Obecnie rurki do żywienia dojelitowego spod znaku MIC*/MIC-KEY* są powszechnie znane i akceptowane wśród pracowników służby zdrowia i są idealnym rozwiązaniem stosowanym podczas średnioterminowego i długoterminowego żywienia dojelitowego.

MIC*/MIC-KEY*

Rurki do żywienia dojelitowego

INNOWACYJNA KONSTRUKCJA PRODUKTÓW

Rurki do żywienia dojelitowego oraz akcesoria MIC*/MIC-KEY* obejmują szeroką gamę produktów odznaczających się innowacyjną konstrukcją, umożliwiającą dostęp do żołądka lub jelita cienkiego, a także dostęp żołądkowo-jelitowy: począwszy od mechanizmu lock-and-key złącza zestawu rozszerzającego rurki MIC-KEY*, a skończywszy na jednoczęściowych rurkach typu GJ MIC-KEY* umożliwiających podawanie pożywienia bezpośrednio do jelita cienkiego oraz jednoczesną dekompresję żołądka.

Większość rurek do żywienia do dojelitowego MIC*/MIC- KEY* posiada:

- Konstrukcję wykonaną z silikonu medycznego
- Wentylowany pierścień SECUR-LOK*, zewnętrzny mechanizm retencyjny umożliwiający prawidłową cyrkulację powietrza wokół stomii oraz redukcję nacisku wywieranego przez rurkę na ściany stomii
- Wbudowany balonik retencyjny
- Port do podawania żywienia oraz leków ENFit® zgodny z normą ISO80369-3

WŁAŚCIWY WYBÓR

Pomoc pacjentowi w oswojeniu się z koniecznością korzystania z żywienia dojelitowego, niekiedy przez resztę życia, może stanowić prawdziwe wyzwanie. Szeroki wybór rurek do żywienia dojelitowego oraz akcesoriów Avanos ułatwia indywidualny dobór właściwych produktów. Wybierając rurki MIC*/MIC-KEY*, mają Państwo pewność, że wybrane produkty odznaczają się innowacyjnością i niezawodnym działaniem, a także są powszechnie znane i stosowane w służbie zdrowia.



Port do podawania pożywienia oraz leków ENFit®



Zewnętrzny pierścień retencyjny SECUR-LOK® External



Wbudowany balonik retencyjny

RURKI GASTROSTOMIJNE

Rurki gastrostomijne firmy AVANOS zostały stworzone w celu dostarczania pokarmu metodą żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka i są dostępne w kilku wariantach: nisko profilowych oraz konwencjonalnych o standardowych długościach.



RURKA TYPU G AVANOS* MIC-KEY*

Rurka typu G MIC-KEY* to krok na przód w stosunku do konwencjonalnych rurek gastrostomijnych obecnie dostępnych na rynku. Rurka typu G MIC-KEY*, ciesząca się ogromnym zaufaniem pracowników służby zdrowia, jest dyskretna i łatwa do ukrycia, dzięki czemu nadaje się doskonale do karmienia niemalże wszystkich pacjentów.

- Wykonana z silikonu medycznego
- Niskoprofilowa konstrukcja
- Stożkowa końcówka dystalna dopasowana do rozmiaru rurki
- Wbudowany silikonowy balonik retencyjny
- Nie zawiera naturalnego lateksu ani DEHP / DBP / BBP
- Wysterylizowana tlenkiem etylenu
- Samouczek online dla pacjentów i opiekunów
- Wpuszczona atraumatyczna końcówka
- Zawór antyrefluksowy wysokiej jakości
- Złącze SECUR-LOK* w zestawach przedłużających
- Znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim
- Pakowane pojedynczo

Zestaw zawiera:

- 1 niskoprofilową rurkę typu G MIC- KEY*
- 1 zestaw przedłużający MIC-KEY* ENFit® ze złączem kątowym oraz podwójnym portem męskim ENFit®, długość 30 cm
- 1 bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY* z prostym złączem oraz męskim złączem ENFit®, długość 30 cm
- 1 strzykawka 6ml Luer-Slip™
- 1 strzykawka ENFit® typu luer 35 ml
- 4 gaziki

RURKA TYPU G AVANOS* MIC-KEY*

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	DŁUGOŚĆ STOMII (Y)	KOD PRODUKTU
12 Fr	Od 0.8 do 4.0	8140-X-Y
14 Fr	Od 0.8 do 5.0	8140-X-Y
16 Fr	Od 0.8 do 5.0	8140-X-Y
18 Fr	Od 0.8 do 5.0	8140-X-Y
20 Fr	Od 0.8 do 5.0	8140-X-Y
24 Fr	Od 1.5 do 5.0	8140-X-Y

Dostępne długości stomii (cm): 0.8 /1.0 /1.2 /1.5 /1.7 /2.0 /2.3 /2.5 /2.7 /3.0 /3.5 /4.0 /4.5 /5.0



RURKA TYPU G AVANOS* MIC*

Rurka typu G MIC* jest przeznaczona dla pacjentów wymagających ciągłego żywienia dojelitowego.

- Wykonana z silikonu medycznego
- Wpuszczona atraumatyczna końcówka (z wyjątkiem 12 Fr)
- Wbudowany silikonowy balonik retencyjny (7-10ml, z wyjątkiem wersji LV: 3-5 ml)
- Zewnętrzny pierścień retencyjny SECUR- LOK*
- Nie zawiera naturalnego lateksu ani DEHP / DBP / BBP
- Samouczek online dla pacjentów i opiekunów
- Zawór antyrefluksowy wysokiej jakości
- Złącze SECUR-LOK* w zestawach przedłużających
- Znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim
- Pakowane pojedynczo



RURKA GASTROSTOMIJNA AVANOS* MIC* Z ZESTAWEM KONSERWACYJNYM

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	OBJĘTOŚĆ	KOD PRODUKTU
12 Fr	balonik 2-3ml	8100-12LV
14 Fr	balonik 3-5ml	8100-14LV
16 Fr	balonik 3-5ml	8100-16LV
18 Fr	balonik 7-10ml	8100-18
20 Fr	balonik 7-10ml	8100-20
22 Fr	balonik 7-10ml	8100-22
24 Fr	balonik 7-10ml	8100-24
26 Fr	balonik 7-10ml	8100-26
28 Fr	balonik 7-10ml	8100-28
30 Fr	balonik 7-10ml	8100-30

RURKA GASTROSTOMIJNA AVANOS* MIC* Z ZESTAWEM KONSERWACYJNYM

Rurka typu G MIC* z zestawem konserwacyjnym to bardzo wygodne narzędzie ułatwiające wymianę każdej rurki typu G. Każdy zestaw zawiera 2 komplety zawierające:

- Rurkę typu G MIC*
- Strzykawkę Luer-Slip™ 10 ml
- 5 gazików (7.5 x 7.5cm)
- Chusteczki nasączone alkoholem
- Strzykawkę Luer-Slip™ wypełnioną sterylną H₂O
- Lubrykant rozpuszczalny w wodzie
- Boczny zacisk mocujący
- Torebka na odpady zagrażające zdrowiu (16.5 x 17.5 cm)

RURKI TYPU G AVANOS* MIC* Z ZESTAWAMI KONSERWACYJNYMI

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)		KOD PRODUKTU
12 Fr	2 rurki typu G / zestaw	QW3161
14 Fr	2 rurki typu G / zestaw	QW3162
16 Fr	2 rurki typu G / zestaw	QW3163
18 Fr	2 rurki typu G / zestaw	QW3164
20 Fr	2 rurki typu G / zestaw	QW3165
22 Fr	2 rurki typu G / zestaw	QW3166
24 Fr	2 rurki typu G / zestaw	QW3167

RURKA BOLUSOWA TYPU G AVANOS* MIC*

Rurkę bolusową typu G MIC* wykorzystuje się podczas karmienia pacjentów wymagających żywienia bolusowego.

- Wykonana z silikonu medycznego
- Wpuszczona atraumatyczna końcówka (z wyjątkiem 12 Fr)
- Wbudowany silikonowy balonik retencyjny
- Zewnętrzny pierścień retencyjny SECUR-LOK*
- Męski port ENFit®
- Stożkowa końcówka dystalna dopasowana do rozmiaru rurki
- Znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim
- Nie zawiera naturalnego lateksu ani DEHP / DBP / BBP
- Wysterylizowana promieniami gamma
- Pakowane pojedynczo

RURKI BOLUSOWE TYPU G AVANOS* MIC*

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	OBJĘTOŚĆ BALONIKA	KOD PRODUKTU
12 Fr	balonik 2-3ml	8100-12LV
14 Fr	balonik 3-5ml	8100-14LV
16 Fr	balonik 3-5ml	8100-16LV
18 Fr	balonik 7-10ml	8100-18
20 Fr	balonik 7-10ml	8100-20
22 Fr	balonik 7-10ml	8100-22
24 Fr	balonik 7-10ml	8100-24

ZESTAW DO PEG (PRZEZSKÓRNA GASTROSTOMIA ENDOSKOPOWA) AVANOS* MIC*

Zestaw do PEG MIC* został stworzony w celu zapewnienia pełnej wygody i jest dostępny w wersji push i pull.

- Wykonany z silikonu medycznego
- Zewnętrzny pierścień retencyjny
- Męski port do podawania pożywienia oraz leków ENFit®
- Nie zawiera naturalnego lateksu ani DEHP
- Znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim
- Zacisk rurki
- Wyjmowana rurka trakcyjna (z wyjątkiem Fr 14)
- Wysterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowane pojedynczo

AVANOS* MIC* PEG KITS

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	OPIS	KOD PRODUKTU
14 Fr	PUSH	8630-14
20 Fr	PUSH	8630-20
24 Fr	PUSH	8630-24
14 Fr	PULL	9640-14
20 Fr	PULL	9640-20
24 Fr	PULL	9640-24
14 Fr	PULL	8644-14
20 Fr	PULL	8644-20
24 Fr	PULL	8644-24
14 Fr	PULL	8645-14
20 Fr	PULL	8645-20
24 Fr	PULL	8645-24

Zestaw do PEG typu PUSH zawiera:

- 1- Wyjmowana rurka trakcyjna
- 1- Pętla do wyjmowania 5 Fr (1.8 mm x 260 cm)
- 1- Złącze do żywienia bolusowego
- 1- Złącze luer do podawania pożywienia z blokadą
- 1-Pierścień retencyjny SECUR-LOK*
- 1- Igła z filtrem 19 ga x 1.5 in.
- 1- Igła 25 ga x 1.5 in.
- 1 - Chusta z otworami z samoprzylepnymi podkładkami
- 1- Strzykawka 12 ml
- 1- Skalpel z ostrzem #11
- 1- Igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej
- 1- Drut prowadzący
- 1- Zacisk rurki
- 1- Lubrykant rozpuszczalny w wodzie
- 4- Gąbki z gazy 4 in. x 4 in.
- 2- Gąbki z gazy ciętej 2 in. x 2 in.
- 1- Nić chirurgiczna

Zestaw do PEG typu PULL zawiera:

- 1- Wyjmowana rurka trakcyjna†
- 1- Pętla do wyjmowania 5 Fr (1.8 mm x 260 cm) (nieдоступna w produktach oznaczonych kodem #0645-xx)
- 1- Złącze do żywienia bolusowego†
- 1 - Złącze luer do podawania pożywienia z blokadą†
- 1- Pierścień retencyjny SECUR-LOK*
- 1- Igła z filtrem 19 ga x 1.5 in.
- 1- Igła 25 ga x 1.5 in.
- 1 - Chusta z otworami z samoprzylepnymi podkładkami
- 1- Strzykawka 12 ml
- 1- Skalpel z ostrzem #11
- 1- Igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej
- 1- Drut mocujący z pętlą
- 1- Zacisk rurki
- 1- Lubrykant rozpuszczalny w wodzie
- 4- Gąbki z gazy 4 in. x 4 in.
- 2- Gąbki z gazy ciętej 2 in. x 2 in.
- 1- Nić chirurgiczna

Produkty oznaczone kodem #0644-xx zawierają jedynie elementy oznaczone znakiem #.

**ZESTAW DO WPROWADZANIA RUREK TYPU G AVANOS***

Zestawy zawierają narzędzia oraz urządzenia ułatwiające mocowanie rurek gastrostomijnych mocowanych przy użyciu balonika, takich jak rurki typu G MIC* oraz MIC-KEY*, techniką endoskopową, fluoroskopową lub laparoskopową. Zestawy do mocowania metodą laparoskopową posiadają dwuwarstwowe, sterylne opakowanie.

- Wysterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowany pojedynczo

Zestaw zawiera:

- 1 zestaw kotwic żołądkowo-jelitowych z fabrycznie załadowanymi czterema igłami SAFE-T-PEXY* T-
- 1 kleszczyki hemostatyczne
- 1 bezpieczna igła do wprowadzania
- 1 drut prowadzący z końcówką w kształcie litery J
- 1 bezpieczny skalpel z ostrzem #11
- 1 seryjny rozszerzacz z odrywaną osłoną
- 2 strzykawki 12ml
- 1 urządzenie do pomiaru stomii

Zestaw nie zawiera rurki.

ZESTAWY WPROWADZAJĄCE AVANOS* DO MOCOWANIA RUREK TYPU G

OPIS	KOD PRODUKTU	
	ENDOSKOPOWA/ FLUOROSKOPOWA	LAPAROSKOPOWA
Zestaw do wprowadzania rurek typu G, z rozszerzaczem 16 Fr (do stosowania z rurkami typu G MIC* 12 Fr oraz rurekami typu G MIC- KEY* 12Fr)	98430	10250
Zestaw do wprowadzania rurek typu G, z rozszerzaczem 18 Fr (do stosowania z rurekami typu G MIC* 14Fr oraz rurekami typu G MIC- KEY* 14Fr)	98431	10230
Zestaw do wprowadzania rurek typu G, z rozszerzaczem 20Fr (do stosowania z rurekami typu G MIC* 16Fr oraz rurekami typu G MIC- KEY* 16Fr)	98432	10240
Zestaw do wprowadzania rurek typu G, z rozszerzaczem 22Fr (do stosowania z rurekami typu G MIC* 18Fr oraz rurekami typu G MIC- KEY* 18Fr)	98433	10237
Zestaw do wprowadzania rurek typu G, z rozszerzaczem 24 Fr (do stosowania z rurekami typu G MIC* 20Fr oraz rurekami typu G MIC-KEY* 20Fr)	98434	10226

RURKI DO JEJUNOSTOMII

Rurki do jejunostomii od firmy AVANOS* zostały stworzone w celu dostarczania pokarmu metodą żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita cienkiego i są dostępne w kilku wariantach: niskoprofilowych oraz konwencjonalnych o standardowych długościach.



Zestaw zawiera:
1 rurka niskoprofilowa typu G MIC- KEY*
1 kaniula wprowadzająca
1 zestaw przedłużający MIC-KEY* ENFit® ze złączem kątowym oraz podwójnym męskim złączem ENFit®, długość 30 cm
1-bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY* ENFit® z prostym złączem oraz męskim złączem ENFit®, długość 30 cm
1 strzykawka Luer-Slip™ 6ml
1 strzykawka ze złączem żeńskim ENFit® 35ml
4 gaziki

Zestaw nie zawiera rurki.

RURKA TYPU J AVANOS* MIC-KEY*

Rurka typu J MIC-KEY* jest przeznaczona dla osób, u których zachodzi konieczność podawania pokarmu bezpośrednio do jelita cienkiego, które pragną, aby zewnętrzne części systemu nie rzucały się w oczy.

- Wykonana z silikonu medycznego
- Niskoprofilowa konstrukcja
- Wbudowany sylikonowy balonik retencyjny
- Zawór antyrefluksowy wysokiej jakości
- Mechanizm SECUR-LOK* w zestawach przedłużających ze złączmi ENFit®
- Możliwość przycięcia końcówki dystalnej
- Znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim
- Nie zawiera naturalnego lateksu ani DEHP
- Wysterylizowana promieniami gamma
- Pakowane pojedynczo

Rurki TYPU J AVANOS* MIC-KEY*

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	DŁUGOŚĆ STOMII	KOD PRODUKTU
12 Fr	od 0.8 do 4.5	8230-X-Y
18 Fr	od 0.8 do 4.5	8230-X-Y

Dostępne długości stomii (cm): 0.8 /1.0 /1.2 /1.5 /1.7 /2.0 /2.3 /2.5 /2.7 /3.0 /3.5 /4.0 /4.5

RURKA TYPU J AVANOS* MIC*

Rurka typu J MIC* jest przeznaczona dla osób, u których zachodzi konieczność podawania pokarmu bezpośrednio do jelita cienkiego. Istnieje możliwość przycięcia końcówki dystalnej, aby dopasować rurkę do potrzeb poszczególnych pacjentów.

- Wykonana z silikonu medycznego
- Wbudowany silikonowy balonik retencyjny
- Zewnętrzny pierścień retencyjny SECUR- LOK*
- Męski port ENFit® do podawania pożywienia
- Możliwość przycięcia końcówki dystalnej
- Znaczniki widoczne na obrazach rentgenowskich
- Nie zawiera naturalnego lateksu ani DEHP
- Wysterylizowana promieniami gamma
- Opakowanie zawiera 2 sztuki

RURKI TYPU J AVANOS* MIC*

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	OBJĘTOŚĆ BALONIKA	KOD PRODUKTU
12 Fr	balonik 2-3ml	8200-12LV
14 Fr	balonik 7-10ml	8200-14
16 Fr	balonik 7-10ml	8200-16
18 Fr	balonik 7-10ml	8200-18
20 Fr	balonik 7-10ml	8200-20
22 Fr	balonik 7-10ml	8200-22
24 Fr	balonik 7-10ml	8200-24

RURKA TYPU J AVANOS* MIC-KEY*



Rurkę do jejunostomii MIC* umieszcza się w jelicie cienkim metodą operacyjną, wykorzystując w tym celu technikę Witzela, gwarantującą bezpieczne mocowanie rurki oraz redukcję wycieków. Średnica rurki wynosi 14Fr, co zapobiega tworzeniu się zatorów.

- Wykonana z silikonu medycznego
- Skrzydełka mocujące
- Rurka o średnicy 14 Fr (duża średnica wewnętrzna wynosząca 9 Fr)
- Znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim
- Wysterylizowana promieniami gamma
- Męskie złącze Luer-Lock™ do podawania pożywienia

Zestaw zawiera:

- 1- Rurka do jejunostomii
- 1- Wyciągacz podskórny
- 1- Adapter
- 1- Nakładka typu Luer-Lok®

RURKI DO JEJUNOSTOMII AVANOS* MIC*

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	OPAKOWANIE	KOD PRODUKTU
14 Fr	2 sztuki	0301-14

RURKI DO GASTROJEJUNOSTOMII

Rurki do gastrojejunostomii firmy AVANOS* umożliwiają dostarczanie żywienia bezpośrednio do jelita cienkiego oraz jednoczesną dekompresję żołądka. Rurki tego typu są dostępne w kilku wariantach: niskoprofilowych oraz konwencjonalnych o standardowych długościach.



RURKA TYPU GJ AVANOS* MIC-KEY*

Unikalna rurka typu GJ MIC-KEY* została stworzona z myślą o pacjentach, którzy wymagają podawania pożywienia bezpośrednio do jelita cienkiego oraz jednoczesnej dekompresji żołądka. Rurki tego typu są dostępne w kilku rozmiarach i długościach części jelitowej, aby sprostać indywidualnym potrzebom każdego pacjenta.

Zestaw zawiera:

- 1 rurka niskoprofilowa typu GJ MIC-KEY*
- 1 kaniula wprowadzająca
- 1 zestaw przedłużający MIC-KEY* ENFit® ze złączem kątowym oraz męskim złączem ENFit®, długość 30cm
- 1 bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY* ENFit® z prostym złączem oraz męskim złączem ENFit®, długość 30 cm
- 1 strzykawka Luer-Slip™ 6 ml
- 1 strzykawka ze złączem żeńskim ENFit® 35 ml
- 4 gaziki

- Wykonana z silikonu medycznego
 - Niskoprofilowa konstrukcja
 - Stożkowa końcówka dystalna dopasowana do rozmiaru rurki
 - Wbudowany silikonowy balonik retencyjny (3-5ml, rurki o długości części jelitowej wynoszącej 45 cm posiadają balonik 7-10ml)
- Podwójne porty: męski port ENFit® do podawania pożywienia do jelita oraz dekompresji żołądka
 - Liczne jelitowe i żołądkowe porty wyjściowe
 - Obciążona część jelitowa wykonana z wolframu
 - Znaczniki widoczne w RTG
 - Wysterylizowana promieniami gamma
 - Pakowane pojedynczo

RURKI TYPU GJ AVANOS* MIC-KEY*

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	DŁUGOŚĆ STOMII	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI JELITOWEJ 15 CM	22 CM	30 CM	45 CM
14 Fr	1.0 cm	8270-14-1.0-15	8270-14-1.0-22		
14 Fr	1.2 cm	8270-14-1.2-15	8270-14-1.2-22	8270-14-1.2-30	
14 Fr	1.5 cm	8270-14-1.5-15	8270-14-1.5-22	8270-14-1.5-30	8270-14-1.5-45
14 Fr	1.7 cm	8270-14-1.7-15	8270-14-1.7-22	8270-14-1.7-30	8270-14-1.7-45
14 Fr	2.0 cm		8270-14-2.0-22	8270-14-2.0-30	8270-14-2.0-45
14 Fr	2.3 cm			8270-14-2.3-30	8270-14-2.3-45
14 Fr	2.5 cm			8270-14-2.5-30	8270-14-2.5-45
14 Fr	2.7 cm			8270-14-2.7-30	8270-14-2.7-45
14 Fr	3.0 cm				8270-14-3.0-45
14 Fr	3.5 cm				8270-14-3.5-45
14 Fr	4.0 cm				8270-14-4.0-45
14 Fr	4.5 cm				8270-14-4.5-45
14 Fr	5.0 cm				8270-14-5.0-45
14 Fr	5.5 cm				8270-14-5.5-45
14 Fr	6.0 cm				8270-14-6.0-45
14 Fr	6.5 cm				8270-14-6.5-45
14 Fr	7.0 cm				8270-14-7.0-45

RURKI TYPU GJ AVANOS* MIC-KEY*

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	DŁUGOŚĆ STOMII	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI JELITOWEJ 15 CM	22 CM	30 CM	45 CM
16 Fr	1.0 cm	8270-16-1.0-15	8270-16-1.0-22		
16 Fr	1.2 cm	8270-16-1.2-15	8270-16-1.2-22	8270-16-1.2-30	
16 Fr	1.5 cm	8270-16-1.5-15	8270-16-1.5-22	8270-16-1.5-30	8270-16-1.5-45
16 Fr	1.7 cm	8270-16-1.7-15	8270-16-1.7-22	8270-16-1.7-30	8270-16-1.7-45
16 Fr	2.0 cm		8270-16-2.0-22	8270-16-2.0-30	8270-16-2.0-45
16 Fr	2.3 cm			8270-16-2.3-30	8270-16-2.3-45
16 Fr	2.5 cm			8270-16-2.5-30	8270-16-2.5-45
16 Fr	2.7 cm			8270-16-2.7-30	8270-16-2.7-45
16 Fr	3.0 cm				8270-16-3.0-45
16 Fr	3.5 cm				8270-16-3.5-45
16 Fr	4.0 cm				8270-16-4.0-45
16 Fr	4.5 cm				8270-16-4.5-45
16 Fr	5.0 cm				8270-16-5.0-45
16 Fr	5.5 cm				8270-16-5.5-45
16 Fr	6.0 cm				8270-16-6.0-45
16 Fr	6.5 cm				8270-16-6.5-45
16 Fr	7.0 cm				8270-16-7.0-45
18 Fr	1.2 cm	8270-18-1.2-22	8270-18-1.2-30		
18 Fr	1.5 cm	8270-18-1.5-22	8270-18-1.5-30		8270-18-1.5-45
18 Fr	1.7 cm	8270-18-1.7-22	8270-18-1.7-30		8270-18-1.7-45
18 Fr	2.0 cm	8270-18-2.0-22	8270-18-2.0-30		8270-18-2.0-45
18 Fr	2.3 cm		8270-18-2.3-30		8270-18-2.3-45
18 Fr	2.5 cm		8270-18-2.5-30		8270-18-2.5-45
18 Fr	2.7 cm		8270-18-2.7-30		8270-18-2.7-45
18 Fr	3.0 cm				8270-18-3.0-45
18 Fr	3.5 cm				8270-18-3.5-45
18 Fr	4.0 cm				8270-18-4.0-45
18 Fr	4.5 cm				8270-18-4.5-45
18 Fr	5.0 cm				8270-18-5.0-45
18 Fr	5.5 cm				8270-18-5.5-45
18 Fr	6.0 cm				8270-18-6.0-45
18 Fr	6.5 cm				8270-18-6.5-45
18 Fr	7.0 cm				8270-18-7.0-45
22 Fr	1.5 cm				8270-22-1.5-45
22 Fr	1.7 cm				8270-22-1.7-45
22 Fr	2.0 cm				8270-22-2.0-45
22 Fr	2.3 cm				8270-22-2.3-45
22 Fr	2.5 cm				8270-22-2.5-45
22 Fr	2.7 cm				8270-22-2.7-45
22 Fr	3.0 cm				8270-22-3.0-45
22 Fr	3.5 cm				8270-22-3.5-45
22 Fr	4.0 cm				8270-22-4.0-45
22 Fr	4.5 cm				8270-22-4.5-45
22 Fr	5.0 cm				8270-22-5.0-45
22 Fr	5.5 cm				8270-22-5.5-45
22 Fr	6.0 cm				8270-22-6.0-45
22 Fr	6.5 cm				8270-22-6.5-45
22 Fr	7.0 cm				8270-22-7.0-45

RURKA TYPU GJ AVANOS* MIC* (MOCOWANIE METODĄ ENDOSKOPOWĄ LUB FLUOROSKOPOWĄ)



Unikalna rurka do gastrojejunostomii MIC* została stworzona z myślą o pacjentach, którzy wymagają podawania żywienia bezpośrednio do jelita cienkiego oraz jednoczesnej dekompresji żołądka. Rurki tego typu są dostępne w kilku rozmiarach i długościach części jelitowej, aby sprostać indywidualnym potrzebom każdego pacjenta.

- Wykonana z silikonu medycznego
- Wbudowany silikonowy balonik retencyjny (7-10ml)
- Zewnętrzny pierścień retencyjny SECUR-LOK*
- Podwójne porty: męski port ENFit® do podawania pożywienia do jelita oraz port do dekompresji żołądka
- Liczne jelitowe i żołądkowe porty wyjściowe
- Obciążona część jelitowa wykonana z wolframu
- Stożkowa końcówka dystalna dopasowana do rozmiaru rurki
- Znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim
- Wysterylizowana promieniami gamma
- Pakowane pojedynczo

RURKI TYPU GJ AVANOS* MIC* (MOCOWANIE METODĄ ENDOSKOPOWĄ LUB FLUOROSKOPOWĄ)

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI JELITOWEJ 15 CM	22 CM	30 CM	45 CM
16 Fr	8650-16-15	8650-16-22	8650-16-30	8650-16
18 Fr		8650-18-22	8650-18-30	8650-18
22 Fr				8650-22



RURKA TYPU GJ AVANOS* MIC* (MOCOWANIE METODĄ CHIRURGICZNĄ)

Unikalna rurka do gastrojejunostomii MIC* została stworzona z myślą o pacjentach, którzy wymagają podawania żywienia bezpośrednio do jelita cienkiego oraz jednoczesnej dekompresji żołądka. Rurki tego typu są dostępne w kilku rozmiarach i długościach części jelitowej, aby sprostać indywidualnym potrzebom każdego pacjenta.

- Wykonana z silikonu medycznego
- Wbudowany silikonowy balonik retencyjny (7-10 ml)
- Zewnętrzny pierścień retencyjny SECUR-LOK*
- Podwójne porty: męski port ENFit® do podawania pożywienia do jelita oraz port do dekompresji żołądka
- Liczne jelitowe i żołądkowe porty wyjściowe
- Obciążona część jelitowa wykonana z wolframu
- Stożkowa końcówka dystalna dopasowana do rozmiaru rurki
- Znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim
- Wysterylizowana tlenkiem etylenu
- Pakowane pojedynczo

Zestaw zawiera:
1 rurka typu GJ MIC*
1 trokar brzuszny z osłoną
1 kaniula transpyloryczna
1 gąbeczka z gazy ciętej 5 x 5 cm

RURKI TYPU GJ AVANOS* MIC* (MOCOWANIE METODĄ CHIRURGICZNĄ)

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	DŁUGOŚĆ CZĘŚCI JELITOWEJ 45 CM
16 Fr	8660-16
18 Fr	8660-18
22 Fr	8660-22



RURKA ŻOŁĄDKOWO-JELITOWA AVANOS* MIC*

Rurka żołądkowo-jelitowa MIC* to poprzednik bardzo popularnej obecnie rurki typu GJ MIC*. Rurka tego typu umożliwia podawanie żywienia bezpośrednio do jelita cienkiego oraz jednoczesną dekompresję żołądka i jest przeznaczona dla osób, u których zachodzi konieczność zastosowania rurki o krótszej części jelitowej.

- Wykonana z silikonu medycznego
- Wbudowany silikonowy balonik retencyjny (7-10ml, rurki o długości części jelitowej wynoszącej 25.4cm posiadają balonik 3-5 ml)
- Zewnętrzny pierścień retencyjny SECUR-LOK*
- Obciążona rurka jelitowa wykonana z wolframu
- Podwójne porty: męski port ENFit® do podawania pożywienia oraz dekompresji żołądka
- Liczne jelitowe i żołądkowe porty wyjściowe
- Znaczniki widoczne w promieniowaniu rentgenowskim
- Wysterylizowana promieniami gamma
- Opakowanie zawiera 2 sztuki

RURKI ŻOŁĄDKOWO-JELITOWE AVANOS* MIC*

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	25.4 CM	57.9 CM
16 Fr	8210-16LV	8210-16
18 Fr	8210-18LV	8210-18
20 Fr		8210-20
22 Fr		8210-22
24 Fr		8210-24
26 Fr		8210-26
28 Fr		8210-28
30 Fr		8210-30



ZESTAW WPROWA DZAJĄCY AVANOS* DO MOCOWANIA RUREK TYPU J ORAZ GJ

Zestawy zawierają narzędzia oraz urządzenia ułatwiające umieszczanie rurek do jejunostomii oraz gastro-jejunostomii mocowanych przy użyciu balonika, takich jak rurki typu J/GJ MIC* oraz rurki typu J/GJ MIC-KEY*, metodą endoskopową, fluoroskopową lub laparoskopową.

- Wysterylizowany tlenkiem etylenu
- Pakowane pojedynczo

Zestaw zawiera:

1 zestaw kotwic żołądkowo-jelitowych z fabrycznie załadowanymi czterema igłami SAFE-T-PEXY* T-
1 kleszczyki hemostatyczne
1 bezpieczna igła do wprowadzania
1 drut prowadzący z końcówką w kształcie litery J
1 bezpieczny skalpel z ostrzem #11
1 serijny rozszerzacz z odrywaną osłoną 2 strzykawki 12ml
1 urządzenie do pomiaru stomii

Zestaw nie zawiera rurki.

ZESTAWY WPROWADZAJĄCE AVANOS* DO MOCOWANIA RUREK TYPU J/ ORAZ GJ

ROZMIAR (ŚR. ZEWN.)	OPAKOWANIE	KOD PRODUKTU
Zestaw do wprowadzania rurek typu J- oraz GJ, z rozszerzaczem 20Fr (do stosowania z rurkami typu J/GJ MIC* 16Fr oraz rurkami typu J/GJ MIC-KEY* 16 Fr)	1 sztuka	10249
Zestaw do wprowadzania rurek typu J oraz GJ, z rozszerzaczem 22 Fr (do stosowania z rurkami typu J/GJ MIC* 18 Fr oraz rurkami typu J/GJ MIC-KEY* 18 Fr)	1 sztuka	10229

AKCESORIA



Akcesoria MIC*/MIC-KEY* są przeznaczone dla rurek gastrostomijnych, rurek do jejunostomii oraz rurek do gastrojejunostomii.

- Mechanizm złącza SECUR-LOK* “Key”
 - Podwójne złącze męskie ENFit® (z wyjątkiem bolusowego zestawu przedłużającego MIC-KEY*)
 - Zestawy przedłużające pakowane pojedynczo
- Zacisk rurki (z wyjątkiem zestawu do podawania leków)
 - Nie zawiera naturalnego lateksu ani DEHP
 - Niesterylne

ZESTAWY PRZEDŁUŻAJĄCE AVANOS* MIC-KEY*

Do stosowania z rurekami typu G/J/GJ MIC-KEY*

OPIS	DŁUGOŚĆ	OPAKOWANIE	KOD PRODUKTU
Zestaw przedłużający MIC-KEY* ENFit® ze złączem kątowym	30 cm	5 sztuk	0141-12
Zestaw przedłużający MIC-KEY* ENFit® ze złączem kątowym	60 cm	5 sztuk	0141-24
Zestaw do podawania leków MIC-KEY* ENFit® ze złączem kątowym	5 cm	5 sztuk	0142-02
Bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY* ENFit® z prostym złączem	30 cm	5 sztuk	0143-12
Bolusowy zestaw przedłużający MIC-KEY* ENFit® z prostym złączem	60 cm	5 sztuk	0143-24
Zestaw przedłużający MIC-KEY* ze złączem ENFit® z jedną końcówką ze złączem kontowym	30 cm	5 sztuk	0144-12
Zestaw przedłużający MIC-KEY* ze złączem ENFit® z jedną końcówką ze złączem kontowym	60 cm	5 sztuk	0144-24
Urządzenie do pomiaru stomii MIC-KEY*	-	10 sztuk	98460
Urządzenie do pomiaru stomii MIC-KEY* SF	-	10 sztuk	7145-00



KOMPONENTY ZESTAWÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH

Do stosowania z zestawami wprowadzającymi AVANOS*

OPIS	OPAKOWANIE	KOD PRODUKTU
Igły T SAF-T-PEXY*, zestaw kotwic żołądkowo-jelitowych	1 sztuka (3 igły + 1 zakrzywione kleszczyki hemostatyczne)	10249
Rozszerzacz seryjny z rozrywalną osłoną, 16 Fr	1 sztuka	98702
Rozszerzacz seryjny z rozrywalną osłoną, 18 Fr	1 sztuka	98703
Rozszerzacz seryjny z rozrywalną osłoną, 20 Fr	1 sztuka	98704
Rozszerzacz seryjny z rozrywalną osłoną, 22 Fr	1 sztuka	98705
Rozszerzacz seryjny z rozrywalną osłoną, 24 Fr	1 sztuka	98706



AKCESORIA DO RUREK DO JEJUNOSTOMI AVANOS* MIC*

Do stosowania z rurkami do jejunostomii MIC*

OPIS	OPAKOWANIE	KOD PRODUKTU
Zestaw konserwacyjny do rurek do jejunostomii MIC*	1 sztuka	0301-50
Zatyczki żeńskie do rurek do jejunostomii MIC* Luer-Lok®	5 sztuk	0301-55
Adapter portu do podawania pożywienia MIC*	5 sztuk	0301-60



Złącza PEG AVANOS* MIC* PEG

Do stosowania z przezskórnymi rurkami do gastrostomii MIC* mocowanymi metodą endoskopową

- Nie zawiera naturalnego lateksu ani DEHP
- Niesterylne
- Pakowane pojedynczo

OPIS	KOD PRODUKTU
Złącze męskie do podawania pożywienia ENFit® 14Fr	8135-14
Złącze męskie do podawania pożywienia ENFit® 20Fr	8135-20
Złącze męskie do podawania pożywienia ENFit® 24Fr	8135-24

ZESTAW KONSERWACYJNY DO RUREK GASTOSTOMIJNYCH

Zestaw ułatwia wymianę rurek typu G. Każdy zestaw zawiera:

- Strzykawkę Luer-Slip™ 10 ml
- 5 gazików (7.5 x 7.5cm)
- Chusteczki nasączone alkoholem do czyszczenia skóry
- Strzykawkę Luer-Slip™ wypełnioną sterylną H₂O
- Lubrykant rozpuszczalny w wodzie
- Boczne zaciski mocujące
- Torebka na odpady zagrażające zdrowiu



OPIS	KOD PRODUKTU
Zestaw konserwacyjny do rurek gastrostomijnych	QW3153

UWAGI



Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin,
tel. 609 139 337, 609 133 285, mterczynska@meden.com.pl,
wkolecka@meden.com.pl, www.meden.com.pl