

Meden-Inmed Sp. z o. o.
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Tel.: +48 94 347 10 50 / 53

E-mail: fizjoterapia@meden.com.pl
www.meden.com.pl



Theraspace
TAPICERKA OMEGA



Management
System
ISO 13485:2016

www.tuv.com
ID 0000073249

Do produkcji stołów z linii Theraspace wykorzystywana jest wytrzymała tapicerka poliuretanowa.

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester



Odporność na hydrolizę
(8 lat)



Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych



Wysoka odporność na zadrapania




Przyjazne dla środowiska



Wytrzymałość i wydajność:
>500 000 cykli (intensywne użytkowanie)

Czyszczenie:

Wszelkiego rodzaju plamy lub zabrudzenia należy niezwłocznie wyczyścić szmatką nasączoną neutralnym roztworem mydła, wykonując przy tym płynne, okrężne ruchy.



OM006 BIAŁY



OM240 BEŻOWY



OM315 NIEBIESKI



OM221 GRANATOWY



OM314 SZARY



OM076 GRAFITOWY




OM173 BRĄZOWY



OM225 CZARNY



OM469 JASNOZIELONY



OM157 ZIELONY



OM053 CZERWONY



OM217 BORDOWY

